

SYMMETRI
Kit

Symmetrisleep™

Et spørgsmål om holdning...

Dette produkt bør indgå, som en naturlig del af 24 timers positionering.



 **Anatomic**
-SITT-
- Få balance i kroppen


Symmetrisleep™

OG 24 TIMERS POSTURAL OMTANKE

Tyngdekraften forstærker diverse positioner, efterhånden som en person bliver ældre. Det gør det sværere og derfor også dyrere at give tilfredsstillende støtte i forbindelse med at sidde, stå, bade og ligge.

Med tiden opstår der ofte rotation af bryst og ryg, indre organer presses mod lungerne, hvilket medfører nedsat lungefunktion og øger risikoen for infektion. Hospitalsbesøg øges. Medfølgende problemer kan opstå, så som hofte dystrofi og kontrakturer. Korrigerende operationer er ofte udført, men tyngdekraften vil fortsat være der, 24 timer i døgnet.

Et 24 timers positionerings program kan forhindre disse situationer i at opstå, hvilket kan føre til at operation ikke er nødvendigt eller i det mindste udsætte en sådan. For dem som allerede har pådraget sig en deformitet, kan et komplet posturalt management program hjælpe dem mod en mere "normal" kropsform, hvilket også medfører reduktion i omkostninger og kompleksitet i hjælpemidler, lige så vel som forbedret funktion og en forbedret livskvalitet.



Resultatet af
21 års ringe
positioning

- Justerbar, komfortabel støtte til dem, som har svært ved at flytte sig. Familiemedlemmerne og hjælperne bliver på den måde måske forstyrret mindre.
- Forbedret komfort reducerer tonus forstyrrelser i løbet af natten, for fredeligere nætter, og bedre morgener.
- Hjælper til at fastholde kroppens symmetri og beskytter diverse led mod den destruktive effekt af tyngdekraften i yderstillinger i løbet af de lange nætter.
- Justerbar til enhver position og form, uanset alder på vedkommende. Nem at justere eller lægge på og tage af sengen. 24 timers positionering kan fortsætte uforstyrret fra spæd til voksen.
- Består af forskellige trykafastende materialer, som også kan bruges til at opnå termisk komfort. Monteringsguide følger hvert system.

AIRMANTLE

Top madrassen i Symmetrisleep hedder Airmantle. I løbet af natten reorganiserer vi vores dyne, for at opretholde en konstant kropstemperatur. Airmantle hjælper dem, som ikke selv kan lave disse tilpasninger. Airmantle er som et lag af luft, som hjælper brugeren med at komme af med eventuel sved og dermed bibeholde en konstant kropstemperatur.





Derfor er postural stabilitet nødvendigt

Når kroppen er i stand til at bevæge sig på en almindelig og symmetrisk måde, er der stor sandsynlighed for at personen fortsat vil vokse og forblive symmetrisk.

Når en person har stærkt nedsat bevægelighed kan kroppen blive begrænset til at indtage et vist antal uhensigtsmæssige asymmetriske positioner. Tyngdekraften trykker kroppen nedad og kroppen fikseres i asymmetriske positioner.


Figureerne nedenfor viser typiske positioner for dem, som har svært ved at bevæge sig, ofte bliver placeret i fra en tidlig alder.



Typiske asymmetriske positioner




Sideliggende, højre side



Rygliggende



Sideliggende, venstre side



Maveliggende

Symmetrisleep™

Hvad tilbyder Symmetrisleep™ ?

Symmetrisleep™ muliggør, at personer med problemer i bevægeapparatet kan ligge lige. Ligesystemet kan forebygge yderligere progrediering af diverse deformiteter og i visse tilfælde endda korrigerer allerede eksisterende problemer, når systemet bruges som en del af et 24 timers positionerings program.

Symmetrisleep™ muliggør en nænsom progressiv tilgang til løsning af komplekse problemer. Tilbehøret kan gradvist introduceres i takt med at tolerancen øges. Symmetrisleep™ er det første og det eneste liggesystem, som er designet til at understøtte de biomekaniske rotationskræfter i en positiv retning.



*Langtids terapi
- Hver nat hele året rundt*

Hvordan bruges Symmetrisleep

Når velcro lagenet, den tryksårforebyggende topmadras og det strækbare lagen er på plads, er liggesystemet klart til brug. Det foretrækkes og letter forflytningen at sengens underlag er plant.

Når brugeren er klar til det, monteres støtter og puder for at give den rette positionering.

Fremfor at det er brugeren, som skal passe ind i system, tilpasses Symmetri liggesystem fleksibelt til brugeren. Hjælpere oplever, at det bare tager et øjeblik at tilpasse systemet, og finjustering kan klares med det samme.

Tilpasning af støtterne er nemt og ligetil. Nogle Hjælpere foretrækker at montere dem, mens brugeren sover.

Husk at man kan bruge Symmetrisleep™ om dagen lige så vel, som om natten. Hvis bare liggesystemet er benyttet 2 timer om dagen, svarer det til 730 timer progressive passive terapi timer per år. Bruges liggesystemet hver nat, svarer det til ca. 3.600 timer, hvor kroppen er afslappet og har de bedste betingelser for restitution.

Fakta

Symmetrisleep virker

- Mave-, ryg- eller sideliggende.
- Ved at systemet placeres ovenpå en seng.
- På forskellige typer madrasser - også tryksårforebyggende madrasser.

Symmetrisleep er

- Nemt og enkelt at rengøre.
- Let transportabel.
- Brandhæmmende.