

LIGGESYSTEMET

SymmetriSleep

- Kom sovende til bedre positionering



Hvad tilbyder Symmetrisleep?

Det er meget vigtigt, at en borger har den bedst mulige siddestilling i sin kørestol, men det er lige så vigtigt, at vedkommende også positioneres optimalt alle de timer, vedkommende ikke sidder i sin kørestol. Et 24 timers positionerings program kan gøre en forskel.

Symmetrisleep muliggør, at personer med problemer i bevægeapparatet kan ligge lige, under forudsætning af at deres krop er fleksibel nok, til at blive rettet ud. Liggesystemet kan forebygge yderligere progrediering af diverse deformiteter og i visse tilfælde endda korrigere allerede eksisterende problemer, når systemet bruges som en del af et 24 timers positionerings program.

Symmetrisleep muliggør en nænsom progressiv tilgang til løsning af komplekse problemer. Tilbehøret kan gradvist introduceres i takt med at tolerancen øges. Symmetrisleep er designet til at understøtte de biomekaniske rotationskræfter i en positiv retning,



Symmetrisleep virker:

- Mave-, ryg- eller sideliggende.
- Ved at systemet placeres ovenpå en seng.
- På forskellige typer madrasser - også tryksårsforebyggende.

Symmetrisleep er :

- Nemt og enkelt at rengøre.
- Let transportabel.
- Brandhæmmende.

Hvordan bruges Symmetrisleep?



Når velcro lagenet, den tryksårsforebyggende topmadras og det strækbare lagen er på plads, er liggesystemet klart til brug. Det foretrækkes og letter forflytningen at sengens underlag er plant.

Når brugeren er klar til det, monteres støtter og puder for at give den rette positionering.

Fremfor at det er brugeren, som skal passe ind i systemet, tilpasses Symmetri liggesystem fleksibelt til brugeren.

Tilpasning af støtterne er nemt og ligetil. Nogle foretrækker at montere dem, mens brugeren sover.

Husk at man kan bruge Symmetrisleep om dagen lige så vel, som om natten. Hvis bare liggesystemet er benyttet 2 timer om dagen, svarer det til 730 timer progressive passive terapi timer per år. Bruges liggesystemet hver nat, svarer det til ca. 3.600 timer, hvor kroppen er afslappet og har de bedste betingelser for restitution.



Symmetrisleep - kort & godt

- Justerbar, komfortabel støtte til dem, som har svært ved at flytte sig. Familiemedlemmerne og hjælperne bliver på den måde måske forstyrret mindre.
- Forbedret komfort reducerer tonus forstyrrelser i løbet af natten, for fredeligere nætter, og bedre morgener.
- Hjælper til at fastholde kroppens symmetri og beskytter diverse led mod den destruktive effekt af tyngdekraften i yderstillinger i løbet af natten.
- Justerbar til enhver position og form, uanset alder på vedkommende. Nem at justere eller lægge på og tage af sengen. 24 timers positionering kan fortsætte uforstyrret fra spæd til voksen.
- Består af forskellige trykaflastende materialer, som også kan bruges til at opnå termisk komfort.

AIRMANTLE

Top madrassen i Symmetrisleep hedder Airmantle.

I løbet af natten reorganiserer vi vores dyne, for at opretholde en konstant kropstemperatur. Airmantle hjælper dem, som ikke selv kan lave disse tilpasninger. Airmantle er som et lag af luft, som hjælper brugeren med at komme af med eventuel sved og dermed bibeholde en konstant kropstemperatur.

