

etac®

Creating Possibilities



imedia

Immedia LeanOnMe

Bløde og aflastende positionerings- og kilepuder til flere formål

Den bedste stilling er altid den næste

Regelmæssig repositionering er afgørende for sengeliggende personer, der ikke kan bevæge sig selvstændigt. Korrekt positionering gør det muligt at slappe af, kan reducere ubehag og kan hjælpe med at forhindre skader på huden og smerter forbundet med langvarig immobilitet.

Vedligehold af kropsfunktioner


Vi er i dag udmærket klar over, hvor vigtigt det er at forebygge tryk og shear vha. optimale hvilestillinger 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Det bidrager til at opretholde kroppens funktioner og opnå hvile og kvalitetssøvn – begge dele af stor betydning for genoptræningen og for en god livskvalitet.

Samtidig hjælper optimal positionering med til at mindske langsigtede konsekvenser såsom kontrakturer, smerter og tryksår.

LeanOnMe består af en bred vifte af multifunktionelle positioneringspuder, der kan bidrage til en bedre livskvalitetsoplevelse gennem:

- Trykaflastning
- Profylaktisk effekt
- Smertelindring
- Beroligende effekt
- Ikke-farmakologisk virkning.





Hvorfor LeanOnMe?

LeanOnMe, der betyder "Støt mig", kan hjælpe brugerne med at hvile, opretholde kropsfunktioner og lette plejernes arbejdsbyrde. Disse brugervenlige puder understøtter forflytninger og positionering ved at udnytte brugerens egne ressourcer.

Puderne er fremstillet af bæredygtige, hudvenlige materialer og tilbyder komfort, selv for personer med taktile udfordringer. Pudefyldet kan sikre stabilitet, komfort og beroligende sensorisk stimulering med støjminimerende materialer, der er ideelle til brugere med følsom hørelse. Puderne fås med Soft-Touch eller Hygiejne betræk, mens Wedges og Triangles kilepuder har Soft-Touch eller Non-Slip betræk.

Hvem kan have glæde af LeanOnMe?

Puderne kan være nyttige i mange situationer, men især når der er behov for at støtte kroppen eller beskytte udsatte kropsdele ved repositionering. Personer med én eller flere af følgende karakteristika bør overvejes i risiko for tryksår: begrænset mobilitet, risiko for tryksår eller eksisterende tryksår, nedsat perfusion, øget fugt og/eller kropstemperatur, dårlig ernæringsstatus, høj alder, sensoriske problemer, er sengeliggende eller har en generelt forværret helbredsstatus.

Undersøgelser viser, at en lukket stilling hjælper med at berolige angst, uro og vrede, samtidig med at den øger afslapning, fokus og klarhed i tankerne.

Hvornår er det tid til at skifte stilling?

Mennesker uden funktionsnedsættelser laver flere mikro- og makrobevægelser i timen end folk med handicap. Disse stillingsændringer er en vigtig del af forebyggelsen af tryksår, kontrakturer, ødem, lungebetændelse og smerter. Evidens for den mest effektive stilling og hyppighed af repositionering er begrænset, men hvis en person ikke er i stand til at repositionere på egen hånd, anbefales det dog at tilbyde dem hjælp til at gøre dette.

Hyppig repositionering består af flere opgaver og er en top-prioritet i sygeplejen, der omfatter omfordeling af tryk, lettelse af åndedrætsfunktioner og komfort. Repositionering giver også mulighed for at foretage en kort hudvurdering fra top til tå, med særlig fokus på hud overliggende knoglefremspring såsom korsbenet, ischial tuberositeter, større trochanter og hæle.

At bestemme, om hudrødme er blancherbar eller ikke-blancherbar, kan gøres med finger- eller diskmetoden*:


- Fingertrykmetode: en finger trykkes på erytem i tre sekunder, og blanchering vurderes efter fjernelse af fingeren.
- Transparent disk-metode: en gennemsigtig disk bruges til at påføre tryk ligeligt over et område med erytem, og blanchering kan observeres under disken under påføringen. Undgå at placere personen på et område med erytem, når det er muligt.

*Reference: EPUAP/NPIAP/PPPIA, 2019

Årsagen til tryksår

Når en person sidder eller ligger i en bestemt stilling, reducerer vedvarende tryk på sårbare områder blodcirkulationen, da hudens sarte blodkar presses sammen. Som følge heraf forsynes vævet ikke længere tilstrækkeligt med blod og ilt. Som et advarselssignal fra kroppen opstår en mere eller mindre intens trykkende smerte, der får en rask person til at ændre sin stilling og derved aflaste trykket på det berørte kropsområde. Når blodkarrene er lindret for smerten, fyldes de op med blod, og hudvævet forsynes tilstrækkeligt igen.


Hvis en immobil bruger ikke er i stand til at registrere advarselssmerten eller bevæge sig uden hjælp, fortsætter trykket på hudvævet på trods af advarselssignalerne. På grund af reduceret blodcirkulation opstår der iltmangel i de komprimerede hudceller, hvilket resulterer i efterfølgende celledskader. Skaden bliver mere alvorlig, jo længere og stærkere trykket er på huden. Hvis trykket ikke aflastes rettidigt, dør cellerne til sidst, hvilket fører til hudskader og/eller tryksår.



Trykområder

Områder på kroppen, der er særligt udsatte for tryk

Afhængigt af hvor trykket er placeret på huden, kan tryksår udvikle sig overalt på kroppen. Særligt sårbare er de kropsdele, der udsættes for dybt tryk på grund af vægten. Derudover er knoglefremspring i fare, fordi de er dækket af mindre subkutan fedtvæv. I liggende stilling påvirker tryksår oftest korsbenet og hælene, mens trykket i lateral stilling ofte er på trochanter (hofteben), ankler og ører. I siddende stilling er sædebensknuderne udsatte. Alle disse områder kræver nøje overvågning.





24-timers positionering

Vigtigheden af 24-timers positionering

Det er afgørende for en immobil person regelmæssigt at skifte stilling i sengen for at fordele trykket på huden. I dag forstår vi vigtigheden af 24-timers positionering for at reducere risikoen for hudskader og sekundære komplikationer såsom kontrakturer, ledforskydning og tryksår.


Kroppens alignment

Justér brugerens krop korrekt for at opretholde naturlige anatomiske positioner og minimere belastningen af muskler og led. Det er god praksis at kontrollere kroppens alignment inden positioneringen afsluttes, ved at analysere linjerne fra skulder til fødder og på tværs af kroppen, uanset om personen ligger på ryggen eller siden.



Støtte til led og muskler

Velstøttede led og muskler er afgørende for smertebehandling og for at hjælpe med rehabilitering, da støtte og aflastning af de berørte led og muskler er vigtig for at opnå forbedret funktion. Hvis brugeren har en ustøttet ledforskydning, f.eks. skulderforskydning, forårsager det alvorlige smerter.



Undgå hulrum

Sørg for tilstrækkelig støtte ved hjælp af puder og kiler for at opretholde en korrekt, jævn trykfordeling. Dette sikrer, at brugeren kan slappe af og kan hjælpe med at reducere ubehag og/eller kan reducere risikoen for hudskader.

Brugere med kontrakturer eller ledstivhed kan opleve vanskeligheder med neutral ledstilling og afslapning af de berørte kropsdele, hvilket kan føre til hulrum mellem kropsdelen og den støttende overflade, f.eks. sengen. Dette kan forårsage stress i led, ledbånd og muskler, hvorfor det er en central del af plejen at opbygge overfladen på en måde, der understøtter hele kroppen.

Brug

Tryk – Forebyg og aflast

For brugere, der er i risiko for at udvikle et tryksår, bør man repositionere ofte og dermed mindske trykket fra risikostedet. Følgende bør indgå i hver hudvurdering: hudtemperatur, ødem og ændring i vævskonsistens i forhold til omgivende væv. Når brugeren er i stand til at reagere pålideligt, anbefales det at bede ham eller hende om at identificere områder med ubehag eller smerte, der kan tilskrives tryksskade.



Spasticitet og kontrakturer – Profylaktisk støtte

Hvis en person er sengeliggende på grund af hjerneskade, er det vigtigt at forebygge spasticitet, som ofte er en følgesygdom. Spasticiteten styres ved at placere personen i stillinger, der er modsat spasticitetsmønsteret. Efter blot et par dages immobilitet vil konsekvenserne af manglende bevægelse vise sig i muskler og led. Dette kan forårsage kontrakturer, som er smertefulde og vil hæmme personens mobilitet. En støttende og stabil stilling kan give komfort og bedre hvile, hvilket er vigtigt for genoptræningen.



Luftvejsproblemer – Øg ventilationen

Hvis en person med luftvejsproblemer er immobiliseret i sengen, er den normale procedure 30° elevation i liggende stilling, men for at undgå sekret i lungerne er det også vigtigt at blive repositioneret på begge sider. Dette vil skabe et godt åndedræt i den del af lungen, der vender væk fra madrassen. Brugeren skal placeres på en måde, der skaber en følelse af ubesværet vejtrækning.

AVT-positionering anbefales for at understøtte respirationen, se instruktion på side 15.



Smerte – Lindre og omslutte

En sengeliggende person er ofte bedrøvet og har smerter; enten på grund af traumer eller komplikationer ift. nedsat blodgennemstrømning såsom tryksår, kontrakturer, iskæmi eller ødem. Plejeren skal observere den immobile person, og sørge for, at ansigtsudtrykket viser tegn på velvære, inden repositioneringen afsluttes – og for at afgøre, om det er tid til næste stilling. Det er også muligt at reducere smerten og ubehaget gennem sansestimulering. En omsluttende positionering kan øge kropsbevidsthed gennem følesansen, som får niveauet af det stressreducerende hormon Oxytocin til at stige.



Angst og uro – Øg afslapning

At omslutte en person med positioneringspuder stimulerer følesansen og kan reducere angst, agitation og vrede, hvilket kan gavne det daglige samarbejde med plejeren. En klar kropsbevidsthed øger afslapning, fokus på klarhed i tanker, positiv energi og en rolig følelse. Dette er et optimalt terapeutisk værktøj til dem med selvskade, nødlidende eller kampvillig adfærd, eller dem, der udløses af tilsyneladende små stimuli i deres omgivelser, f.eks. utilsigtet eller uønsket berøring.



LeanOnMe



LeanOnMe er en serie af produkter af bløde, formbare puder samt faste og stabile kilepuder. LeanOnMe kan bruges individuelt eller i kombination. De giver den enkelte bruger kropsstøtte i enten siddende eller liggende stilling og kan også lette plejepersonalets opgaver under plejerutiner.

To slags fyld

Skum og bønner



Pude

LeanOnMe-puderne er fyldt med en velafbalanceret blanding af granuleret viskoelastisk polyurethanskum fra madrasproduktion og EPP-bønner (udvidet polypropylen). EPP-bønnerne er faste, støjsvage, vandafvisende og 100 % genanvendelige.

Fyldet tillader lemmerne at synke ned i det bløde materiale i den ønskede position. Dets elasticitet og gentagelsesevne fordeler tryk og belastning, selv ved høje belastninger. Begge materialer vender tilbage til deres oprindelige form, ideelt til blød positionering.

Alle materialer er designet til at holde støj på et minimum, hvilket gør positioneringspuderne optimale for brugere med følsom hørelse.

Skum



Wedge og Triangle kilepuder

PU-skummet i LeanOnMe Wedges og Triangles er et fleksibelt, åbencellet materiale designet til maksimal komfort, støtte og holdbarhed.

Dets fremragende luftgennemstrømning hjælper med at holde brugerne kølige og komfortable, mens dets evne til at fordele vægten effektivt hjælper med at reducere trykket. Dette gør det til et ideelt valg til anvendelse for både støtte og komfort.

Tre forskellige overflader

Soft-Touch




Puder, Wedge og Triangle kilepuder

Alle LeanOnMe-positioneringshjælpemidler har en unik blød og hudvenlig overflade lavet af bæredygtige og naturlige økologiske materialer. Soft-Touch-tekstilet er et quiltet stof, der gør overfladen meget behagelig og blød, så lemmerne kan synke ned i det.

Soft-Touch-betrækket på LeanOnMe Wedges og LeanOnMe Triangles har et skridsikkert polyurethanmateriale i bunden, der hjælper med at holde dem på plads uafhængigt af overfladens materiale.


Hygiejne



Puder

LeanOnMe-puderne har en unik blød og hudvenlig overflade, der er vandtæt og kan tørres af. Den er meget behagelig og blød, så lemmerne kan synke ned i den.

Non-Slip



Wedge og Triangle kilepuder

Non-Slip overfladen er lavet af et unikt, skridsikkert miljøvenligt materiale med en hudvenlig overflade. Betrækket hjælper med at holde LeanOnMe-kilepuderne på plads, uafhængigt af overfladens materiale.

- STANDARD 100 OEKO-TEX® certificeret
- Vandtæt og åndbar
- Blød og bi-elastisk, selv efter mange vaske

Yderligere fordele:

- Luftcirkulation
- Temperaturregulering
- Barriere mod husstøvmider, bakterier, svampe og væggelus
- Lydsvage materialer, der giver et minimum af auditive stimuli

Yderligere fordele:

- Antibakteriel

LeanOnMe-produkterne produceres miljøvenligt med hensyntagen til deres klimaaftryk og med fokus på at reducere affald og dets påvirkning af miljøet. Dette opnås ved at bruge miljøvenlige materialer, der er lavet af økologiske ingredienser og restmaterialer fra tidligere produktion, samt både genbrugs- og genanvendelig emballage.



Materiale

LeanOnMe puder

Pude: 95 % polyester, 5 % elasthan.

Fyld: granuleret polyurethan skum, EPP (Udvidet Polypropylen) bønner.

Betræk Soft/Betræk Hygiejne: 75 % Lyocell (Tencel™ + Smartcel™ sensitive), 25 % Modal (Tencel™). 100 % polyester fyld og polyurethan membran.

LeanOnMe Wedges og Triangles kilepuder

Fyld: PU komfortskum

Non-Slip materiale: 100 % polyester med 100 % polyurethan

Betræk Soft-touch: 75 % Lyocell (Tencel™ + Smartcel™ sensitive), 25 % Modal (Tencel™). 100 % polyester fyld og polyurethan membran.

Vaskeinstruktioner



Maskinvask ved max. 80°C. Tumblerørres ved lav temperatur max. 60°C. Benyt ikke opløsningsmiddel eller blegemiddel. Må ikke stryges. Adskil pude og betræk inden vask.

LeanOnMe Roll

Denne lejringsrulle kan bøjes, formes og justeres præcis til brugerens behov. Den kan også rystes, så den bliver mere fyldig på nogle områder og tyndere på andre. I sideleje kan den formes til at støtte hoved, ryg og ben. Lejringsrullen er velegnet til hjerneskadede eller demente brugere og personer med nedsat kropsbevidsthed eller uro, da den kan give god taktile stimulering.



Positioneringsmuligheder



Roll str. L – rygleje

Når rullen bruges som rede, kan den virke tryk- og smertelindrende på skuldrene og løfte arme og hænder. Dette kan give en lettere vejtrækning.



Roll L – sideleje

Når rullen krammes i sideleje, kan den have en beroligende effekt, og gøre det muligt at støtte brugeren i en komfortabel position.



Roll S – siddestilling

Når lejringsrullen holdes mod maven, kan den virke beroligende og stabiliserende og aflaste arme og skuldre.

Produktnavn	Str.	HMI-nr.	Varenr.
LeanOnMe Roll S + Betræk Soft-Touch	B330 x L1000 mm	129633	IM15112
LeanOnMe Roll L + Betræk Soft-Touch	B330 x L2300 mm	129636	IM15113
LeanOnMe Roll S + Betræk Hygiejne	B330 x L1000 mm	129639	IM16112
LeanOnMe Roll L + Betræk Hygiejne	B330 x L2300 mm	129642	IM16113
Betræk Soft-Touch til LeanOnMe Roll S	B330 x L1000 mm	-	IM10512
Betræk Soft-Touch til LeanOnMe Roll L	B330 x L2300 mm	-	IM10513
Betræk Hygiejne til LeanOnMe Roll S	B330 x L1000 mm	-	IM10612
Betræk Hygiejne til LeanOnMe Roll L	B330 x L2300 mm	-	IM10613

LeanOnMe Channel

Den fleksible kanalsyede pude kan aflaste og give støtte. Puden kan rulles og formes afhængigt af anvendelsen.

Den kan placeres under benet/benene, mellem benene, under læggene for at aflaste hælene. Eller for at støtte en arm, for at aflaste skulderblade og/eller albue. I sideleje kan puden placeres under ryggen eller mellem benene for at beskytte udsatte områder. I siddende stilling placeres puden i ryggen som støtte.



Positioneringsmuligheder



Channel – rygleje

Når puden placeres under begge ben, kan den lindre ødemer. Kan også bruges smerte- og trykaflastende.



Channel – ben

Til elevation eller til trykaflastning på ankel og/eller hæl.



Channel – sideleje

Når puden placeres mellem benene, kan den beskytte udsatte områder såsom indre knæ og ankler samt tryk fra sengehest.

Produktnavn	Str.	HMI-nr.	Varenr.
LeanOnMe Channel + Betræk Soft-Touch	B750 x L750 mm	129615	IM15108
LeanOnMe Channel + Betræk Hygiejne	B750 x L750 mm	129618	IM16108
Betræk Soft-Touch til LeanOnMe Channel	B750 x L750 mm	-	IM10508
Betræk Hygiejne LeanOnMe Channel	B750 x L750 mm	-	IM10608

LeanOnMe Wing

Denne rygstøttepude med fane bruges i sidestilling. Brugeren ligger på fanen, så brugerens egen vægt holder puden på plads. Dermed støttes ryggen i en stabil position. Pudsen kan også bruges rygliggende for at beskytte udsatte kropsdele mod tryk fra sengehest.




Positioneringsmuligheder



Wing – sideleje

Når pudsen placeres i ryggen i sideposition med vingen under brugeren, forbliver pudsen på plads og sikrer, at brugeren ikke vipper bagud.



Wing – sideleje

Pudsen kan også bruges til at beskytte udsatte kropsdele mod tryk fra sengehest.



Wing – rygliggende

Placeret under en arm i liggende stilling kan pudsen virke tryk- og smertelindrende og kan beskytte udsatte kropsdele.

Produktnavn	Str.	HMI-nr.	Varenr.
LeanOnMe Wing + Betræk Soft-Touch	B450 x L800 mm + wing 200 mm	129621	IM15107
LeanOnMe Wing + Betræk Hygiejne	B450 x L800 mm + wing 200 mm	129624	IM16107
Betræk Soft-Touch til LeanOnMe Wing	B450 x L800 mm + wing 200 mm	-	IM10507
Betræk Hygiejne til LeanOnMe Wing	B450 x L800 mm + wing 200 mm	-	IM10607

LeanOnMe Mini

En lille multifunktionel støttepude, der placeres hvor der opstår mindre hulrum mellem krop og madras, når en person er lejret; typisk ved ankel og knæ. Anvendelse af puden kan have en afslappende effekt på kropsdelen, hvilket kan forplante sig til resten af kroppen. Den kan med fordel også benyttes til at åbne en hånd, der er ramt af spasticitet. Den lille pude er den professionelle erstatning for dynesnippen – men den falder ikke sammen eller flader ud.



Positioneringsmuligheder



Mini – lænd

Placeres under lænden for at aflaste trykket på bækkenet.



Mini – hånd

Bruges for at hæve hånden eller åbne den op.



Mini – hulrum

Placeres hvor der opstår mindre hulrum.

Produktnavn	Str.	HMI-nr.	Varenr.
LeanOnMe Mini + Betræk Soft-Touch	B150 x L300 mm	129609	IM15100
LeanOnMe Mini + Betræk Hygiejne	B150 x L300 mm	129612	IM16100
Betræk Soft-Touch til LeanOnMe Mini	B150 x L300 mm	-	IM10500
Betræk Hygiejne til LeanOnMe Mini	B150 x L300 mm	-	IM10600

LeanOnMe Basic

Traditionelle positioneringspuder i seks former og størrelser, der kan anvendes i sideleje og rygliggende leje for at støtte ryg, arme, ben, knæ, ankler eller i liggende stilling for at lette vejrtrækningen. Positioneringspuderne kan også bruges til at beskytte udsatte kropsdele mod tryk fra sengehest.




Positioneringsmuligheder



Basic – rygliggende

Anvendes i rygliggende stilling til at støtte krop eller lemmer. Også til beskyttelse af udsatte kropsdele.



Basic XS og S – sideleje

Kan holdes mod maven for en smertelindrende og/eller beroligende effekt.




Basic XS og S – siddende

Løft af arm og hånd for at mindske risikoen for kontrakturer, ødemer og tryk.

Produktnavn	Str.	HMI-nr.	Varenr.
LeanOnMe Basic XS + Betræk Soft-Touch	B300 x L400 mm	129657	IM15101
LeanOnMe Basic S + Betræk Soft-Touch	B400 x L600 mm	129660	IM15102
LeanOnMe Basic M + Betræk Soft-Touch	B500 x L700 mm	129663	IM15103
LeanOnMe Basic L + Betræk Soft-Touch	B250 x L900 mm	129666	IM15104
LeanOnMe Basic LW + Betræk Soft-Touch	B450 x L800 mm	129669	IM15105
LeanOnMe Basic XL + Betræk Soft-Touch	B550 x L900 mm	129627	IM15106
LeanOnMe Basic XS + Betræk Hygiejne	B300 x L400 mm	129672	IM16101
LeanOnMe Basic S + Betræk Hygiejne	B400 x L600 mm	129675	IM16102
LeanOnMe Basic M + Betræk Hygiejne	B500 x L700 mm	129679	IM16103
LeanOnMe Basic L + Betræk Hygiejne	B250 x L900 mm	129682	IM16104
LeanOnMe Basic LW + Betræk Hygiejne	B450 x L800 mm	129685	IM16105
LeanOnMe Basic XL + Betræk Hygiejne	B550 x L900 mm	129630	IM16106
Betræk Soft-Touch til Basic XS	B300 x L400 mm	-	IM10501
Betræk Soft-Touch til Basic S	B400 x L600 mm	-	IM10502
Betræk Soft-Touch til Basic M	B500 x L700 mm	-	IM10503
Betræk Soft-Touch til Basic L	B250 x L800 mm	-	IM10504
Betræk Soft-Touch til Basic LW	B450 x L800 mm	-	IM10505
Betræk Soft-Touch til Basic XL	B550 x L900 mm	-	IM10506
Betræk Hygiejne til Basic XS	B300 x L400 mm	-	IM10601
Betræk Hygiejne til Basic S	B400 x L600 mm	-	IM10602
Betræk Hygiejne til Basic M	B500 x L700 mm	-	IM10603
Betræk Hygiejne til Basic L	B250 x L800 mm	-	IM10604
Betræk Hygiejne til Basic LW	B450 x L800 mm	-	IM10605
Betræk Hygiejne til Basic XL	B550 x L900 mm	-	IM10606


LeanOnMe Basic L

Ved at variere positionen af to Basic L kan puderne understøtte åndedrættet. Metoden hedder AVT, fordi bogstaverne symboliserer, hvordan puderne er placeret. AVT kan mindske risikoen for lungebetændelse og forbedre lungefunktionen, fordi positionerne udvider forskellige dele af lungerne.




A positionering

A åbner de øverste dele af lungerne og aflaster en del af ryggen.



V positionering

V åbner de nederste dele af lungerne og aflaster en del af ryggen.



T positionering

T giver en generel åbning af lungerne.



LeanOnMe Wedge kilepude

Wedge kilepuderne giver komfortabel støtte til hvile og ved personlige hygiejnerutiner. De tilbyder en fast og stabil støtte og leveres med to forskellige betræk: et med høj friktion for at holde dem på plads og et andet med en blød, hudvenlig overflade lavet af bæredygtige materialer, hvilket gør kilepuderne skånsomme for brugere med følsom hud.

Kilepuderne er ideelle til personer, der har brug for positioneringsstøtte. Positionering med LeanOnMe-kilepuder kan bidrage til at skåne sårbare kropsområder, såsom dem, der er i risiko for trykskader. For brugere med mobilitetsbegrænsninger eller aldrende hud kan kilerne forbedre komforten og reducere trykket, hvilket giver essentiel stabilitet under positionering eller hygiejnerutiner.

Kilepuderne kan hjælpe med at skabe et sikkert og behageligt miljø, der forbedrer komforten under hvile og plejerutiner.



NYHED


Positioneringsmuligheder



Wedge-kilepuderne kan bruges i kombination med to eller flere kiler til at støtte efter behov eller som hjælp til at rejse sig fra sengen til stående stilling.



Wedge-kilepuder tilbyder mange muligheder for at støtte brugeren i forskellige hvilestillinger. Udover at støtte ryggen kan kilepuderne også bruges til at støtte benene i rygliggende stilling.



Wedge-kilepuder har to vinkler og kan understøtte en stabil position, når patientens ryg ligger mod kilen, under personlig hygiejne eller i kombination med en LeanOnMe Triangle kilepude.

Produktnavn	Str.	HMI-nr.	Varenr.
LeanOnMe Wedge XS + Soft-Touch betræk	B300 x L265 x H200 mm	144355	IM53XSST
LeanOnMe Wedge XS + Non-Slip betræk	B300 x L265 x H200 mm	144436	IM53XSNS
LeanOnMe Wedge S + Soft-Touch betræk	B300 x L530 x H200 mm	144430	IM53SST
LeanOnMe Wedge S + Non-Slip betræk	B300 x L530 x H200 mm	144439	M53SNS
LeanOnMe Wedge L + Soft-Touch betræk	B300 x L800 x H200 mm	144433	IM5380LST
LeanOnMe Wedge L + Non-Slip betræk	B300 x L800 x H200 mm	144442	IM5380LNS
Non-Slip betræk til Wedge XS (IM53XSNS)	B300 x L265 x H200 mm		IM5300XSNS
Non-Slip betræk til Wedge S (IM53SNS)	B300 x L530 x H200 mm		IM5300SNS
Non-Slip betræk til Wedge L (IM5380LNS)	B300 x L800 x H200 mm		IM530080LNS
Soft-Touch betræk til Wedge XS (IM53XSST)	B300 x L265 x H200 mm		IM5300XSST
Soft-Touch betræk til Wedge S (IM53SST)	B300 x L530 x H200 mm		IM5300SST
Soft-Touch betræk til Wedge L (IM5380LST)	B300 x L800 x H200 mm		IM530080LST

LeanOnMe Triangle kilepude

Triangle kilepuderne er designet til at udfylde hulrummene mellem kroppen og madrassen og giver målrettet støtte, der fremmer afslapning og stabilitet. Triangle kilepuderne er ideelle til at udfylde hulrum under maven, hofterne eller under en pude for at give ekstra hovedstøtte. På denne måde hjælper de med at forbedre alignment og støtte, hvilket kan øge komforten og roen i hele kroppen.

Triangle kilepuderne hjælper med at skabe et beroligende, støttende miljø, der kan fremme en afslappende søvn, lindre trykket på sårbare områder og fremme komfort og ro under hvile- og plejeaktiviteter. Dette gør Triangle kilepuderne til et vigtigt hjælpemiddel for både brugere og plejepersonale.

Triangle XS er et professionelt alternativ til traditionelle støtter og kan udfylde forskellige huller. Triangle S er perfekt til sideliggende støtte, og kan gøre personlige plejeopgaver mere tilgængelige og komfortable. Den kan også give stabil støtte under knæ eller fødder.

NYHED



Positioneringsmuligheder



LeanOnMe Triangle XS er en multifunktionel støtte. Den placeres, hvor der opstår mindre mellemrum mellem krop og madras, når en person positioneres; typisk på maven, hofterne eller under puden.



Triangle kilepuder er ideelle til at give en behagelig og stabil sideliggende stilling, hvilket gør opgaver som plejerutiner, påklædning i sengen og sårpleje omkring lænden eller bækkenområdet lettere for plejeren.



En god støttet positionering af brugeren kan bidrage til afslapning og søvn.

Produktnavn	Str.	HMI-nr.	Varenr.
LeanOnMe Triangle XS + Soft-Touch betræk	B200 x L250 x H100 mm	144448	IM54XSST
LeanOnMe Triangle XS + Non-Slip betræk	B200 x L250 x H100 mm	144457	IM54XSNS
LeanOnMe Triangle S + Soft-Touch betræk	B250 x L400 x H150 mm	144452	IM54SST
LeanOnMe Triangle S + Non-Slip betræk	B250 x L400 x H150 mm	144460	IM54SNS
Soft-Touch betræk til Triangle XS (IM54XSST)	B200 x L250 x H100 mm		IM5400XSST
Non-Slip betræk til Triangle XS (IM54XSNS)	B200 x L250 x H100 mm		IM5400XSNS
Soft-Touch betræk til Triangle S (IM54SST)	B250 x L400 x H150 mm		IM5400SST
Non-Slip betræk til Triangle S (IM54SNS)	B250 x L400 x H150 mm		IM5400SNS

LeanOnMe Ring

Nakkepuden bruges til at give stabil og aflastende støtte, når en normal pude ikke vurderes at være tilstrækkelig

Nakkepuden er velegnet til brugere, der lider af Huntingtons sygdom, og andre, der udvikler tryksår omkring nakken. Til brugere med dårlig hovedkontrol kan den også bruges i halvsiddende leje i seng eller lænestol for at give god nakkestøtte. Nakkepuden kan nemt tages med på ture for at lindre ømme nakkemusklér og ryghvirvler.



Positioneringsmuligheder



Ring – sideleje

Kan aflaste tryk på ører og/eller lindre smerter i nakkemusklér.



Ring – rygliggende

Til trykaflastning på baghovedet og/eller til hovedkontrol.



Ring – siddende

Til at støtte hovedet i siddende stilling.

Produktnavn	Str.	HMI-nr.	Varenr.
LeanOnMe Ring S + Betræk Soft-Touch	Ø 400 mm	129645	IM15110
LeanOnMe Ring M + Betræk Soft-Touch	Ø 500 mm	129648	IM15111
LeanOnMe Ring S + Betræk Hygiejne	Ø 400 mm	129651	IM16110
LeanOnMe Ring M + Betræk Hygiejne	Ø 500 mm	129654	IM16111
Betræk Soft-Touch til Ring S	Ø 400 mm	-	IM10510
Betræk Soft-Touch til Ring M	Ø 500 mm	-	IM10511
Betræk Hygiejne til Ring S	Ø 400 mm	-	IM10610
Betræk Hygiejne til Ring M	Ø 500 mm	-	IM10611



LeanOnMe Bag

Praktisk taske til opbevaring og transport af puderne.
Lavet af miljøvenligt genbrugt polypropylen.

Produktnavn	Str.	Varenr.
LeanOnMe Bag	900 x 650 x 350 mm	IM120015





Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering. Siden 1973 har vi arbejdet engageret for at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og produktinformationer på www.etac.dk

Etac A/S

+45 79 68 58 33

info@etac.dk

www.etac.dk

etac[®]
Creating Possibilities