
HOGGI[®]

Partnerschaft für mobile Kinder



FLUX

Brugermanual

da

Brugervejledning til FLUX

1	Model identifikation	
1.1	Modelidentifikation	3
1.2	Grundkonfiguration	4
1.3	Miljøforhold	4
2	Almindelige oplysninger	
2.1	Forord	5
2.2	Ansøgning	5
2.3	Overensstemmelseserklæring	6
2.4	Garantivilkår	6
2.5	Service og reparationer	6
2.6	Oplysningspligt for alvorlige hændelser	6
2.7	Produktsikkerhed / produkttilbagekaldelser	6
3	Sikkerhedsinstruktioner	7
3.1	Symbolernes betydning	7
3.2	Almindelige sikkerhedsinstruktioner	7
4	Levering og klargøring til brug	11
5	Justerings- og tilpasningsmuligheder	13
5.1	Højde- og dybdejustering af gribeskinne (alle versioner)	13
5.2	Gribestang standard	13
5.3	Gribestang med universalhåndtag	13
5.4	Omvendt rullelås	14
	5.5 Fold til transport	14
6	Tilbehør	15
6.1	Underarmsstøtte med håndtag	15
6.2	Kofangerhjul	16
6.3	Trækbremse	16
6.4	Bremse med hjullås	16
6.5	Parkeringsbremse	17
6.6	Anti-dip	18
6.7	Sæde	18
6.8	Hofte-/bundpuder, multijusterbare	18
6.9	Trunk-understøttelse	19
6.10	Dynamisk hoftekontrol	20
6.11	Transportør	20
6.12	Kurv	20
6.13	Drejelås	21
7	Transportere	21
8	Opbevaring	21
9	Genbrug og bortskaffelse	22
10	Vedligeholdelse/service og reparationer og levetid	23
11	Specifikationer	24

1. Modelidentifikation

Mærkatene er fastgjort på den bagerste ramme.

 330X-0000-XXX MD FLUX Lauflernhilfe Grøde X Hoggi GmbH Eulerstr. 27 56235 Ransbach-Baumbach LAVET I TYSKLAND  (01)04047349096062(21)202178999   max. belastning CE XX kg 5	Farvekode Artikelnummer Størrelse Serienummer CE-mærke
 330X-0000-XXX MD FLUX Lauflernhilfe Grøde X Hoggi GmbH Eulerstr. 27 56235 Ransbach-Baumbach LAVET I TYSKLAND  (01)04047349096062(21)202178999   max. belastning CE XX kg 5	Klassificering / Produktnavn Fremstillingsdato Maksimal belastning / belastningskapacitet
 330X-0000-XXX MD FLUX Lauflernhilfe Grøde X Hoggi GmbH Eulerstr. 27 56235 Ransbach-Baumbach IN TYSKLAND  (01)04047349096062(21)202178999   max. belastning CE XX kg 5	Fabrikant Fremstillingssted Fremstillingsår UDI kode

1.2 Grundlæggende konfiguration

- FLUX kompakt foldbar ramme
- Svingbare forhjul på PU-dæk
- Højde og dybde justerbar gribestang
- Til- og frakoblingsbar anti-revers på baghjulene

1.3 Miljøforhold

Miljøfaktorer som temperatur og luftfugtighed kan beskadige ganghjælpemidlet.

Producenten anbefaler ikke-kondenserende FLUX ved omgivelsestemperaturer mellem -20°C og +40°C og en luftfugtighed på 5 til 100%.

OBS: Når du står i solen i længere tid, kan dele af ganghjælpen blive varme. Vær opmærksom på dette!

2 Almindelige oplysninger

2.1 Forord

Tak, fordi du har valgt **FLUX** ganghjælpemidlet. Vi har designet dette høj kvalitetsprodukt for at gøre dit liv mere sikkert og lettere, og vi har inkluderet denne manual for at hjælpe dig med at bruge og passe på det. Læs venligst følgende instruktioner for at sikre, at du bruger dette produkt som anbefalet. Hvis du har yderligere spørgsmål, eller hvis du har problemer, bedes du kontakte din læge.

Vi håber, at **FLUX** lever op til dine forventninger.

Vi forbeholder os tekniske ændringer vedrørende den specificerede model i denne manual. Før ganghjælpemidlet tages i brug første gang, skal denne vejledning læses og forstås af patient- og støttepersonale for at sikre en sikker håndtering med gåhjælpemidlet.

2.2 Anvendelse

FLUX ganghjælpemiddel er oprindeligt designet som en såkaldt "posterior rollator", som bruges i omvendt retning.

Dette giver en optimal frihed for benene fremad.

Ikke desto mindre kan FLUX ganghjælpemidlet anvendes som "anterior rollator" foran brugeren.

FLUX ganghjælpemidlet hjælper børn eller unge med at bruge styrken og støtten fra deres overekstremiteter til at hjælpe deres kompromitterede underekstremiteter til at gå. Rollatoren skal bruges til at hjælpe barnet med at lære rækkefølgen af bevægelser involveret i at gå og dermed øge deres mobilitetsområde.

Den er indiceret til gangtræning ved sygdomme eller skader, der involverer både forstyrrelse i bevægeapparatet og ubalance/asynergi.

Designet fremmer en oprejt kropsholdning, når man står eller går og adskiller sig derved fra almindelige rollatorer ved, at det kræver, at brugeren anvender mere naturlige bevægelser og i høj grad kan forenkle brugerens evne til at stå, skabe balance og gå.

FLUX ganghjælpen er velegnet til genbrug. Inden genbrug skal alle inspektions-, pleje- og vedligeholdelsesforanstaltninger, der er anført i kapitel 10 „Vedligeholdelse og pleje“, udføres af forhandleren.

2.3 Overensstemmelseserklæring

HOGGI GmbH erklærer som producent under eneansvar, at FLUX-ganghjælpemidlet overholder de grundlæggende sikkerheds- og ydeevnekrav i henhold til bilag I til forordning (EU) 2017/745 fra EU-Parlamentet og Rådet. Gældende harmoniserede standarder er blevet anvendt. FLUX ganghjælpemidlet opfylder kravene i ISO 7176-8, DIN EN ISO 11199-2, DIN EN ISO 11199-3 og DIN EN 12182.

2.4 Garantibetingelser

Garantien gælder kun, når produktet anvendes i overensstemmelse med de angivne forhold og til de tilsigtede formål, og alle producentens anbefalinger følges. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af komponenter og reservedele, der ikke er godkendt af producenten.

Se også § 8 i vilkår og betingelser på: **www.hoggi.de**

2.5 Service og reparationer

Service og reparationer på FLUX ganghjælpemidlet bør kun udføres af autoriserede HOGGI-forhandlere. Skulle der opstå problemer, bedes du kontakte forhandleren, der har leveret din FLUX. Autoriserede forhandlere monterer kun originale HOGGI reservedele. Reservedele og udskiftningsenheder er tilgængelige i hele produktets levetid, men kun i maksimalt 2 år efter salget af det sidste produkt i denne serie. Gåhjælpen laves på bestilling til den første bruger. Af denne grund er der ikke noget andet ganghjælpemiddel tilgængeligt i den oprindelige konfiguration. For at sikre en korrekt levering af reservedele kræves serienummeret på dit ganghjælpemiddel. Vi hjælper dig gerne med at finde en forhandler i dit område. Du kan kontakte os på: info@hoggi.de

2.6 Oplysningspligt ved alvorlige hændelser

Alle alvorlige hændelser i forbindelse med produktet skal indberettes til producenten, specialforhandlere og den kompetente myndighed.

2.7 Produktsikkerhed / produkttilbagekaldelser

For nye råd om produktsikkerhed og produkttilbagekaldelse kan du få information fra specialforhandlere eller direkte fra producenten på www.hoggi.de.



Til reparation og service kræves følgende værktøjer:
Unbrakonøgler, størrelser: 4 mm, 5 mm og 6 mm
Skruenøgler, størrelser: 8 mm, 10 mm og 19 mm
Philips skruetrækker, størrelse: 2



Yderligere FLUX dokumentation:

- Servicemanual
- Reservedelskatalog

3 Sikkerhedsinstruktioner 3.1

Symbolernes betydning



Forsigtighed!

Advarsel om mulig fare for ulykker og kvæstelser. Advarsel om mulige tekniske skader.



Information!

om brug af produktet.



Information! for
servicepersonale.



Forsigtighed!

Terapiprodukt kun til indendørs brug.



Forsigtighed!

Terapeutisk apparat må kun bruges under opsyn!



Opmærksomhed!

Læs manualen før brug!

3.2 Fælles sikkerhedsinstruktioner



Læs manualen fuldstændigt før brug!

Gør dig bekendt med håndtering og funktioner af produktet før brug og øv dig i håndteringen.

Du er ansvarlig for dit barns sikkerhed. Dit barns sikkerhed kan blive påvirket, hvis du ikke følger instruktionerne i denne vejledning. Ikke desto mindre kan ikke alle mulige omstændigheder og uforudsigelige situationer dækkes af denne manual. Fornuft, omhu og omhu er ikke egenskaber ved produktet, de kræves af personer, der bruger produktet. Den person, der bruger produktet og dets tilbehør, bør forstå alle instruktioner og bør forklare dem til enhver person, der bruger produktet og dets tilbehør. Hvis instruktionerne ikke er klare og yderligere forklaringer bliver nødvendige, eller hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte din HOGGI-forhandler.



Opmærksomhed!

Produktet må kun bruges på fast, jævnt underlag.



Opmærksomhed!

FLUX er et terapeutisk apparat og må kun bruges indendørs og under opsyn! FLUX kan bruges udendørs, forudsat at den valgfrie bremse med hjullås er installeret.



Forsigtighed!

Mens rollatoren foldes sammen, må du ikke holde fast i andre dele end de beskrevne, især foldemekanismen, da der ellers er risiko for at blive klemt!



Forsigtighed!

Alle justeringsgreb spændes fingertæt uden brug af værktøj.



Forsigtighed!

Overhold den maksimale belastning for hver model (se 11 Tekniske data)!



Forsigtighed!

Den maksimale bæreevne for opbevaringskurven og bæreren er 5 kg.



Forsigtighed!

Fastgørelse af tunge tasker eller anden vægt kan påvirke stabiliteten negativt.



Forsigtighed!

Udtræksstoppet bestemmer den maksimalt mulige højde på gribestangen; der må ikke foretages justeringer ud over dette område.



Forsigtighed!

Kontroller tilstrækkelig fastspænding ved at belaste gribeskinnen i henhold til den maksimale belastningskapacitet. (se 11 tekniske data)



Forsigtighed!

Gribestangens dybde skal kontrolleres og eventuelt korrigeres efter hver justering i højden, ellers er der risiko for at vælte fremad.



Forsigtighed!

Justering af den nederste armstøtte med håndtag udad ud over gribestangen er ikke tilladt, da der er risiko for at vælte.



Forsigtighed!

Sørg for, at dit barn ikke læner sig for langt ud af rollatoren for at nå genstande foran til siden eller bag på FLUX ganghjælpemidlet. Et skift i tyngdepunktet kan få FLUX til at vælte.



Forsigtighed!

Håndtaget må ikke bruges som sædeoverflade, da der ellers er risiko for at vælte.



Forsigtighed!

Rammedele og holderen må ikke bruges som siddeflade eller til at stå på ellers er der risiko for at vælte.



Vær forsigtig i tilfælde af ekstreme temperaturer. Gåhjælpen kan varmes betydeligt op, når du er i solen eller i saunaen. I ekstrem kulde er der risiko for hypotermi. For personer med ufølsom hud (dvs. personer der ikke kan mærke en temperaturstigning) og/eller med hudskader skal man passe på, at metaldele ikke når for høj temperatur. I disse tilfælde er det bydende nødvendigt at bære passende tøj for at beskytte huden.



Forsigtighed!

Hold venligst emballagemateriale væk fra børn. Plastemballage udgør fare for kvælning.



Bortskaffelse af affald: Emballagematerialet så vidt angår metal, aluminium og plastdele kan genbruges. Genbruget skal drives i overensstemmelse med de nationale og juridiske betingelser. Spørg venligst kommunen/kommunens administration for lokale renovationsselskaber.



Information!

Rengør alle rammekomponenter og plastikdele med kun almindelige husholdningsrengøringsmidler.



Information!

Læg mærke til den maksimale bredde af FLUX ganghjælpen (dørafstand). Se også 11 tekniske data og typeskilt på produktet.



Information!

Skulle nogen defekter blive tydelige, bedes du kontakte din autoriserede HOGGI-forhandler for at afhjælpe dem. Vi anbefaler også, at du servicerer din FLUX af din autoriserede forhandler hver 12. måned.



Synshandicappede eller personer med kognitive funktionsnedsættelser skal have informationsmateriale og betjeningsvejledningen læst op af assistenter eller kan benytte elektroniske læsehjælpemidler. Alle dokumenter er tilgængelige som PDF-filer i downloadcentret på www.hoggi.de. Derudover er produktvideoer og produktfotogallerier tilgængelige online!



Information!

Hver gang du ændrer nogen indstillinger på FLUX ganghjælpen, skal du sørge for at stramme alle skruer, der er blevet løsnet.



Oplysninger om produksikkerhed eller produkttilbagekaldelser og alle kontaktoplysninger kan findes på vores hjemmeside på **www.hoggi.de**



4 Levering og klargøring til brug

Den originale emballage indeholder følgende komponenter: • bundramme foldet; • gribeskinne foldet; • brugsanvisning og liste over nødvendige værktøjer; • tilbehør som bestilt.

Fjern forsigtigt transportsikkerhedsgenstande og emballagemateriale.



Fortsæt på følgende måde for at samle FLUX ganghjælpemidlet:

FLUX størrelse

1-3 • Tag fat i bundrammen bag forhjulene og fold ud grundrammen som vist.



• Skub foldegrebet, indtil låsestifterne går i indgreb.



FLUX størrelse

4 • Tag fat i bundrammen bag forhjulene og fold ud grundrammen som vist.



• Skub skyderne ned, indtil de røde sikkerhedskroge låses med en hørbart klik.



- Fold gribelisten ud som vist.



- Åbn det excentriske håndtag og sæt gribelisten ind i udfoldet bundramme



- Tryk trykknapperne (træk stop) indad, når placere gribelisten i rammen. Sæt gribelisten så langt ind i rammen som muligt, indtil udtræksstopperne går i indgreb i venstre og højre side.



Forsigtighed!

Udtræksstoppet bestemmer den maksimalt mulige højde på gribelisten; der må ikke foretages justeringer ud over dette område.



- Skub gribelisten til den ønskede højde og luk excentrikken håndtag på begge sider af grundrammen.



Forsigtighed!

Kontroller tilstrækkelig fastspænding ved at belaste gribeskinnen i henhold til den maksimale belastningskapacitet. (se 11 tekniske data)



- Når håndtaget åbnes kan du indstille lukkestyrken på det excentriske håndtag ved at justere de riflede møtrikker
- Til sidst kan du justere dybden af håndgrebet jævnt på begge sider og spænde skruen med unbrakohoved på begge sider.



Sørg for at stramme alle skruer, du tidligere har løsnet.



FLUX størrelse 1-3: Dybden af håndgrebet skal indstilles således, at den forreste kant af grebet eller underarmsstøttepuderne på håndgrebet ligger bag hjulgaflerne med mindst længden af A. Hvis der anvendes kofangerhjul, skal målet på **A** øges med en centimeter. Det er bedst at kontrollere dette ved at placere hjulgaflerne på FLUX mod en glat dør og måle afstanden fra dørbladet til grebet, dvs. underarmspuden.

FLUX størrelse 4: ingen justering nødvendig.

Minimum længde på A ved brug:	FLUX størrelse 1	FLUX størrelse 2	FLUX størrelse 3
Gribestang standard	14 cm 17 cm 20 cm		
Håndtag med universelhåndtag	12 cm 17 cm 20 cm		
Håndtag med underarmsstøtte	14 cm 15 cm 20 cm		



Forsigtighed!

Dybden af håndgrebet skal kontrolleres og eventuelt korrigeres efter hver justering i højden, ellers er der risiko for at vælte fremad.



5 Justerings- og tilpasningsmuligheder

5.1 Højde- og dybdejustering af gribeskinne (alle versioner)

Højden og dybden på håndgrebet kan justeres for at opfylde individuelle behov.

(Se 4 Levering og klargøring til brug)




5.2 Gribestang standard

Standard håndgreb er vist her.



5.3 Håndtag med universelhåndtag

Ved at løsne skrueforbindelserne kan du dreje begge greb, og derved justere afstanden mellem grebene samt grebshøjden (se 11 Tekniske data).



Du må kun justere grebene inden for det område, der er vist her.

Efter justeringen efterspændes skrueforbindelserne.



Sørg for, at du spænder alle skruer, der er blevet løsnet.



5.4 Omvendt rullelås

Da børn instinktivt ønsker at falde bagover hele tiden, er FLUX størrelse 1 og 2 udstyret med reverse-roll låse og giver dermed optimal støtte.

Illustrationen viser omvendt rullelås i friløbstilstand.



Forsigtighed!

Kontroller regelmæssigt for korrekt funktion og ret om nødvendigt. Slidte eller beskadigede dæk skal udskiftes.



Efter at have trukket i snapmekanismen kan den omvendte rullelås svinges fremad, indtil bolten går i indgreb i den deaktiverede position.

Dette gør det muligt frit at bevæge rollatoren frem og tilbage.

For at aktivere den omvendte rullelås skal du blot trække i stiften. Den omvendte rullelås vil blive svinget på hjulet.



5.5 Fold til transport

FLUX størrelse 1 - 3

Træk i låsestifterne før foldning og skub foldegrebene opad på begge sider.

Tag fat i rollatorens bundramme bag forhjulets og løft den eller vip rollatoren op på baghjulene.

Den forreste ramme vil foldes ind.

Du opnår en særlig lille foldestørrelse, hvis du afmonterer og folder håndgrebet ind.

Fortsæt venligst i omvendt rækkefølge som beskrevet under "**4 Levering og klargøring til brug**".



Forsigtighed!

Under sammenfoldning af rollatoren må du ikke holde fast i andre dele end de beskrevne, især foldemekanismen, da der ellers er risiko for at blive klemt!





FLUX størrelse 4

Tryk på toppen af de røde sikkerhedskroge på begge sider af rammen, før den foldes ud. Skub skyderne opad, indtil de er låst op.

Tag fat i rollatorens håndtag som vist, og løft den eller vip rollatoren op på baghjulene. Den forreste ramme vil foldes ind.



Du opnår en særlig lille foldestørrelse, hvis du afmonterer og folder håndgrebet ind.

Fortsæt venligst i omvendt rækkefølge som beskrevet under **"4 Levering og klargøring til brug"**



Forsigtighed!

Under sammenfoldning af rollatoren må du ikke holde fast i andre dele end de beskrevne, især foldemekanismen, da der ellers er risiko for klemning!



6 Tilbehør

Alt tilbehør, som ikke er installeret af producenten, skal installeres af uddannede teknikere. Følgende bemærkninger om installation er til din orientering, men bør udføres af uddannede teknikere.



6.1 Underarmsstøtte med håndtag (2-akset eller 3-akset justerbar version)

De nederste armstøtter med lodrette håndgreb er designet til brugere, der ikke er i stand til at støtte sig på deres forlængede arme, og som føler sig tryg ved at bruge deres underarme til støtte.

Den 3-aksede version er justerbar i en ekstra vertikal aksel.

Højden på underarmspuderne og de lodrette greb kan justeres sammen med gribelisten.




Underarmspuderne kan forbindes med håndtaget i tre forskellige positioner. Afstanden mellem underarmspude og greb bør justeres for at undgå trykpunkter og trange stillinger.

Med spændebeslagene kan underarmspuden og håndtaget justeres til den ønskede position. **(11 tekniske data)**



Sørg for, at du spænder alle skruer, der er blevet løsnet.



Du må kun justere grebene/underarmspuderne inden for det område, der er vist her.



Forsigtighed!

Justering af underarmstøtten med håndtag til ydersiden og ud over gribestangen er ikke tilladt, der er risiko for at vælte.




6.2 Kofangerhjul

Kofangerhjul beskytter møbler og døråbninger og minimerer risikoen for, at rollatoren kan blive fanget af forhindringer.



6.3 Trækbremse

Trækbremserne kan bruges til at kontrollere decelerationen.



Trækbremsernes tryk på navet og dermed dækkenes rullehastighed kan varieres ved at løsne eller spænde de indvendige sætskruer.



6.4 Bremse med hjullås

Hjullåsen giver patienten mulighed for både at kontrollere bremsningen og at parkere FLUX sikkert.

For at låse bremsene skal du trække helt i bremsehåndtaget og sætte kloen i indgreb med din pegefinger. For at løsne hjullåsen trækkes bremsehåndtaget lidt ud, så holdekloen åbner sig.



FLUX størrelse 1 - 3


Hvis bremsefunktionen er utilstrækkelig, justeres det respektive bremsekabel med justeringsskruen.



FLUX størrelse 4

Ved udgangen af hvert bremsehus fører en forskruet sætskrue bremsekablet væk fra dækket på baghjulet. Efter at kontramøtrikken er løsnet, kan forspændingen af den enkelte (venstre eller højre) bremse justeres.

Spænd kontramøtrikken godt igen og sørg for, at håndsvinget på sætskruen vender mod den bagerste ramme, væk fra dækket.



6.5 Parkeringsbremse

FLUX størrelse 1 - 3

Parkeringsbremsen tillader en sikker parkering af ganghjælpen FLUX uden at rulle væk.

Illustrationen viser bremsen i åben tilstand.



Til låsning sænkes det øverste spændebeslag ned på hjulet, indtil bremsen går sikkert i indgreb.

Bremsens tryk kan øges ved at sætteskruen spændes.

For at åbne skal du trække op igen ved siden af klappen.



FLUX størrelse 4

Illustrationen viser bremsen i lukket tilstand.



6.6 Anti-tip

Antivipperne øger stabiliteten mod at vælte bagud.
Anti-tiperne indsættes i anti-vippeholderen og sikres med trykknappen mod at dreje.
Antivipperne kan svinges opad.



Forsigtighed!

Sørg for, at trykknapperne er helt i indgreb. Kontroller med et skarpt tryk på anti-vipperne, at trykknappen sidder sikkert.



6.7 Sæde

Sædet er ikke designet til at være et behageligt møbel, men som et enkelt og praktisk sæde, der gør det muligt for brugeren at hvile sig i ny og næ, mens du bruger FLUX.

Sædet kan justeres til de forskellige stelstørrelser ved at placere henholdsvis rørarmene.



Sædet er fastgjort til toppen af frontrammen med et sæt klemmebeslag.



Sørg for, at du spænder alle skruer, der er blevet løsnet.



Sædet er placeret i oprejst position under gang og kan klappes ned for enkel brug



6.8 Hofte-/bundpuder, multijusterbar

Hofte-/bundpuderne gør det muligt for brugeren at placere sig fremragende i stødbøjens område.

Mange brugere har en tendens til at ville støtte sig selv bagud. Disse puder bringer brugeren igen ind i det forreste område af gribestangen og derved i en oprejst stilling.

Bredden og vinklen på bækkenstøtterne kan også justeres.

Midterstøtten kan fjernes, hvis der ønskes særligt smalle indstillinger.



Ved at kombinere to sæt spændebeslag kan hoftebundspuderne justeres til forskellige positioner og vinkler.



Sørg for, at du spænder alle skruer, der er blevet løsnet.



6.9 Trunk support

Trunkstøtten tjener til at styre og stabilisere overkroppen. Den giver sidestøtte og er derfor ideel til brugere med utilstrækkelig torsionsstabilitet. Den er sikret med låsemekanismen med bæltespænde.

! Systemet er kun beregnet som en vejledning og fungerer ikke som support!

Bagagerumsstøtten leveres færdigsamlet.



Ved at kombinere to klemmer kan bagagerumsstøtten justeres op og ned, frem og tilbage i vinkel.

For at justere skal du løsne skrueforbindelsen som vist og flytte guiden til den ønskede position. Så skal skruerne spændes igen.

Figuren viser den nederste klemme.



Figuren viser den øverste klemme.



De enkelte puder på bagagerumsstøtten kan justeres i bredde og vinkel.

Løsn skrueforbindelsen til pudestøtten til højre og/eller venstre og flyt rørklemmerne til den ønskede position. Så skal skruerne spændes igen.

Figuren viser den smalle forreste position.



Figuren viser den brede førende position.



6.10 Dynamisk hoftekontrol

Den dynamiske hoftekontrol understøtter fri gang ved at fastgøre brugeren med hofteselen.

Det er også muligt at bruge en specialfremstillet kropsformet fixati (korset eller bælte) leveret af en ortotest.



6.11 Transportør

Holderen fastgøres til toppen af frontrammen på samme måde som sædet og kan bruges sammen med det monterede sæde. For at opnå en kompakt foldepakke kan bæreren foldes væk.



Forsigtighed!

Holderen må kun bruges sammen med ant-spidses.



Carrier størrelse 1 passer til FLUX størrelse 1 og 2

Carrier størrelse 3 passer til FLUX størrelse 3 og 4

Transportøren leverer med spændestrop til fastgørelse af skoletasker og lignende.



Forsigtighed!

Den maksimale bæreevne for opbevaringskurven og bæreren er 5 kg.



6.12 Kurv

Udover praktisk brug kan opbevaringskurven bruges til terapeutiske formål, fx til at stimulere patienten til at samle ting.

Kurven er fastgjort til bæreren med fire velcrostrapper.



Placeringen af velcrostropperne varierer afhængigt af størrelsen på bæreren.

Kurv på bærer størrelse 1

- øverste række ca. 4 cm fra overkant - nederste række ca.
17 cm fra overkant - vandret afstand ca. 17 cm



Kurv på bærer størrelse 3

- øverste række ca. 5 cm fra overkant - nederste række ca.
17 cm fra overkant - vandret afstand ca. 20-21 cm



Forsigtighed!

Den maksimale bæreevne for opbevaringskurven og bæreren er
5 kg.

6.13 Drejelås



Hjul-drejelåsen er særligt velegnet til den indledende fase af terapien med FLUX-modeller, da større manøvredegtighed også kræver øget koordinationssevne fra brugerens side.

Svinghjulslåsen kan bruges til at lave en drejelig forende til en fast forende.

Drej låsestiften 90° for at låse drejelåsen og lad den gå i indgreb i det dertil beregnede hul i styregafflen. For at åbne drejelåsen skal du trække i låsestiften, dreje den 90°, så den forbliver i udkoblet position.

Efter at spændeskruen er løsnet, kan sporet justeres med indkoblet drejelås.



7 Transport

FLUX kan transporteres i ét stykke afhængig af størrelse og udstyr.



8 Opbevaring

Du kan opnå den mindste pakningsstørrelse ved at folde rammen op og fjerne gribelisten.

9 Genbrug og bortskaffelse

FLUX er lavet af genanvendelige materialer. Produktemballagen samt alle metal-, aluminiums- og plastdele kan genbruges.

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de respektive nationale lovbestemmelser. Spørg venligst kommunens/kommunens administration for lokale renovationsselskaber.

10 Vedligeholdelse / Service og reparationer og levetid

Dit FLUX ganghjælpemiddel er CE godkendt. Hermed garanterer producenten, at dette medicinske produkt som helhed opfylder kravene i EU-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745.

FLUX ganghjælpemidlet bør kontrolleres for korrekt funktion før hver brug. Punkterne i den følgende tabel skal kontrolleres af brugeren med de angivne intervaller. Undladelse af at udføre disse enkle kontroller kan føre til problemer, der kan gøre garantien ugyldig.

Check	dagligt	ugentligt	månedligt
Funktionstest af bremsen og omvendt rullelås	X		
Kontrol af skrueforbindelser		X	
Visuel inspektion af sliddele som hjul og lejer			X
Forurening på lejer			X

Skulle nogen defekter blive tydelige, bedes du kontakte din autoriserede HOGGI-forhandler for at afhjælpe dem. Vi anbefaler også, at du får dit FLUX ganghjælpemiddel efterset af din autoriserede forhandler hver 12. måned.



Instruktioner til rengøring og vedligeholdelse

- Rengør alle rammekomponenter og plastikdele med kun milde rengøringsmidler.
- I de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt at tørre med en fugtig klud.
- Brug ikke dit FLUX ganghjælpemiddel i saltvand.
- Sørg for, at sand eller andre partikler ikke beskadiger hjullejerne.
- Hår- og snavspartikler samler sig generelt mellem styrehjulet og gaffelen. Dette kan begrænse styrehjulene i at rotere jævnt. Fjern t hjul og rengør grundigt gaffel og hjul med et mildt rengøringsmiddel - Især i starten eller efter justering af rollatoren skal styrken af skrueforbindelserne kontrolleres. Hvis en skrueforbindelse løsnes igen, bedes du kontakte den ansvarlige forhandler

Driftstid FLUX:

Den forventede levetid for **FLUX** er 6 år, afhængig af intensiteten af brug og vedligeholdelse. Vi anbefaler igen et årligt eftersyn af en autoriseret HOGGI-forhandler. I tilfælde af interferens eller beskadigelse af ganghjælpemidlet skal det straks kontrolleres af en forhandler eller en lægeforhandler.

11 Specifikationer

Mål (cm) og vægt (kg) håndgreb		FLUX størrelse 1	FLUX størrelse 2	FLUX størrelse 3	FLUX størrelse 4
standardgreb	højdegreb bredde håndgreb	48-61	57-81	69-87	82-102
	med	41	46	51	51
universalgreb					
	greb	43-68	51-88	62-94	75-102
	højdegreb	29-41	34-46	39-51	39-51
	breddegrebs	3	3	3	3
diameter	underarmsstøtter med håndtag				
	højde fra	52-69	61-89	73-95	86-110
	gulvafstand	29-41	34-46	39-51	39-51
ramme	(underarme)total længde*	65	81	88	91
	total bredde**	64	69	74	78
	lasteevne for-/	60	75	75	100 kg
	baghjul dia	kg15 / 20	kg15 / 20	kg15 / 20	20/30
	sædehøjde				58
		376,5 kg	446,8 kg	547,1 kg	9 kg
Drejediameter (uden tilbehør)		92 cm	106 cm	120 cm	175 cm

* total længde med anti-tip +10 cm, med kofangerhjul +1 cm

** total bredde med kofangerhjul +2 cm



Opmærksomhed!

Tilbehør og ekstraudstyr reducerer den resterende belastningskapacitet af FLUX ganghjælp.

HOGGI GmbH

Eulerstraße 27 - 56235 Ransbach-Baumbach - Tyskland

www.hoggi.de