



Brugervejledning

CAPOVARIO CAPOVARIO Light

**Læs denne brugervejledning
omhyggeligt, før du bruger din
hovedbeskyttelse hjelm!**

Du har valgt et innovativt produkt, hovedbeskyttelseshjelmen CAPOVARIO/CAPOVARIO LIGHT fra Hernik - mange tak for din tillid!

Her er et par flere noter:

Bemærk, at en hovedbeskyttelseshjelm ikke forhindrer ulykker, men kun - hvis den bruges korrekt - kan reducere deres konsekvenser. Her er et par flere noter:

CAPOVARIO/CAPOVARIO LIGHT egner sig IKKE som cykelhjelm, knallert eller motorcykelhjelm!

Den beskyttende virkning svarer mindst til kravene i En812.

Justering og montering af hjelmen:

Ved levering er hjelmen indstillet til den maksimale størrelse. For individuel justering, fortsæt venligst i følgende rækkefølge:

1. Placer hjelmen på bærerens hoved.
2. Løsn de to knurled skruer (højre og venstre), der er placeret under velcroen under velcrofastgørelsen af pandepolstringen.
3. Flyt plastikflapperne jævnt på begge sider, indtil hjelmen er i begge sider, indtil hjelmen har den rigtige størrelse, og drej skruerne igen. stram de knurlede skruer igen. Hjelmen skal sidde vandret omkring en fingers bredde over øjenbrynene. øjenbryn og ørerne skal kunne ses.

4. Kontroller den korrekte pasform ved at prøve at dreje hjelmen til venstre eller højre med begge hænder. Hvis huden på panden bevæger sig, er pasformen korrekt. Hvis det ikke gør det, er hjelmen for løs. Punkt 2 og 3 gentages.

5. **Bæresele – standard:**

Åbn låsene (venstre og højre) og juster bælteerne ved at flytte remmene. **Luk bæltelåsene igen!**

Juster derefter spændet under hagen. Dette skal sidde centralt og tæt.

Stropper - polstret:

Juster om nødvendigt bærestroppers position ved hjælp af velcro-stropperne under polstringsindløbet. Juster hageremmen ved at justere spænderne. Dette skal også være stramt, maks. en fingers luftbredde.

6. Kontroller nu hjelmens korrekte pasform ved at forsøge at trække hjelmen frem og tilbage med begge hænder.

Hvis du kan flytte hjelmen i en retning, så synsfeltet er nedsat eller panden er udsat, passer hjelmen ikke korrekt. Punkt 5 gentages.

Hvis du har problemer med at justere hjelmen, bedes du kontakte din forhandler.

Hagebeskytter:

Den separat tilgængelige hagebeskytter skal klikkes ind i spænderne til højre og venstre i stedet for hageremmen. Justeringen er den samme som for hageremmen (se punkt 5 Bærestropper - polstret).

Hagebeskytteren kan justeres individuelt ved blot at bøje den.

Dækslet på pandebeskytteren kan også fjernes og vaskes ved 40° C.

Til rengøring af ydersiden skal du bruge en lunken opløsning af mildt rengøringsmiddel eller sæbevand og vand.

Delene er IKKE egnede til rengøring i henhold til BS 5661 Hospital Laundry.