

# Brugsanvisning Senge-/læsebord



## Justering af højde og hældning:

For at justere højden på borden, løsnes højdejusterings-skruen (1), hvorefter bordet kan hæves og sænkes til den ønskede højde - spænd for at fastgøre

For at justere hældningen på pladen, løsnes hældnings-justeringsskruen (2), hvorefter pladen kan vippes til den ønskede hældning - spænd for at fastgøre

Samtlige hjul (3) har bremse, der aktiveres/ løsnes ved hjælp af fodpedal på hjulet

## Tilbehør:

Som tilbehør kan leveres sideplade (4), der ikke er vipbar

Sidepladen skubbes ind i det firkantede rør under bordpladen, og den fastgøres ved hjælp af et "klem" på det firkantede rør

## Vedligeholdelse:

Kontrollér jævnligt justeringsskruerne og hjulene - spænd efter hvis nødvendigt

Senge-/læsebordet kan rengøres med en fugtig klud

**Bordet må ikke bruges som form for støtte!**

**Maks. belastning 5 kg.**