

Optimus Shiatsu Massage

I pakken medfølger:

- 1 Optimus Shiatsu massage pude
- 1 Strømkabel
- 1 Strømkabel til 12V – evt. til bilens cigarettænder
- 1 Beskyttelses-klæde med velcre - til at sætte rundt om massagepuden, hvis man ønsker det. Kan vaskes i vaskemaskine.

Bemærk:

Har man købt Optimus Shiatsu Massage med AKKU (indbygget batteri):

Første gang puden sættes til strøm – lad da puden blive ladet op i 5-6 timer. Dette sikrer længere levetid og bedre funktion af batteriet.

Brugsanvisning

4 knapper (forklaret i urets retning)

Øverst:

Tænd/sluk ved et kort tryk på denne knap.

Har man købt Optimus Shiatsu Massage med AKKU (indbygget genopladeligt batteri):

Hold da knappen nede 3-4 sekunder - så starter massagen. Dette er en sikkerhedsfunktion så massagepuden ikke aflades ved et evt. kort tryk på knappen.

Knap 2:

Massage retning kan vendes efter behov ved tryk på knappen (puden kører et massageprogram på 15 min - i løbet af dette program vendes massage retningen også automatisk. ønsker man en bestemt retning kan man vælge på knappen)

Knap 3:

Infrarød varme til og fra. Når varmen er sat til lyser puden orange. Når der ikke er lys i puden er der intet infrarød varme sat til.

Knap 4:

Her kan man justere massage hastigheden. Der er 2 hastigheder - man skal føle efter for at mærke det da det kan være svært at se med det blotte øje.

Hvilken knap man trykker på og i hvilken rækkefølge betyder intet - man kan intet gøre forkert.

Føler man ubehag eller bliver dårlig ved brug af massagepuden, da stop omgående behandlingen.

Har man sygdomme som gør at man er i tvivl om man må benytte massagepuden, da rådfør altid med egen læge før brug.