

DK
APP

Bellman® Audio Mino

Professionel samtaleforstærker, BE2030

Introduktion

Tak, fordi du valgte et produkt fra Bellman & Symfon. Bellman Audio er et lyttehjælpesystem. Systemet består af et antal enheder, der fremmer lytning i forskellige situationer og omgivelser. Bellman Audio-produkter gør dagligdagen lettere for mange personer og giver dem frihed til at forfølge deres interesser.

Den fleksible batteriladning sikrer, at produkterne kan bruges sikkert og nemt i hele verden.

Læs hele brugervejledningen, før du begynder at bruge produktet. Se diagrammerne, der viser tilbehør og tilslutningsmuligheder.

Sikkerhedsbestemmelser

- Læs disse anvisninger.
- Gem disse anvisninger.
- Vær opmærksom på alle advarslerne.
- Følg alle anvisningerne.
- Brug ikke apparaturet i nærheden af vand.
- Rengør kun med en tør klud.
- Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. Monter i overensstemmelse med producentens anvisninger.
- Må ikke monteres i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmluftgitter, komfurer eller andre apparater (inkl. forstærkere), som afgiver varme.
- Manipuler ikke sikkerhedsanordningerne i polspecifikke eller jordede stik. Et polspecifikt stik har to ben, og det ene er bredere end det andet. Et stik med jording har to ben og et tredje jordingsben. Det brede ben eller det tredje ben er sikkerhedsanordninger. Hvis det medfølgende stik ikke passer i din stikkontakt, skal du kontakte en elektriker for at få den forældede kontakt udskiftet.
- Beskyt strømledningen, så den ikke bliver trådt på eller kommer i klemme. Den skal især beskyttes ved stikkene, stikdåser og stedet, hvor den kommer ud af apparatet.
- Benyt kun udstyr/tilbehør, som er godkendt af producenten.
- Træk apparaturets stik ud af stikkontakten i tordenvej, eller hvis det ikke skal bruges i længere tid.
- Lad altid enhver form for servicearbejde udføre af kvalificeret servicepersonale. Servicearbejde er påkrævet, hvis apparaturet beskadiges på nogen måde, herunder f.eks. hvis strømledningen eller stikket beskadiges, hvis der spildes væske ind i apparaturet, eller der er faldet genstande ind i apparaturet, hvis apparaturet har været udsat for regn eller fugt, hvis det ikke fungerer normalt, eller hvis det har været tabt.



Bemærk: BE2030 Bellman Audio Mino professionel samtaleforstærker, er ikke høreinstrumenter. Bellman & Symfon AB anbefaler, at enhver, der oplever tab af hørelse, kontakter en læge.



Advarsel! BE2030 Bellman Audio Mino professionel samtaleforstærker har en meget kraftig forstærker, og lydniveauet kan, hvis produktet anvendes uforsigtigt, forårsage ubehag eller i mere alvorlige tilfælde skader på hørelsen. Skru altid lydstyrken ned til et lavt niveau, før du sætter hovedtelefonerne på.



Advarsel! BE2030 Bellman Audio Mino professionel samtaleforstærker strømføres af genopladelige litium-ion-batterier. Udsæt ikke batterierne for ild eller direkte sollys. Batterierne må udelukkende skiftes af Bellman & Symfons medarbejdere og må udelukkende udskiftes med batterier af samme type. Der er eksplosionsfare, hvis batterierne ikke erstattes korrekt. Batterierne skal oplades helt før første ibrugtagning af produkterne. Batterierne bør oplades ved en temperatur på mellem +5°C og +40°C.



Advarsel! Bellman Audio Mino må udelukkende oplades vha. opladningstilbehør, der er anbefalet af Bellman & Symfon.



Advarsel! AC/DC-adapteren må ikke udsættes for vand og genstande, der indeholder væske, som f.eks. vaser, som ikke må placeres på enheden. Strømmen afbrydes helt ved at afbryde AC/DC-adapteren fra vægstikket. AC/DC-adapterstikket må ikke blokeres og skal være nemt tilgængeligt. Ratingoplysninger vises bag på AC/DC-adapteren.



Advarsel! Af hensyn til børns sikkerhed skal du være opmærksom på, at dette produkt kan indeholde små dele. Sørg for, at både emballage og små dele opbevares utilgængeligt for børn.



Advarsel! For at reducere risikoen for brand eller elektrisk chok må denne enhed ikke udsættes for regn eller fugt.




Dette symbol angiver, at integreret elektrisk udstyr ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal afleveres på en genbrugsstation til genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Du kan få flere oplysninger om genanvendelse af produktet fra de lokale myndigheder, fra den nærmeste genbrugsstation eller i den butik, hvor du købte produktet.

Figurhenvisninger

- 1** Intern mikrofon
- 2** Lysindikator for indstilling af intern mikrofon
Grøn: Retningsuafhængig mikrofon
Orange: Retningsbestemt mikrofon
- 3** Lysindikator for batteristatus
Grøn: Tændt med godt opladet batteri
Blinkende grøn: Tændt, men med lav batteristand
Blinkende orange: Tændt med fladt batteri - slukker snart automatisk
Orange: Opladning
- 4** Lysindikator for input fra ekstern lydkilde
Grøn: T-position
Orange: Ekstern mikrofon
Orange og grøn: Line in (stereo)
- 5** Knap til valg af intern mikrofon
- 6** Tænd/sluk-knap
- 7** Knap til valg af T-position
- 8** Lysindikator for lydstyrke og tone
- 9** Knap til forøgelse af lydniveauet
- 10** Knap til reduktion af lydniveauet
- 11** Knap til reduktion af diskant
- 12** Knap til forøgelse af diskant
- 13** Hovedtelefonudgang, 3,5 mm jackstik
- 14** Opladningsstik
- 15** Clips
- 16** Indgang for ekstern lydkilde, 2,5 mm jackstik

Sådan kommer du i gang


Test

- 1 Slut hovedtelefonerne til hovedtelefonudgangen (13).
- 2 Tryk kort på tænd/sluk-knappen  (6) for at starte Mino.
- 3 Lyt til den interne mikrofon og juster lydstyrken ved hjælp af lydstyrkeknapperne (+ 9 eller - 10).

Mino starter altid med den interne mikrofon (1) valgt som lydkilde. Desuden er lydstyrkekontrollen altid indstillet til lav styrke for at undgå ubehagelige lyd niveauer.

Lydstyrkekontrollen justerer lyd niveauet ved at + (9) øge og - (10) reducere lydstyrken, mens lysindikatoren for lydstyrke og tone (8) viser lyd niveauet. Jo flere lysdioder der er tændt, jo højere er lydstyrken. Lysindikatoren slukkes 5 sekunder efter indstilling af lydstyrken.

Tonekontrollen justerer lyd kvaliteten ved > (12) at øge og < (11) reducere diskanten. Lysindikatoren for lydstyrke og tone (8) viser toneindstillingen. Lysindikatoren slukkes 5 sekunder efter indstilling af lyd kvaliteten.

Når du er færdig, kan du slukke for Mino ved at trykke på tænd/sluk-knappen  (6) og holde den nede, indtil lysindikatoren for batteristatus (3) slukkes.

Sådan bruges Bellman Audio Mino

BE2030 Bellman Audio Mino Professional Communicator er en digital kommunikator, der er specielt udviklet til at levere en enestående lydoplevelse selv under krævende forhold. Bellman Audio Mino fungerer særdeles godt til tale og musik. Du kan bruge de indbyggede mikrofoner eller en ekstern lydkilde. Du kan vælge en induktiv sløjfe eller en ekstern mikrofon som en ekstern lydkilde eller slutte det medfølgende stereokabelsæt til en stereolydkilde.

Symboler og indikatorer

Følgende symboler er anvendt i brugervejledningen. De har følgende betydning:



Advarselstrekanten markerer oplysninger, der skal respekteres, da apparatets funktion og i nogle tilfælde den personlige sikkerhed ellers ikke kan garanteres.



Lyspæren (tip, bemærk) markerer oplysninger, der kan hjælpe dig til at få mest muligt ud af produktet.

Opladning

Mino er leveres med et indbygget genopladeligt batteri. Batteriet skal oplades helt før første ibrugtagning af produktet. Mino indeholder et lithium-ion-batteri og en universaloplader.



Advarsel: Produktet må kun oplades med den medfølgende oplader eller ved hjælp af tilbehør fra Bellman & Symfon.


Tilslut opladeren som vist i den udfoldelige del af vejledningen.

Sæt stikket i, og kontroller, at det sidder godt fast, før det tilsluttes lysnetstikket. Når opladningsstikket er tilsluttet opladeren og Mino, skifter lysindikatoren for batteristatus (3) fra grønt til orange for at angive, at opladningen er i gang. Når opladningen er afsluttet efter ca. 4 time, skifter lysindikatoren til grønt igen.

Funktion



Slut BE9122 Bellman stereohovedtelefoner, BE9159 Bellman Halsstrop, BE9125 Bellman Stetoclip, BE9124 Bellman øretelefoner eller et andet lytteprodukt, der er anbefalet af Bellman & Symfon, til hovedtelefonudgangen (13) i højre side som illustreret i den udfoldelige del af vejledningen.

Sådan tændes Mino



Tryk på tænd/sluk-knappen  (6). Lysindikatoren for batteristatus (3) begynder at lyse grønt for at angive, at enheden er tændt.

Mino starter altid med den interne mikrofon valgt som lydkilde. Desuden er lydstyrkekontrollen altid indstillet til lav styrke for at undgå ubehagelige lyd niveauer.


Valg af lydstyrke

Brug knappen  (9) til at øge og knappen  (10) til at reducere lydniveauet. Lysindikatoren for lydstyrke og tone (8) viser lydniveauet. Jo flere lysdioder der er tændt, jo højere er lydstyrken. Lysindikatoren slukkes 5 sekunder efter indstilling af lydstyrken.

Valg af tone

Brug tonekontrolknappen  (11) til at reducere og knappen  (12) til at øge diskanten. Lysindikatoren for lydstyrke og tone (8) viser den valgte indstilling. Lysindikatoren slukkes 5 sekunder efter indstilling af lyd kvaliteten.

Slukning

Når du er færdig, kan du slukke for Mino ved at trykke på tænd/sluk-knapperne  (6) og holde dem nede, indtil lysindikatoren for batteristatus (3) slukkes.

Valg af mikrofoner

Mino giver mulighed for at vælge mellem to mikrofon: en retningsuafhængig og en retningsbestemt mikrofon.

Du kan skifte mellem retningsuafhængig og retningsbestemt mikrofonmodtagelse ved at trykke på knappen **MIC** (5). Mikrofonindikatoren (2) lyser grønt, når der bruges retningsuafhængig mikrofon, og orange, når der bruges retningsbestemt mikrofon.



Med den retningsbestemte mikrofon kan du "pege" i retning af den lydkilde, du er interesseret i at lytte til, mens lyd fra andre retninger reduceres. Dette er specielt nyttigt i situationer, hvor det er svært at høre, f.eks. i menneskemængder eller i meget støjende omgivelser.

Telespole/T-position

Den indbyggede teleslynge har en vinkel på 45 grader for at kunne opfange induktive signaler fra en induktiv sløjfe, både når Mino er i horisontal position (i hånden eller på et bord) og i vertikal position (på en klemme eller i en halsstrop).



T-positionen kan bruges på steder, hvor en induktiv sløjfe (eller horeløkke) er installeret. Se efter symbolet for induktiv sløjfe, eller spørg personalet, om der findes en induktiv sløjfe, hvis du ikke er sikker. T-position angives ved, at indikatoren for den eksterne lydkilde lyser grønt.

Valg af signalkilde

Det er nemt at vælge lydkilde.

Brugeren kan manuelt vælge imellem den interne mikrofon (MIC-position) og den indbyggede teleslynge (T-position) ved at trykke på knapperne **MIC (5)** og **T (7)** fortil. Når der skiftes imellem signalkilder, indstilles lydstyrkereguleringen automatisk til lav styrke for at undgå ubehagelige lyd niveauer.

Mino vælger automatisk indgangen for den eksterne lydkilde (**16**), når noget tilsluttes. Når du fjerner stikket, vender Mino automatisk tilbage til den interne mikrofon (**MIC**-position).

Ekstern lydkilde

Hvis det medfølgende lyd kabel (som har et lille 2,5 mm jackstik i den ene ende) sluttes til den eksterne lyd kilde indgang (**16**), afbrydes forbindelsen til den interne mikrofon, og den eksterne lyd kilde vælges automatisk. Lysindikatoren for ekstern lyd (**4**) lyser grønt og orange samtidigt for at angive, at lyden kommer fra en ekstern lyd kilde.

Hvis lyd kablet frakobles, genetableres lyd forbindelsen til den interne mikrofon.

Når lyd kablet er tilsluttet et tv, hi-fi-udstyr, en MP3-afspiller eller en lignende lyd kilde, kan du lytte til absolut førsteklases stereolyd.

Indgangsfølsomheden tilpasses automatisk forskellige lyd kilder.

Ekstern mikrofon

Du kan slutte en ekstern mikrofon til indgangen for ekstern lyd kilde (**16**). Lysindikatoren for ekstern lyd (**4**) lyser samtidig orange for at angive, at lyden kommer fra en ekstern mikrofon.

Indgangsfølsomheden tilpasses automatisk en passende forstærkning, når der er tilsluttet en ekstern mikrofon.

Kombinerede signalkilder

Når du lytter via en ekstern lydkilde, kan lyden derfra kombineres med den lyd, der modtages af den interne mikrofon.

Vælg at lytte til den eksterne lydkilde ved at trykke på knappen **T (7)**. Hold knappen **MIC nede(5)**, indtil både MIC-lysindikatoren **(2)** og T-lysindikatoren **(4)** lyser.

Lyden fra den eksterne lydkilde blandes nu med lyden fra den interne mikrofon. Du kan justere balancen imellem den eksterne lyd og den interne mikrofon ved at holde knappen **MIC nede(5)**, mens du indstiller balancen ved hjælp af knappen **◀ (11)** eller knappen **▶ (12)**.

Hvis du igen vil lytte til den eksterne lyd, skal du trykke på knappen **T (7)**, og hvis du vil skifte til at lytte til den interne mikrofon, skal du i stedet trykke på knappen **MIC (5)**.


Lysindikator for batteri

Lysindikatoren for batteristand **(3)** lyser normalt grønt. Dette angiver, at enheden er tændt, og at batterispændingen er tilfredsstillende.

Når batteristanden er lav, blinker lysindikatoren for batteristand **(3)** grønt, indtil batteriet er næsten helt tomt, og blinker så orange i stedet. Så snart den blinker grønt, er det på tide at genoplade enheden. Hvis enheden ikke oplades, slukkes den automatisk.

Opladningen starter automatisk, når du slutter en oplader til opladningsstikket **(14)**. Igangværende opladning angives på enheden med orange lys. Når batteriet er fuldt opladet, skifter lysindikatoren til grønt, og batteriet oplades kontinuerligt, indtil opladeren frakobles.

Fejlsøgning i hovedtræk

Problem	Løsning
Der sker ikke noget, når du forsøger at starte enheden.	<ul style="list-style-type: none">Tilslut opladeren, og kontroller, at opladningen starter inden for 10 sekunder. <p> <i>Bemærk! Hvis opladningen ikke starter inden for 10 sekunder, skal du straks frakoble opladeren og kontakte nærmeste forhandler!</i></p>
Der høres ingen lyd i hovedtelefonerne, når enheden tændes.	<ul style="list-style-type: none">Skru op for lydstyrken ved hjælp af lydstyrkekontrollen + (9).Kontroller, at den interne mikrofon er valgt som signalkilde, og at den fungerer, ved forsigtigt at skrabe på mikrofonerne (1).Kontroller, at hovedtelefonstikket er sat rigtigt i hovedtelefonudgangen.Slut hovedtelefonerne til en anden lydkilde (med en 3,5 mm hovedtelefonudgang) for at teste, om hovedtelefonerne fungerer.
Der høres ingen lyd i hovedtelefonerne, når enheden er tændes, og der er valgt ekstern lyd.	<ul style="list-style-type: none">Kontroller, at lydkilden er forbundet korrekt med enheden, hvis stereokablet er sluttet til den eksterne lydkildeindgang (16).
Der høres en skingrende lyd i hovedtelefonerne.	<ul style="list-style-type: none">Skru ned for lydstyrken, eller øg afstanden mellem mikrofonen og hovedtelefonerne.Ret mikrofonen væk fra dig.

Yderligere oplysninger om produktet (engelsk tekst) findes i tillægget.

DK



Balance control

The balance between the right and left-hand channels can be set to compensate, for example, for a hearing loss in one ear.

Press the **<** button (11) to adjust the balance on the left and the **>** button (12) to adjust the balance on the right.

The standard setting is centered balance.



Basic attenuation

Different headphones have different sensitivity levels and you can compensate for this with basic attenuation. What you actually set is the attenuation you require at the maximum power output you want to have (which is therefore 0 dB attenuation). This setting is useful when you want to adjust the maximum volume in user mode for a pair of headphones or in-ear phones with a higher sensitivity than the BE9122 Bellman Stereo Headphones or, for example, if you want to limit the volume for a child.

Use the **>** button (12) to reduce the basic attenuation (increase the volume) and the **<** button (11) to increase the basic attenuation (reduce the volume). The basic attenuation is adjusted in increments of 3 dB.

The standard setting is 0 dB attenuation, which corresponds to the maximum output signal.



Stereo/Mono

The line-in signal can be rendered in either Stereo or in Mono. The intelligibility of speech can be increased in certain listening situations, such as when watching TV, if the signal is in Mono.

Press the **+** (9) button to select Stereo.

Press the **-** (10) button to select Mono.

The standard setting is Stereo.



Bass reduction

Low-frequency interference such as fans and road noise can be tiring if you are exposed to it for a long period. By activating bass reduction, low-frequency interference and sounds are reduced.

Press the **+** (9) button to select Bass Reduction.

Press the **-** (10) button to deactivate Bass Reduction and get level frequency response.

The standard setting is deactivated Bass Reduction.



Adjusting the Tone Control

The Tone Control Blocking function has been developed in case you want to make it easier for the user to use Mino. This setting can be used to choose whether or not the user should be able to adjust the Tone Control. If you choose to switch off the tone control buttons, you can preset the Tone Control that will be used in user mode.



Activation and deactivation of Tone Control in User Mode

Press the **+** (9) button to activate the Tone Control buttons.

Press the **-** (10) button to deactivate them.

The standard setting is Tone Control activated.

Presetting the Tone Control

Press the **<** button (11) and the **>** button (12) to preset the Tone Control to the level that will be used in user mode.

The standard setting is Tone Control centered (level frequency response)



Please note that if the Tone Control is activated, the preset value will be changed as soon as the Tone Control is changed in user mode.



Blocking the T position

The T position can be blocked if you know that the T position will not be used. This setting is for those who will never use the T position and want to avoid selecting this position by mistake.

Press the **+** (9) button to activate the T position.

Press the **-** (10) button to deactivate the T position.

The standard setting is activated T position.



Resetting to the factory setting

You can use this to reset all settings to the standard settings the product was delivered with from the factory.

Press and hold down the **+** button (9) until all the LEDs on the display (8) are lit. After resetting is completed, the display will blink for a short period.



Version information

The product version information is presented here via a pattern of lit and blinking LEDs. This internal information is only intended

as an aid for servicing and support.

DK

Troubleshooting

Problem	Solution
The sound is louder in one ear than in the other.	<ul style="list-style-type: none">• Adjust the Balance in the Settings Menu.
The sound volume is low even though the volume is set to max.	<ul style="list-style-type: none">• Adjust the Basic Attenuation in the Settings Menu.
The sound is only in Mono even though it is connected via a stereo cable to a sound source which provides stereo sound.	<ul style="list-style-type: none">• Change to Stereo in the Settings Menu.
The bass reproduction is weak.	<ul style="list-style-type: none">• Switch off Bass Reduction in the Settings Menu.
The Tone Control cannot be adjusted.	<ul style="list-style-type: none">• Use the Settings Menu to activate the Tone Control buttons or to adjust the sound.
It is not possible to select T position.	<ul style="list-style-type: none">• Use the Settings Menu to activate the T position.
The unit is acting strangely.	<ul style="list-style-type: none">• Reset the unit to the factory settings in the Settings Menu.
Humming occurs when connecting the stereo cable while charging.	<ul style="list-style-type: none">• Only use the supplied charger.
Interference is heard when used in some environments	<ul style="list-style-type: none">• Move the product away from the suspected source of radio frequency energy, for example a transmitter.

Technical information

Power supply

Battery power: Built-in rechargeable lithium-ion battery 3.7 V, 860 mAh

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

Charging device: 5V 1A DC adapter

Operating time: BE9124 Earphones – up to 30 hours
BE9159 Neck Loop – up to 10 hours

Charging time: ~ 4 hours

DK

Input signals

Microphone: Built-in electric condenser microphones. (omnidirectional or directional)

Line input: 2.5 mm stereo jack plug, sensitivity 0 dBV (maximum input signal)
Automatic selection between line input and external microphone

Telecoil: Angled at 45° for optimal function horizontally and vertically

Output signals

Headphone socket: 3.5 mm stereo jack plug

Output power headphone socket: 100 mW at 16 Ω load

Distortion:
BE9122 Headphones 0.6% THD
BE9124 In-ear phones 0.08% THD

Dynamic range: 90 dB SNR (electrical)

Frequency range: 40-10,000 Hz (electrical)

Max. output level, saturation:

BE9122 Headphones 124.3 dB SPL (@ 2.5 kHz)
BE9124 In-ear phones 132.0 dB SPL (@ 5 kHz)
BE9125 Stetoclip 133.7 dB SPL (@ 1 kHz)

Amplification, full volume
(1 kHz, 60 dB SPL input
signal):

BE9122 Headphones	42.5 dB
BE9124 In-ear phones	55.0 dB
BE9125 Stetoclip	58.2 dB

Amplification, full volume
(60 dB SPL input signal,
HFA):

BE9122 Headphones	46.5 dB
BE9124 In-ear phones	51.5 dB
BE9125 Stetoclip	52.0 dB

Properties

Volume control:	9 increments of 5 dB
Tone control:	+/- 10 dB in 9 increments, cut-off frequency 1.6 kHz
On/Off button:	Clear, countersunk pushbutton
Microphone and T position:	Separate pushbuttons
Combined sound sources:	For mixing external sound and sound from the internal microphone
Balance control (right/left):	0-20 dB programmable reduction in increments of 5 dB
Setting for max. volume:	0-21 dB programmable reduction in increments of 3 dB
Bass Reduction setting:	Lowering of frequencies under 400 Hz by 10 dB
Dynamic compressor:	<ul style="list-style-type: none">• 10 channels• Dynamic amplification 0-35 dB• Compression 3:1• Expansion 1:1.5• Attack time 20 ms <3kHz, 25 ms ≥3kHz• Recovery time 110 ms <3kHz, 200 ms ≥3kHz
Dynamic noise reduction:	10 channel adaptive noise reduction
Feedback handling:	Adaptive feedback reduction
Digital signal processing:	22,050 kHz sampling frequency 16-bit resolution in stereo
Additional information:	<ul style="list-style-type: none">• Stereo/Mono setting• Resetting to the factory setting• Casing designed to reduce contact noise

Additional information

Environmental requirements:	For indoor use only
Operating temperature:	0°– 35° C, 32°– 95° F
Transport and storage temperature:	-10°– 50° C
Relative humidity:	15% – 90% (non condensing)
External dimensions:	H × W × D 99 × 48 × 22 mm
Weight:	74 g
Colour:	Grey with white front panel and silver-coloured buttons

Regulatory requirements

FCC SDoC: FCC Part 15 Subpart B, CE, RoHS, WEEE, RCM



DK

Accessories

BE9122 Stereo headphones

BE9124 In-ear phones

BE9125 Stetoclip

BE9126 Stereo cable kit, 5 m (16 feet)

BE9127 External microphone, 5 m (16 feet)

BE9159 Neck loop


BE9129 MicroSet

BE9147 Travel case


Measurements

Frequency range (acoustic) (BE9122 Headphones, BE9124 In-ear phones and BE9125 Stetoclip):


Preliminary measurements:



Output signal with BE9122,
Stereo headphones



Output signal with BE9125,
Stetoclip



Output signal with BE9124,
In-ear phones

FCC compliance statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Statement for Industry Canada

Le fonctionnement de cet équipement est soumis aux conditions suivantes:






(1) l'équipement concerné ne doit pas causer d'interférences, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Accessories

These original accessories are especially developed to maximize the performance of your Mino. Contact your nearest dealer or visit bellman.com



DK

Support centers

Europe

Bellman & Symfon AB
Södra Långebergsgatan 30
436 32 Askim, Sweden
Call +46 31 68 28 20
E-mail info@bellman.com

North America

Bellman & Symfon North America Inc.
55 Shuman Boulevard, Suite 850,
Naperville, IL 60563, USA
Phone +1 630 428 8570

Germany

Bellman & Symfon Deutschland GmbH
Uelzener Str. 14
21335 Lüneburg
Call +49 800 7433338
E-mail info@bellman.de

Asia Pacific

Bellman & Symfon Asia
1401-06 Main Tower, Intl. Bldg
339 Huanshi Dong Rd
Guangzhou, China, 510095
Call +86 20 8318 2950
E-mail info.cn@bellman.com

Warranty conditons

Dear customer. Thank you for your purchase of this Bellman & Symfon® product. Our vision is to supply outstanding products that are of great value for our customers. For this reason, we have put all our best efforts into designing and manufacturing this product. However, if you should have any questions about the product or if you require repair, please contact us.

General warranty conditions. Your Bellman & Symfon® product is covered by a limited warranty. Please read the following conditions carefully and keep this information in a safe place. Please also save your receipt or other proof of purchase as you will need this for warranty claims.

Warranty period. The warranty is depending on the type of product purchased and is valid from date of purchase.

Bellman & Symfon offers warranty as per below:

Bellman Products in general	Two years of warranty from date of purchase
Bellman Neckloop	One year of warranty from date of purchase
Rechargeable batteries	One year of warranty from date of purchase
Bellman Accessories	90 days of warranty from date of purchase

Warranty conditions. Bellman & Symfon warrants that the Product that you have purchased is free from manufacturing defects in materials and workmanship when dispatched from our warehouse. Your sales receipt is your proof of the date of purchase and the warranty period commences as of that date. During the warranty period, Bellman & Symfon will have the option for the defective product to be repaired or replaced. The replacement product will be of equal or greater function and in good working and physical order. Such a replacement will be supplied from refurbished stock. The repaired or replaced product will be under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

Warranty limitations. This warranty automatically becomes void if the product has been physically damaged or rendered defective (a) as a result of accident, misuse, or abuse, or other circumstances beyond Bellman & Symfon's control; (b) by the use of parts or peripherals not authorized by Bellman & Symfon; (c) as a result of normal wear and tear; (d) by use within an improper operating environment; (e) by modification of the product; (f) by the serial number or product code sticker being removed or defaced; (g) as a result of service rendered by anyone other than a Bellman & Symfon Authorized Service Agent; (h) as a result of the product being operated other than in accordance with Bellman & Symfon AB's users manual. Neither does the warranty cover failure due to causes outside Bellman & Symfon's control such as failure in your phone carrier's line service (if applicable) or Acts of God. No warranty is offered for disposable batteries.

Return policies / warranty claim. Please see www.bellman.com