

## GEM DISSE INSTRUKTIONER

BEMÆRK: Tjek ALLE dele for transportskader. UNDLAD at bruge produktet, hvis du konstaterer, at der er transportskader. Kontakt transportfirmaet/forhandleren for at få yderligere anvisninger.

### ⚠ ADVARSEL

- **UNDLAD** at installere eller anvende dette udstyr uden først at have læst og forstået denne vejledning. Hvis du ikke kan forstå advarslerne, opfordringerne til at være forsigtig eller instruktionerne, skal du kontakte en behandler, forhandler eller et depot, inden du forsøger at tage produktet i brug - i modsat fald kan der opstå person- eller produktskade.
- Alle fire bendupper **SKAL** hele tiden være i kontakt med gulvet i bruseren/bunden af badekarret og være på et jævnt underlag.
- Efterse **ALTID** brusestolen for at sikre, at den er placeret korrekt og er stabil, inden den tages i brug. Anvend **IKKE** brusestolen, hvis den vakler eller er ustabil.
- Brugere med begrænsede fysiske evner bør overvåges eller hjælpes, når brusestolen bruges.
- Brusestolen må **IKKE** bruges som en overflytningsbænk, et hjælpemiddel til flytning eller til at klatre på.
- Disse brusestole (model H291 og H296) har en vægtgrænse på 143 kg hver.
- Vær forsigtig, når brusestolen samles for at undgå at få fingrene i klemme.
- Brusestol, model H296: Sørg for, at fjederknapperne stikker helt ud igennem hullerne i de bagerste støttebeslag.
- Dette produkt bør anvendes i en omgivende temperatur på mellem 10° og 40° C.

### ⚠ ADVARSEL VEDRØRENDE TILBEHØR

- Invacares produkter er udviklet og fremstillet specifikt til brug sammen med tilbehør fra Invacare. Tilbehør, der er udviklet af andre producenter, er ikke blevet testet af Invacare og kan ikke anbefales til brug sammen med Invacares produkter.

### ⚠ ADVARSEL VEDRØRENDE MONTERING

- Tjek, at alle dele er monteret korrekt og sidder godt fast, når du har foretaget justeringer, reparationer eller service og **INDEN** brug.

## Generelt

### Symboler



Advarsel, der angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig kvæstelse.



Forsigtighedsanvisning, der angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i tingskade og/eller mindre kvæstelser.



Dette produkt overholder EU-direktivet 93/42/EØF om medicinsk udstyr.

### Levetid

Den forventede levetid på det produkt, der er omfattet af denne vejledning, er fem år, når det anvendes i overensstemmelse med sikkerhedsanvisningerne, vedligeholdelsesintervallerne og brugsvejledningen. Produktet bør løbende vedligeholdes og efterses.

### Tiltænkt brug

#### ⚠ ADVARSEL

**Risiko for personskade.** Undgå overdreven belastning af brusestolen ved at lade brugervægten falde ned på brusestolen.

Dette produkt er udelukkende designet som en hjælp til at tage et bad og til brug på badeværelset. Enhver anden brug er forbudt.



## Rengøring

BEMÆRK: Inden der tages nogen rengøringsmidler i brug, anbefales det at teste et område på undersiden af sædet for at sørge for, at rengøringsmidlet ikke forårsager misfarvning eller pletdannelse.

1. Fjern benene og ryglænet fra brusestolen.
2. Brug vand og et mildt, ikke-slibende rensmiddel til at rense brusestolen.

## Efter brug

### Bortskaffelse

Når produktet ikke længere kan bruges, skal produktet, tilbehøret og emballagen bortskaffes korrekt.

Vær venligst miljøbevidst, og genbrug dette produkt via nærmeste genbrugsstation, når dets levetid er opbrugt.

### Genbrug

#### ⚠ ADVARSEL


**Risiko for personskade.** Lad altid en forhandler undersøge produktet for beskadigelser, inden produktet overdrages til en ny bruger. **UNDLAD** at bruge produktet, hvis der findes skader. Ellers kan der ske personskade.

## Samling af brusestolen

### Montering/justering af teleskopbenene

#### ADVARSEL

Sørg for, at brusestolen er i niveau og stabil inden brug.




1. Lad brusestolen tilpasse sig til rumtemperaturen, hvis det er nødvendigt.
2. Anbring sædet **A** omvendt på et plant, stabilt underlag (gulv eller bord).
3. Monter teleskopbenet **B** på benet **C**.
4. Tryk på fjederknappen **D**, og lad teleskopbenet glide op eller ned til det ønskede justeringshul **E**.
5. Sørg for, at fjederknappen stikker helt ud igennem teleskopbenets justeringshuller.

*BEMÆRK: Der høres et klik, når fjederknappen er helt i indgreb.*

6. Gentag TRIN 2-5 for de resterende tre ben.

*BEMÆRK: Sørg for, at alle fire ben er justeret til den samme højde.*

## Montering af ryglæn - kun model H296



1. Anbring brusestolen på siden på et plant, stabilt underlag.
2. Tryk på fjederknapperne **A** på de bagerste støtterør **B** og skub de bagerste støtterør ind i de bagerste støttebeslag **C**.
3. Sørg for, at begge fjederknapper er helt i indgreb inde i hullerne i de bagerste støttebeslag.

*BEMÆRK: Der høres to klik, når fjederknapperne er helt i indgreb.*

## Brug af brusestolen

#### ADVARSEL

**Risiko for personskade. Løft IKKE brusestolen, mens brugeren sidder i den. Ryglænet kan løsne sig, og der kan ske person- eller tingskade.**

Customer Service and Warranty Information  
 Coordonnées des SAV et services de garantie  
 Kundendienst und Garantieinformationen  
 Servicio de atención al cliente e información de la garantía  
 Kundeservice og garantioplysninger  
 Assistência ao cliente e informação ao cliente  
 Informazioni sul servizio assistenza al cliente e sulla garanzia

United Kingdom	Invacare Limited, Pencoed Technology Park, Pencoed, Bridgend CF35 5AQ Tel: (44) (0) 1656 776 222 Fax: (44) (0) 1656 776 220 www.invacare.co.uk, UK@invacare.com
France	Invacare Poirier SAS, Route de Saint Roch, 37230 Fondettes Tel: (33) (0) 2 47 62 64 66 Fax: (33) (0) 2 47 42 12 24 www.invacare.fr, contactfr@invacare.com
Schweiz / Suisse	Invacare AG, Benkenstrasse 260, CH-4108 Witterswil Tel: (41) (0) 61 487 70 80 Fax: (41) (0) 61 487 70 81 switzerland@invacare.com
Deutschland	Invacare GmbH, Alemannenstraße 10, D-88316 Isny Tel: (49) (0) 75 62 7 00 0 Fax: (49) (0) 75 62 7 00 66 www.invacare.de, kontakt@invacare.com
Österreich	Invacare Austria GmbH, Herzog Odilostrasse 101, A-5310 Mondsee Tel: (43) 6232 5535 0 Fax: (43) 6232 5535 4 www.invacare.at, info-austria@invacare.com
España	Invacare SA, c/Areny s/n, Poligon Industrial de Celrà, E-17460 Celrà (Girona) Tel: (34) (0) 972 49 32 00 Fax: (34) (0) 972 49 32 20 www.invacare.es, contactsp@invacare.com
Danmark	Invacare A/S, Sdr. Ringvej 37, DK-2605 Brøndby Tel: (45) (0) 36 90 00 00 Fax: (45) (0) 36 90 00 01 www.invacare.dk, denmark@invacare.com
Portugal	Invacare Lda, Rua Estrada Velha, 949, P-4465-784, Leça do Balio Tel.: (351) (0)225 1059 46/47 Fax: (351) (0)225 1057 39 portugal@invacare.com
Italia	Invacare Mecc San s.r.l., Via dei Pini 62, I-3016 Thiene (VI) Tel: (39) 0445 38 00 59 Fax: (39) 0445 38 00 34 www.invacare.it, italia@invacare.com



Invacare Corporation

USA  
One Invacare Way  
Elyria, Ohio USA  
44036-2125  
440-329-6000  
800-333-6900  
Technical Services  
440-329-6593  
800-832-4707

EC	REP
----	-----

EU Representative  
Aquatec Operations GmbH  
Alemannenstraße 10, D-88316 Isny  
Tel: (49) (0) 75 62 7 00 0  
Fax: (49) (0) 75 62 7 00 66  
Part No 1176099



[www.invacare.com](http://www.invacare.com)

Invacare Rehabilitation Equipment (Suzhou) Co., Ltd.  
No. 435 Xieyu Street, SIP,  
Suzhou, Jiangsu, PRC 215026  
Tel: 86-512-62586180  
Fax: 86-512-62586167



© 2011 Invacare Corporation. All rights reserved. Republication, duplication or modification in whole or in part is prohibited without prior written permission from Invacare. Trademarks are identified by™ and®. All trademarks are owned by or licensed to Invacare Corporation or its subsidiaries unless otherwise noted.

Rev A - 12/11

