




VELA Meywalk 4

Manual. nr. 106950

Varenr./Art.nr.: Model/Modell

M014000	Micro
M013000	Small
M011200	Medium
M011250	Large



ISO 9001
ISO 14001

*Udformning varierer alt efter model
Design varierer afhængig av modell
Utformning varierar beroende på modell*

VELA Meywalk 4

INDHOLDSFORTEGNELSE / INNHOLDSFORTEGNELSE / INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DANSK	4
NORSK	16
SVENSK	28

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.0. INDLEDNING	3
1.1. ADVARSLER	4
1.2. FEJLFINDING	5
1.3. MÆRKER ANVENDT PÅ GANGVOGNEN	6
1.4. SIKKERHED	7
1.4.1. Tiltænkt anvendelse	7
1.4.2. Transport	7
1.5. REKLAMATIONSRET	7
1.6. UDPAKNING AF GANGVOGNEN	8
1.7. VEDLIGEHOLDELSE	8
1.7.1. Hjul	8
1.7.2. Stel	8
1.7.3. Polsteroverflader	8
1.7.4. Genbrugshjælpemiddel	8
1.8. GENBRUG OG BORTSKAFFELSE	11
1.9. PRODUKTOVERBLIK	11
2.0. BRUGERMANUAL	12
2.0.1. Samling af overdel og understel	10
2.0.2. Montage og udskiftning af fjedre	10
2.0.3. Montage og udskiftning af fjedre	10
2.0.4. Højdeindstilling	10
2.0.5. Bremse	11
2.0.6. Indstilling af sædehøjde	11
2.0.7. Indstilling af højde på kropsring	11
2.0.8. Tilt-funktion	11
2.0.9. Kropsring	12
2.0.10. Ind- og udstigning	12
2.0.11. Indstilling af håndbøjle	12
2.0.12. Brug af rumpestop	12
2.0.13. Indstilling af rumpestop	13
2.0.14. Slæbebremse	13
2.0.15. Tilbageløbsspærre	13
2.0.16. Retningsstyrer	13

1.0. INDLEDNING

KÆRE KUNDE

Tillykke med din nye VELA Meywalk 4. Vi er sikre på, at denne gangvogn bliver til daglig glæde for dig. Denne brugermanual omhandler nyttige oplysninger om indstilling, betjening og vedligeholdelse.

Vigtigt

Læs venligst denne brugermanual grundigt, og gem den til senere brug. Den bør altid være til rådighed for brugeren og følge gangvognen. Brugermanualen kan også findes på www.vela.dk, hvor du også kan finde anden relevant information.

Har du spørgsmål, oplever fejl eller andre utilsigtede hændelser, kontakt da din VELA-leverandør.

Vi forbeholder os ret til ændringer.

VELA

Gøteborgvej 8-12
9200 Aalborg SV
Danmark
www.vela.dk

1.1. ADVARSLER




Brug	Brug kun originale VELA Meywalk-reservedele.
Brug	Lav ikke om på tilbehøret, der følger med gangvognen.
Brug	Gangvognen er et hjælpemiddel og bør kun anvendes til det formål.
Brug	Kontroller at alle gangvognens dele er fastgjort korrekt, inden den tages i brug.
Brug	Gangvognen må kun benyttes under opsyn. Hjulene ruller meget let, så det er vigtigt at være opmærksom på omgivelserne og eventuelle farer, som brugeren kan gå hen til.
Brug	Gangvognen skal altid være bremset ved ind- og udstigning.
Brug	Kipbøjlen skal altid hæves og sænkes med håndkraft - man bør ikke træde kipbøjlen ned.
Brug	På størrelserne: Small, Medium og Large er der en kipbøjle, der hæver og sænker gangvognen ved ind- og udstigning. Slip aldrig kipbøjlen, når denne hæves eller sænkes. Vær forberedt på en opadrettet kraft, der vokser gradvist med at kipbøjlen hæves. Slip aldrig kipbøjlen midt i en hæve- eller sænkebevægelse, da det er til fare for bruger og hjælper.
Brug	Brug kun gangvognen på fast gulv. Undgå brug på skrånende, ujævne løse, våde eller isglatte overflader, eller på overflader med niveauforskelle, da der kan opstå tipperisiko.
Brug	Fjedersystemet kan medføre tipperisiko, hvis gangvognen anvendes af en meget urolig bruger. VELA Meywalk 4 må ikke anvendes uden fjedre.
Brug	Brug ikke gangvognen under justering/indstilling, da der kan opstå klemfare ved bevægelige dele.
Brug	VELA Meywalk og dets tilbehør er designet for din sikkerhed. Hvis dele af udstyret fjernes, kan der opstå åbne rørender, der kan være skarpe og påføre skade. Disse åbne rørender skal lukkes med plastpropper - rør ikke åbne rørender med fingre eller andre legemsdele.
Brug	Service, ud over almindelig rengøring, bør altid udføres af en fagperson
Brug	Servicer aldrig gangvognen imens den bruges
Brug	Følg altid den anbefalede vedligeholdelses- og rengøringsvejledning
Brug	Beskyt gangvognens polstrede overflader mod direkte sollys, eller dæk overfladerne til, da de kan blive meget varme og forårsage skader på huden.

1.2. FEJLFINDING

Fejl	Mulig årsag og løsning
Gangvogn kan ikke dreje	Retningsstyrer kan være aktiveret. Se punkt 2.0.16.
Bremsefunktion virker ikke	Bremsen er ikke aktiveret. Se punkt 2.0.5.
Overdel hænger skævt til den ene side	Tjek at begge fjedre er monteret korrekt. Se punkt 2.0.2. eller 2.0.3.
Overdel sidder fast	Tjek at begge fjedre er monteret korrekt. Se punkt 2.0.2. eller 2.0.3.
Gangvognen ruller dårligt	Hjul er blokeret. Rens hjulene for trådrester o.l. Slæbebremsen kan være aktiveret. Se punkt 2.0.14.
Gangvognen kan ikke gås baglæns	Tilbageløbsspærre kan være aktiveret. Se punkt 2.0.15.
Håndbøjlen sidder løs	Efterspænd håndtagene
Sædebøjlen sidder løs	Efterspænd håndtaget
Sidde- ganghøjden er lavere end før	Løsn Italienergreb, flyt overdel op i ønsket højde og spænd Italienergreb igen. Se punkt 2.0.4.
Kropsring og opstander sidder løs	Efterspænd håndtaget
Siddehøjden er lavere end før	Kipbøjlen kan være slået ned. Se punkt 2.0.10.

Løser ovenstående ikke dit problem, kontakt da din VELA-leverandør.

1.3. MÆRKER ANVENDT PÅ GANGVOGNEN

Labels	60 x 22,5 mm De sidste seks cifre er produktets id-nummer.	
--------	---	---

Mærker på gangvognen bør læses i ca. 40 cm afstand ved almindeligt dagslys. For mærker relateret til betjening henvises der til afsnit 2.0.

GENERELT

1.4. SIKKERHED

Denne gangvogn er CE-mærket og overholder gældende EU-regler. Gangvognen er produceret af: VELA, Mads Clausens Vej 1, 9800 Hjørring, Danmark.

1.4.1. TILTÆNKET ANVENDELSE

Gangvogn til børn og voksne, der hjælper dem med at rejse sig og bevæge sig på trods af at de har nedsat eller ingen gangfunktion.

- :: Gangvognen skal altid bremses ved ind- og udstigning
- :: Gangvognen må kun benyttes under opsyn. Hjulene ruller meget let, så det er vigtigt at være opmærksom på omgivelserne og eventuelle farer, som brugeren kan gå hen til.

VELA Meywalk er testet og godkendt til følgende maksimale belastninger:

- :: VELA Meywalk 4 Micro: 60 kg.
- :: VELA Meywalk 4 Small: 100 kg.
- :: VELA Meywalk 4 Medium: 130 kg.
- :: VELA Meywalk 4 Large: 130 kg.

1.4.2. TRANSPORT

Ved transport af gangvognen i bil, fly og andre transportmidler, bør man altid anvende gangvognens bremse. Bruger må ikke opholde sig i gangvognen under transport.

Gangvognen kan klare følgende transportspecifikationer:

Temperatur: - 20°C til + 60°C
Luftfugtighed: 15-95%

1.5. REKLAMATIONSRET

VELA giver reklamationsret efter gældende lovgivning i det land, hvor gangvognen er erhvervet. Reklamationsretten gælder kun ved anvendelse af originale reservedele og tilbehør, samt tilpasninger foretaget af fagpersoner.

Bemærk: hvis der er indgået en særlig kontraktmæssig aftale direkte med VELA, gælder denne!

VELA påtager sig ikke ansvar for skader på produktet eller brugeren, der er opstået pga.:

- :: Transport
- :: Misbrug
- :: Almindelig slitage
- :: Forkert brug
- :: Brug af uoriginale reservedele og tilbehør
- :: Tilpasninger foretaget af uautoriserede personer

1.6. UDPAKNING AF GANGVOGNE

Gangvognen leveres i miljøvenlig og genbrugsegnet emballage.

Såfremt der er mangler eller transportskade ved gangvognen, bedes du straks kontakte din VELA-leverandør. I sådanne tilfælde må du ikke selv forsøge at reparere evt. skader eller tage gangvognen i brug.

Ved levering har du modtaget:

- :: VELA Meywalk 4 gangvogn
- :: Kropsring og fjedre til gangvognen. Er pakket i separat kasse sammen med montagevejledning. **Bemærk:** Skal monteres på gangvognen før brug!
- :: Brugermanual tilhørende gangvognen

1.7. VEDLIGEHOLDELSE

Vi anbefaler et årligt eftersyn af gangvognen for at finde frem til eksempelvis defekte og slidte dele. Man bør selv regelmæssigt efterspænde alle indstillelige dele. På www.vela.dk findes diverse vejledninger.

1.7.1. HJUL

Det anbefales med jævne mellemrum at efterse hjul og rense for eventuelle trådrester o.l.

Visse gulvtyper akkumulerer snavs på hjulbanerne. Rens derfor hjulbanerne efter behov.

1.7.2. STEL

Rengøres med lunkent vand evt. tilsat en pH-neutral sæbe. Desinfektion er muligt, men opløsningsbaserede rengøringsmidler (såsom Terpentin) må ikke anvendes.

1.7.3. POLSTEROVERFLADER

Kunststof/kunslæder: Rengøres med en hårdt opvreden klud med vand eller mild sæbe.

Polyuretanskum: Polstring på kropsring, håndbøjle og rumpestop tørres let af med en desinficerende klud.

Bemærk: På www.vela.dk kan du finde rengøringsvejledninger for alle vores standard polstertyper.

1.7.4. GENBRUGSHJÆLPEMIDDEL


Din VELA Meywalk 4 kan genbruges, når du ikke længere har brug for den, såfremt den serviceres af en tekniker forinden.

Den forventede levetid på gangvognen er 5 år ved normal og korrekt brug. Vi anbefaler at VELA, din VELA-leverandør eller uddannet fagpersonale udfører et årligt eftersyn med evt. udskiftning af sliddele.

1.8. GENBRUG OG BORTSKAFFELSE


Dette produkt indeholder materialer, som kan genbruges. Derfor skal produktet bortskaffes i overensstemmelse med lokal lovgivning og ikke sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse og genbrug er medvirkende til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.

1.9. PRODUKTOVERBLIK



VELA Meywalk 4 har et bredt tilbehørsprogram, som gør det muligt at tilpasse gangvognen til den individuelle brugers behov. Udvalget af tilbehør til VELA Meywalk 4 kan findes på www.vela.dk.


2.0. BRUGERMANUAL



2.0.1. SAMLING AF OVERDEL OG UNDERSTEL


Overdelen placeres i opstanderne på understellet. Overdelen sænkes på plads i de to opstandere.

Bemærk: Håndbøjlen skal vende fremad mod de drejelige forhjul.




2.0.2. MONTAGE OG UDSKIFTNING AF FJEDRE

Udløs kippøjlen og hæv den til øverste stilling, så de nederste opstandere kommer til syne foran baghjulene. Tryk og drej den sorte bundprop, så den kan tages af og fjederens placering kommer til syne. Monter/udskift fjederen og før proppen op i sporet og drej på plads indtil den låser.



2.0.3. MONTAGE OG UDSKIFTNING AF FJEDRE (MICRO)


Løft overdelen af gangvognen (se punkt 2.0.1.), hvorefter fjedrene nemt kan monteres/udskiftes.



2.0.4. HØJDEINDSTILLING

Løsn italienergrebene i begge sider og juster stellet til den ønskede højde. Det er vigtigt, at højden justeres ens i begge sider af stellet. Spænd italienergrebene igen i begge sider.


Bemærk: Udfør aldrig højdeindstilling, imens gangvognen er i brug.



2.0.5. BREMSE


Bremsestængerne er placeret foran baghjulene. Før begge bremsestænger bagud for at aktivere bremsefunktionen i begge sider. Bremsene deaktiveres ved at føre begge bremsestænger fremad igen.

Bemærk: Bremsen skal altid været låst ved ind- og udstigning.




2.0.6. INDSTILLING AF SÆDEHØJDE

Løsn den nederste håndskruer (tryk-og-drej), foran på gangvognen. Sædet kan nu justeres op og ned. En hånd under sædebøjlen, får sædet til at glide nemmest. Indstil sædehøjden til brugerens skridtlængde og spænd håndskruen igen, så sædebøjlen låses på plads. **Bemærk:** Udfør aldrig højdeindstilling af sæde, imens gangvognen er i brug.




2.0.7. INDSTILLING AF HØJDE PÅ KROPSRING

Løsn den øverste håndskruer (tryk-og-drej) foran på gangvognen. Indstil kropsringen til ønsket højde og spænd håndskruen igen. Korrekt højde varierer afhængig af brugerens kropsbygning og behov for bevægefrihed. Løsn de to unbrakoskruer foran på kropsringen for at udskifte kropsringen. **Bemærk:** Udskift aldrig kropsringen, imens gangvognen er i brug.




2.0.8. TILT-FUNKTION

Drej den midterste håndskruer foran på gangvognen for at tilte. Når håndskruen drejes, opnås en ændring af brugerens kropsholdning ved at kropsringens og sædets vinkling ændres. Tilt-funktionen er trinløs. **Bemærk:** Indstil aldrig tilt, imens gangvognen er i brug.




2.0.9. KROPSRING

Kropsringen åbnes ved at føre de yderste håndtag (på bagsiden) opad. Kropsringen lukkes ved at føre håndtagene nedad igen, så åbningen bliver mindre. **Bemærk:** Kropsringen skal altid være lukket, når gangvognen er i brug.



2.0.10. IND- OG UDSSTIGNING


Tag fat med begge hænder foran på kيبøjlen* og vip den op. Herved sænkes sædeenheten, hvilket letter ind- og udstigning (Micro kan ikke kippes). Sædeenheten hæves igen ved at trykke kيبøjlen ned, indtil den låser i klikhagen med et hørbart klik. **Bemærk:** Husk at lukke kropsring (se punkt 2.0.9.) og lås rumpestoppet (se punkt 2.0.12.) når gangvognen er i brug.



2.0.11. INDSTILLING AF HÅNDBØJLE

Vinklen på håndbøjlen justeres ved hjælp af to håndskruer. Drej håndskruerne mod uret, så håndbøjlen kan rotere. Der er tre standardindstillinger af håndbøjlen. Husk at spænde håndskruerne igen.


Bemærk: Håndbøjlen kan vinkles i lodret position, så bruger har fri adgang til arbejdsbord, køkkenbord o.l.



2.0.12. BRUG AF RUMPESTOPP


Rumpestoppet bør altid være slået op, når gangvognen er i brug. Sving rumpestoppet op, så det hviler imod sædet og låser. Løft rumpestoppet opad og sving det ned for at åbne rumpestoppet igen, når bruger skal ud af gangvognen.

*Slip aldrig kيبøjlen, når denne hæves eller sænkes.



2.0.13. INDSTILLING AF RUMPESTOP


Rumpestoppet skal være slået ned, så man kan se en unbracoskrue inde i firkantprofilen. Løsn skruen og indstil længderetningen til den ønskede position. Husk at spænde unbracoskruen igen.



2.0.14. SLÆBEBREMSE

Ved at aktivere slæbebremsen øges modstanden i den pågældende side. Dette kan både reducere fart (begge sider) og korrigere for skæv gang (en side). Løsn møtrikken i bunden af skruen og juster skruen til den ønskede modstand er opnået. Spænd møtrikken igen.


Bemærk: Slæbebremsen indstilles individuelt i begge sider.



2.0.15. TILBAGELØBSSPÆRRE

Ved at aktivere tilbageløbsspærren ved begge baghjul, kan gangvognen kun bevæges fremad. Aktiver ved at løfte op i den sølvfarvede knap og deaktivér ved at trykke sorte knap retur.

Bemærk: Aktiver/deaktiver altid tilbageløbsspærren i begge sider.



2.0.16. RETNINGSSTYRER

Ved at aktivere retningsstyrer, kan vognen kun bevæge sig i en lige linje fremad/bagud. Drej knappen på snaplåsen imens hjulet står ret på stedet, så låsepalen rammer hullet i hjulgaflet. Deaktiver ved at trække knappen på snaplåsen bagud og dreje den til låst tilstand - så hjulet kan rotere frit.

Bemærk: Aktiver/deaktiver altid retningsstyreren i begge sider.

INNHOLDSFORTEGNELSE

1.0. INNLEDNING	17
1.1. ADVARSLER	18
1.2. FEILSØKING	19
1.3. MERKER SOM BRUKES PÅ GÅSTOLEN	20
1.4. SIKKERHET	21
1.4.1. Beregnet bruk	21
1.4.2. Transport	21
1.5. REKLAMASJONSRETT	21
1.6. UTPAKKING AV GÅSTOLEN	22
1.7. VEDLIKEHOLD	22
1.7.1. Hjul	22
1.7.2. Stell	22
1.7.3. Polstrede overflater	22
1.7.4. Genbrukshjelpemiddel	22
1.8. GJENBRUK OG AVHENDING	23
1.9. PRODUKTOVERBLIKK	23
2.0. BRUKERMANUAL	24
2.0.1. Montering av overdel og understell	24
2.0.2. Montering og utskifting av fjær	24
2.0.3. Montering og bytting av fjær (micro)	24
2.0.4. Høydejustering	24
2.0.5. Brems	25
2.0.6. Justering av setehøyde	25
2.0.7. Justering av høyden på kroppstøttering	25
2.0.8. Vippefunksjon	25
2.0.9. Kroppsstøttering	26
2.0.10. Inn- og utstigning	26
2.0.11. Justering av håndbøyle	26
2.0.12. Bruk av rumpestopper	26
2.0.13. Justering av rumpestopper	27
2.0.14. Slepebrems	27
2.0.15. Returløpssperre	27
2.0.16. Retningsstyrer	27

1.0. INNLEDNING

KJÆRE KUNDE

Gratulerer med din nye VELA Meywalk 4. Vi er sikre på at denne gåstolen vil være til daglig glede for deg. Denne bruksanvisningen gir nyttig informasjon om justering, bruk og vedlikehold.

Viktig

Vennligst les denne bruksanvisningen grundig og ta vare på den til senere bruk. Den bør alltid være tilgjengelig for brukeren og følge med gåstolen. Bruksanvisningen kan også finnes på www.vermundlarsen.no, hvor du i tillegg kan finne annen relevant informasjon.

Har du spørsmål, opplever feil eller utilsiktede hendelser, kontakt din VELA-leverandør.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer.

Vermund Larsen Norge AS

Solgaard Skog 4
1599 Moss
Norge
www.vermundlarsen.no

1.1. ADVARSLER




Bruk	Bruk kun originale reservedeler for VELA Meywalk.
Bruk	Gjør ikke endringer på tilbehøret som følger med gåstolen.
Bruk	Gåstolen er et hjelpemiddel og bør kun anvendes til det formålet.
Bruk	Kontroller at alle delene på gåstolen er riktig festet før den tas i bruk.
Bruk	Gåstolen må kun benyttes under oppsyn. Hjulene ruller svært lett, slik at det er viktig å være oppmerksom på omgivelsene og eventuelle farer som brukeren kan møte på.
Bruk	Gåstolens brems skal alltid være på ved inn- og utstigning.
Bruk	Vippebøylen skal alltid heves og senkes med håndkraft - man bør ikke trække vippebøylen ned.
Bruk	På størrelsene: Small, Medium og Large er det en vippebøyle som hever og senker gåstolen ved inn- og utstigning. Slipp aldri vippebøylen når denne heves eller senkes. Vær forberedt på en oppadgående kraft som øker gradvis med at vippebøylen løftes. Slipp aldri vippebøylen midt under en heve- eller senkebevegelse da dette er til fare for bruker og hjelper.
Bruk	Gåstolen skal kun brukes på fast gulv. Unngå å bruke den på skrå, ujevne, løse, våte eller glatte overflater eller på overflater med nivåforskjeller, da dette kan medføre risiko for velt.
Bruk	Fjærsystemet kan gi risiko for velt hvis gåstolen brukes av en svært urolig bruker. VELA Meywalk 4 må ikke brukes uten fjær.
Bruk	Gåstolen skal aldri brukes under justering da det kan oppstå klemfare ved bevegelige deler.
Bruk	VELA Meywalk og dens tilbehør er designet for din sikkerhet. Hvis deler av utstyret fjernes kan dette føre til åpne rørkanter som kan være skarpe og påføre skade. Disse åpne rørkantene skal lukkes igjen med plastpropper - rør ikke åpne rørender med fingre eller andre deler av kroppen.
Bruk	Service utover vanlig rengjøring bør alltid utføres av en fagperson
Bruk	Utfør aldri service på gåstolen mens den er i bruk
Bruk	Følg alltid instruksene for vedlikehold og rengjøring
Bruk	Beskytt gåstolens polstrede overflater mot direkte sollys eller dekk til overflatene, da disse kan bli svært varme og stoffet kan skades.

1.2. FEILSØKING

Feil	Mulig årsak og løsning
Gåstolen kan ikke dreies	Retningsstyrer kan være aktivert. Se punkt 2.0.16.
Bremsen fungerer ikke	Bremsen er ikke aktivert. Se punkt 2.0.5.
Overdelen henger skeivt til den ene siden	Sjekk at begge fjærene er montert korrekt. Se punkt 2.0.2. eller 2.0.3.
Overdelen sitter fast	Sjekk at begge fjærene er montert korrekt. Se punkt 2.0.2. eller 2.0.3.
Gåstolen ruller dårlig	Hjulet er blokkert. Rengjør hjulene for trådrester o.l. Slepebremsen kan være aktivert. Se punkt 2.0.14.
Gåstolen kan ikke gås baklengs	Returløpssperren kan være aktivert. Se punkt 2.0.15.
Håndbøylen er løs	Stram håndtakene
Setebøylen er løst	Stram håndtaket
Sitte- og gåhøyden er lavere enn før	Løsne italienergrepet, flytt overdelen opp til ønsket høyde og stram italienergrepet igjen. Se punkt 2.0.4.
Kroppstøttering og stigerør er løse	Stram håndtaket
Sittehøyden er lavere enn før	Vippebøylen kan være slått nedover. Se punkt 2.0.10.

Hvis det ovenstående ikke løser problemet ditt, kontakt din VELA-leverandør.

1.3. MERKER SOM BRUKES PÅ GÅSTOLEN

Merke	60 x 22,5 mm De siste seks sifre er produktets id-nummer:	 <p><Model name> <Model ref. no.> <Manufacturer> <Address> <Webpage> <Safe working load> <Production date/order no.> UDI: (xx) xxxxxxxxxxxxxxxxx (xx) xxxxxx</p>
-------	--	---

Merker på gåstolen bør kunne leses fra ca. 40 cm avstand i normalt dagslys. For merker relatert til betjening henvises det til avsnitt 2.0.

GENERELT

1.4. SIKKERHET

Denne gåstolen er CE-merket og overholder gjeldende EU-regler. Gåstolen er produsert av: VELA, Mads Clausens Vej 1, 9800 Hjørring, Danmark

1.4.1. BEREGNET BRUK

Gangvogn til barn og voksne, som hjelper de med å reise seg og bevege seg på tross av at de har redusert eller ingen gangfunksjon.

- :: Gåstolen skal alltid bremses ved inn- og utstigning
- :: Gåstolen må kun brukes under oppsyn. Hjulene ruller svært lett, slik at det er viktig å være oppmerksom på omgivelsene og eventuelle farer som brukeren kan støte på.

VELA Meywalk er testet og godkjent for følgende maksimale belastninger:

- :: VELA Meywalk 4 Micro: 60 kg.
- :: VELA Meywalk 4 Small: 100 kg.
- :: VELA Meywalk 4 Medium: 130 kg.
- :: VELA Meywalk 4 Large: 130 kg.

1.4.2. TRANSPORT

Ved transport av gåstolen i bil, fly og andre transportmidler bør man alltid bruke gåstolens brems. Brukeren må ikke opholde seg i gåstolen under transport.

Gåstolen kan tåle følgende transportspesifikasjoner:

Temperatur: - 20°C til + 60°C
Luftfuktighet: 15-95%

1.5. REKLAMASJONSRETT

VELA gir reklamasjonsrett i henhold til gjeldende lovgivning i landet hvor gåstolen er anskaffet. Reklamasjonsretten gjelder kun ved bruk av originale reservedeler og tilbehør, samt tilpasninger utført av fagpersoner.

Merk: hvis det er inngått en særkontraktavtale direkte med VELA, er det denne som gjelder!

VELA påtar seg ikke ansvaret for skader på produktet eller brukeren som har oppstått pga.:

- :: Transport
- :: Misbruk
- :: Vanlig slitasje
- :: Uriktig bruk
- :: Bruk av uoriginale reservedeler og tilbehør
- :: Tilpasninger foretatt av uautoriserede personer

1.6. UTPAKKING AV GÅSTOLEN

Gåstolen leveres i miljøvennlig og gjenbruksegnet emballasje.

Dersom det er mangler eller transportskade på gåstolen, bes du straks kontakte din VELA-leverandør. Ved et slikt tilfelle må du ikke selv forsøke å reparere eventuelle skader eller ta gåstolen i bruk.

Ved levering har du mottatt:

- :: VELA Meywalk 4 gåstol
- :: Kroppsstøttering og fjærer til gåstolen. Disse er pakket i en separat eske sammen med monteringsveiledningen. **Merk:** Skal monteres på gåstolen før bruk!
- :: Bruksanvisning for gåstolen

1.7. VEDLIKEHOLD

Vi anbefaler årlige kontroll av gåstolen for å kunne oppdage eventuelle defekte og slitte deler. Man bør selv stramme alle justerbare deler regelmessig. Man finner diverse veiledninger på www.vermundlarsen.no.

1.7.1. HJUL

Det anbefales å kontrollere hjul og rengjøre for eventuelle trådrester o.l. med jevne mellomrom. Visse gulvtyper samler opp skitt på hjulbanene. Rens derfor hjulbanene etter behov.

1.7.2. STELL

Rengjøres med lunkent vann som evt. er tilsatt en pH-neutral såpe. Desinfeksjon er mulig, men løsemiddelbaserte rengjøringsmidler (som terpentin) må ikke anvendes.

1.7.3. POLSTREDE OVERFLATER

Kunststoff/kunstsinn: rengjøres med en godt vridd klut med vann eller mild såpe.

Polyuretanskum: Polstring på kroppsstøttering, håndbøyle og rumpestopper tørkes lett over med en desinfiserende klut.

Merk: På www.vermundlarsen.no kan du finne rengjøringsveiledninger for alle våre standard polstertyper.

1.7.4. GENBRUKSHJELPEMIDDEL


Din VELA Meywalk 4 kan gjenbrukes når du ikke lengre har bruk for den så lenge den får service av en tekniker i forkant.

Forventet levetid for gåstolen er 5 år ved normal og korrekt bruk. Vi anbefaler at VELA, din VELA-leverandør eller kvalifisert fagpersonale utfører årlige ettersyn med eventuell bytting av slitedeler.

1.8. GJENBRUK OG AVHENDING


Dette produktet inneholder materialer som kan gjenbrukes. Derfor skal produktet avhendes i overensstemmelse med lokal lovgivning og ikke sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending og gjenbruk bidrar til å forhindre negative påvirkninger på miljø og mennesker.

1.9. PRODUKTOVERBLIKK



VELA Meywalk 4 har et bredt tilbehørsprogram som gjør det mulig å tilpasse gåstolen til den individuelle brukers behov. Utvalget av tilbehør til VELA Meywalk 4 kan finnes på www.vermundlarsen.no.


2.0. BRUKERMANUAL



2.0.1. MONTERING AV OVERDEL OG UNDERSTELL


Overdelen plasseres i støttestangen på understellet. Overdelen senkes på plass i de to støttestengene.

Merk: håndbøylen skal vende fremover mot de dreibare forhjulene.




2.0.2. MONTERING OG UTSKIFTING AV FJÆR

Løsne vippebøylen og løft den til øverste stilling, slik at de nederste støttestengene blir synlige foran bakhjulene. Trykk og dreii den sorte bunnproppen slik at den kan tas av og fjærens plassering blir synlig. Monter/bytt ut fjæren, før proppen opp i sporet og dreii den på plass inntil den låser seg.



2.0.3. MONTERING OG BYTTING AV FJÆR (MICRO)


Løft gåstolens overdel (se punkt 2.0.1.) og deretter kan fjærene enkelt monteres/byttes ut.



2.0.4. HØYDEJUSTERING

Løsne italienergrepene på begge sider og juster rammen til ønsket høyde. Det er viktig at høyden justeres likt på begge sider av rammen. Stram italienergrepene igjen på begge sider.


Merk: Det skal aldri foretas høydejustering mens gåstolen er i bruk.



2.0.5. BREMS


Bremsestengene ligger foran bakhjulene. Trekk begge bremsestengene bakover for å aktivere bremsefunksjonen på begge sider. Bremsene deaktiveres ved å trekke begge bremsestengene fremover igjen.

Merk: Bremsen skal alltid være låst ved inn- og utstigning.




2.0.6. JUSTERING AV SETEHØYDE

Løsne den nederste håndskruen (trykk og dreii) foran på gåstolen. Setet kan nå justeres opp og ned. En hånd under setebøylen får setet til å gli lettst. Juster setehøyden til brukerens skrittlengde og stram håndskruen igjen slik at setebøylen låses på plass. **Merk:** Det skal aldri foretas høydejustering mens gåstolen er i bruk.




2.0.7. JUSTERING AV HØYDEN PÅ KROPPSTØTTERING

Løsne den øverste håndskruen (trykk og dreii) foran på gåstolen. Juster kroppstøttingen til ønsket høyde og stram håndskruen. Korrekt høyde varierer avhengig av brukerens kroppsbygning og behov for bevegelsesfrihet. Løsne de to unbrakoskruene foran på kroppstøttingen for bytte ut kroppstøttingen. **Merk:** kroppstøttingen skal aldri byttes mens gåstolen er i bruk.




2.0.8. VIPPEFUNKSJON

Drei den midterste håndskruen foran på gåstolen for å vippe. Når håndskruen dreies, oppnås en endring av brukerens kroppsholdning ved at kroppstøttingen og setets vinkling endres. Vippefunksjonen er trinnløs. **Merk:** Vippen skal aldri justeres mens gåstolen er i bruk.




2.0.9. KROPPSTØTTERING

Kroppstøttingen åpnes ved å trekke de ytterste håndtakene (på baksiden) oppover. Kroppstøttingen lukkes ved å trekke håndtakene ned igjen slik at åpningen blir mindre. **Merk:** Kroppstøttingen skal alltid være lukket når gåstolen er i bruk.



2.0.10. INN- OG UTSTIGNING


Ta tak foran på vippebøylen* med begge hendene og vipp den oppover. Dette senker seteenheten, noe som gjør inn- og utstigning lettere (Micro kan ikke flyttes). Seteenheten heves igjen ved å trykke vippebøylen nedover til den låser seg på plass med et hørbart klikk. **Merk:** Husk å lukke kroppstøtting (se punkt 2.0.9.) og låse rumpestopper (se punkt 2.0.12.) når gåstolen er i bruk.



2.0.11. JUSTERING AV HÅNDBØYLE

Vinkelen på håndbøylen justeres ved hjelp av to håndskruer. Drei håndskruene i retning mot klokken, slik at håndbøylen kan roteres. Der er tre standardinnstillinger for håndbøylen. Husk å stramme håndskruene igjen.


Merk: håndbøylen kan settes i lodrett position slik at brukeren har fri adgang til arbeidsbord, kjøkkenbord o.l.



2.0.12. BRUK AV RUMPESTOPPER


Rumpestopperen bør alltid være oppslått når gåstolen er i bruk. Sving rumpestopperen oppover slik at den hviler mot setet og låser seg. Løft rumpestopperen oppover og sving den nedover for å åpne rumpestopperen igjen når brukeren skal ut av gåstolen.

*Slipp aldri vippebøylen når denne løftes eller senkes.



2.0.13. JUSTERING AV RUMPESTOPPER


Rumpestopperen skal være slått ned slik at man ser en unbrakoskrue inne i firkantprofilen. Løsne skruen og juster lengderetningen til den ønskede posisjonen. Husk å stramme unbrakoskruen igjen



2.0.14. SLEPEBREMS

Ved aktivering av slepebremsen økes motstanden på den aktuelle siden. Dette kan både redusere farten (begge sider) og korrigere for skeiv gange (en side). Løsne mutteren ved skruibunnen og juster skruen til den ønskede motstanden er oppnådd. Stram mutteren igjen.


Merk: Slepebremsen justeres individuelt på hver side.



2.0.15. RETURLØPSSPERRE

Ved å aktivere returløpssperren ved begge bakhjulene kan gåstolen kun beveges fremover. Aktiver den ved løfte opp den sølvfargede knappen og deaktivert ved å trykke på den sorte returknappen.

Merk: Aktiver/deaktiver alltid returløpssperren på begge sider.



2.0.16. RETNINGSSTYRER

Når retningsstyreren aktiveres kan vognen kun bevege seg i en rett linje fremover/bakover. Dreie knappen på klikklåsen mens hjulet står i rett stilling, slik at låseklinten treffer hullet i hjulgaffelen. Deaktiver ved å trekke knappen på klikklåsen bakover og dreie den til låst tilstand - slik at hjulet kan rotere fritt.

Merk: Aktiver/deaktiver alltid retningsstyreren på begge sider.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.0. INLEDNING	29
1.1. VARNINGAR	30
1.2. FELSÖKNING	31
1.3. MARKERINGAR PÅ GÅSTOLEN	32
1.4. SÄKERHET	33
1.4.1. Avsedd användning	33
1.4.2. Transport	33
1.5. REKLAMATIONS RÄTT	33
1.6. UPPACKNING AV GÅSTOLEN	34
1.7. UNDERHÅLL	34
1.7.1. Hjul	34
1.7.2. Stomme	34
1.7.3. Klädsel	34
1.7.4. Återanvändningsguide	34
1.8. ÅTERVINNING OCH AVFALLSHANTERING	35
1.9. PRODUKTÖVERSIKT	35
2.0. ANVÄNDARHANDBOK	36
2.0.1. Montering av överdel och underdel	36
2.0.2. Montering och byte av fjädrar	36
2.0.3. Montering och byte av fjädrar (Micro)	36
2.0.4. Höjdjustering	36
2.0.5. Broms	37
2.0.6. Justering av sitthöjd	37
2.0.7. Justering av kroppsstödet höjd	37
2.0.8. Lutningsfunktion	37
2.0.9. Kroppsstöd	38
2.0.10. In- och urstigning	38
2.0.11. Justering av handstyret	38
2.0.12. Användning av bakstopp	38
2.0.13. Justering av bakstoppet	39
2.0.14. Motståndsbroms	39
2.0.15. Backspärr	39
2.0.16. Riktningsspärr	39

1.0. INLEDNING

KÄRA KUND

Grattis till din nya VELA Meywalk 4. Vi är säkra på att den här gästolen kommer att glädja dig dagligen. Denna bruksanvisning ger dig användbar information gällande installation, drift och underhåll.

OBS!

Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. Den ska alltid vara tillgänglig för användaren och medfölja gästolen. Du kan också läsa bruksanvisningarna på www.vela-stolar.se, där det också finns annan relevant information.

Om du har frågor, upplever fel eller något händer oavsiktligt, vänligen kontakta din VELA-leverantör.

Vi förbehåller oss rätten till att göra ändringar i materialet.

VELA

Gøteborgvej 8-12
9200 Aalborg SV
Danmark
www.vela-stolar.se

1.1. VARNINGAR



Användning	Använd endast originalreservdelar tillhörande VELA.
Användning	Gör inga förändringar på tillbehören som medföljer gästolen.
Användning	Gästolen är ett hjälpmedel och bör endast användas till just det ändamålet.
Användning	Kontrollera att gästolens delar sitter fast ordentligt innan du använder den.
Användning	Gästolen får endast användas under tillsyn av annan person. Hjulen rullar väldigt enkelt och det är därför viktigt att hålla ett öga på omgivningen och eventuella faror som användaren kan råka ut för.
Användning	Gästolen måste alltid vara bromsad under in- och urstigning.
Användning	Lutningsstängan ska alltid höjas och sänkas för hand. Tryck aldrig ned stängan med foten.
Användning	På storlekarna Small, Medium och Large, finns det en lutningsstång som höjer och sänker gästolen vid in- och urstigning. Släpp aldrig lutningsstängan under höjning eller sänkning. Var beredd på en uppåtgående motkraft som ökar gradvis i takt med att stängan höjs. Släpp aldrig taget om lutningsstängan medan du höjer eller sänker maskinen då det kan vara till fara för både brukare och assistent.
Användning	Använd endast gästolen på fast yta. Undvik användning på sluttande, ojämna, lösa, blöta eller isiga ytor då det kan leda till skada.
Användning	Fjädersystemet kan leda till att gästolen välter om den används av icke-stillastående användare. VELA Meywalk 4 får inte användas utan fjädrar.
Användning	Använd inte gästolenn under justering då de rörande delarna kan innebära klämrisk.
Användning	VELA Meywalk och dess tillbehör är utformade för din säkerhet. Avlägsning av utrustningens delar kan därför innebära öppna rörkanter som kan vara vassa och orsaka skada. Dessa öppna rörkanter måste täckas av plastproppar och bör därför inte röras med fingrar eller andra kroppsdelar.
Användning	Underhåll - förutom vanlig rengöring - ska alltid utföras av en professionell yrkestekniker.
Användning	Underhåll aldrig gästolen under användning.
Användning	Följ alltid rekommenderade underhålls- och rengöringsinstruktioner
Användning	Skydda gästolens vadderade ytor och klädsel från direkt solljus, eller täck de delar som kan bli väldigt varma och skada huden under användning.

1.2. FELSÖKNING

Fel	Möjlig orsak och lösning
Gåstolen kan inte vändas	Riktningsspärren kan ha aktiverats. Se avsnitt 2.0.16.
Bromsfunktionen fungerar inte	Bromsen är inte aktiverad. Se avsnitt 2.0.5.
Överdelen hänger i en vinkel mot ena sidan	Kontrollera att båda fjädrarna är korrekt monterade. Se avsnitt 2.0.2. eller 2.0.3.
Överdelen sitter fast	Kontrollera att båda fjädrarna är korrekt monterade. Se avsnitt 2.0.2. eller 2.0.3.
Gåstolen rullar dåligt	Hjulen blockeras av något. Rengör hjulen och ta bort eventuella trådrester, osv. Motståndsbromsen kan ha råkat aktiverats. Se avsnitt 2.0.14.
Gåstolen kan inte gås baklänges	Backspärren kan ha aktiverats. Se avsnitt 2.0.15.
Handstyret sitter löst	Skruva åt handtagen
Sätet sitter löst	Skruva åt handtaget
Sitthöjden är lägre än tidigare	Lossa på handtaget, flytta överdelen till önskad höjd och dra åt handtaget igen. Se avsnitt 2.0.4.
Kroppsstödet och lyftstolpen sitter löst	Skruva åt handtaget
Sitthöjden är lägre än tidigare	Lutningsstången kan ha fallts ner. Se avsnitt 2.0.10.

Vänligen kontakta din VELA-leverantör om ovanstående information inte löser ditt problem.

1.3. MARKERINGAR PÅ GÅSTOLEN

Märke	60 x 22,5 mm De sista 6 siffrorna är produktens identitetssiffror (ID-nummer):	
-------	---	---

Markeringar på gåstolen bör läsas från ca. 40 cm avstånd i normalt dagsljus. För markeringar gällande drift, se avsnitt 2.0.

ALLMÄNT

1.4. SÄKERHET

Denna gåstol är CE-märkt och uppfyller gällande EU-föreskrifter.

Gåstolen är tillverkad av:
VELA, Mads Clausens Vej 1, 9800
Hjørring, Danmark.

1.4.1. AVSEDD ANVÄNDNING

Den här apparaten är avsedd för barn och vuxna för att hjälpa dem att stå upp och röra sig trots att de har nedsatt eller ingen gångfunktion.

- :: Gåstolen måste alltid bromsas vid in- och urstigning
- :: Gåstolen får endast användas under tillsyn av annan person. Hjulen rullar väldigt enkelt och det är därför viktigt att hålla ett öga på omgivningen och eventuella faror som användaren kan råka ut för.

VELA Meywalk är testad och godkänd för följande maxbelastningar:

- :: VELA Meywalk 4 Micro: 60 kg.
- :: VELA Meywalk 4 Small: 100 kg.
- :: VELA Meywalk 4 Medium: 130 kg.
- :: VELA Meywalk 4 Large: 130 kg.

1.4.2. TRANSPORT

Gåstolen ska alltid vara bromsad vid transport med bil, flygplan eller annat transportmedel. Gåstolen är inte godkänd för användning som passagerarsäte i transportmedel och får inte användas som sådant.

Gåstolen får transporteras under följande miljöförhållanden:

Temperatur: - 20°C till + 60°C
Luftfuktighet: 15-95%

1.5. REKLAMATIONSRÄTT

VELA ger reklamationsrätt i enlighet med gällande lagstiftning i det land där gåstolen köpts. Rätten till reklamation och retur gäller endast efter användning av originalreservdelar och tillbehör, samt justeringar som utförts av professionell yrkespersonal.

OBS! Detta gäller om ett speciellt avtal har ingåtts direkt med VELA!

VELA tar inget ansvar för produkt- eller personskada som orsakats av:

- :: Transport
- :: Vanligt slitage
- :: Felaktig användning
- :: Användning av reservdelar och tillbehör som inte är original
- :: Justeringar som utförts av obehörig person

1.6. UPPACKNING AV GÅSTOLEN

Gåstolen levereras i miljövänlig och återvinningsbar förpackning.

Om varan är defekt eller du misstänker att en transportskada kan ha skett, kontakta då din VELA-leverantör omedelbart. Försök inte reparera skadan själv eller börja använda varan.

Leveransen innehåller:

- :: VELA Meywalk 4 gåstol
- :: Kroppsstöd och fjädrar till gåstolen. Kommer i en separat låda tillsammans med installationsanvisningar. OBS! Måste monteras på gåstolen före användning!
- :: Användarhandbok till gåstolen

1.7. UNDERHÅLL

Vi rekommenderar att gåstolen inspekteras årligen för att identifiera delar som kan vara defekta eller slitna. Alla löstagbara delar bör regelbundet skruvas åt. Du kan hitta diverse instruktionsanvisningar på www.vela-stolar.se.

1.7.1. HJUL

Vi rekommenderar att hjulen inspekteras årligen och eventuella trådrester, osv. avlägsnas. Vissa golvtyper samlar smuts på hjulspåren. Rengör därför hjulspåren efter behov.

1.7.2. STOMME

Rengörs vid behov med ljummet vatten och pH-neutral tvål. Stommen kan desinfekteras, men lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel (som t.ex. Terpentin) får inte användas.

1.7.3. KLÄDSEL

Syntetiskt tyg/konstläder: Rengör med vältvriden trasa med vatten eller mild tvål.

Polyuretanskum: Klädsel på kroppsstöd, handtag och bakstopp kan enkelt torkas av med en desinfektionstrasa.

OBS! På www.vela-stolar.se hittar du rengöringsinstruktioner för alla våra standardklädseltyper.

1.7.4. ÅTERANVÄNDNINGSGUIDE


Din VELA Meywalk 4 kan återanvändas av någon annan efter att du inte längre behöver den, förutsatt att den underhålls av en tekniker i förväg.

Gåstolens förväntade livslängd är 5 år vid normal och korrekt användning. Vi rekommenderar att VELA, din VELA-leverantör eller utbildade tekniker utför en årlig inspektion där eventuella slitna delar blir utbytta.

1.8. ÅTERVINNING OCH AVFALLSHANTERING


Denna produkt innehåller återvinningsbara material. Därför måste produkten återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser och inte som allmänt hushållsavfall. Korrekt avfallshantering och återvinning hjälper till att förhindra att både miljö och människor påverkas negativt.

1.9. PRODUKTÖVERSIKT



VELA Meywalk 4 har ett brett utbud av tillbehör som gör det möjligt att anpassa gästolen till varje enskild användares behov. Urvalet av tillbehör till VELA Meywalk 4 hittar du på www.vela-stolar.se.


2.0. ANVÄNDARHANDBOK



2.0.1. MONTERING AV ÖVERDEL OCH UNDERDEL


Överdelen placeras i stolparna på underredet. Överdelen sänks sedan ned på plats inuti de två stolparna.

OBS! Styret måste vara vänt mot de vridbara framhjulen.




2.0.2. MONTERING OCH BYTE AV FJÄDRAR

Lossa på lutningsstängens och höj den till övre position så att de nedre fästena syns framför bakhjulen. Tryck och vrid på den svarta bottenpluggen så att den kan tas av och du tydligt kan se fjäderns placering. Montera/byt ut fjädern, sätt in pluggen i spåret och vrid den på plats tills att den sitter ordentligt.



2.0.3. MONTERING OCH BYTE AV FJÄDRAR (MICRO)


Lyft överdelen på gästolen (se avsnitt 2.0.1.) Fjädrarna kan därefter enkelt monteras/bytas ut.



2.0.4. HÖJDJUSTERING

Lossa på handtagen på båda sidor och justera ramen till önskad höjd. Det är viktigt att höjden är lika på båda sidor av ramen.


Dra åt igen på båda sidor. **OBS!** Utför aldrig höjdjustering medan gästolen används.



2.0.5. BROMS


Bromsen är placerad framför bakhjulen. För båda bromsarna bakåt för att aktivera bromsfunktionen på bägge sidor. Bromsarna inaktiveras genom att båda bromsstavarna förs framåt igen.

OBS! Bromsen måste alltid vara låst vid in- och urstigning.




2.0.6. JUSTERING AV SITTHÖJD

Lossa på den nedre handskraven (tryck-och-vrid) på gästolens framsida. Sätet kan nu justeras uppåt och nedåt. En hand under sätet gör att sätet glider enkelt. Justera sitthöjden efter användarens steglängd och dra åt handskraven så att sätet sitter på plats. **OBS!** Justera aldrig sitsens höjd medan gästolen används.




2.0.7. JUSTERING AV KROPPSSTÖDETS HÖJD

Lossa på den den övre handskraven (tryck-och-vrid) på gästolens framsida. Justera till önskad höjd och dra åt handskraven igen. Korrekt höjd varierar beroende på användarens kropp och behov av rörelsefrihet. Lossa de två insexskruvarna på framsidan av kropsstödet för att byta ut det. **OBS!** Byt aldrig ut kropsstödet medan gästolen används.




2.0.8. LUTNINGSFUNKTION

Vrid den mittersta handskraven på gästolens framsida för att luta på den. Genom att vrida på handsruven kan du ändra vinkel på kropsstödet och sätet så att användarens hållning förändras. Lutningsfunktionen är steglös. **OBS!** Justera aldrig lutningen medan gästolen används.




2.0.9. KROPPSSTÖD

Du öppnar på kroppsstödet genom att föra de yttre handtagen (på baksidan) uppåt. Kroppsstödet stängs genom att föra handtagen nedåt igen så att öppningen blir mindre. **OBS!** Kroppsstödet måste alltid vara stängt under användning av gästolen.



2.0.10. IN- OCH URSTIGNING


Ta tag i framsidan av lutningsstängens* med båda händerna och luta den i önskad riktning. Du kan på så sätt sänka sätet, vilket underlättar under in- och urstigning (Micro kan inte lutas). Sätet kan höjas igen genom att trycka ned lutningsstängens tills den låses i klickhaken med ett hörbart klickljud. **OBS!** Kom ihåg att låsa kroppsstödet (se avsnitt 2.0.9.) och bakstoppet (avsnitt 2.0.12.) medan gästolen används.



2.0.11. JUSTERING AV HANDSTYRET

Vinkeln på handstyret justeras med hjälp av två handskruvar. Vrid handskruvarna moturs så att handtaget kan rotera. Det finns tre standardinställningar för handstyret. Kom ihåg att dra åt handskruvarna igen.


OBS! Handtaget kan vinklas i vertikal position så att användaren enkelt kan komma åt t.ex. arbetsbord och köksbord.



2.0.12. ANVÄNDNING AV BAKSTOPP


Bakstoppet ska alltid vara uppe medan gästolen används. Skjut bakstoppet uppåt så att det vilar mot sätet och sitter i låst position. Lyft bakstoppet uppåt och vänd det nedåt för att öppna igen när användaren ska kliva ut ur gästolen.

*Släpp aldrig taget om lutningsstängens under justering.




2.0.13. JUSTERING AV BAKSTOPPET

Bakstoppet måste sänkas så att du kan se en insexskruv inuti den fyrkantiga profilen. Lossa på skruven och justera till önskat läge. Kom ihåg att dra åt insexskruven igen efteråt.



2.0.14. MOTSTÅNDSBROMS


Du ökar gångmotståndet genom att aktivera motståndsbromsen. Detta kan både minska hastigheten (båda sidor) och korrigera sned gång (en sida). Lossa på muttern längst ner på skruven och justera skruven tills önskat motstånd uppnås. Dra åt muttern igen efteråt. **OBS!** Motståndsbromsen justeras separat på båda sidor.



2.0.15. BACKSPÄRR

Genom att aktivera backspärren på båda bakhjulen kan gästolen bara flyttas framåt. Aktivera denna genom att lyfta silverspaken uppåt och inaktivera den genom att trycka ned den svarta knappen.

OBS! Aktivera/inaktivera alltid backspärren på båda sidor.



2.0.16. RIKTNINGSSPÄRR

Genom att aktivera riktningsspärren kan gästolen bara röra sig i en rak linje framåt/bakåt. Vrid på snäplåset medan hjulet står rakt på stället så att låshaken träffar hålet i hjulgaffeln. Inaktivera genom att vrida snäplåset bakåt och vrida det till låst läge, så att hjulet kan rotera fritt. **OBS!** Aktivera/inaktivera alltid riktningsspärren på bägge sidor.

