

**DK Mobilex A/S****Badetaburet trekantet 302067**  
Betjeningsvejledning

Den trekantede badestol bruges som siddehjælp under brusebadet. Taburetten har en aluminiumsramme med højdeindstillelige ben. Sædet er af hvidt plastik.

**Sikkerhedshenvisninger**

Taburetten må kun benyttes til det oplyste formål. Stil Dem ikke op på taburetten, må kun benyttes sid-dende. Vær opmærksom på, at be-nene er indstillet i samme højde. Må kun anvendes på et fladt stabilt underlag. Check stabiliteten før brug.

**Montage og betjening**


Badestolen samles ved at montere de 3 ben på sædets underside. Indstil taburetten til brugeren af badestolen ved at aktivere trykknapperne og træk benene ud til den ønskede højde. Vær opmærksom på, at benene bliver indstillet til samme højde.

**Rengøring**

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler.

**Tekniske data:**

Dimension: 50 x 45 cm (B x D)  
Højde indstilling: 47-65 cm  
Max brugervægt: 150 kg  
Produktets vægt: 2,50 kg

 Mobilex A/S, Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg, Danmark

**GB Mobilex A/S****Triangular Shower Stool 302067**  
User's manual

The triangular shower stool is used to give stable and easy seating support, when disabled persons use the shower. It has an aluminum frame with height-adjustable legs and a seat made of white plastic.

**Safety Tips**

Only use the device for the purpose it is intended for. Don't climb on the device. Make sure that the 3 feet are set to the same height. Use device only in good technical condition. Do not overload the device. Use device only on a flat smooth surface. Always check the stability of the device before use.

**Assembly and use**


The device must be assembled by mounting the three legs to the downside of the seat. Adjust the seat height of the chair to the size of the user by pressing the pin-buttons on the stool legs and adjust the legs to the desired height. Make sure that all legs are set to the same height, and that the buttons on all legs are safely locked.

**Maintenance**

Normal dirt on metal and plastic parts can be removed with standard cleaning agents and a soft cloth. Do not use solvents or abrasives!

**Technical data:**

Dimension: 50 x 45cm (W x D)  
Seat height: 47-65 cm  
Max user weight: 150 kg  
Product weight: 2,50 kg

 Mobilex A/S, Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg, Danmark

**D Mobilex A/S****Dreiecks-Duschhocker 302067**  
Bedienungsanleitung

Der dreieckige Duschhocker dient dem Benutzer als Sitzhilfe während des Duschen. Der Hocker hat einen Alu Rahmen mit höhenverstellbaren Alu Füßen und einer runder Sitzfläche aus weißem Plastik.

**Sicherheitshinweise**

Nutzen Sie den Duschhocker nur für den vorgesehenen Einsatzbereich. Stellen Sie sich nicht auf den Duschhocker, er ist nur zum Sitzen gedacht. Achten Sie dass alle drei Füße auf die gleiche Höhe eingestellt sind.

**Montage und Bedienung**


Die 3 Füße sind im Lieferzustand separat verpackt und müssen erst unten an die Sitzfläche montiert werden. Passen Sie die Sitzhöhe des Hockers an die Größe des Benutzers an indem sie die Knöpfe an den Hockerbeinen drücken und auf die gewünschte Höhe einstellen. Achten Sie dabei darauf dass alle 3 Beine auf die selbe Höhe eingestellt und dass alle 3 Knöpfe an der selben Position eingerastet sind.

**Reinigung**

Verwenden Sie nur handelsübliche Reinigungsmittel. Keine Lösungs- oder Scheuermittel verwenden!

**Technische Daten:**

Maße: 50 x 45 cm (B x T)  
Höhe: 47-65 cm (einstellbar)  
Tragkraft: 150 kg  
Gewicht: 2,50 kg

 Mobilex A/S, Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg, Danmark

**I Mobilex A/S****Sgabello triangolare da doccia**  
**codice 302067**Manuale d'uso

Lo sgabello triangolare 302067 è stato progettato per permettere all'utente di sedersi facendo la doccia. Ha un telaio con piedini regolabili in alluminio con una seduta triangolare in plastica bianca.

**Avvisi per la sicurezza**

Usare il prodotto solo per l'uso previsto. Non salire sullo sgabello se non seduti. Prestare particolare attenzione che tutti i 3 piedini siano regolati sulla stessa altezza e che siano bloccati saldamente con i 3 fermi.

**Montaggio ed uso**

I 3 piedini sono imballati a parte e devono essere assemblati alla parte inferiore della seduta. Vanno adattati all'altezza desiderata premendo il fermo e regolando il piedino in altezza. Controllate infine che tutti i tre piedini siano regolati alla medesima altezza e che tutti i tre fermi siano agganciati sulla stessa posizione.

**Pulizia**

Usare un panno morbido solo con detersivi comuni e neutri. Non usare solventi o abrasivi!

**Dati tecnici:**

Misure: 50 x 45 cm (L x P)  
Altezza: regolabile 47-65 cm  
Portata: 150 kg  
Peso: 2,50 kg

 Mobilex A/S, Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg, Danmark

**DK Mobilex A/S****Badetaburet trekantet 302067**  
Betjeningsvejledning

Den trekantede badestol bruges som siddehjælp under brusebadet. Taburetten har en aluminiumsramme med højdeindstillelige ben. Sædet er af hvidt plastik.

**Sikkerhedshenvisninger**

Taburetten må kun benyttes til det oplyste formål. Stil dem ikke op på taburetten, må kun benyttes sid-dende. Vær opmærksom på, at be-nene er indstillet i samme højde. Må kun anvendes på et fladt stabilt underlag. Check stabiliteten før brug.

**Montage og betjening**


Badestolen samles ved at montere de 3 ben på sædets underside. Indstil taburetten til brugeren af badestolen ved at aktivere trykknapperne og træk benene ud til den ønskede højde. Vær opmærksom på, at benene bliver indstillet til samme højde.

**Rengøring**

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler.

**Tekniske data:**

Dimension: 50 x 45 cm (B x D)  
Højde indstilling: 47-65 cm  
Max brugervægt: 150 kg  
Produktets vægt: 2,50 kg

 Mobilex A/S, Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg, Danmark

**GB Mobilex A/S****Triangular Shower Stool 302067**  
User's manual

The triangular shower stool is used to give stable and easy seating support, when disabled persons use the shower. It has an aluminum frame with height-adjustable legs and a seat made of white plastic.

**Safety Tips**

Only use the device for the purpose it is intended for. Don't climb on the device. Make sure that the 3 feet are set to the same height. Use device only in good technical condition. Do not overload the device. Use device only on a flat smooth surface. Always check the stability of the device before use.

**Assembly and use**


The device must be assembled by mounting the three legs to the downside of the seat. Adjust the seat height of the chair to the size of the user by pressing the pin-buttons on the stool legs and adjust the legs to the desired height. Make sure that all legs are set to the same height, and that the buttons on all legs are safely locked.

**Maintenance**

Normal dirt on metal and plastic parts can be removed with standard cleaning agents and a soft cloth. Do not use solvents or abrasives!

**Technical data:**

Dimension: 50 x 45cm (W x D)  
Seat height: 47-65 cm  
Max user weight: 150 kg  
Product weight: 2,50 kg

 Mobilex A/S, Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg, Danmark

**D Mobilex A/S****Dreiecks-Duschhocker 302067**  
Bedienungsanleitung

Der dreieckige Duschhocker dient dem Benutzer als Sitzhilfe während des Duschen. Der Hocker hat einen Alu Rahmen mit höhenverstellbaren Alu Füßen und einer runder Sitzfläche aus weißem Plastik.

**Sicherheitshinweise**

Nutzen Sie den Duschhocker nur für den vorgesehenen Einsatzbereich. Stellen Sie sich nicht auf den Duschhocker, er ist nur zum Sitzen gedacht. Achten Sie dass alle drei Füße auf die gleiche Höhe eingestellt sind.

**Montage und Bedienung**


Die 3 Füße sind im Lieferzustand separat verpackt und müssen erst unten an die Sitzfläche montiert werden. Passen Sie die Sitzhöhe des Hockers an die Größe des Benutzers an indem sie die Knöpfe an den Hockerbeinen drücken und auf die gewünschte Höhe einstellen. Achten Sie dabei darauf dass alle 3 Beine auf die selbe Höhe eingestellt und dass alle 3 Knöpfe an der selben Position eingerastet sind.

**Reinigung**

Verwenden Sie nur handelsübliche Reinigungsmittel. Keine Lösungs- oder Scheuermittel verwenden!

**Technische Daten:**

Maße: 50 x 45 cm (B x T)  
Höhe: 47-65 cm (einstellbar)  
Tragkraft: 150 kg  
Gewicht: 2,50 kg

 Mobilex A/S, Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg, Danmark

**I Mobilex A/S****Sgabello triangolare da doccia**  
**codice 302067**Manuale d'uso

Lo sgabello triangolare 302067 è stato progettato per permettere all'utente di sedersi facendo la doccia. Ha un telaio con piedini regolabili in alluminio con una seduta triangolare in plastica bianca.

**Avvisi per la sicurezza**

Usare il prodotto solo per l'uso previsto. Non salire sullo sgabello se non seduti. Prestare particolare attenzione che tutti i 3 piedini siano regolati sulla stessa altezza e che siano bloccati saldamente con i 3 fermi.

**Montaggio ed uso**


I 3 piedini sono imballati a parte e devono essere assemblati alla parte inferiore della seduta. Vanno adattati all'altezza desiderata premendo il fermo e regolando il piedino in altezza. Controllate infine che tutti i tre piedini siano regolati alla medesima altezza e che tutti i tre fermi siano agganciati sulla stessa posizione.

**Pulizia**

Usare un panno morbido solo con detersivi comuni e neutri. Non usare solventi o abrasivi!

**Dati tecnici:**

Misure: 50 x 45 cm (L x P)  
Altezza: regolabile 47-65 cm  
Portata: 150 kg  
Peso: 2,50 kg

 Mobilex A/S, Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg, Danmark