




Brugsanvisning

GELSEAT® clinic

Decubitus Terapi sædehynde

Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du tager systemet i brug, og overhold **advarslerne!**

| | |
|--|---|
| Produktnavn | GELSEAT® clinic |
| Leveringsomfang | <ul style="list-style-type: none">• Decubitus terapi sædehynde med skumkerne• PU-cover (aftageligt med lynlås)•  Brugsanvisning (V03), andre sprog til brugsanvisningen kan findes her: manuals.funke-medical.eu |
| Angivelser / anvendelsesområder | <ul style="list-style-type: none">• Forebyggelse af tryksår• Tryksårbehandling op til klasse 4 (Seiler / EPUAP)• Smerteterapi• For patienter med en meget høj risiko for tryksår |
| Kontraindikationer | Ikke kendt |
| Tilladt patientvægt min. - Maks. | 20-120 kg |
| materiale | <ul style="list-style-type: none">• Kerne: PU -skum (HR / gel)• Betræk: PU-belagt PES-bærrmateriale, skridsikker underside |
| Dimensioner | Se etiketten på produktet |
| Produktvægt | Alle størrelser ca. 1,5 kg |
| Hjælpsnummer (som defineret i §139 SGB V) | |
| Medicinsk udstyr | Klasse 1, MDR 2017/745  |
| Teknisk sikkerhed / flammehæmning | Flammehæmmende test i henhold til DIN EN 597 I + II, BS 7175 sek 3 krybbe 5, BS 7177 |
| Testning for toksikologisk ufarlighed / biokompatibilitet | DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10 |
| Advarsler | Før den første anvendelse skal systemet være klar til første brug (se "Klargøring af systemet til brug"). |
| garanti | 3 år på skumkernens funktionelle egenskaber (pro-rata-garanti) |
| vedligeholdelse | Ingen |
| Rengøringsinstruktioner (pudebetræk) | Betrækket kan rengøres enten ved at tørre med et kommercielt tilgængeligt desinfektionsmiddel fremstillet af isopropanol (f.eks. Bacillo) eller med andre egnede DGHM-listede produkter (f.eks. ECOLAB rengøringsklud Incidin OxyWipe S XL). Tørdesinfektion med klor (maks. 5000 ppm) er mulig. Efter desinficering aftørres med en fugtig klud (klart vand). Kemo-termisk rengøring er mulig. Betrækket kan autoklaveres, og coveret er i hvert tilfælde klar til genbrug.  |
| Rengøringsinstruktioner (kerne) | Skumkernen uden dæksel kan rengøres med husholdningsrengøringsmidler. Dette kan opnås ved at gennemvæde det forurenede område eller sprøjte hele skumkernen med et desinfektionsmiddel (f.eks. Bacillo eller ECOLAB skumspray Incidin OxyFoam S bestående af hydrogenperoxid). Derefter skal skumkernen lufttørres. Skumkernen kan genbehandles ved autoklavering i henhold til RKIs retningslinjer og er derfor klar til genbrug. |
| Forbered systemet til brug | <ol style="list-style-type: none">1. Produktet er beregnet og egnet til brug i indenlandske og institutionelle områder.2. Tag puden ud af æsken.3. Anbring puden på kørestolens eller sædet, med påtrykket "DENNE SIDE OP" vendt opad. |

RKI = Robert Koch Institut; DGHM = German Society for Hygiene and Microbiology; Autoklavering = fraktioneret vakuumproces ved 105 grader C og 55 minutter

Producenter i betydningen af MDR 2017/745

Funke Medical GmbH Ährenfeld 10 46348 Raesfeld Tlf.: +49-2865-266 93 50 Fax: +49-2865-8133 qm@funke-medical.de www.funke-medical.de

Download: 02.05.2022 10:00