

Brugsanvisning

XSEAT[®] clinic

Tryksår sædepude

Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du tager systemet i brug, og overhold **advarslerne!**

Produktnavn	XSEAT [®] clinic
Leveringsomfang	• Decubitus terapi sædehynde med skumkerne • PU-cover (aftageligt med lynlås) •  Brugsanvisning (V03), andre sprog til brugsanvisningen kan findes her: manuals.funke-medical.eu
Angivelser / anvendelsesområder	• Forebyggelse af tryksår • Tryksårbehandling op til klasse 4 (Seiler / EPUAP) • Smerteterapi • For patienter med en meget høj risiko for tryksår
Kontraindikationer	Ikke kendt
Tilladt patientvægt min. - Maks.	20-120 kg
materiale	• Kerne: PU skum (HR / Visco) • Cover: PU-belagt PES-bæremateriale, skridsikker underside
Dimensioner	Se etiketten på produktet
Produktvægt	Alle størrelser ca. 1,5 kg
Hjælpsnummer (som defineret i §139 SGB V)	
Medicinsk udstyr	Klasse 1, MDR 2017/745  
Teknisk sikkerhed / flammehæmning	Flammehæmmende test i henhold til DIN EN 597 I + II, BS 7175 sek 3 krybbe 5, BS 7177
Testning for toksikologisk ufarlighed / biokompatibilitet	DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10
Advarsler	Før den første anvendelse skal systemet være klar til første brug (se "Klargøring af systemet til brug").
garanti	3 år på skumkernens funktionelle egenskaber (pro-rata-garanti)
vedligeholdelse	Ingen
Rengøringsinstruktioner (pudebetræk)	Betrækket kan rengøres enten ved at tørre med et kommercielt tilgængeligt desinfektionsmiddel fremstillet af isopropanol (f.eks. Bacillol) eller med andre egnede DGHM-listede produkter (f.eks. ECOLAB rengøringsklud Incidin OxyWipe S XL). Tørdesinfektion med klor (maks. 5000 ppm) er mulig. Efter desinficering aftørres med en fugtig klud (klart vand). Kemo-termisk rengøring er mulig. Betrækket kan autoklaveres, og coveret er i hvert tilfælde klar til genbrug.      CL 100
Rengøringsinstruktioner (kerne)	Skumkernen uden dæksel kan rengøres med husholdningsrengøringsmidler. Dette kan opnås ved at gennemvæde det forurenede område eller sprøjte hele skumkernen med et desinfektionsmiddel (f.eks. Bacillol eller ECOLAB skumspray Incidin OxyFoam S bestående af hydrogenperoxid). Derefter skal skumkernen lufttørres. Skumkernen kan genbehandles ved autoklaving i henhold til RKIs retningslinjer og er derfor klar til genbrug.
Forbered systemet til brug	1. Produktet er beregnet og egnet til brug i indenlandske og institutionelle områder. 2. Tag puden ud af æsken. 3. Anbring puden på kørestolens eller sædet, med påtrykket "DENNE SIDE OP" vendt opad.

RKI = Robert Koch Institut; DGHM = German Society for Hygiene and Microbiology; Autoklaving = fraktioneret vakuumproces ved 105 grader C og 55 minutter

 **Producenter i betydningen af MDR 2017/745**

Funke Medical GmbH Ährenfeld 10 46348 Raesfeld Tlf.: +49-2865-266 93 50 Fax: +49-2865-8133 qm@funke-medical.de www.funke-medical.de

Download: 27.04.2022 09:17