



Brugervejledn



DA



Brugervejledning til FrontWheel
Udgave 16 (2026) – EU

000690858.DK

Mange tak

for dit køb af RGK...

Vi håber, at produktet og den service, du har modtaget, har levet op til dine forventninger. Giv dig tid til at læse anvisningerne heri og gør dig selv bekendt med din nye RGK-kørestol. Du sikrer samtidigt, at du får mest ud af kørestolen længst muligt.

ADVARSEL!

Du må ikke betjene dette udstyr før du har læst og forstået denne brugervejledning. Hvis du ikke forstår advarslerne og instruktionerne, skal du kontakte en sundhedsfaglig person (læge/terapeut), inden du forsøger at bruge dette udstyr – ellers kan det medføre personskade eller beskadigelse af udstyret.

Contents

3	Om / Kompatibilitet	7	Fuld opsætning
4	Sikkerhedsoversigt	7	Samling af dit FrontWheel
4	Generelle advarsler	7	Opsætning af fodstøttekrogen
5	FrontWheel Basics	8	Opsætning af klemmepositionen
6	Funktioner	11	Quick Start
6	Låsning af FrontWheel i øverste position	11	Påsætning med klemme på rammen
6	Låsning af Frontwheel i nederste position	13	20-35 mm
		13	Aftagning af Frontwheel
		15	Problemløsning

Om / Kompatibilitet

FrontWheel er et ekstra tilbehør, der gør din kørestol mere fleksibel i hverdagen, så du nemt kan køre over græs, brosten, mudder, grus og andet ujævnt underlag ved at holde de forreste svinghjul løftet fra jorden hele tiden, uanset hvilken retning du bevæger dig i, også baglæns.

 ADVARSEL!

125 kg grænse

FrontWheel er udstyret med et meget fleksibelt monteringsystem, der gør det muligt at montere det på en lang række forskellige kørestole.

Alle RGK-stole kan gøres kompatible med FrontWheel, hvis de bestilles i overensstemmelse hermed. Visse specialfremstillede stel eller specifikke tilvalg kan dog forhindre installationen.

Du bedes anmode om en kompatibilitetstest for at bekræfte, om der kan sættes et FrontWheel på din kørestol.

Sikkerhedsoversigt

Generelle advarsler

For at sikre, at du bliver fortrolig med brugen af det ekstra hjul så hurtigt som muligt, bør du læse brugervejledningen nøje.

Anvisningerne i vejledningen gives for at sikre din sikkerhed samt korrekt brug af det ekstra hjul.

ADVARSEL!

Advarsler og råd om sikkerhed bør overholdes nøje, Da man dermed nedsætter risikoen for skader og ulykker.

BEMÆRK:

Brugervejledningen bør være til rådighed for enhver, der skal køre med kørestolen, hvad enten der er tale om aktive eller passive brugere!

ADVARSEL!

- Det ekstra hjul fungerer som tilbehør til kørestolen og skal tilpasses hver enkelt kørestol inden brug.
- Producenten påtager sig intet ansvar for materielle skader eller personskader, der måtte opstå som følge af uhensigtsmæssig brug eller brug efter udførelse af tekniske ændringer af det ekstra hjul; under sådanne omstændigheder er producenten fritaget for forpligtelser.
- Montering af det ekstra hjul må kun foretages af en autoriseret person, som er specielt uddannet heri; det er særligt vigtigt, at brugervejledningen overholdes nøje i denne forbindelse.
- Det ekstra hjul må kun anvendes af personer, som er fysisk i stand til at bruge det, og kun såfremt vedkommende også er i stand til at følge brugervejledningen.
- Det ekstra hjul må kun betjenes på passende underlag og ved passende hastigheder.

RISIKO!

- Hvis FrontWheel indstilles forkert, kan dette påvirke tippepunktet i negativ retning, så man risikerer, at kørestolen tipper bagover, hvis brugeren ikke er fortrolig med at styre kørestolen.

Risiko for ulykke!

- Ændringer af ryggpolstringen eller ryglænsrørets position kan påvirke tippevinklen, så den enten bliver større eller mindre, fordi der er sket ændringer i den passive sædeposition.
- Man bør fastslå det ideelle tippepunkt for den slags kørsel, kørestolen oftest vil blive anvendt til.

ADVARSEL!


- Når du kører med et ekstra hjul monteret på kørestolen, kan du nemt komme til at køre hurtigere end normalt.
- Pas særligt godt på ved kørsel ned ad bakke.
- Hvis du bremser i lang tid ved hjælp af drivringene, kan områderne til berøring med hænderne blive meget varme, så det bliver sværere at foretage yderligere opbremsninger.
- Du må aldrig begynde at køre på en skråning uden at have fuld kontrol over kørestolen.
- I modsat fald er der risiko for fald og personskader!

VIGTIGT!


Efterse skrueforbindelserne med jævne mellemrum for at sikre, at de er forsvarligt spændt, og spænd dem efter om nødvendigt!

FrontWheel Basics

- A Fodstøttekrog
- B Udløserhåndtag
- C Låsemekanisme
- D Klemmehåndtag
- E Tværpladestøtte
- F Kørestolskrog
- G Tværplade




Funktioner



Låsning af FrontWheel i øverste position

Du gør dette ved at trække op i udløsningshåndtaget på FrontWheel (fremhævet), indtil det klikker på plads. Når det er gjort, ser FrontWheel således ud.



Låsning af Frontwheel i nederste position


Du gør dette ved at trække i låsemekanismen (fremhævet) og forreste del af FrontWheel springer ned og låses i nederste position.

►BEMÆRK:

Hvis du har fået dit FrontWheel klargjort og klemmerne fastgjort til din kørestol hos RGK, kan du gå videre til afsnittet "Quickstart". Hvis du ikke har fået dette gjort og selv skal finde klemmerne, bedes du følge afsnittet Fuld opsætning først.

Fuld opsætning

Hvis du har fået dit FrontWheel klargjort og monteringsklart hos RGK, kan du springe de følgende opsætningstrin over og fortsætte med afsnittet **Hurtigstart**.



Samling af dit FrontWheel

Fjern de to bolte, fjederskiverne og nyloc-møtrikkerne fra de to beslag på bagsiden af FrontWheel, og sæt derefter tværpladen ind i beslagene.

Ret hullerne i beslagene ind med hullerne i pladen, og brug de to bolte til at fastgøre pladen som vist til venstre.

⚠ ADVARSEL!


Sørg for, at boltene sidder stramt før anvendelse.

Opsætning af fodstøttekrogen


Du skal kun følge dette trin, hvis du har ændret højden på din fodstøtte siden bestillingen.

Fodstøttekrogen kan flyttes op eller ned som vist.

- Hvis du har flytte fodstøtten op, skal du flytte krogen op
- Hvis du har flytte fodstøtten ned, skal du flytte krogen ned



Fortsættes på næste side >




Fortsat fra forrige side >

For at gøre dette skal du blot fjerne de fremhævede bolte fra FrontWheel og trække akslerne ud. Derved kan fodstøttekrogen fjernes og flyttes til den rigtige position. Se billedet til venstre.


Skub akslerne tilbage gennem FrontWheel og fodstøttekrogen, og stram boltene til igen.

Sørg for, at boltene sidder stramt før anvendelse.

Opsætning af klemmepositionen




Tag de medfølgende klemmer, og skru dem løs som vist, så de kan fastgøres til kørestolens sædeskinne.



Placér klemmerne, så de polerede stålbeslag vender udad, og stram dem, så du stadig kan flytte dem op eller ned ad sædeskinnen.

Fortsættes på næste side >



Fortsat fra forrige side >


Næste:

Lås FrontWheel i den øverste position, og find fodstøttekrogen under din fodstøtte.


Justér klemmernes placering op ad sædeskinnen, så FrontWheel sidder stramt omkring fodstøtten og omkring stålbeslagene, som vist til venstre.

Når FrontWheel befinder sig i denne position skal det være løftet fra jorden. Hvis det ikke er tilfældet, skal fodstøttekrogen justeres.

Hvis der ikke er noget mellemrum, skal fodstøttekrogen flyttes ned.




Fjern dernæst FrontWheel. Dette gøres ved at løfte klemmehåndtaget.



Sving fodstøttekrogen ud under kørestolens fodstøtte og løft stålbeslagene af.

Fortsættes på næste side >




Fortsat fra forrige side >

Til sidst skal du flytte klemmerne yderligere 5 mm op ad sædeskinnen og stramme boltene til et moment på 15 Nm, hvilket giver FrontWheel en ekstra stram pasform.


Nu, hvor klemmerne befinder sig i de korrekte positioner, skal du fortsætte med afsnittet Hurtigstart.

Quick Start




Påsætning med klemme på rammen

For at kunne gøre dette skal FrontWheel først være i låst øvre position, så træk udløserhåndtaget op, indtil det klikker. Klemmehåndtaget skal også løftes (fremhævet). Når det er gjort, ser FrontWheel således ud.




Sæt nu FrontWheels kørestolskroge over de polerede stålbeslag.

Fortsættes på næste side >



Fortsat fra forrige side >

Lad fodstøttekrogen fastgøre sig under kørestolens fodstøtte.




Du låser FrontWheel på plads ved at trykke klemmehåndtaget ned, indtil det får kontakt med tværpladen.

Nu bør FrontWheel sidde forsvarligt på plads på din kørestol med hjulet løftet fra jorden.

Du kan nu låse dit FrontWheel i nederste position ved at trække i låsemekanismen i siden. Dette vil få hjulet til at nå jorden. Du låser det på plads ved at gøre en af to ting:


1. Vip kørestolen let op, så de forreste svinghjul ikke rører ved jorden; idet du gør det, springer FrontWheel ned og låser på plads samtidig med, at svinghjulene bliver oppe.
2. Skub ned på udløserhåndtaget, indtil det befinder sig ved plastikstopet og dine forreste svinghjul ikke længere berører gulvet.

Fortsættes på næste side >



Fortsat fra forrige side >


Når du har gjort dette, bør din kørestol se ud som vist på tegningen til venstre, hvor hjulene er 25-35 mm over gulvet.



Aftagning af Frontwheel


Du fjerner FrontWheel fra rammen ved første at låse FrontWheel op ved at trække udløserhåndtaget op, indtil det klikker på plads, og idet du gør dette, sænkes forreste svinghjul igen ned på jorden.

Fortsættes på næste side >



Fortsat fra forrige side >

Løft nu klemmehåndtaget, som sænker fodstøttekrogen fra under din fodstøtte.



Rotér nu fodstøttekrogen fra under din fodstøtte, så du kan løfte FrontWheel lige op og af de polerede stålbeslag.

Problemløsning

Når FrontWheel er fastgjort med klemme til kørestolen og låst i øvre position, når hjulet gulvet.

Hvis dette sker skal du forsøge at flytte fodstøttekrogen på FrontWheel ned et hul. Når du gør dette skal klemmerne på rammen også flyttes opad.

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Neogatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel.: +46 (0)31 748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
625 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Denmark
+45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Pty. Ltd.
11 Daniel Street, Wetherill Park,
NSW 2164,
Australia
Phone: 9678 6600,
Orders Fax: 9678 6655, Admin Fax:
9831 2244. Australia
www.sunrisemedical.com.au

Sunrise Medical (US) LLC
North American Headquarters
12002 Volunteer Blvd.
Mount Juliet, TN 37122
Tel: 1-800-333-4000
Fax: 1-800-300-7502
www.SunriseMedical.com



RGK Wheelchairs LTD.
Unit 8 A/B/C Ring Road Zone
2, Burntwood Industrial Estate,
Burntwood, Staffordshire, WS7 3JQ,
UK
Call: +44(0)1543 670 077
Email: info@rgkwheelchairs.com

Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektonowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu (International)

Sunrise Medical SAS
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : +33 (0) 2 47 55 44 00
Email: info@sunrisemedical.fr
www.sunrisemedical.fr

Sunrise Medical Canada Inc.
1000 Creditstone Rd., Unit #2
Concord, ON, L4K 4P8
Canada
Phone: 1-800-263-3390
Fax: 1-800-561-5834
www.SunriseMedical.ca

