



## SIDDE-KILE

**Kilerne leveres i følgende størrelser:**

**SETEX® 100/blød:**

35 x 35 x 6,5/1 cm. *Hmi.nr. 16155*

40 x 40 x 6,5/1 cm. *Hmi.nr. 17716*

40 x 40 x 8,5/1 cm. *Hmi.nr. 17717*

**SETEX® 135/hård:**

35 x 35 x 4/1 cm *Hmi.nr. 16446*

35 x 35 x 6,5/1 cm. *Hmi.nr. 16155*

35 x 35 x 8,5/1 cm *Hmi.nr. 16542*

40 x 40 x 6,5/1 cm. *Hmi.nr. 13746*

40 x 40 x 8,5/1 cm. *Hmi.nr. 16543*

**SETEX® 100** ✓ Har en vægtfylde på 100 kg./M<sup>3</sup>

**SETEX® 135** ✓ Har en vægtfylde på 135 kg./M<sup>3</sup>

✓ Lang levetid p.g.a. høj vægtfylde.

✓ Baseret på genanvendelse af skumplast.

✓ Kan leveres med betræk.

✓ Formstabil.

### Specialmål efter opgave

**Formål:**

Sidde-kilen, også kaldet skrå-kilen, giver en behagelig arbejdsstilling.

Forkert arbejdsstilling kan bevirke smerter i lænd og skuldre samt hovedpine.

Den kan medbringes overalt, i bilen, på kontoret, i skolen m.v.

**Skumkvalitet:** SETEX® - Granulatskum.

**Rengøring:** Autoklave.

**Betræk:** Bestilles særskilt, normalt leveres dess. 13 eller ensfarvet twill.

**Rengøring:** Afhængig af stofdessin – spørg venligst salgsafdelingen

**Anvendelse:** Kilen placeres direkte ovenpå stolen.