


### Trykfordelende Produkter

- **SAFE Med Topmadras Gul eller Gul-Rosa er trykaflastende-trykfordelende til smertelindring**
- Gul topmadras er blød til meget tynd person og Gul-Rosa, 6 cm høj topmadras / Blød-Medium underlag til let, normalvægt og overvægt person.
- SAFE ViscoPore viskoelastisk skum, der er åndbart og ventilerende
- Gul har brugervægt op til 50 kg BMI under 18,5
- Gul-Rosa har brugervægt 50-130 kg BMI op til 35 er vendbar og som udgangspunkt vendes GUL side op
- Trykfordelende – antidecubitus og gør underværker i et rehabiliteringsforløb
- Skaber balance mellem muskler, knogler og led
- Lindrer smerter ved: slidgigt, muskeltgigt, leddegigt, fibromyalgi, sklerose (MS), rygsmerter, muskelspændinger, infiltrationer-myoser etc.  
Trykfordelingen forebygger tryksår og er helende ved vævsskader
- Placeres ovenpå basemadras, som er en boxmadras eller skummadras
- Bruges med et almindeligt bomuldslagen ovenpå  
Rullemadras må ikke bruges, da kroppen skal være i tæt kontakt med madrassen
- Ønskes der ekstra beskyttelse af topmadrassen, så kan Comfor PUR inkontinensbetræk eller Soft-Cell vandtæt betræk med stofoverflade tilkøbes.  
Soft-Cell bruges som almindeligt lagen, absorberer mere fugt end bomuld, og er optimalt behageligt i kombination med topmadrassen
- 100% Allergivenlig og indeholder ikke latex eller ftalater
- Opfylder brandtest EN 597-1 & 2, som er glødetest og tændstikflammetest
- Oekotex klasse 1 produkt
- Topmadrassen har en meget stærk bæreevne og har gennemgået belastningstest, der viser 10 års holdbarhed til privat brug: DIN ES ISO 1856A/DIN EN ISO 3385
- Er let i vægt og er nem at håndtere
- CE-mærket Medicinsk Produkt MD-forordningen (EU) 2017/745  
Til sættet medfølger 2 stk. små puder til "Den lille pudes vandring" og et Soft-Cell heldækkende betræk med antislip bagside.



Kan maskinvaskes og tørretumbles



**Former sig efter kroppen. Yder trykfordeling og stabilitet. Topmadrassen følger kroppen ved bevægelser og "skubber" ikke igen, som luftmadrasser og boxmadrasser gør.**