



Rygerobot

Rygerobotten giver mulighed for at ryge uden at være i direkte kontakt med cigaretten. Den nedsætter faren for at tabe gløder/aske.

Cigaretten fastgøres i en holder over askebægeret. Holderen er forsynet med en slange hvorpå der er monteret et rygemundstykke.



- Skru slangen fast i askebægeret, og rygerobotten er nu klar til brug
- Placér altid rygerobotten på en plan og brandhæmmende flade. Sørg samtidig for at rygerobotten står stabilt og ikke kan falde ned.
- Sæt cigaretten i holderen - Tænd mens der suges gennem slangen
- Resterne af den udbrændte cigaret fjernes ved at skubbe ringen/omløberen ned, og derefter fjerne skodet.

Tilbehør:

Der kan tilkøbes en ekstra slange med varenr: 260012

HMI nr	26438
Varenr	260005
Mål	Slangen er 100 cm og har en diameter på 7 cm
Rengøring	Rengøring af slangerne skal helst være i sulfo vand (opvaskemiddel). Lægges i blød i en times tid og hænges til tørre. Slangerne udskiftes efter behov.

For yderligere information kan vi kontaktes på:

Danish CARE Supply - Agerskellet 1, 8920 Randers NV - Telefon: +45 2211 8616

E-mail: dcs@danishcaresupply.dk - www.danishcaresupply.dk