

SELER & BÆLTER

Tilbehør til kørestole



WOLTURNUS

BP Bodypoint®



2-punkt hofseseler

- ✓ Polstrede seler
- ✓ Fås med 5 forskellige spænder
- ✓ Fås med center-, dobbelt- eller fremadtræk

Bodypoint 2-punkt hofsesele er simpel at anvende og nem at rengøre. Den polstrede hofsesele understøtter en komfortabel og neutral siddestilling. Polstringerne, som er unikke for Bodypoint, fordeler tryk, følger kroppen uden at rynke og holder faconen.

MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
TRYK/CENT/KORT/M	41453	771100000067
TRYK/CENT/LANG/M	41454	771100000071
TRYK/CENT/KORT/L	46110	771100000055
TRYK/FREM/LANG/M	34019	771100000079
MINI/TRYK/CENT/KORT/S	41360	771100000155
MINI/TRYK/CENT/LANG/S	102554	771100000159
PLAST/DOBBELT/LANG/M	54969	771100000111
PLAST/DOBBELT/L	54970	771100000103
FLY/CENT/LANG/M	54965	771100000143
FLY/CENT/KORT/L	54966	771100000135
FLY/FREM/KORT/M	110248	771100000147
MINI/TRYK/FREM/S	54974	771100000163
SVIVEL/CENT/S	110254	771100000179
SVIVEL/CENT/M	110257	771100000171

TEKNISK DATA				
	PUDE-LÆNGDE	PUDE-BREDDER	STROP-LÆNGDE	STROP-BREDDER
S	32/38 CM	4,5/5 CM	117 CM	2,5 CM
M	36/40/46 CM	5,5 CM	130/142 CM	4 CM
L	62/82/92 CM	7/9/10 CM	155/206 CM	5 CM

BP Bodypoint®



4-punkt hofseseler

- ✓ Fastgøring holder selen på plads
- ✓ Flere forskellige spænder
- ✓ Fås med center-, dobbelt- eller fremadtræk

Bodypoint 4-punkt hofsesele forhindrer med sine ekstra fastgøringspunkter, at selen flytter sig op på maven og sørger for en stabil og korrekt bækkenposition. Den polstrede hofsesele er ligesom 2-punkt hofseselen nem at anvende samt rengøre og understøtter ligeledes en komfortabel og neutral siddestilling. Polstringerne fordeler tryk, følger kroppen uden at rynke og holder faconen.

MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
TRYK/CENT/KORT/M	33107	771100000187
TRYK/CENT/LANG/M	33108	771100000191
TRYK/CENT/L	46111	771100000183
MINITRYK/CENT/KORT/S	41361	771100000275
MINITRYK/CENT/LANG/S	110264	771100000279
TRYK/FREM/KORT/M	54947	771100000195
FLY/FREM/KORT/M	84668	771100000267
MINITRYK/FREM/S	54946	771100000283
PLAST/DOBBELT/KORT/S	54939	771100000235
PLAST/DOBBELT/LANG/M	54941	771100000231
PLAST/DOBBELT/L	54942	771100000223
FLY/CENT/KORT/M	110261	771100000259

TEKNISK DATA				
	PUDE-LÆNGDE	PUDE-BREDDER	STROP-LÆNGDE	STROP-BREDDER
S	32/38 CM	4,5/5 CM	117 CM	2,5 CM
M	36/40/46 CM	5,5 CM	130/142 CM	4 CM
L	62/82/92 CM	7/9/10 CM	155/206 CM	5 CM

BP Bodypoint®



Evoflex® bækkensele

- ✓ Bækkensele i stift materiale, der ikke er i vejen ved forflytning
- ✓ Fås med tre forskellige spænder
- ✓ Blødt polstret og behageligt materiale
- ✓ Fås nu med bælteforlænger


Evoflex® bækkensele er udviklet til brugeren, som generes af almindelige bæltter og seler. Evoflex® monteres i hver side af kørestolen og har stropper i stift materiale, som holder selen i en opret position, når selen er åben, så den ikke er i vejen

MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
TRYKSPÆNDE - M	71824	771100000016
TRYKSPÆNDE - L	72351	771100000015
SVIVELSPÆNDE - S	110144	771100000021
SVIVELSPÆNDE - M	110147	771100000020
MINI TRYKSPÆNDE - S	110141	771100000019

TEKNISK DATA				
	PUDE-LÆNGDE	PUDE-BREDDER	STROP-LÆNGDE	STROP-BREDDER
S	38 CM	5 CM	63 CM	2,5 CM
M	46 CM	5,5 CM	76 CM	4 CM
L	62 CM	7 CM	96 CM	5 CM

ved forflytning, eller hvis selen ikke er i brug. Derudover giver materialet en nem og tæt tilpasning mod kroppen og dermed ekstra stabilitet og kontrol. Selen har centertræk og fås med flere spænder og bælteforlænger, der gør selen op til 12,5 cm længere i hver side.

ottobock.



Y-sele

- ✓ Neoprenpuder med nylonbetræk
- ✓ Fås med plast- eller metalspænde
- ✓ Vaskbar ved 60°C
- ✓ Længde: til børn 1 m / til voksne 2 m
- ✓ Monteringsbeslag medfølger

Y-selen er en 4-punktsele, som fås med plast- eller metalspænde. Selen kan justeres i begge sider, og de ekstra fastgørelsespunkter understøtter

MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
MED SNAPLÅS I PLAST	71638	760110000070
MED TRYKLÅS I METAL	71640	760110000060
SNAPLÅS I PLAST TIL BØRN	71652	760110000080

TEKNISK DATA			
REM	LÆNGDE	BREDDE	POLSTRING
MED SNAPLÅS I PLAST	200 CM	4 CM	23 CM
MED TRYKLÅS I METAL	200 CM	4 CM	23 CM
SNAPLÅS I PLAST TIL BØRN	100 CM	2,5 CM	15 CM

bækkenstillingen og fremmer dermed den korrekte fysiologiske stilling hos brugeren. Selen fås i to længder og er derfor udviklet til både børn og voksne.

ottobock.



Hofteseles

- ✓ Neoprenpuder med nylonbetræk
- ✓ Fås med plast- eller metalspænde
- ✓ Kan vaskes ved 60°C
- ✓ Udviklet til børn og voksne
- ✓ Let montering med beslag

Hofteselen er velegnet til både børn og voksne og fås med to forskellige spænder for personlig tilpasning. Selen sikrer en optimal siddestilling og gør

MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
MED SNAPLÅS I PLAST	71637	760110000100
MED TRYKLÅS I METAL	71639	760110000090
SNAPLÅS I PLAST TIL BØRN	71651	760110000110

TEKNISK DATA			
REM	LÆNGDE	BREDDE	POLSTRING
MED SNAPLÅS I PLAST	200 CM	4 CM	23 CM
MED TRYKLÅS I METAL	200 CM	4 CM	23 CM
SNAPLÅS I PLAST TIL BØRN	100 CM	2,5 CM	15 CM

bækkenet mere stabilt. 2-punktselen kan justeres i den ene side og kan let monteres med standardbeslag.

Bodypoint®



Universal elastikbælter

- ✓ Neopren med velcrolukning
- ✓ Velegnet til midlertidig positionering
- ✓ Fås i tre bredder: 8, 11 og 15 cm
- ✓ Bæltet er 142 cm, men kan afkortes
- ✓ Mulighed for 72 cm forlængerstrop

Bodypoints universelle elastikbælter giver mulighed for positionering i forbindelse med arbejde, leg, terapi eller tilpasning. Bælterne er fremstillet af stærkt og strækbart neoprenmateriale og lukkes med velcro. Hullet til tommelfingeren gør det let at anvende og betjene bælterne selv med nedsat håndfunktion.

STØRRELSE	HMI NR.	VARENUMMER
S	46116	771100000756
L	46115	771100000755
XL	84591	771100000757
FORLÆNGER - S	88595	771100000759
FORLÆNGER - L	88596	771100000758
FORLÆNGER - XL	88597	771100000760

TEKNISK DATA			
	S (B X L)	L (B X L)	XL (B X L)
UNIVERSAL	8 X 142 CM	11 X 142 CM	15 X 142 CM
FORLÆNGER	8 X 72,5 CM	11 X 72,5 CM	15 X 72,5 CM

Bælterne kan bruges på brystet, maven, lår eller ben og kan på simpel vis gøres kortere ved at klippe et stykke af. Der kan endvidere tilkøbes forlængerstrop, hvis der fx er brug for, at bælterne kommer omkring større kørestole og autosæder.

PELVI.LOC®



Bækkenbælte Basis

- ✓ Tredimensionelt udformede puder
- ✓ Optimal fastholdelse af bækkenet
- ✓ Fås i forskellige størrelser
- ✓ Fås til kørestole eller formstøbte sæder

3 DB: Anvendelse i kørestole. Klik-spænde kan også fastgøres med en fane for at undgå personskader. Stropen på remmen er justerbar op til 6 cm.

3 DS: Anvendelse til bækkenretraktion i formstøbte sæder. Selen er formet med tynde ender til det formstøbte sædes fikseringspunkter for at forhindre laterale trykmærker.

STØRRELSE	HMI NR.	VARENUMMER
3 DB - XS	100027	760210000024
3 DB - S	100028	760210000027
3 DB - M	100029	760210000030
3 DB - L	100031	760210000033
3 DS - XXXS	100032	760210000099
3 DS - XXS	100033	760210000036
3 DS - XS	100034	760210000039
3 DS - S	100035	760210000042
3 DS - M	100036	760210000045
3 DS - L	100037	760210000048

TEKNISK DATA	
STØRRELSE	LÆNGDE
XXXS	8 - 16 CM
XXS	12 - 20 CM
XS	16 - 24 CM
S	20 - 32 CM
M	30 - 40 CM
L	36 - 46 CM

Nylonstropen kan monteres igennem det formstøbte sæde.

PELVI.LOC®



Bækkenbælte Aktivt

- ✓ Tredimensionelt udformede puder
- ✓ Maksimal støtte af bækkenet
- ✓ Fås i forskellige størrelser
- ✓ Fås til kørestole eller formstøbte sæder

Bækkenretraktion i aktive kørestole og sportskørestole (3 DA) og for at forbedre positionering af bækkenet i formstøbte sæder bl.a. ved høj spasticitet (3 DAS).

3 DA: Anvendelse i kørestole. Strop på rammen kan justeres op til 6 cm.

3 DAS: Anvendelse til bækkenretraktion i formstøbte sæder. Selen er

STØRRELSE	HMI NR.	VARENUMMER
3 DA - XS	100038	760210000051
3 DA - S	100039	760210000054
3 DA - M	100040	760210000057
3 DA - L	100041	760210000060
3 DAS - XS	100042	760210000063
3 DAS - S	100043	760210000066
3 DAS - M	100044	760210000069
3 DAS - L	100045	760210000072

TEKNISK DATA	
STØRRELSE	LÆNGDE
XS	16 - 24 CM
S	20 - 32 CM
M	30 - 40 CM
L	36 - 46 CM

formet med tynde ender til det formstøbte sædes fikseringspunkter for at forhindre laterale trykmærker. Nylonstropen kan monteres igennem det formstøbte sæde ved høj spasticitet.



Pervi.Loc®



2D UDFORMEDE PUDER

Lårbælte

- ✓ Todimensionelt udformede puder
- ✓ Til formstøbte sæder og aktivt brug
- ✓ Fås i to forskellige størrelser
- ✓ Sikrer effektiv trykfordeling

Lårbælte "2 DAS" til formstøbte sæder, aktive kørestole og sportskørestole sikrer positionering af bækkenet. 2D-bælte til aktiv brug med store puder, som sikrer en effektiv trykfordeling. Spænderne er gemt under puderne for at undgå personskader og forhindrer utilsigtet åbning under brug. Selen er formet med tynde ender

STØRRELSE	HMI NR.	VARENUMMER
M	100025	760210000018
L	100026	760210000021

TEKNISK DATA	
STØRRELSE	LÆNGDE
M	30 - 45 CM
L	36 - 46 CM

til det formstøbte sædes fikseringspunkter for at forhindre trykmærker. Nylonstroppen kan monteres igennem det formstøbte sæde. Stroppen er 50 mm bred og meget slidstærk. Kan bruges til kørestolsbasket, kørestolsrugby, elektrisk powerchair floorball, håndcykling osv.

BP Bodypoint®



MULTI-SELETRÆK

PivotFit™ skuldersele

- ✓ To modeller: dynamisk eller ikke-strækbar
- ✓ Fremmer opret position for forbedret vejtrækning og hovedkontrol
- ✓ Seletræk med fremadtræk og bagudtræk i ét

Skulderselen fremmer en opret position, giver bedre vejtrækning, hovedkontrol og stabilitet. Samtidig sikres korrekt skulderposition. Patenterede, elastiske dobbeltzoner fordeler stræk og tryk jævnt, hvilket øger komfort og støtte (kun PivoFit™ Dynamisk). Selen er udstyret med svivelspænde, som sikrer, at polstringerne har den bedste placering i forhold til kroppsform.

STØRRELSE	HMI NR.	VARENUMMER
STANDARD - XXS	118905	771100000781
STANDARD - XS	118908	771100000782
STANDARD - S	118911	771100000784
STANDARD - M	118914	771100000786
STANDARD - L	118917	771100000788
STANDARD - XL	118920	771100000790
DYNAMISK - XXS	118923	771100000792
DYNAMISK - XS	118926	771100000794
DYNAMISK - S	118929	771100000796
DYNAMISK - M	118932	771100000798
DYNAMISK - L	118935	771100000800
DYNAMISK - XL	118938	771100000802

TEKNISK DATA	
XXS	21 - 24 CM
XS	24 - 28 CM
S	28 - 33 CM
M	33 - 41 CM
L	41 - 48 CM
XL	48 - 56 CM

BP Bodypoint®



MULTI-SELETRÆK

Stayflex™ bryststøtte

- ✓ Seletræk med fremadtræk og bagudtræk i ét
- ✓ Patenteret dual-zone
- ✓ Klikspænder letter på- og afmontering
- ✓ Aktiv stabilisering af overkroppen

Stayflex™ bryststøtte fra Bodypoint er udstyret med klikspænde i alle fire hjørner, der gør selevesten nem at få af og på. Stayflex™ yder aktiv stabilisering af overkroppen og giver god mulighed for bevægelse af skuldre. Den patenterede dual-zone holder støtten, når brugeren læner sig fremover. Kroppselen er ligeledes fremstillet i elastisk materiale, hvilket giver god støtte til brugeren.

STØRRELSE	HMI NR.	VARENUMMER
SMAL M, MED LYNLÅS	118872	771100000816
SMAL L, MED LYNLÅS	118875	771100000818
SMAL XL, MED LYNLÅS	118878	771100000820
SMAL M, UDEN LYNLÅS	118896	771100000836
SMAL L, UDEN LYNLÅS	118899	771100000838
SMAL XL, UDEN LYNLÅS	118902	771100000840
STANDARD S, MED LYNLÅS	118860	771100000806
STANDARD M, MED LYNLÅS	118863	771100000808
STANDARD L, MED LYNLÅS	118866	771100000810
STANDARD XL, MED LYNLÅS	118869	771100000812
STANDARD S, UDEN LYNLÅS	118884	771100000826
STANDARD M, UDEN LYNLÅS	118887	771100000828
STANDARD L, UDEN LYNLÅS	118890	771100000830
STANDARD XL, UDEN LYNLÅS	118893	771100000832
STANDARD XS, UDEN LYNLÅS	118881	771100000824



Monoflex™ brystseler

- ✓ Fås i fem forskellige størrelser
- ✓ BESPÆNDING I SIDEN ELLER MIDTEN
- ✓ Elastisk og stærkt materiale for optimal støtte


Brystseler fra Bodypoint, der fremmer fuld bevægelse af armene. Brystselen er lavet af et stærkt og bløddopolstret materiale, som giver god, stabil komfort og støtte af brystkassen. Svivelspænde med høj styrke og kegleformede, dobbelte polstringer fordeler trykket tværs over brystkassen. Selen fås med to forskellige typer seletræk, hvor spændet enten sidder i siden og justeres med bagudtræk eller

MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
HEL - XS	102555	771100000543
HEL - S	102556	771100000537
HEL - M	102557	771100000534
HEL - L	102558	771100000531
HEL - XL	102559	771100000540
TO-DELTA - XS	110212	771100000554
TO-DELTA - S	110215	771100000550
TO-DELTA - M	110218	771100000548
TO-DELTA - L	110221	771100000546
TO-DELTA - XL	110224	771100000552

TEKNISK DATA			
	PUDELÆNGDE	PUDEBREDDE CENTERMONT.	PUDEBREDDE FREMADTRÆK
XS	31 CM	7 CM	5,5 CM
S	39,5 CM	7,5 CM	6,5 CM
M	46,5 CM	10 CM	8 CM
L	54,5 CM	11,5 CM	9 CM
XL	62 CM	12,5 CM	9,5 CM

i midten og justeres med centertræk. Selerne kan bruges på brystet, maven og benene.

ottobock.



H-sele

- ✓ Neoprenpuder med nylonbetræk
- ✓ Kan vaskes ved 60°C
- ✓ Spænde med hurtigudløser i midten
- ✓ Fås i forskellige størrelser
- ✓ Monteringsbeslag medfølger


Den justerbare H-sele støtter overkroppen uden at begrænse bevægelsesfriheden. Selen fordeler trykket over bryst og skulder og kan lukkes op

STØRRELSE	HMI NR.	VARENUMMER
S	71660	760110000180
M	71661	760110000190
L	71662	760110000200

TEKNISK DATA			
	S	M	L
A	35 CM	38 CM	48 CM
B	9,5 CM	11,5 CM	14,5 CM
C	4,5 CM	6,5 CM	7,5 CM

i siden, ved skulderen eller i midten. Polstring af konturformede neoprenpuder med nylonbetræk sikrer, at selen er behagelig i brug. Vaskbar ved 60°C.

ottobock.



Sternumsele Y-form

- ✓ Neoprenpuder med nylonbetræk
- ✓ Velegnet til kvinder
- ✓ Vaskbar ved 60°C
- ✓ Fås i flere størrelser
- ✓ Beslag til montering medfølger


Sternumselen i Y-form er specielt velegnet til kvinder. Midtersektionen stabiliserer overkroppen og holder den i opret position uden at indskrænke brugerens aktivitet. Selen kan lukkes

STØRRELSE	HMI NR.	VARENUMMER
S	71653	760110000150
M	71655	760110000160
L	71656	760110000170

TEKNISK DATA			
	S	M	L
A	22,5 CM	25,5 CM	26 CM
B	32 CM	38 CM	51 CM
C	13 CM	15,5 CM	20 CM
D	6 CM	6 CM	6 CM
E	13 CM	15 CM	20 CM

op i siden eller ved skulderen. De polstrede, konturformede neoprenpuder med nylonbetræk giver brugeren bedre støtte og pasform. Selen kan vaskes ved 60°C.

ottobock.



Sternumsele V-form

- ✓ Neoprenpuder med nylonbetræk
- ✓ Kan vaskes ved 60°C
- ✓ Optimal støtte til positionering
- ✓ Fås i forskellige størrelser
- ✓ Monteringsbeslag medfølger

Sternumselen i V-form yder optimal støtte af overkroppen og hjælper med at forbedre brugerens mobilitet. Selen har polstrede, konturformede neoprenpuder med nylonbetræk, som

STØRRELSE	HMI NR.	VARENUMMER
XS	112614	760110000115
S	71657	760110000120
M	71658	760110000130
L	71659	760110000140

TEKNISK DATA				
	XS	S	M	L
A	9 CM	11 CM	14,5 CM	17,5 CM
B	17 CM	18 CM	23 CM	26 CM
C	14 CM	16 CM	20 CM	23 CM
D	4,5 CM	4,5 CM	5 CM	6 CM

yder ekstra støtte og forbedrer pasformen for brugeren. Selen lukkes op i siden eller ved skulderen og kan vaskes ved 60°C.

Bodypoint



Ankel- bESPænding

- ✓ Fås i fem forskellige størrelser
- ✓ BESPænding med plastspænder og velcrostropper
- ✓ Sælges parvis

Den originale, patenterede løsning til stabilisering af benene sikrer bevægelsesfrihed til brugeren. Støtter og aflaster anklen for bedre komfort og positionering. AnkelbESPændingen er udviklet til at opnå en unik pasform og holdbar løsning med de patenterede Laminar-puder og solide nylonstropper.

STØRRELSE	HMI NR.	VARENUMMER
XS	109762	771100000767
S	108329	771100000765
M	108330	771100000764
L	108331	771100000763
XL	108332	771100000766

TEKNISK DATA	
STØRRELSE	LÆNGDE
XS	14 - 17 CM
S	16,5 - 20 CM
M	19 - 23,5 CM
L	23 - 28 CM
XL	26,5 - 33 CM

God og solid lukning med lethåndterbare plastikspænder samt en ny slags velcrojustering, der forhindrer skidt og snavs i at sætte sig fast i materialet. Flex-zone til hæl og akillescene giver ekstra komfort og støtte.

ottobock.



Fod- og ankel- bESPænding

- ✓ Stabiliserer brugerens fødder
- ✓ Kan vaskes ved 60°C
- ✓ Fås i fem forskellige størrelser
- ✓ Monteringsbeslag medfølger
- ✓ Velcrolukninger sikrer fleksibel tilpasning til brugeren

Fod- og ankelbESPænding stabiliserer brugerens fødder og ankler uden at begrænse mobiliteten. BESPænding-

STØRRELSE	HMI NR.	VARENUMMER
XS	71632	760110000210
S	71633	760110000220
M	71634	760110000230
L	71635	760110000240
XL	71636	760110000250

TEKNISK DATA	
STØRRELSE	LÆNGDE
XS	15,5 - 20 CM
S	16 - 21,5 CM
M	17,5 - 23 CM
L	24 - 29,5 CM
XL	29,5 - 34 CM

en fås i fem forskellige størrelser, og velcrolukningen sikrer en fleksibel tilpasning til den enkelte bruger.



Find...

din lokale
konsulent på
www.wolturnus.dk/
findkonsulent

 Bodypoint


AEROMESH® MATERIALE

Lægrem

- ✓ Fremstillet i luftcirkulerende materiale
- ✓ Fås i tre størrelser og to bredder
- ✓ Lang holdbarhed og god komfort

Blødt polstret og slidstærk lægrem fra Bodypoint, som fordeler trykket på underbenet. God luftgennemstrømning samtidig med at remmen bevarer formen pga. Aeromesh® materialet, som er meget holdbart og ikke folder. Lægremmen holder fødderne stabilt og komfortabelt på fodstøtten og lader lægmusklerne slappe af.

STØRRELSE	HMI NR.	VARENUMMER
S	110232	771100000751
M	110237	771100000750
L	110240	771100000749

TEKNISK DATA	
STØRRELSE	LÆNGDE
S	35 - 40 CM
M	40 - 50 CM
L	50 - 61 CM





2D UDFORMEDE PUDER

Underbensbælte

- ✓ Todimensionelt udformede puder
- ✓ Fås i forskellige størrelser
- ✓ Høj belastningstolerance
- ✓ Fastgøres og åbnes med klikspænde

Underbensbælte "UG-Reverso" forhindrer fremadglidning af bækkenet i kørestolen. Bæltets todimensionelt udformede puder kan indstilles individuelt.

STØRRELSE	HMI NR.	VARENUMMER
XS	100021	760210000075
S	100022	760210000078
M	100023	760210000081
L	100024	760210000084

TEKNISK DATA	
STØRRELSE	LÆNGDE
XS	16 - 24 CM
S	20 - 32 CM
M	30 - 40 CM
L	36 - 46 CM

Underbensbæltet fastgøres og åbnes med et klikspænde. Bæltet kan justeres med millimeters nøjagtighed og kan dermed tilpasses individuelt til hver bruger.




AEROMESH® TIL VÅDRUM


Aeromesh® vådrumslægrem


- ✓ Sæbe, vand, skidt og luft trænger let gennem Aeromesh®-materialet
- ✓ Kan vaskes på 60°C og tørretumbles
- ✓ God beskyttelse og hygiejnisk
- ✓ Fås i tre størrelser

Bodypoint har udviklet seler til vådrum i Aeromesh®, som sikrer god beskyttelse af huden og god hygiejne uden grobund for bakterier.

Aeromesh® clip-on lægrem er en hygiejnisk løsning til børn og voksne med behov for tilt af bade stolen. Den langtidsholdbare lægrem øger sikkerheden og komforten i bade stole med tilt.

STØRRELSE - L X B	HMI NR.	VARENUMMER
40,5 X 10 CM	111752	771100000006
45,5 X 10 CM	111755	771100000007
51 X 10 CM	111758	771100000008





AEROMESH® TIL VÅDRUM

Aeromesh® vådrumsseler

- ✓ Sæbe, vand, skidt og luft trænger let gennem Aeromesh®-materialet
- ✓ Kan vaskes på 60°C og tørretumbles
- ✓ God hygiejne og beskytter huden
- ✓ Kan anvendes på bryst og hofter

Bodypoint har udviklet seler til vådrums situationer. Selerne er fremstillet i Aeromesh®, et materiale som sæbe, skidt, vand og luft let trænger igennem. Aeromesh® seler kan bruges på brystet eller hofterne eller begge dele og fås som hel pude eller todelt. Selerne monteres på stolen ved hjælp af stropper med ringe eller plastikspænder.

MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
TODELT/M	55092	771100000001
TODELT/L	55093	771100000000
HEL/RINGE/L	84628	771100000002
HEL/RINGE/XL	84629	771100000003
HEL/PLAST/L	84630	771100000004
HEL/PLAST/XL	84631	771100000005

TEKNISK DATA			
STØRRELSE	TODELT	HEL/RINGE	HEL/PLAST
M	10 X 61 - 94 CM		
L	10 X 79 - 109 CM	10 X 73,5 - 129,5 CM	10 X 68,5 - 160 CM
XL		12,5 X 81 - 137 CM	12,5 X 76 - 173 CM



Vidste du...

at alle vores
seler og bæltter
også kan købes
online på
wshoppen.dk?





WOLTURNUS

SALGSTEAM SJÆLLAND



Michael Andresen
Salgskonsulent
man@wolturnus.dk
Tlf: 92 15 25 85



Christina Thornberg
Ergoterapeut
ctt@wolturnus.dk
Tlf: 92 15 25 80



Mille Engly Honoré
Børneterapeut
mho@wolturnus.dk
Tlf: 92 15 25 86



Marcel Schäd Jannerup
Hjælpemiddeltekniker
mja@wolturnus.dk
Tlf: 92 15 25 84



Lars Abildtrup
Salgskonsulent
loa@wolturnus.dk
Tlf: 24 26 36 30



Pernille Andersen
Fysioterapeut
pha@wolturnus.dk
Tlf: 81 10 01 51



Cathrine Strandby
Fysioterapeut
cst@wolturnus.dk
Tlf: 81 10 01 56



Allan Nørgaard Kristensen
Ergoterapeut
ank@wolturnus.dk
Tlf: 24 22 00 70



Dorte Læsø
Salgschef
dla@wolturnus.dk
Tlf: 40 38 40 68

FIND DIN
LOKALE
KONSULENT PÅ
WOLTURNUS.DK

WOLTURNUS A/S

+45 96 71 71 70

info@wolturnus.dk

www.wolturnus.dk

Showrooms

Skalhuse 31, 9240 Nibe

Samsøvej 30, 8382 Hinnerup

Borupvang 3, 2750 Ballerup