

## BodyArmorWalker II

### Støvle som gipsforbinding

**Produktet:**

BodyArmorWalker II sikrer beskyttelse og kompression og immobiliserer ankel og fod effektivt.

Walkeren har en lav sål med henblik på at matche højden på almindeligt fodtøj undgå kompen-sationsskader, og er derfor velegnet til patienter med compliance, der må være mobile.

**Anvendelse:**

Body Armor Walker II anvendes bl.a. ved frakturer og immobiliserer, som en gipsbandage. Fastgøres med stabile "skistøvlespænder".

Sålerne kan tages ud og tilpasses individuelt med henblik på aflastning. Der kan desuden anvendes ekstra hækiler i støvlen f.eks. til behandling af achillesruptur.

**Vaskeanvisning:**

Vaskes med sæbevand og aftørres.

**Sortiment:****BodyArmorWalker II**

Størrelse	Beskrivelse	Ref. nr.
XS	Ca. til 34	BAT0
S	35-38	BAT1
M	39-42	BAT2
L	43-46	BAT3
XL	47-49	BAT4