

Anvendelse

Elbowlift® anvendes både til behandling og forebyggelse hos patienter i risikogruppen, som f.eks. immobile patienter, postoperative, diabetikere, patienter med hjerte-karsygdomme, hudtransplanterede samt patienter med risiko for sår o.a.

Produktet

Elbowlift® er specielt designet til at flytte presset fra albuen – et udsat sted for tryk. Albuen løftes fri af den medfølgende skumgummipude, så presset fordeles. Den bløde pude giver patienten større bevægelsesfrihed og minimerer ubehag efter tryk samt hudproblemer.

Egenskaber

- Latex fri
- Friktionsfri bagside
- Justérbar pude
- One size
- Påtages med en hånd

Vaskeanvisning

- Luk velcro stropperne
- Læg Elbowlift® i en vaskepose
- Kan maskinvaskes ved 60 grader
- Dryptørring anbefales



Albueløfter med glat inderside

Albueløfteren har ventilationshuller og er nem at håndtere, selv med en enkelt hånd.

Elbowlift® fastgøres let omkring albuen med velcrobånd, hvorefter albuen kan løftes fri af underlaget og dermed hindre tryk.

Til sikring af fuld komfort og bevægelighed er der lavet plads til albuen, så puden kan holdes på plads. For at modvirke friktion fra underlaget er bagsiden også glat og blød.

Varenummer 90-1222

Beskrivelse ALBUELØFTER INDV. GLAT

HMI-nummer 40288
