

Sengehest eller støtte til
dårligt gående

EasyUp


Hjælpe midlet der giver dig større frihed



Hjælp til folk som er usikre på benene

EasyUp er et hjælpemiddel som ikke kræver installation.

Den er i første omgang tænkt som en hjælp til at komme ud af sengen med, og til at støtte sig til, når man skal i seng.



På den tynde tværstang kan man hænge fjernbetjening til seng og andet.

Anden brug af EasyUp

På grund af vægten, står EasyUp meget stabilt, og kan også bruges i forbindelse med badekar og toilet.

Kræver ingen installation

EasyUp

Modellen:

Højde: 80-100 cm

Bredde: 45 cm

Vægt: 11 kg



EasyUp

Yderligere informationer

Det er ikke tilladt at benytte EasyUp som stige eller anden form for nødløsning.

Udstyret er ikke omfattet af loven om CE mærkning Af medicinsk udstyr, men fremstilles i henhold til lov om Produktsikkerhed lov nr.1262 af 16. december 2009



Kontakt

J.A. Svejs og Montage ApS
Mobil: 22897505
E-mail: jesperga@hotmail.com

EasyUp