

móBIANE

Rollator Attempto!

- NEU:** Rad-System überwindet Hindernisse
- NEU:** Bremsen mit Einhand-Bedienung
- NEU:** einfacher Klappmechanismus
- NEU:** ergonomisch ideal konstruierte Form

Weltneuheit!





Mit Attempto! Grenzen überwinden

moBIANE gibt Ihnen die Mobilität zurück. Jetzt können Sie Teppichkanten, Türschwellen und niedrige Bordsteine ohne Kraftaufwand überwinden. Mit Attempto! schieben Sie über Rasen ebenso einfach wie über Waldwege und jeden anderen befestigten Pfad. Und alles ganz ohne Anheben oder Kippen des Rollators.

Attempto! besitzt ein komplett neu entwickeltes Vorderrad-System mit Riemenlaufwerk. Eine echte Innovation, die kein anderer Rollator bietet. Fast mühelos bewegen Sie sich zu Hause oder beim kleinen Einkauf und in der Natur mit Attempto!

Trauen Sie sich. Der Attempto! hilft Ihnen.

Bremsen bedeutet Sicherheit

Kein einseitiges Bremsen = kein Umkippen. Attempto! besitzt ein enorm wirkungsvolles Bremssystem. Egal ob Sie mit der rechten oder linken Hand bremsen - Attempto! bremst beide Hinterräder gleichmäßig.

Sanfter Druck nach unten, dann sind die beiden Bremsen festgestellt und Attempto! ist sicher geparkt





Ergonomie bedeutet Komfort

Attempto! ist ideal an Ihren Bewegungsablauf angepasst. Durch die geschwungenen Griffrohre können Sie den Rollator entspannt und mit geringster Kraft bewegen. Mit seiner besonders schmalen Rahmenbreite schieben Sie ihn kinderleicht durch enge Lücken. Nicht zuletzt dank der sicheren, weil extra-großen Sitzfläche ist er Ihr Partner auch bei längeren Touren.



moBIANE

Rollator Attempto!

Attempto! macht sich klein

Wenn Sie Attempto! zu Hause platzsparend zur Seite stellen wollen, genügen zwei Handgriffe. Wenn Sie ihn dann wieder nutzen möchten, stützen Sie sich einfach leicht auf die Haltegriffe und Attempto! klappt auf. Und genau so einfach ist der Transport des Rollators bei Fahrten im Auto oder Bus.

Viele Ideen sind in Attempto! verwirklicht. Ideen, die für Ihren Alltag enorme Erleichterungen bedeuten.

Es entstand eine Weltneuheit: der Attempto!



Mobilität dank Attempto!

Gemeinsam mit Prof. Dr. med. Werner Vogel hat moBIANE Einfachheit, Sicherheit, Ergonomie und somit Mobilität für Rollatoren neu definiert. Und wir haben Attempto! intensiv getestet.

Am Zentrum für Geriatrie und Neurologische Frührehabilitation in Hofgeismar konnten wir jeden Entwicklungsschritt von Attempto! auf seine Wirkung in der Praxis überprüfen.



Unser Service für Sie

Bestellen Sie Attempto! bequem über www.mobiane.de oder rufen Sie an unter 0561 - 40 09 06 08.

Haben Sie sich für Attempto! entschieden, liefern wir Ihnen den innovativen Rollator über einen ausgebildeten Servicetechniker aus. Dieser wird vor Ort die Montage und Endkontrolle durchführen und Ihnen alle Funktionen genau erläutern.

Made in Germany

Nicht nur, dass wir Attempto! komplett in Deutschland entwickelt haben, wir produzieren ihn auch hier. Dies garantiert beste Verarbeitung und Sorgfalt bei der Qualitätskontrolle.



**Evangelisches Krankenhaus
Gesundbrunnen gGmbH**
*Zentrum für Geriatrie und
Neurologische Frührehabilitation*



Sozialgruppe Kassel e.V.

TOLGES
Ideen aus Kunststoff

MESU
METALLTECHNIK



Die Fakten

Erleben Sie, wie der Attempto! Ihr Leben bereichert. Und freuen Sie sich auf Ihre neue Mobilität.

Attempto! passt durch jede Tür. Gerade einmal 58 cm ist die Breite des Rollators. Und durch die clevere Vorderradkonstruktion können Sie mit ihm auch in kleinsten Räumen wenden.

Seine Sitzfläche ist mit 39 x 22 cm größer und komfortabler als bei vielen anderen Rollatoren. Wobei die Sitzhöhe 610 mm beträgt. Zusammengeklappt passt Attempto! mit einer Tiefe von 30 cm in jede Ecke. Sein Gewicht beträgt 9,5 kg und das maximale Benutzergewicht 120 kg.

Kontakt

moBIANE GmbH
Geschäftsführer Hans Wulff
Landgraf-Karl-Straße 54
34131 Kassel

Telefon 0561-40 09 06 08
eMail info@mobiane.com
www.mobiane.de
www.mobiane.com