

Arm Støtte System TOP



TOP, mekanisk HELP



TOP, elektrisk HELP

TOP blev udviklet for alle personer, der ikke længere kan bruge underarmen og hånden på grund af manglende muskelkraft eller af neurologiske årsager.

For at kunne anvende TOP, skal der være en vis funktion af skulder, arm og nogen funktionaliteten af hånden (gribefunktion).

Armstøtten kan også bruges af raske personer, der ofte har belastende (job) arm- positioner.

TOP kan anvendes på en eller begge sider på stolen, kørestolen eller bordet afhængig af brugerens behov.

Brugeren af TOP kan være aktiv på en masse forskellige områder bl.a. i hjemmet, i skolen, på jobbet, i en institution eller et andet sted.

TOP kan også anvendes terapeutisk, f. eks. ved at lade brugeren arbejde med en stigende rækkevidde eller modstand.

Den elektriske HELP komponent, letter lodrette arm forskydninger, der tillader brugeren at spise og drikke selvstændigt eller for at nå højt. Denne komponent anses for at være nyttig for de fleste brugere.

Uanset om det dynamiske arm støtte systemet er monteret på en kørestol, stol eller et bord også delvist afhænger af brugerens individuelle behov og ønsker.

Arm Støtte System	Vare nr.:	HMI-nr.:
TOP, mekanisk HELP	20 80 04	
TOP, elektrisk HELP	20 08 06	

