



En sikker stjerne!

Action³_{NG} er den nyeste generation af lette transportkørestole, der tilbyder et enkelt design sammen med forbedrede funktioner i form af øget stabilitet, komfort samt kompatibilitet mellem tilbehør fra øvrige kørestole fra Invacare. **Action³_{NG}** er velegnet til brugere, som skal anvende kørestolen til transportbrug. **Action³_{NG}** er lige anvendelig til brug i hjemmeplejen, på hospitaler, institutioner eller private, hvor man har brug for en transportkørestol til en bred målgruppe. **Action³_{NG}** har en god balance mellem omkostning, funktionalitet samt kvalitet og udgør et godt alternativ til den prisbevidste køber.



Yes, you can.®



Funktionalitet

Invacare **Action³_{NG}**'s udformning af krydset under sædet gør stolen yderst stabil og gør sammenklapning og udfoldning meget nem.

Designet af **Action³_{NG}** er enkelt og moderne, og passer i de fleste danske miljøer.

Egenskaber

Invacare **Action³_{NG}** har en meget let konstruktion, der medfører en lav total vægt på ca. 14 kg. Dette er en fordel, både når brugeren skal køre stolen selv, og når hjælperen skal skubbe kørestolen. Køreegenskaberne er i top. Samtidig er det en fordel, at kørestolen er nem at løfte, når den skal transporteres i en bil.

Genbrugseget

Action³_{NG} er fleksibel, modulopbygget og meget holdbar efter råd fra brugerne. Den er enkel at genbruge, og kan

tilpasses med mange af Invacares øvrige kørestolskomponenter, fx armlæn og benstøtter.

Egenskaber og tilbehør



14 kg letvægter

Den samlede vægt på ca. 14 kg giver en lettere håndtering, opbevaring og transport. Den laveste transportvægt (uden benstøtter, armlæn, for- og drivhjul) er 7,6 kg.



Bremsehåndtag

Bremsen kan foldes ned for at lette sideværts forflytning.



Eleverbare benstøtter

Ved udformningen af den eleverbare benstøtte opnås længdekompensation så benene ikke bliver presset op, når benstøtten eleveres.

Egenskaber og tilbehør



Justerbar ryg

Som tilbehør kan tilbydes stropryg for ekstra fleksibilitet komfort og støtte.



Benstøtte

Benstøtten har en let betjent sving -ind /sving -ud funktion. Højden på benstøtten kan indstilles i trin på 10 mm. Selve fodpladen er udformet i et stabilt og skridsikkert materiale.



Amputationsstøtte

Er vinkel-, dybde- og højdejusterbar, og kan svinges til siden ved forflytning.



Stokkeholder















Holder stokkene på plads under kørsel.



Hemiarm-læn

Højde-, dybde- og vinkeljusterbare hemiarmlæn for at give optimal komfort og støtte for armen.

Tekniske data

Invacare Action³_{NG}							
	405 / 455 / 505 mm ¹	400 / 450 mm ²	Standard 485 mm	400 mm	180 - 280 mm	325 - 520 mm	Sædebredde + 200 mm
Invacare Action³_{NG}							
	815 - 1020 mm	1000 mm	720 - 850 mm	285 mm	14,2 kg	125 kg	Transportvægt 7,6 kg (uden armlæn, benstøtter og drivhjul)

Invacare Action³_{NG}	
	Crash testet ISO 7176-19 ³

- 1/ Som specialprodukt kan **Action³_{NG}** bestilles i sædebredde 550 mm
- 2/ Ved hjælp af stroppryggen kan sædedybden yderligere øges med ca 50 mm.
- 3/ Bemærk: Kørestolen er crashtestet og lever op til kravene i ISO 10542. Den har egenskaber, der øger sikkerheden for brugeren under transport i bil eller bus siddende i kørestolen. For at opnå den bedste sikkerhed anbefales dog, at kørestolsbrugere så vidt muligt benytter bilens sæder og tilhørende sikkerhedssystem.

Stelfarve



Antracit sort

Betræk



Sort

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark
Tlf.: 3690 0000 - Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

© 2012 Invacare International Sàrl
All rights reserved.

Al information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel.

A3NG - DK - 01/2012