

VAKUFORM + VAKUCARE Liggehynde

BRUG

- Vacuum system til positionering og sikker støtte til svært ramte personer

FORDELE

- Grundet et godt fordelt tryk på hynden, vil en ny positionering af brugerens kropsform ikke være nødvendig særlig ofte.
- Optimal trykaflastning ved trykfordeling af kroppens overflade.
- Multifunktional brug: f.eks. støtte og positionering af for og bag, abduktions positionering, alternativ positionering på siden, støtteposition til knæ eller som siddende støtteposition.
- Let justering af hyndens materiale til en anatomisk form.
- Let håndtering for sygeplejersker..
- Stabilitet/optimal trykaflastning ved jævn fordeling på hyden, hvilket er til gavn for decubitus profylakse.
- Yderligere preslettelse fra de områder af kroppen som er mest udsat/skrøbelige.



Positioneringssystem til hele kroppen

| Specifikationer | Rektangulær | Oval |
|------------------|--|-------------------|
| Artikel nummer | 11300 | 10300 |
| HMI nr. | 102074 | 102075 |
| Størrelse op til | 200 x 90 x 30 cm | 190 x 120 x 18 cm |
| Beskrivelse | Tilgængelig i alle størrelser. Speciallavet. | Speciallavet. |

BETRÆK

Fleksibelt og luftigt underlag

