

Zibo Combi Active®

Komfort og fleksibilitet – med eller uden pumpe

Madrassen er skabt til at hjælpe den bredest mulige målgruppe, med funktioner og komponenter af højeste kvalitet med fokus på genanvendelighed og en bedre økonomi for kommuner og hospitaler. Til mere immobile eller udsatte brugere, kan pumpen tilsluttes for ekstra trykaflastning med vekseltryk.



Udfordring: Der kræver ofte mange forskellige hjælpemidler at målrette behandlingen effektivt mod den enkelte borger. Med madrassen Zibo Combi Active® er der lagt fokus på genanvendelighed samt anvendelse i en bred målgruppe.

Fordele for patienten/borgeren

- Reducerer risikoen for tryksår og opheler sår hurtigere.
- Reducerer smerter og dermed medicinforbruget.
- Giver rolig og uforstyrret søvn, hurtigere rehabilitering, overskud og energi til træning.
- Reducerer indlæggelsestiden.

Fordele for sundhedspersonalet

- Færre arbejdsskader og sygemeldinger.
- Reducerer udbrændthed og øger arbejdsglæden.
- Reducerer omkostninger til sårbehandling/ medicinbehandling.

Til brugere med specielle behov

- Med urolig, utryg eller udadreagerende adfærd, fx patienter med delir, demens, psykiske lidelser, hvor kontakt bør undgås for ikke at forværre deres situation eller som ikke kan forstå/samarbejde til vendinger
- Intensive patienter med behov for ro og optimeret lungefunktion
- Smerteplagede patienter, fx cancerpatienter, terminale patienter, gigtpatienter, patienter med hoftenære frakturer præoperativt
- Neurogene sygdomme, fx stive/tunge patienter med øget muskeltonus, ALS-patienter, tetra-/paraplegikere, sclerosepatienter, lungepatienter eller patienter med respiratoriske udfordringer

Kontakt vores produktspecialister i tryksårsforbyggelse for at høre mere om produktet

Zibo Combi Active®

Komfort og fleksibilitet – med eller uden pumpe

ZiboCare har udviklet en ny madras som er resultatet af 12 års erfaring. Vi introducerer Zibo Combi Active® hybridmadrasen.



Vaskbart betræk
Betrækket er vaskbart ved max. 95° C.

Automatisk tilpasning
Tilpasser sig automatisk det optimale terapeutiske niveau for den enkelte bruger.

Maksimal komfort
Maksimal komfort med viskoelastisk toplag oven på luftcellerne.

Sikkerhedskant
Specialdesignet fast sikkerhedskant, der minimerer fastklemning og reducerer fald ved udstigning.

Lydsvag pumpe med to behandlingsmuligheder
Lydsvag pumpe, der er nem at bruge og tilkoble. Uden pumpe – selvjusterende trykfordeling. Med pumpe – vekselryk.

Dynamisk og innovativ luftmadras

Kliniske egenskaber

Optimal trykfordeling og trykaflastning med flere behandlingsvalg. Reducerer varme og fugt. Indbygget hælfunktion. Tværgående luftceller yder maksimal stabilitet og komfort.

Zibo Combi Active® er ideel til bl.a.

Behandling af grad 1-4 trykskader, forebyggelse til højrisiko brugere, brugere der ikke kan/vil repositionere sig selv, smerteplagede brugere, sensitive brugere, mennesker med demens.

Zibo Combi Active® fås i flere udgaver:

80x200x18 cm HMI nr.: 115478

83x200x18 cm HMI nr.: 119659

85x200x18 cm HMI nr.: 115475

88x200x18 cm HMI nr.: 119662

100x200x18 cm HMI nr.: 127396

105x200x18 cm HMI nr.: 125153

110x200x18 cm HMI nr.: 129503

120x200x18 cm HMI nr.: 125156

Pumpe: 80000COMBIP HMI nr.: 120323

Brugervægt: 0-250 kg

Madrasvægt: 13 kg

Sammensætning: 14 luftceller + skum på toppen

Betræk Materiale: PU inkontinensbetræk

Pumpevægt: 1,7 kg

Dimensioner: 23 x 18 x 8 cm

Indstillinger: 1-2 cyklus

Rengøring: Madrasen tørres af i sæbevand og desinfektionsmidler. Pumpen desinficeres med gængse rengørings- og desinfektionsmidler på en klud.