

TOILETBADESTOLE

PIL 1 (HMI-nr. 22568) og **PIL 2** (HMI-nr. 22567)

PIL 1 (smal model) og **PIL 2** (bred model) er to stærke toilet-badestole i et rengøring- og betjeningsvenligt design, hvor det største hensyn i fremstillingsprocessen har været sikkerhed for såvel bruger som hjælper samt alsidighed og lang levetid.



✓ Begge stole har et behageligt blødt og aftageligt **PUR-sæde** med dråbeformet toiletåbning.

✓ Begge stoles **ryglæn** er aftagelige via låseclips og forsynet med en blød **PUR-støtte**, som naturligvis kan udskiftes med et ryglæn med indstillelig rygstøtte.



✓ Stolens **bækkenholdere** kan indstilles til stort set alle typer spand eller bækken og er desuden aftagelige (: hvis et behov for at øge stolens frihøjde opstår).

✓ Stolene leveres som standard med fire 125 mm **bremsehjul**, som efter ønske/ behov kan udskiftes med andre typer og størrelser.

✓ Stolene er udstyret med svingbare (og aftagelige) **armlæn**, som giver plads ved eventuelle overflytninger. Armlænene har bløde **PUR-puder**, som efter behov kan udskiftes med armlæn med **skålformede** PUR-puder.

Se **side 30** for tekniske data samt **side 29** for forskelligt tilbehør.

TILBEHØR

	SOLJ 1	SOLJ 1-UH	SOLJ 7	SOLJ 9	ASK 1	ASK 2	ASK 3	PIL 1	PIL 2	BUZZ 1	BUZZ 2	BUZZ 5
Nakkestøtte enkelt	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
Nakkestøtte dobbelt	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
Nakkestøtte triple	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
Sikkerhedsbøjle	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
Sidestøtte polstret	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
Sidestøtte PUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
Sæde, åben	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Sæde, lukket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sædelåg åben	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	oversæde	oversæde	✓	✓	✓
Sædelåg lukket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	oversæde	oversæde	✓	✓	✓
Fodstøtter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lægstøtte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Benhviler eleverbar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Amputationspude, enkelt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Amputationspude, dobb.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spand	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skærm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hårvaskekar	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
Forskudte armlæn	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
Hemiarm læn	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sikkerhedssele	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
Armlænslås	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓

✓ = kan monteres

✓* = kun mulig som specialopgave

- = ikke mulig

TEKNISKE DATA

SOLI 1 SOLI I-UH SOLI 7 SOLI 9 ASK 1 ASK 2 ASK 3 PIL 1 PIL 2 BUZZ 1 BUZZ 2 BUZZ 5

SÆDEHØJDE	49.5-64.5	43-55.5	44.5-56.5	44-56	50-65	40-55	51-66	55.5	55.5	52	54	54
BREDDE PÅ SÆDET	43	43	43	49	40	40	38	40	40	39	43	43
DYBDE PÅ SÆDET	42	42	42	48	44	44	43	44	44	40	42	42
HUL-STØRRELSE	26 x 21.5	26 x 21.5	26 x 21.5	29 x 21	29 x 21	29 x 21	28 x 23.5	29 x 21	29 x 21	29 x 21	26 x 21.5	26 x 21.5
INTIM-UDSKÆRING	11.5	11.5	11.5	Efter ønske	÷	÷	Efter ønske	÷	÷	7	11.5	11.5
MELLEM ARMLÆN*	44.5	44.5	44.5	49	44.5	44.5	44.5	44.5	52	40.5	44.5	50
FRIBREDDE	41	41	41	48	43.5	43.5	43.5	42	55.5	34	37	37.5
FRIHØJDE**	41-56	36.5-49	36-48	35-47	42-57	33-48	42-57	44.5	44.5	43	45	45
TOTAL-HØJDE	96.5-111.5	86.5-99	93.5-105.5	94-106	98-113	91-106	91-106	101.5	101.5	101	101	101
TOTAL-BREDDE	56	56	56	60.5	57	57	57	55	63	58	61	62.5
TOTAL-DYBDE ***	65	65	65	69	60	60	60	58.5	58.5	67	73	73
EGENVÆGT (kg)	15.5	13.2	15	14.5	14.8	12.5	13.6	13.5	14.5	14	16	16.5
MAXIMAL BELASTNING (kg)	150	150	150	200	150	150	150	150	150	150	150	150

* = bredden mellem armlænene kan **øges** ved at forsyne stolene med **armlæn**, som er forskubbet ud til siden. Disse øger afstanden i spring på ca. 5 cm (= 2.5 cm i hver side).

Vi forbeholder ret til ændringer af enhver art uden forudgående varsel.

** = På **stolene med hjul** er alle mål foretaget med 125 mm hjul monteret. Ved at udskifte til større eller mindre hjul kan man også ændre på sæde- og frihøjderne.

*** = Med fodhvilerne øges totaldybden med ca. 30 cm.

Alle de opgivne mål er i **centimeter**. med mindre de er specifikt angivet anderledes.

For de nævnte stole gælder – i lighed med vores øvrige egenproduktion – at vi er i stand til at **tilpasse** og **ændre** dem i overensstemmelse med Deres behov. Skulle ændringer/ tilpasninger ikke række, kan vi **fremstille** netop det produkt, situationen kræver.