



# Serviceanvisning for: M2 Multi-Tip Familien



DK: Artikel nr.	
<b>Sæde med ovalt hul:</b> 310800/310800-B, 310802-B	<b>Sæde med nøglehulsudskæring:</b> 310801/310801-B, 310803- B
<p style="text-align: center;"><b>Max. belastning 150 kg</b></p> <p><b>NB!</b> Må ikke bruges i klorholdige miljøer som f.eks. Svømmehaller. 2 års reklamationsret mod fabrikationsfejl (og rust reklamationsret). 1/2 år på batterier.</p> <p style="text-align: center;"><b>Stelreklamationsret</b></p> <p>Vi yder 5 års reklamationsret imod stelbrud på M2-bade/toiletstole samt rustfri stål badebænke. Reklamationsretten gælder ved fabrikations- eller materialefejl og under forudsætning af normalt brug. Vi gør opmærksom på at almindelig slitage ikke er dækket under garantien.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Rengøring:</b></p> <p>Produktet kan rengøres med almindelige rengøringsmidler uden slibemiddel. Efter rengøringen skal produktet skylles og aftørres. Produktet kan tåle rengøring op til 85° C i 3 minutter.</p> <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">CE</div>



**Max 150 kg.**



**Min 5 - Max 9**