

STØTTEANORDNINGER (til vådrum)

PIO 1



PIO 2



Ved nedsat balanceevne eller som kørestolsbruger er det **en nødvendighed** at kunne betjene sig af toiletarmstøtter. Disse kan være monteret på selve toiletkummen, på en toiletforhøjer, på væggen eller i gulvet. Her finder de anvendelse som træk- eller skubbehjælp, når man forflytter sig fra en kørestol, og som støtte, når man sætter sig eller rejser sig fra toilettet. Anvendes oftest med en armstøtte på hver side af toilettet.

PIO 1 (HMI-nr. 25412) Opklappelig toiletstøtte med støtteben, som nederst har en stilleskrue. Højde: 85 cm.

PIO 2 (HMI-nr. 25414) Som **PIO 1**, men samtidig højdeindstillelig over et interval på 14 cm.

PIO 3 (HMI-nr. 25411) Opklappelig toiletstøtte uden støtteben.

PIO 4 (HMI-nr. 25413) Som **PIO 3**, men samtidig højdeindstillelig over et interval på 14 cm.

PIO 5 (HMI-nr. 42250) Fritstående toiletstøtte, højdeindstillelig. Totalhøjde 94.5 cm.

Længde støttearmen - fra væg: **85 cm** (dog **96 cm** på **PIO 5**)

Støtterne kan forsynes (eller eftermonteres) med **toiletrulleholder**, hvor det skønnes egnet til brugeren.

Af andet ekstra udstyr kan nævnes **sidestøtter**, **frontgreb** og **ryglæn**.



Sidestøtter, frontgreb og ryglæn



PIO 5



TOILETSTOLSPUDE (HMI-Nr. 01858)
STOLEPUDE (HMI-nr. 12370)

Puderne tåler både urin og ikke-ætsende rengøringsmidler. Hvert hjørne har to bomuldsbændler til fastspænding. Toiletudskæringen på toiletstolspudden er oval og med åben front - ca. 22 x 32 cm (b x d).

Bredde: 42 cm

Dybde: 44 cm

