

LØFTEMULIGHEDER



Specialister i løft og flytninger

Gennem mere end 30 år har vi specialiseret os i løft og flytninger af brugere under sikre og trygge forhold. Vores specialisering og erfaring har givet os en førende position inden for viden, teknik og metodologi.

Vores ambition er at udvikle verdens nemmeste, sikreste og mest effektive hjælpemidler til løft og flytninger.

Vores mål er at skabe den bedste løsning til vores kunder. Dette sammen med det faktum, at vi leverer verdens største og mest funktionelle udvalg af patientlifte, sejl og tilbehør, har gjort Liko til en verdensførende leverandør, der er repræsenteret i næsten 80 lande.

Hos Liko er vi altid fokuseret på kvalitet og arbejdsmiljø, og vi er selvfølgelig anerkendte inden for disse områder. Dette giver brugerne af vores produkter sikkerhed.

I denne brochure introducerer vi et udvalg af vores løsninger. I er velkomne til at kontakte os, så vi sammen kan finde frem til den bedste løsning for jer.





Dagligdagsrealiteter

"Lofthiften skåner vores rygge og giver de ældre en bedre hverdag."



"Der er mange årsager til, at vi er begejstrede for vores loflifte. Først og fremmest er det selvfølgelig **KAPACITETEN** til at løfte brugerne. Når man har adgang til en lift, føler man sig hurtigt privilegeret, når man står i et rum uden loflift.

Min erfaring er, at en loflift altid er ved hånden dér, hvor der er brug for den. Derfor bruges den ofte. Vi bruger vores loflifte flere gange om dagen hele året rundt, derfor er det vigtigt, at de er **LET TILGÆNGELIGE** og brugervenlige. Liften bliver da en hyppig procedure, hvilket er netop det, vi ønsker. Lofthiften er et sikkert og pålideligt hjælpemiddel, der gør livet nemmere for både brugeren og for os, som er beskæftiget inden for omsorgen.

Vi har set utallige rygskader, pga. forsøg på at løfte de ældre manuelt, hvilket er **BEKOSTELIGT** for alle involverede parter – både den skadede medhjælper samt arbejdsgiveren. Vores loflifte skåner vores rygge og giver de ældre en bedre hverdag."

Paula Nyberg, fysioterapeut,
Bergsunds plejehjem i Stockholm

At blive løftet er et højdepunkt på dagen for mange af de ældre på Bergsunds plejehjem.



Loftliftsystemer

Altid ved hånden – uden at optage gulvplads

Et loftliftsystem gør det muligt at løfte og flytte brugeren med så lidt anstrengelse og så meget sikkerhed som muligt, uanset rummets inventar.

En loftlift er altid ved hånden, og den er enkel og sikker at anvende – både for brugeren og for medhjælperen. Vores loftliftsystem er omfattende og består af mange komponenter. Dette er nødvendigt for at kunne løse selv de mest krævende installationsbehov.

Liftsystemerne passer til alle forhold og opfylder de største krav til funktion, sikkerhed og tilgængelighed.

Vi er altid behjælpelige med at vælge den rigtige løsning til jer.


Eksempler på anvendelsesområder

- Behandlingsrum
- Intensivafdelinger
- Hjemmepleje
- Rum-til-rum
- Toilet
- Svømmebassin
- Hospital/kirurgi
- Genoptræning/fysioterapi




Likorall er én af verdens mest anvendte loftliftmotorer.


LOFT MELLEMLØFT MED ET FASTMOTERET SKINNESYSTEM (ENKELTSKINNESYSTEM)




EKSEMPEL PÅ RUM-TIL-RUM FLYTNINGER



ET RUMDÆKKENDE SKINNESYSTEM DÆKKER HELE OMRÅDET



FRITSTÅENDE LØFTELØSNINGER





Likorall

Sikkerhed og teknologi på et højere plan

Hver dag løfter den titusindvis af brugere og skåner lige så mange rygge. Brugervenlighed, en oprigtig hensyntagen til sikkerhed og et gennemtænkt design, har gjort Likorall meget værdsat blandt både plejepersonale og brugere. Kombinationen af unik teknologi, pålidelighed og brugervenlighed gør Likorall til et klogt valg for alle indkøbere.

Et unikt sikkerhedssystem

- Patenteret sikkerhedscylinder SFS. Giver ekstra sikkerhed og sikrer selv hastighed og en kontrolleret nedsækning.
- SSP endestop.
- Løftebånd med tidobbelt sikkerhedsmargen.
- Sikkerhedslåse på løfttilbehøret.
- Mekanisk nødsækning (på visse modeller).
- Elektrisk nødsækning med batteri backup.
- Nødstopet opfylder de gældende krav i overensstemmelse med EN ISO 10535 og IEC 60601-1.

Rum-til-Rum

Likorall R2R muliggør en nem flytning af brugeren mellem to rum uden skinneforbindelse. Kontakt venligst Liko for yderligere oplysninger.

Fås i følgende modeller:

Likorall 200 | 242 S, S R2R, ES, ES R2R | 243 ES | 250 ES



Nem at oplade

Likorall oplades normalt med håndbetjeningen og en vægmonteret oplader, men den kan også oplades på et valgfrit sted langs skinnen.



Flytning af liftmotoren

Med den unikke snapkoblingskørevogn, kan Likorall nemt flyttes mellem rum, når behovene ændrer sig.

TEKNISKE OPLYSNINGER

Maks. belastning:	200-250 kg
Løfthastighed:	5 cm/s uden belastning
Løfteinterval:	180 - 200 cm
Nødsækning:	Elektrisk og mekanisk (på visse modeller)



Multirall

En loftlift til vekslende behov

I mange plejeomgivelser fx hospitaler og plejehjem er behovet for løftehjælpemidler i et rum midlertidigt, afhængig af den aktuelle patients fysiske tilstand. I dette tilfælde er en transportabel loftlift et godt alternativ til en mobilflift.

Multirall løfter op til 200 kg og kan - takket være snapkoblingssystemet og forlængerarmen - hurtigt og enkelt kobles af og på loftskinnesystemet. Dette gør det meget nemt at flytte liften mellem rum, uden brug af værktøj og fysisk anstrengelse.

Ved behov for at flytte en bruger mellem to rum, der ikke er forbundet med et skinnesystem, er Multirall en god og omkostningseffektiv løsning. Takket være den smarte løsning anvendes der kun én liftmotor, og brugeren kan flyttes mellem de to rum siddende i sejlet.

Vigtige egenskaber

- En fleksibel lift, der kan anvendes på forskellige måder.
- Nem at flytte uden brug af værktøj.
- Et sikkert indbygget sikkerhedssystem.
- Nyttigt tilbehør: Multirall kørevogn, forlængerarm etc.
- Store håndtag på begge sider af motoren.
- Et komplet skinnesystem, inklusiv de fritstående muligheder med FreeSpan.
- Kan anvendes med hele Likos tilbehørsserie.



Rum-til-Rum

Med en rum-til-rum strop mellem rummene kan flytninger foretages med blot én liftmotor.

TEKNISKE OPLYSNINGER

Maks. belastning:	200 kg
Løftehastighed:	6 cm/sek. uden belastning
Løfteinterval:	160 cm
Vægt:	8.7 kg inkl. batterier (1.9 kg)
Nødsækning:	Elektrisk og mekanisk



Multirall kørevogn

En praktisk kørevogn til flytning, montering og opbevaring af Multirall med tilbehør.



UltraTwin

Et liftsystem til overvægtige brugere

Løft af tunge brugere kræver specielt designet udstyr og specielle teknikker. Med en maks. belastning på op til 500 kg, klarer Likos system UltraTwin også meget tunge løft.

Takket være UltraTwins to interaktive liftmotorer, kan almindelige løft og flytninger udføres, og brugeren kan også placeres i en siddende, tilbagelænet eller liggende stilling.

Med tilbehøret UltraTwist, kan brugeren også roteres for fx at blive flyttet til et løftepunkt på en ret vinkel i sengen.

UltraTwin kan installeres permanent i et rum eller være fritstående i FreeSpan (se herunder). Maks. belastning: 400-500 kg.

Løftsystemet UltraTwin kan løfte op til 500 kg.

UltraTwin FreeSpan

Systemet UltraTwin fås også som en fritstående model for at dække midlertidige løftebehov eller for nemt at kunne flytte systemet. Løsningen hedder UltraTwin FreeSpan og fås med forskellige skinnelængder, og den kan installeres med forskellige afstande mellem skinnerne, for at imødekomme de forskellige løftebehov. UltraTwin FreeSpan fås også med et rumdækkende skinnesystem. Læs mere om FreeSpan på næste side.



UltraTwin FreeSpan i en smal installation til løft med et almindeligt sejl.



Til løft med UltraSling (op til 500 kg) er den brede installation den bedste løsning.



Der kræves også en bred installation mellem skinnerne til løft med UltraStretch.



FreeSpan

Et enkelt- eller rumdækkende skinnedsystem – det er jeres valg!

FreeSpan er en fleksibel løsning til de fleste loftliftsituationer. Liftsystemet er fritstående i rummet og stiller derfor ingen strukturelle krav til vægge eller loft. FreeSpan fås både med et enkelt- eller rumdækkende skinnedsystem (H-system), der fremstilles i aluminium, som findes i mange forskellige skinnedlængder.

FreeSpan enkeltskinnedsystem er udstyret med hjul, der giver en korrekt placering til løft og ved rengøring. Hjulene gør det også nemt at flytte liftsystemet mellem de forskellige rum. FreeSpan enkeltskinnedsystem installeres uden brug af værktøj.

FreeSpan rumdækkende skinnedsystem er et fritstående rumdækkende system, der gør det muligt at løfte brugeren mellem forskellige løftepunkter i rummet.

FreeSpan UltraTwin er en model, der er beregnet til overvægtige brugere. Læs mere om denne model på forrige side.

Vigtige egenskaber

- Kan installeres i alle tænkelige omgivelser.
- Enkelt- eller rumdækkende skinnedsystem (H-system).
- Flere liftskinnedlængder.
- Nemt at justere højde og bredde.
- Fremstilles af aluminium af miljø-, kvalitets- og designmæssige årsager.
- Valget af materiale gør det nemt at køre med FreeSpan, den er rustfri og nem at holde ren.



Et fritstående system er en glimrende løsning til midlertidige løftebehov.



FreeSpan enkeltskinnedsystem installeres uden nogen form for værktøj.



FreeSpan rumdækkende skinnedsystem dækker et stort rumareal.



FreeStand

FreeStand er et prisværdigt, fritstående system, der fås med forskellige skinnedbredder på op til 3.2 m. Systemet anvendes med en Likorall-motor og fremstilles i hvidt, pulverlakeret stål.

Kontakt venligst Liko for yderligere oplysninger.



Viking XS

Til smalle omgivelser

Med 54 cm er Viking XS én af de smalleste lifte på markedet, og den kan uden problemer passere snævre døråbninger og andre forhindringer.

Viking XS er en stabil og pålidelig mobillift, der er egnet til de mest almindelige løftesituationer, som fx til og fra toilet, til/fra sengen og en kørestol og til løft til og fra gulv.

XS er fremstillet af aluminium, som alle de andre Viking-lifte, og vejer kun 25 kg på trods af liftens maks. belastning på 160 kg.

Yderligere er aluminium miljøvenligt og nemt at holde rent.

Maks. belastning: 160 kg



Viking S

Lille, men stærk

Viking S er en lille og manøvreduktig mobillift med en meget høj ydeevne i forhold til den lille størrelse og lave vægt. Kan klare de mest almindelige løftesituationer, inkl. løft fra gulv.

Viking S har en elektrisk løftebevægelse og et mekanisk justerbart understel.

Maks. belastning: 160 kg



Den nye generation af mobillifte

Den viden, vi har indhentet gennem 30 års produktudvikling, har resulteret i en unik liftserie, der passer sammen og fuldender hinanden. Viking er parat til at løse mange varierende løftebehov i forskellige plejesituationer. Tilpasningsmulighederne er ligeså omfattende, som vores udvalg af tilbehør. Viking fås i 5 modeller, fra den mindste Viking XS til den superstærke Viking XL. Lad jeres behov være afgørende for, hvilken Viking I vælger.

Viking M

Den intelligente allround lift

Vi er overbevidste om, at Viking M vil blive jeres nye foretrukne lift! Efter 30 år med markedsførende produktudvikling, ved vi hvordan man designer den optimale mobillift.

Armlæn og en vægt kan købes som ekstraudstyr. Manøvredegtige hjul, et miljøvenligt batteri med udladningsbeskyttelse og en intelligent trådløs håndbetjening er standardudstyr.

Viking M har det meste af det bedste og kan klare de mest almindelige løftesituationer: Løft fra/til seng og stol, løft fra/til toilet, løft fra gulv, gangtræning og løft med en planløfter.

Takket være det nye Liko diagnosesystem, vil Viking M selv signalere, når det er tid til eftersyn, og I kan også se, hvor meget liften er blevet brugt.

Maks. belastning: 205 kg



TEKNISKE OPLYSNINGER

	Viking XS	Viking S	Viking M	Viking L	Viking XL
Maks. belastning:	160 kg	160 kg	205 kg	250 kg	300 kg
Vægt:	25 kg	25 kg	35 kg	40 kg	42 kg
Løfthastighed:	3 cm/sek.*	3.0 cm/sek.*	3.5 cm/sek.*	3.5 cm/sek.*	2.5 cm/sek.*

* uden belastning

Viking L

Stærk og nem at betjene

Viking L er en del mindre en storebroderen XL, men er utrolig manøvreduktig sammenlignet med dens løftekapacitet. Viking L er fremragende til almindelige løftebehov samt til løft af tungere brugere.

Som alle de andre modeller i serien, er Viking L meget manøvreduktig takket være den lave vægt og de letrullende hjul.

Maks. belastning: 250 kg



Viking XL

Til de mest krævende løft

Løft af tunge brugere indebærer et stort ansvar. Viking XL er udviklet særligt til svært overvægtige brugere, men kan også anvendes til mindre brugere.

Viking XL kan løfte patienter, der vejer op til 300 kg i et almindeligt sejl, et løftesejl/toiletsejl eller med FlexoStretch.

Løft fra gulv er intet problem: Viking XL kan også udstyres med armlæn til gangtræning og er også en god manøvrehjælp.

Takket være fremstillingen af aluminium vejer Viking XL kun 42 kg på trods af sin størrelse.

Den lave vægt og de letrullende hjul gør liften manøvreduktig – også med tunge brugere.

Maks. belastning: 300 kg





Uno er den foretrukne lift til mange forskellige løftesituationer.
I illustrationen løfter Uno 102 fra en kørestol.



Løft fra gulv er intet problem med Uno.



Uno 200 er startmodellen i serien Uno.

Uno

En foretrukken lift til de daglige løftebehov

De grundlæggende principper bag Unos design er velafprøvede og testede. Liko har udviklet disse koncepter og udstyret Uno med mange smarte funktioner. Takket være liftens enkle design og unikke egenskaber, er Uno hurtigt blevet en foretrukken lift på plejehjem og i hjemmeplejen.

Uno er den ideelle lift til de daglige behov. Den er brugervenlig og manøvreedygtig og giver god adgang til brugeren selv på badeværelser, hvor pladsen er begrænset. Serien Uno består af 6 modeller i forskellige størrelser og med forskellige egenskaber.

Vigtige egenskaber

- Flere forskellige justeringsmuligheder, der gør det nemt at tilpasse liftten til de forskellige løftesituationer, som fx højdeindstilling af løftemasten og justering af motorstempleet.
- Det smarte FlexLink (en ekstra forbindelsesarm, der øger afstanden til løftemasten) giver et næsten lodret løft og en større fleksibilitet ved løft fra gulv.
- Enkel, brugervenlig og med en sikker mekanisk nødsænkning.
- Elektrisk nødsænkning og nødhævning (på visse modeller).

Fås i følgende modeller:

Uno 100 EM, EE | 102 EM, EE, ES | 200

TEKNISKE OPLYSNINGER

Maks. belastning:	160 - 205 kg
Løfthastighed:	1.8 - 3.0 cm/sek. uden belastning (ES har to hastigheder: 3.0 og 2.0 cm/sek.)
Materiale:	Pulverlakeret stål
Vægt:	39 kg (Uno 100) 43 kg (Uno 102) 39 kg (Uno 200)



Golvo

Den komplette mobillift

Det kan ofte være vanskeligt at vælge blandt loftliftens funktionelle fordele og mobilliftens fleksibilitet. Med Golvo behøver I ikke længere at vælge – I får begge dele.

Med liftens patenterede løftesystem, tilbyder Golvo en uovertruffen fleksibilitet og alsidighed. Hemmeligheden er den praktiske løftestrop, som på en loftlift, der gør det muligt at tilpasse løftet nøjagtigt til den bruger, der skal løftes. Løftehøjden og pladsen i liften gør også Golvo særlig egnet til gangtræning, løft med en planløfter og løft fra gulv.

Som standard er Golvo udstyret med forskydelige armlæen, som kan bruges af både brugeren og medhjælperen. På tilbehørslisten er der mange produkter, som imødekommer de varierende løftebehov inden for sundhedsplejen.

En specialudgave af Golvo er tilpasset til lave senge. Vi kalder den for Golvo LowBase.

Vigtige egenskaber

- Lodret løftebevægelse – den nemmeste og mest logiske metode til personløft.
- Fleksibel løftestrop – tilpasser løftet nøjagtigt til den bruger, der skal løftes.
- Forskydelige armlæen, - som brugeren og medhjælperen kan holde i, og som giver en ekstra tryghedsfølelse.
- Parallel og ligesidet benspredning giver en nemmere adgang i langt de fleste situationer.
- Fremstillet i aluminium af miljø-, kvalitets- og designmæssige årsager.
- Valget af materiale gør det nemt at køre med liften, som er rustfri og nem at holde ren.

Fås i følgende modeller:

Golvo 7000 ES | 7007 ES | 7007 ES LowBase



Golvos design gør den særlig egnet til planløft.



Den fleksible løftestrop tilpasser liftten til patienten.

TEKNISKE OPLYSNINGER

Maks. belastning:	200 kg
Løfthastighed:	To hastigheder, 4.8 cm/sek. og 3.2 cm/sek. uden belastning
Materiale:	Aluminium
Vægt:	42 kg (Golvo 7000 ES) 44 kg (Golvo 7007 ES) 46 kg (Golvo 7007 LowBase)

LikoLight

Den alsidige letvægtslift

Til de, der har behov for en let mobillift, der er nem at folde sammen, har vi udviklet LikoLight. På trods af, at den stort set fungerer som enhver anden mobillift, er liftens yderligere fordel, at den kan tages med på rejser og er nem at opbevare. LikoLight kan hurtigt adskilles i 3 dele ved transport og opbevaring.

LikoLight er ideel til alle de mest almindelige løftesituationer, fx løft fra seng til kørestol, til og fra toilet og badekar eller til løft af en bruger, der ligger på gulvet.

LikoLight har en elektrisk hævnning og sænkning samt en mekanisk brenspreddning.

LikoLight TravelBags er praktiske tasker, der er fremstillet af et slidstærkt og blødt letvægtsmateriale.

Vigtige egenskaber

- Nem at folde sammen
- Nem at adskille i 3 dele (ingen dele vejer mere end 10 kg).
- Fremstillet i aluminium af miljø-, kvalitets- og designmæssige årsager.
- Valget af materiale gør det nemt at køre med liften, som er rustfri og nem at holde ren.
- Mekanisk nødsænkning
- Stabil og væltesikker.
- Ideel til rejser.
- En praktisk bordoplader kan købes som ekstraudstyr.



Nem at folde sammen.



Det er nemt og problemfrit at rejse med LikoLight takket være LikoLight TravelBags.

TEKNISKE OPLYSNINGER

Maks. belastning:	140 kg
Løfthastighed:	3,8 cm/sek. uden belastning
Materiale:	Aluminium
Vægt:	23 kg
Når liften er adskilt, vejer ingen af delene over 10 kg.	



Sabina med Komfortsejl og Comfortvest, der løfter uden på armene, er især egnet til brugere, der er følsomme ved underarmstryk.



Sabina II med Komfortsejl 350 og Liko Oprejsningsvest.



Med den rigtige model sejl, fungerer Sabina II også effektivt, når brugeren skal løftes i siddende stilling.

Sabina

Verdens bedste oprejsningslift

Sabina er en praktisk og alsidig oprejsningslift, der er beregnet til brugere, der aktivt kan deltage i oprejsningen.

Oprejsningen foretages ved hjælp af en oprejsningsvest, som løfter brugerens overkrop. Der findes flere typer oprejsningsveste, som opfylder brugernes individuelle behov. Fx kan vesten placeres under eller uden på brugerens arme.

Når brugeren står op, er det nemt og problemfrit at flytte brugeren til fx en kørestol eller til et toilet. Derved for brugeren en værdifuld ståtræning i forbindelse med flytningen.

Der findes 2 forskellige Sabina modeller, som adskiller sig med forskellige egenskaber:

Sabina 200 er en startmodel, som sin storesøster, der tilbyder en komfortabel, sikker og ergonomisk korrekt hævnings. Benstøtten kan justeres, og både løftebevægelsen og benspredningen er elektriske.

Med det aftagelige løftesejl åbner Sabina II op for nye muligheder. Således giver det bredere Komfortsejl mulighed for at tilpasse oprejsningen til især smertefølsomme brugere og brugere, der er lammet i den ene side. Sabina II kan endvidere anvendes til siddende løft med et almindeligt sejl fx i perioder, hvor brugerens styrke ikke er tilstrækkelig til en aktiv oprejsning.

Vigtige egenskaber

- Et stort udvalg af ekstraudstyr til de mange individuelle behov.
- Justerbar højdeindstilling til brugere i forskellig højde.
- Kan løfte under eller uden på armene (Sabina II).
- Kan anvendes til løft fra siddende-til-siddende stilling (Sabina II).
- Den nederste ben- og fodstøtte kan nemt fjernes ved behov.

Fås i følgende modeller:

Sabina II EM, EE | 200

■ TEKNISKE OPLYSNINGER

Maks. belastning:	160 - 200 kg
Materiale:	Pulverlakeret stål
Vægt:	42 - 44 kg



RollOn

Op at stå ved egen hjælp

RollOn er en oprejsningsstøtte til sikre flytninger til og fra siddende stilling. Den fungerer glimrende som en støtte til flytninger til og fra toilet eller mellem seng til stol. RollOn er også et godt alternativ til en kørestol i forskellige plejesituationer, når brugerens balance ikke er optimal, fx når brugeren skal flyttes for første gang efter en operation eller en fødsel.

RollOn er baseret på princippet om, at brugeren skal bruge sin egen styrke til at trække sig op i oprejst stilling. Når brugeren står op, er brugeren omgivet af en sikker og stabil støtte.

Vigtige egenskaber

- Stabil og sikker.
- Flere justeringsindstillinger, der giver en perfekt individuel tilpasning.
- Justerbar benspredning.
- De polstrede rygstøtter giver tryghed og sikkerhed og er nemme at anbringe.
- Fremstilles af aluminium af miljø-, kvalitets- og økonomimæssige årsager.
- Valget af materiale gør det nemt at køre med RollOn, den er rustfri og nem at holde ren.



Ved at tage fat i oprejsningsgrebene, kan brugeren selv trække sig op i oprejst stilling.



Benstøtten kan nemt justeres til den ønskede bredde. Fodstøtten er aftagelig, der gør rengøring nemmere.



De polstrede rygstøtter giver støtte og kan nemt anbringes af medhjælperen.

TEKNISKE OPLYSNINGER

Maks. belastning:	160 kg
Materiale:	Aluminium
Vægt:	24 kg

Handy Bælte er en god hjælp ved oprejsning af en bruger med RollOn. Læs mere på side 20.



Sejlet udgør halvdelen af løftet.

1. Planløft

Det er ofte svært kvæstede patienter, der har behov for at blive løftet plant. Vi har flere forskellige planløftere og adskillige metoder til fx intensiv pleje, operationer samt til patienter med rygskader og forbrændinger. Vi har også tilbehør til løft fra brikse og ambulancebærer.

2. Omplacering

Løft og omplacering af brugere er én af de oftest forekommende situationer ved sengen. Det er også arbejdsopgaven, der forårsager flest arbejdsrelaterede skader. Vi tilbyder flere forskellige hjælpemidler til at løse denne type opgaver.

3. Fra seng til stol

Det mest almindelige løftebehov hos de fleste patienter. Komfort, sikkerhed og tryghed er vigtige faktorer, der skal tages i betragtning. For at opnå det bedste resultat, skal løftesejlet også vælges med omhu.

4. Til/fra toilet

Løft af svært handicappede brugere til og fra toilet og samtidig være i stand til at klæde brugeren af, kræver gennemtænkte sejle, som giver en maksimal tilgang til kroppen – uden at gå på kompromis med sikkerheden.

5. Smerte-/trykfølsomhed

Smertefølsomme brugere skal løftes med største omhu. Blødt polstrede sejle og flerpunktsophængning medvirker til trykfordelingen.

6. Stå-/gangtræning

At være i stand til at stå oprejst og lægge vægten på ben og muskler, øger ikke blot velværet rent fysisk, men giver også tilfredsstillelse og øget selvsikkerhed. Likos løftetilbehør til ståtræning giver nye og spændende muligheder for at stå og gå under sikre og kontrollerede forhold.

7. Til/fra gulv

Det er ikke kun i de tilfælde, hvor en bruger er faldet, at der er behov for at løfte fra gulvet. Ved genoptræning er behovet for løft til og fra gulv stort. Med Likos lifte og et sejl, der støtter hele kroppen, foretages løftet så blidt som muligt for både bruger samt medhjælper.

At sejlet udgør halvdelen af løftet er et koncept, vi har arbejdet på i mange år. Uden et veltilpasset sejl, bliver løftet aldrig så problemfrit og blidt, som det burde. Dette er grundlaget i Likos filosofi, når vi udvikler vores sejle.

I næsten 30 år har vi studeret løftesituationer, og vi ved, at for at udvikle et optimalt sejl, er det nødvendigt at være opmærksom på alle brugerens funktioner og situationer – både fysisk og socialt. Vores viden på dette område giver Liko markedets mest funktionelle, sikre og komplette serie af sejle. Liko har sejl til enhver situation.

1 PLANLØFT



2 OMLACERING



3 FRA SENG TIL STOL



4 TIL/FRA TOILET



5 SMERTE-/TRYKFØLSOMHED



6 STÅ-/GANGTRÆNING**7** TIL/FRA GULV**8** LØFT OG HOLD**8. Løft og hold**

Selv løft og understøttelse af en arm eller et ben kan være en tung opgave, som bliver nemmere ved at anvende en patientlift. Vi tilbyder specielfremstillet løfteudrustning til netop denne opgave.

9. Bad og brusebad

Liko's sejl til bad og brusebad er fremstillet i et gennemtrængeligt plastbehandlet netmateriale. De fås i flere forskellige modeller for optimalt at opfylde brugerens individuelle behov for støtte og komfort.

9 BAD OG BRUSEBAD**10** BENAMPUTATIONER**11** LØFT AF BØRN**10. Benamputationer**

Liko har flere forskellige metoder til løft af benamputationspatienter. Den valgte model afhænger af graden af amputationen og løftesituationen.

11. Løft af børn

Børn er ikke små voksne. Løftebehovene ved genoptræning er ofte meget anderledes og kræver meget omhu og særlige færdigheder. Hos Liko har vi stor erfaring inden for dette område og udvikler konstant nye metoder.

12. Éngangssejl

At undgå at anvende det samme sejl til flere brugere, er en forebyggende foranstaltning i kampen mod multiresistente bakterier. Derfor har Liko udviklet Solo éngangssejlet Solo.

12 ÉNGANGSSEJL**13** TIL/FRA SVØMMEBASSIN**14** SVÆRT OVERVÆGTIGE PATIENTER**13. Til/fra svømmebassin**

Løft af brugere til et svømmebassin er muligt, når de sidder på en bade stol eller i et passende sejl, der er fremstillet i et gennemtrængeligt plastbehandlet netmateriale.

14. Svært overvægtige brugere

Løft af svært overvægtige brugere kræver både specialdesignet løfteudrustning og særlige teknikker. Vi har produkter til løft og omplacering af brugere, der vejer op til 500 kg.



Handy Glidlet bred model er et godt hjælpemiddel til hurtige flytninger mellem fx en seng og en briks.



Påsætningen af et sejl bliver nemmere med Handy Glidelagen.



Et Handy Bælte, som brugeren og medhjælperen kan holde fast i, giver bedre arbejdsstillinger.

Handy

Korte og enkle flytninger

Enkle hjælpemidler, som altid er ved hånden. Sådan kunne man sammenfatte Likos nye produktserie Handy. I serien findes der flere manuelle hjælpemidler, som fuldstændiggør vores brede udbud af personlifte og tilbehør.

Handy Glidelagen og Handy Glidlet

Handy Glidelagen er et glimrende hjælpemiddel, som støtter påsætning af løftesejl, særligt på svært overvægtige brugere, smertefølsomme brugere samt på brugere med kontrakturer.

Handy Glidlet anvendes til mindre flytninger i sengen og fås i 3 forskellige modeller til forskellige anvendelsesområder.

Vigtige egenskaber

- En utrolig god glidekapacitet – selv efter flere vask.
- Praktiske greb og lommer gør flytningen nemmere.
- Brugerens egen styrke bruges maksimalt.

Handy Bælte

Handy Bælte anvendes til brugere med nedsat bevægelighed, men som alligevel behøver en minimal hjælp til selv at foretage flytningen. De praktiske håndtag giver et bedre greb og en bedre arbejdsstilling end rent manuelle teknikker.

Situationer, hvor Handy Bælte bør anvendes er fx ved flytninger fra siddende til stående, fra siddende til siddende og som støtte ved stå-/gangtræning.

Vigtige egenskaber

- Anvendes sammen med eller i stedet for mekaniske hjælpemidler.
- De praktiske håndtag rundt om bæltet giver det bedst mulige greb for brugere og medhjælpere.
- Farvemarkeringerne indikerer størrelsen.



Løft med omhu

Hensynet til de personer, vi udvikler vores produkter til, har fra starten været vores vigtigste ledetråd. Medhjælpere og pårørende anvender vores løsninger til at løfte og flytte brugere på en enkel, sikker og effektiv måde. De ældre, syge og handicappede, som løftes og flyttes ved hjælp af vores produkter, føler sig sikre, trygge og komfortable.

Det er et stort ansvar og et privilegium at blive betroet at hjælpe disse personer til at få en nemmere dagligdag, og det er med disse personer i tankerne, at vi udvikler nye innovative løsninger til sikre løft.



Specialister i løft og flytninger

Gennem mere end 30 år har vi specialiseret os i løft og flytninger af brugere under sikre og trygge forhold. Dette har givet os en førerposition inden for viden, teknik og metodologi, som vi har brugt til at fremstille verdens mest komplette serie af patientlifte, sejl og tilbehør.

Vi analyserer jeres behov og leverer en passende løsning. Vi tilbyder også undervisning og et løbende samarbejde for at oplyse personale og brugere om sikre forhold ved løft og flytninger.

Siden 2008 har vi været en del af Hill-Rom Group, som tilbyder komplette løsninger til forskellige typer plejesituationer. På hjemmesiderne www.hill-rom.com og www.liko.com kan du læse mere om os og vores produkter.

www.liko.com

Fabrikant
Liko AB
Nedre vägen 100,
SE-975 92 Luleå, Sweden
info@liko.se
www.liko.com

Forhandler i Danmark:
A.P Botved
Nørrelundvej 5
DK-2730 Herlev
Tlf: 80 37 37 37
Fax: 70 20 37 37
info@botved.dk
www.botved.dk

 **Liko**
A **Hill-Rom** Company