

XXL-Rehab Low Air Loss madras

Dynamisk Low Air Loss helmadras til bariatriske brugere

XXL-Rehab Low Air Loss madras er specielt udviklet til bariatriske brugere, der har tryksår stadie 0-4.

XXL-Rehab Low Air Loss helmadras kan med fordel anvendes på sygehuse, på institutioner og i hjemmeplejen. Er ideel til den bariatriske bruger, som har tryksår stadie 0-4, eller som er i høj risiko for at udvikle tryksår.

Low Air Loss systemet er helt unik til den bariatriske bruger, fordi Low Air Loss med sin konstante luftcirkulation under bruger sikrer et tempereret og meget tørt miljø. Derudover giver madrassen maksimal trykaflastning ved at give brugeren støtte over den størst mulige liggeflade med det lavest mulige tryk, uden at gå på kompromis med stabilitet og komfort.

Low Air Loss systemet fungerer kun sammen med det helt specielle anti-bakterielle betræk, som tillader luft at komme gennem betrækket, så brugeren nærmest bæres af luft, samtidig med at sengemiljøet holdes rent og tørt.

Madrassen

- Består af 20 celler (21 cm høje).
- Består af en 5 cm skum undermadras, som sikrer, at bruger ved strømsvigt eller lignende ikke kommer i kontakt med sengens bund.

Betræk

- 2-vejs strækbart, inkontinens betræk og samtidig luftgennemtrængeligt.

Pumpen

- Kan i løbet af sekunder puste hele madrassen op.
- Er forsynet med et let forståeligt display.
- Har Autofirm som gør madrassen statisk i op til 20 minutter, hvorefter den automatisk vender tilbage til normal indstilling. Bruges ved pleje af bruger i sengen.
- Har Siddefunktion som sikrer, at madrassen yder maksimal trykaflastning, selv når bruger sidder i sengen.
- Har audiovisuel alarm ved fejl som strømsvigt og lufttab.



Kan med fordel anvendes til...

Bariatriske brugere med et længerevarende sengeforløb.

Bariatriske brugere, der har det meget varmt og som på grund af deres overvægt eller anden sygdom kun kan lejres i én stilling.

Til den bariatriske bruger, der har brug for et meget tørt og rent sengemiljø.

Intensivpatienter.

TRYKAFLASTNING
SMERTE – BARIATRI

SPECIFIKATIONER

XXL-REHAB LOW AIR LOSS MADRAS

Brugervægt max.	350 kg
Længde	200 cm
Bredde	90 / 100 / 120 cm
Højde	26 cm
Madrassens vægt	12 / 16 kg
Pumpens vægt	4,6 kg
Pumpens mål	36 x 30 x 17 cm
Sektionsopdelt madras	Ja
Alarm ved lufttab	Ja
Alarm ved strømsvigt	Ja
Batteribackup	Nej
Lyntømningsfunktion	Ja
Statisk funktion	Ja
Anvendelig direkte på sengebund	Ja
Anvendelig til indstillelig sengebund	Ja
Brandhæmmende betræk	Ja
Inkontinens betræk	Ja
Allergivenligt betræk	Ja
Vask- og desinficerbart betræk	Ja
Tryksårsforebyggende stadie	0-4
Betræk	100% nylon med PU bagside
Celler	100% nylon med TPU laminering
Pumpe	ABS flamme resistent UL
ISO - klassifikation	ISO 18 12 18 - 28



Kræver høje sengeheste.

BESTILLING

Model	Længde cm	Bredde cm	Højde cm	Varenummer	HMI
XXL-Rehab Low Air Loss madras med Pumpe	200	90	26	0242-090-200	70873
XXL-Rehab Low Air Loss madras med Pumpe	200	100	26	0242-100-200	36576
XXL-Rehab Low Air Loss madras med Pumpe	200	120	26	0242-120-200	36580
Tilbehør					
Betræk standard til XXL-Rehab Low Air Loss	200	90	26	0242-999-019	
Betræk standard til XXL-Rehab Low Air Loss	200	100	26	0242-999-020	
Betræk standard til XXL-Rehab Low Air Loss	200	120	26	0242-999-021	