

A large blue circle containing the text 'Silva og Trebo Sejlkatalog'.






Silva og  
Trebo  
Sejlkatalog














## **Kontakt Ergolet**


Silva og Trebo sejl er ikke lagervarer og der må forventes længere leveringstid.



Ergolet sejl				
Helsejl	Vare nr.	Str.	HMI-nr.	Varetekst
	005-03550	XS	41386	<b>Classic blå sejl</b> Til ældre og handicappede brugere. Forflytninger fra seng til stol, stol til stol mv. Sejlet er fremstillet i tyndt sejlstof. Beregnet til brug m. 2 punktsåg. Sejlet kan vaskes ved max 90°. Max brugervægt: 200 kg.
	005-03551	S	41387	
	005-03552	M	41388	
	005-03553	L	41389	
	005-03554	XL	41390	
	007-03152	-	24828	<b>Ergolet løftebånd</b> Kan benyttes til alle brugere. Må ikke anvendes sammen med lift. Anvendes hvor der er brug for en "ekstra hånd". Skummateriale forhindrer at båndet glider på tøj og hud. Båndet kan vaskes ved max 40°.
	007-03400	L	29099	<b>Sædesejl og stropper</b> Sejlet hjælper klienten med at få en oprejst stilling når Ergolets ståløfter anvendes. Supplement til brystsejl. Må ikke anvendes uden brystsejl. Sejlet kan vaskes ved max 40°.
	007-03401	M	29098	
	007-03151	-	44584	<b>Hemi armslynge</b> Til brugere med ensidig lammelse, og som har brug for støtte under brug af ståløfter. Det kan være en fordel at krydse sejlet hen over brystet, således at armen støtter mod brystet. Slingen kan vaskes ved max 40°.
	007-05001	S	36447	<b>Sinanco sikkerhedsbælte</b> Til situationer, hvor der er fare for at falde ud af stol eller kørestol. Fastgøres stolen og spændes derefter rundt om brugeren. Blødt anti-glid materiale. Bæltet kan vaskes ved max 40°.
	007-05002	M	42283	
	007-05003	L	42284	





Silva sejl				
Brystsejl	Vare nr.	Str.	HMI-nr.	Varetekst
	003-03607	XXXS	55278	<b>Brystsejl</b> Må kun anvendes sammen med ståløfter. Til brugere med god styrke i overkrop samt ståfunktion. Sejlet er velpolstret og meget komfortabelt. De to spænder øger sikkerheden. Stropper er udstyret med farvemarkering. Ryggen er lidt elastisk der forbedrer støtten. Max brugervægt: 220 kg. Sejlet kan vaskes ved max 95°.
	003-03606	XXS	36283	
	003-03600	XS	32598	
	003-03601	S	21029	
	003-03602	M	21030	
	003-03603	L	21031	
	003-03604	XL	21032	
	003-03605	XXL	33073	
	003-04000	S	25961	<b>Brystsejl m. delt mavebælte</b> Se beskrivelse for brystsejl. Det delte mavebælte gør sejlet velegnet til brugere med runde maver. Det ene bælte placeres over maven og det andet under maven.
	003-04001	M	32787	
	003-04002	L	32788	
	003-04003	XL	32789	
	008-03611	S	34997	<b>Fleece sejl</b> Må kun anvendes sammen med ståløfter. Til brugere med god styrke i overkrop samt ståfunktion. Velpolstret og komfortabelt. Velcrofiksering i sikkerhedsbælte gør at brugeren skal have god ståfunktion. Max brugervægt: 220 kg. Sejlet kan vaskes ved max 60°.
	008-03612	M	25127	
	008-03613	L	25126	
	008-03614	XL	25128	
	008-03615	XXL	45596	



Toiletsejl				
Toiletsejl	Vare nr.	Str.	HMI-nr.	Varetekst
	001-03609	XXXS	36277	<b>Universalsejl</b> Til korte løft af brugere med god kontrol af overkrop og god kontakt. Beregnet til brug m. 2 punktsåg. Sejlet er velpolstret og meget komfortabelt. Udstyret med både spænde og velcro til lukning af sikkerhedsbælte. Max brugervægt: 220 kg. Sejlet kan vaskes ved max 95°.
	001-03608	XXS	32786	
	001-03607	XS	32785	
	001-03601	S	21387	
	001-03602	M	21386	
	001-03603	L	21385	
	001-03604	XL	21384	
	001-03605	XXL	42285	




Helsejl	Vare nr.	Str.	HMI-nr.	Varetekst
				<b>Hi-easy sejl</b>
	009-03501	S		Til generelle forflytninger. Omkranser brugeren og giver helstøtte. Bendelen kan samles under begge ben for klienter der ikke tåler adskilte ben. Særlig god støtte i en tilbagelænet situation. Velegnet til brug m. 2- 3- eller 4 punktsåg. Max brugervægt: 220 kg. Sejlet kan vaskes ved max 95°.
	009-03502	M		
	009-03503	L		
	009-03504	XL		
				<b>Hi-easy sejl - net</b>
	009-03531	S		Se beskrivelse for Hi-easy. Sejlet i net er velegnet i badesituationer, da det tørrer hurtigt.
	009-03532	M		
	009-03533	L		
	009-03534	XL		
	005-03499	XXS		<b>Universal deluxe</b>
	005-03500	XS		Til generelle forflytninger. Dette sejl kan anvendes til mange forskellige brugere med forskellige lidelser. Konsulter Ergolet for yderligere detaljer herom. Velegnet til brug m. 2- 3- eller 4 punktsåg. Max brugervægt: 220 kg. Sejlet kan vaskes ved max 95°.
	005-03501	S		
	005-03502	M		
	005-03503	L		
	005-03504	XL		
	005-03521	XXL		
				<b>Universal deluxe - net</b>
	005-03510	XXS		Se beskrivelse for Universal Deluxe. Sejlet i net er velegnet i badesituationer, da det tørrer hurtigt.
	005-03522	XS		
	005-03511	S		
	005-03512	M		
	005-03513	L		
	005-03514	XL		
				<b>Universal deluxe m. nakkestøtte</b>
	005-03505	XS		Se beskrivelse for Universal Deluxe. Nakkestøtten gør sejlet velegnet til brugere med dårlig eller ingen hovedkontrol.
	005-03506	S		
	005-03507	M		
	005-03508	L		
	005-03509	XL		
	005-03515	XXL		
				<b>Universal deluxe m. nakkestøtte - net</b>
	005-03523	XXS	61820	Se beskrivelse for Universal Deluxe. Sejlet i net er velegnet i badesituationer, da det tørrer hurtigt. Nakkestøtten gør sejlet velegnet til brugere med dårlig eller ingen hovedkontrol.
	005-03524	XS	61817	
	005-03516	S	44172	
	005-03517	M	44171	
	005-03518	L	44170	
	005-03519	XL	44151	
				<b>Sit-On deluxe sejl</b>
	005-04014	S	44694	For brugere der sidder på sejlet i længere perioder Bemærk: S (meget tyndt materiale, max brugervægt 64 kg) – M/L/XL (kraftigt materiale, max brugervægt 220 kg). Beregnet til brug m. 2 punktsåg. Sejlet kan vaskes ved max 71°.
	005-04015	M	44548	
	005-04016	L	44543	
	005-04017	XL	44550	
	005-04018	XXL	61861	
				<b>Ultra Comfort sejl</b>
	005-04004	XS	44695	For brugere der sidder på sejlet i længere perioder. Max brugervægt: 160 kg. Sejlet kan vaskes ved max 40°.
	005-04000	S	44544	
	005-04001	M	44545	
	005-04002	L	44546	
	005-04003	XL	44547	



				<b>Long seat sejl</b>
	005-03560	S	40577	Sejlet er fremstillet i et blødt materiale, som gør sejlet velegnet til brugere der skal sidde læneger tid i sejlet. Specielt til børn og unge multihandicappede. Vær opmærksom på varmeudvikling.
	005-03561	M	44659	
	005-03562	L	44662	
	005-03563	XL	61823	
	005-03564	XXL	61824	



				<b>Børnesejl</b>
	008-03610	-	25113	Til handicappede børn. Sejlet omkranser barnet og giver helstøtte. Anvendes til generelle forflytningssituationer. Kan anvendes med uden plysbetræk. Beregnet til brug med 2-punktsåg. Sejlet kan vaskes ved max 60 grader.
				<b>Quiltet børnesejl</b>
	008-03609	-	40575	Til handicappede børn. Sejlet omkranser barnet og giver helstøtte. Anvendes til generelle forflytningssituationer. Kan anvendes med uden plysbetræk. Beregnet til brug med 2-punktsåg. Sejlet kan vaskes ved max 60 grader.


Gåselesejl	Vare nr.	Str.	HMI-nr.	Varetekst
				<b>Gåselesejl uden strop</b>
	006-03138	XXS	36296	Anvendes til gangtræning hvor ekstra støtte er nødvendig. Modellen uden strop kan anvendes til både damer og herre. Max brugervægt: 220 kg. Sejlet kan vaskes ved max 95 grader.
	006-03139	XS	32795	
	006-03140	S	32796	
	006-03141	M	32797	
	006-03142	L	32798	
006-03143	XL	36295		
				<b>Gåselesejl - damemodel</b>
	006-03119	XXS	44339	Anvendes til gangtræning hvor ekstra støtte er nødvendig. Damemodellen er udstyret med en enkelt flap, der fastgøres med klik-spænder. Max brugervægt: 220 kg. Sejlet kan vaskes ved max 95 grader.
	006-03120	XS	44338	
	006-03121	S	44337	
	006-03122	M	44336	
	006-03123	L	44335	
006-03124	XL	44334		
				<b>Gåselesejl - herremodel</b>
	006-03107	XXS	44328	Anvendes til gangtræning hvor ekstra støtte er nødvendig. Herremodellen er udstyret med dobbelt-flap, der fastgøres med klik-spænder. Max brugervægt: 220 kg. Sejlet kan vaskes ved max 95 grader.
	006-03100	XS	44329	
	006-03101	S	44330	
	006-03102	M	44331	
	006-03103	L	44332	
006-03104	XL	44333		
<b>Diverse sejl</b>	<b>Vare nr.</b>	<b>Str.</b>	<b>HMI-nr.</b>	<b>Varetekst</b>
				<b>Benløfter sejl</b>
	007-03409	-	44139	Til sårbehandling. Et nyttigt tilbehør i plejesituationer. Bredde 220 mm, længde 1150 mm. Manuel brug. Bruges med loftlift eller personlift.
				<b>Liggesejl</b>
	006-03146	S	44586	For brugere der har brug for at ligge udstrakt på ryggen under forflytning.
	006-03147	M	44587	
	006-03148	L	44588	

				<b>Manuel løftesele</b>
	007-04101	S	25123	Manuel hjælp ved forflytnings situationer.
	007-04102	M	36300	
	007-04103	L	25124	
	007-04104	XL	36301	
<b>Trebo sejl</b>				
<b>Brystsejl</b>	<b>Vare nr.</b>	<b>Str.</b>	<b>HMI-nr.</b>	<b>Varetekst</b>
				<b>Brystsejl</b>
	003-03574	S	25111	Må kun anvendes sammen med ståløftere. Til brugere med god styrke i overkrop samt ståfunktion. Elastisk sikkerhedsbælte giver en god fiksering. Sejlet kan vaskes ved max 85 grader. Max-brugervægt: 200 kg.
	003-03575	M	25110	
	003-03576	L	25109	
	003-03577	XL	36133	

<b>Badesejl</b>	<b>Vare nr.</b>	<b>Str.</b>	<b>HMI-nr.</b>	<b>Varetekst</b>
				<b>Badesejl - lav ryg</b>
	002-04116	XS	61816	Generelle forflytningssituationer og badesituationer. Velpostret, kraftigt net/bademateriale. Beregnet til brug med 2-punktsåg. Max-brugervægt: 200 kg. Kan vaskes ved max 85 grader
	002-04106	S	32790	
	002-04104	M	13308	
	002-04101	L	14068	
	002-04117	XL	14069	
				<b>Nakkestøtte - badesejl</b>
	002-04110	-	44579	Anvendes sammen med badesejl med lav ryg.
				<b>Badesejl - høj ryg</b>
	002-04160	XS	44551	Generelle forflytningssituationer og badesituationer. Velpostret, kraftigt net/bademateriale. Den høje ryg giver den nødvendige støtte til nakken. Beregnet til brug med 2-punktsåg. Max-brugervægt: 200 kg. Kan vaskes ved max 85 grader
	002-04158	S	44552	
	002-04156	M	44553	
	002-04154	L	44554	
	002-04152	XL	44555	
	002-04151	XXL	53434	

<b>Standardsejl</b>	<b>Vare nr.</b>	<b>Str.</b>	<b>HMI-nr.</b>	<b>Varetekst</b>
				<b>Blå standardsejl - lav ryg</b>
	000-03523	XS	42291	Sejlet er velpostret og har en naturlig stivhed, hvilket gør sejlet nemt at påsætte og giver en ekstra god støtte under forflytningen. Beregnet til brug med 2-punktsåg. Max-brugervægt: 200 kg. Sejlet kan vaskes ved max 85 grader.
	000-03524	S	16621	
	000-03525	M	14070	
	000-03526	L	14071	
	000-03527	XL	16620	
	000-03528	XXL	42290	
				<b>Nakkestøtte til standardsejl</b>
	000-03522		44578	Anvendes sammen med standardsejl med lav ryg eller amputationsejl.

				<b>Blå standardsejl - høj ryg</b>
	000-03162	XXS	61815	Sejlet er velpolstret og har en naturlig stivhed, hvilket gør sejlet nemt at påsætte og giver en ekstra god støtte under forflytningen. Den høje ryg giver den nødvendige støtte til nakken. Beregnet til brug med 2-punktsåg. Max-brugervægt: 200 kg. Sejlet kan vaskes ved max 85 grader.
	000-03163	XS	42286	
	000-03164	S	32791	
	000-03165	M	32792	
	000-03167	L	32793	
000-03168	XL	32794		
				<b>Blå universalsejl (toiletsejl)</b>
	001-03564	S	25108	Sejlet har en stor åbning, som gør det velegnet i toiletsituationer. Sejlet er velpolstret og har en naturlig stivhed, hvilket gør sejlet nemt at påsætte og giver en ekstra god støtte under forflytningen. Beregnet til brug med 2-punktsåg. Max-brugervægt: 200 kg. Sejlet kan vaskes ved max 85 grader.
	001-03565	M	25107	
	001-03566	L	25106	
	001-03567	XL	32856	

Amputationssejl	Vare nr.	Str.	HMI-nr.	Varetekst
				<b>Blå amputationssejl</b>
	004-03549	XS	42288	Komfortabelt, velpolstret sejl. Udformet som standardsejl, men med ekstra kraftige benstropper. Tilbehør: Nakkestøtte til standardsejl. Beregnet til brug med 2-, 3- eller 4-punktsåg. Max-brugervægt: 250 kg. Sejlet kan vaskes ved max 85 grader.
	004-03550	S	36298	
	004-03551	M	14065	
	004-03552	L	14065	
	004-03553	XL	36299	
004-03554	XXL	42289		



## Kontakt Ergolet

Silva og Trebo sejl er ikke lagervarer og der må forventes længere leveringstid.

# GLOBALT SAMARBEJDE

Vi er en global virksomhed, som også tænker og agerer lokalt. Vores salgs- og administrative hovedkvarter ligger i Danmark, vores største produktionsfacilitet er i Polen. Vi har salgs-, service- og distributionscentre i Storbritannien og Polen.

Med stort fokus på innovativt skandinavisk design tilbyder Ergolet sundhedssektoren et komplet udvalg af løsninger til forflytning for patienter, plejere og institutioner. Ergolet forsøger hele tiden at udvide udvalget af egne fremstillede produkter med komplementerende produkter fra udvalgte partnere, som er lige så dedikerede som vi selv, når det handler om at opretholde høj kvalitet, sikkerhed og funktionalitet i forflytningssituationen.

Ergolet skal leve op til høje krav:

Vi skal gøre os fortjent til vore kunders **tillid**

Altid tage **sikkerhed** alvorligt

Tilstræbe høj **kvalitet**

Finde **innovative** løsninger på vegne af vores kunder

Være førende i **design** af funktionelle mobilitetsløsninger som er tro mod vores skandinaviske rødder

## Kontakt os

Ergolet  
Tårnborgevej 12C  
4220 Korsør

+45 70 27 37 20  
ergolet@ergolet.dk  
www.ergolet.com

