

Et system
flere forbindelser





Tv | Telefon | **Mobil** | Computer | Musik | Mikrofon

ConnectLine til nem kontrol

...og til sikre håndfri samtaler,
når man er på farten



Oticon Streamer er ikke kun en fjernbetjening, som brugeren kan justere høreapparaternes lydstyrke med...

Oticon ConnectLine er et system for brugere, som ønsker at få endnu mere ud af deres høreapparater i flere situationer end nogensinde før. Oticon Streamer giver brugeren fuld kontrol - ikke kun over programskift eller justering af lydstyrken, men også over en række eksterne lydkilder som musikafspillere, computere, telefoner m.fl..

...den kan også tilsluttes til en **mobiltelefon**, så det er nemt og sikkert at telefonere, når man er på farten

Med Streameren er det lige så nemt for høreapparaturbrugere at benytte mobiltelefonen som for alle andre. Brugeren kan besvare opkald ved et enkelt tryk på Streamerens telefon-knap. Samtalen bliver sendt direkte til høreapparaterne, uden at brugeren behøver røre selve mobiltelefonen. Streameren har en indbygget mikrofon, så brugeren bare skal tale normalt. Da samtalen bliver streamet direkte til høreapparaterne, bliver hørbarheden optimal selv på en trafikeret gade eller på en restaurant.



ConnectLine

til en afslappet tilværelse

Tv | Telefon | Mobil | Computer | Musik | Mikrofon



Oticon ConnectLine lader brugerne høre fjernsynet på deres foretrukne lydstyrke...



Med **ConnectLine tv-adapter** kan brugerne nyde deres favoritudsendelser på en ny og nemmere måde. Brugeren får lyden direkte i høreapparaterne ved deres foretrukne lydstyrke. Lyden på selve fjernsynet kan nu forblive indstillet på et niveau, så det også passer resten af familien.

ConnectLine tv-adapter, som tilsluttes direkte til scart- eller audioudgangen på fjernsynet, sender signalet i realtid til begge høreapparater via Streameren, hvilket giver en mere behagelig lytteoplevelse.

...uden at gå glip af vigtige opkald fra familie og venner




ConnectLine telefon-adapter er en integreret telefon-løsning. Hvis fastnet-* eller mobiltelefonen ringer, når fjernsynet er tændt, hører brugeren en ringetone i høreapparaterne og kan vælge at besvare eller afvise opkaldet ved at trykke på telefon-knappen på Streameren. Når telefonsamtalen er slut, skifter høreapparaterne over til fjernsynslyden automatisk.

* kræver **ConnectLine telefon-adapter**

ConnectLine telefon-adapter, som tilsluttes parallelt med en eksisterende fastnettelefon, sender samtalen trådløst til høreapparaterne via Streameren. Brugers stemme opfanges af den indbyggede mikrofon i Streameren og sender signalet til **ConnectLine telefon-adapter**.

ConnectLine til en privat samtale blandt mange mennesker

Tv | Telefon | Mobil | Computer | Musik | **Mikrofon**



15 meter

Med den unikke **ConnectLine Mikrofon** kan høreapparaturbrugere nu endelig deltage i begivenheder med mange mennesker på lige fod med alle andre

Med ConnectLine mikrofon kan brugerne nu føre en klar og tydelig en-til-en-samtale i situationer med mange mennesker eller støj på samme vilkår som alle andre. Den diskrete ConnectLine mikrofon, bæres af den, høreapparaturbrugeren taler med. Mikrofonen tilslutter trådløst til Streameren og lader brugeren høre talerens stemme direkte i høreapparaterne. Lytteevnen forbedres drastisk, selv i situationer, hvor det tidligere har været vanskeligt eller ligefrem umuligt at føre en samtale.

ConnectLine

til håndfri samtale

Tv | Telefon | Mobil | Computer | Musik | Mikrofon

ConnectLine gør det muligt at tale frit, mens man kører bil – enten med de andre i bilen via ConnectLine mikrofon, eller håndfrit i **mobiltelefonen...** uden at det går ud over sikkerheden

En samtale i bilen regnes som en af de vanskeligste lyttesituationer – både samtale med andre i bilen eller over telefonen. ConnectLine kan løse disse problemer.

At tale ansigt til ansigt er stort set umuligt i en bil, så mundaflæsning er umulig. Problemerne bliver desuden endnu større, da lyden reflekteres af vinduerne og der er vej- og vindstøj.

ConnectLine mikrofon løser en del af disse problemer. Medpassageren bærer mikrofonen, så hans/hendes stemme bliver streamet direkte til høreapparaterne. Dette betyder, at samtalen kan føres nemt og tydeligt, uden at man skal vende sig mod den, der taler. Den håndfrie tilslutning til mobiltelefon via Streameren er selvsagt vigtigst i bilen.

Systemet er designet til nem, sikker brug med Streameren lige til at komme til, da man bærer den om halsen i den inkluderede halsstrop. For at besvare et opkald skal brugeren kun trykke på telefon-knappen på Streameren for at modtage opkaldet. Høreapparaterne sammen med den indbyggede mikrofon i Streameren fungerer nu som et håndfrit headset – så brugeren kan tale nemt og sikkert uden at tage hænderne fra rattet eller øjnene fra vejen. Når samtalen er slut, tilsluttes mikrofonen igen automatisk.



ConnectLine

når høreapparater ikke helt er nok

Tv | Telefon | Mobil | Computer | Musik | Mikrofon




ConnectLine er det ideelle supplement til Oticon høreapparater, så høreapparatbrugere kan deltage aktivt i stort set alle situationer

ConnectLine er et system, som giver kontrollen tilbage til høreapparatbrugere - uanset hvad de laver, eller hvor de er. ConnectLine forbedrer kommunikationsmulighederne på tværs af forskellige medier. Samtaler ansigt til ansigt bliver tydeligere. At høre fjernsynet, lytte til musik og tale i telefon bliver nemmere end nogensinde før.

At ConnectLine giver flere flere tilslutningsmuligheder er et faktum, men det giver også en rar følelse af at kunne være involveret og i tættere kontakt med omverdenen. Resultatet bliver større handlekraft dvs. mulighed for at kommunikere naturligt og deltage aktivt på lige fod med alle andre uanset situation.



ConnectLine - nemt og effektivt



Total underholdning

Med **ConnectLine tv-adapter** kan brugerne nu få glæde af en total fjernsynsoplevelse. Nuancer, stemmelejer, intonation og andre lydasperker kan være lige så nødvendige for den totale oplevelse som selve taleforståelsen. Med ConnectLine tv-adapter får brugeren disse detaljer med, så han/hun får fat i pointerne, fornemmer dramaet og får del i den totale underholdning som resten af familien.



ConnectLine tv-adapter tilsluttes direkte til fjernsynets scart- eller audioudgang og sender lyden direkte til brugerens høreapparater via Streameren.

Kontakt til familie og venner

Kommunikation med familie og venner er fundamental for vores velbefindende. Med **ConnectLine telefon-adapter** er det nu muligt for høreapparatbrugere nemt og tydeligt høre, hvad der bliver sagt i telefonen. De behøver ikke længere bekymre sig over, om de misser et vigtigt opkald eller går glip af vigtige detaljer.



Telefon-adapteren tilsluttes parallelt til klientens eksisterende fastnettelefon(er), og forvandler dermed brugerens høreapparater til et trådløst headset.

Frihed til kommunikation på farten

ConnectLine giver høreapparatbrugere mulighed til et liv på farten. De kan være sikre på at være i kontakt med omverden, ligegyldigt om det er i bilen, på gaden, derhjemme eller udenlands - klart og tydeligt, sikkert og nemt.



Streameren kan tilsluttes til en lang række mobiltelefoner* med indbygget Bluetooth.

* se www.oticon.dk for information om mobiltelefonkompatibilitet.

Brug teknologien

Computeren spiller større og større rolle i kontakten til omverden. ConnectLine giver brugerne mulighed for at bruge moderne informations- og underholdningsteknologi på den nemme måde.



Brugen af den standardiserede Bluetooth-protokol gør det muligt at parre Streameren til fx. en pc* for trådløs headset-funktionalitet.

* se www.oticon.dk for information om computer/styresystem-kompatibilitet

Få maksimalt ud af musikken

Musik kan være en af livets største nydelser. Den kan påvirke følelser, få én til at mindes, eller glemme. Den kan give energi og inspirere eller få én til at slappe af på en måde, som stort set intet andet kan. ConnectLine sikrer, at brugerne opnår en maksimal lydoplevelse, da lyden bliver streamet direkte fra kilden til høreapparaterne via Streameren.



Stort set alle lyd-kilder kan tilsluttes med det inkluderede minijack-kabel, så lyden sendes trådløst til høreapparaterne via Streameren.

Til en personlig samtale

Vi stræber alle efter at forstå og blive forstået - det er menneskeligt. Men støj kan ofte gøre kommunikation umulig for høreapparatbrugere, hvilket kan være enormt frustrerende. Med **ConnectLine mikrofon*** ændres dette. Nu kan høreapparatbrugere endelig deltage i situationer med mange mennesker og have mulighed for at interagere.



ConnectLine mikrofon opfanger talerens stemme, filtrerer omgivelsesstøj væk og sender lyden trådløst direkte til høreapparaterne via Streameren.

* Kræver Streamer 1.4

ConnectLine

et supplement til Oticon
høreapparater



ConnectLine

tilpasses og opgraderes nemt i
Genie 2011.1



Genie 2011.1 indeholder ConnectLine-værktøjet, hvor ConnectLine kan tilpasses individuelt og et værktøj for firmwareopgradering af Streameren.

Lydkvalitet

Oplevelsen af lydkvaliteten af den trådløse forbindelse er kun så god som det svageste led i transmissionen fra kilden til høreapparaterne.

Det centrale punkt i at sikre bedst mulig lydkvalitet er den trådløse EarStream-teknologi, som sender et pålideligt signal fra Streameren til høreapparaterne. Samme teknologi danner grundstammen i den trådløse kommunikation mellem de RISE-baserede høreapparater.

EarStream-teknologien og høreapparaternes systemer til naturlig lyd og udvidet frekvensbåndbredde sikrer, at høreapparaterne og Streameren aldrig vil være det svageste led.

Connect [+]

ConnectLine-systemet kan bruges med en lang række Oticon høreapparater. De mest avancerede høreapparater tilbyder desuden to unikke egenskaber: Power bas, som giver en komplet og harmonisk oplevelse af lavfrekvensen og Musikudvidelse, som giver lytteren en behagelig og naturtro musikoplevelse med dybde og naturlig rumklang.

	ConnectLine	Connect [+]
▶ Agil Pro/Agil	✓	✓
▶ Epoq (XW/W/V)	✓	
▶ Acto Pro/Acto	✓	
▶ Vigo Pro Connect/Vigo Connect	✓	
▶ Ino Pro	✓	
▶ Dual (XW/W/V)	✓	
▶ Chili (SP9)	✓	✓
▶ Chili (SP7/SP5)	✓	
▶ Safari (900SP)	✓	✓
▶ Safari (900/600/600SP/300SP)	✓	

To Streamere til et par høreapparater

Som respons på en øget forespørgsel om større fleksibilitet i brugen af ConnectLine-løsninger tilbyder Genie 2011.1 mulighed for tilslutning af to Streamere til et par høreapparater. Dette kan være til stor gavn for brugere, der har brug for dedikerede løsninger forskellige steder eller bare har brug for et ekstra system, når det første lades op.

Individuel tilpasning

I Genie kan du tilpasse og justere indstillingen af ConnectLine-parametre som absolutte og relative niveauer samt egenskaberne for Connect [+].

Opgradering til seneste version

Vi udvider løbende ConnectLine-serien. I Genie har du mulighed for at opgradere brugernes Streamere til den nyeste version, så de altid er up-to-date med den nyeste software. De kan tilføje nye enheder i serien som fx. ConnectLine mikrфон, når deres behov øges.

People First

Med vores People First-løfte
forpligter vi os til at forbedre
menneskers muligheder
for at kommunikere
naturligt og deltage aktivt