

A/D ekaHeavy skummadras.



Nyhed!

HMI NR: 73386 - Dimension	90 x 16 x 200cm.
HMI NR: 73388 - Dimension	100 x 16 x 200cm.
HMI NR: 73392 - Dimension	110 x 16 x 200cm.
HMI NR: 81269 - Dimension	120 x 16 x 200cm.

- Anvendes til personer med tryksår i kategori I – III i henhold til EPUAP's og NPUAP's definitioner og til forebyggelse af tryksår til personer med lav til Høj risiko fx efter Norton eller Braden skalaen, under forudsætning af at EPUAP's og NPUAP's retningslinjer følges.
- Indsættelse: Personvægt fra 100 - 250kg.
- Fremragende liggekomfort.
- Helmadras, randzoneforstærket, med lynlås og overlap på 2 sider og 2 bærehåndtag
- Madrasvægt ca. 12,0kg.
- Betræk PU- bi- elastisk, 2- vejs strækbart betræk, vaskbart ved 95 °. Gængse rengørings- og desinfektions midler uden alkohol og jod.
- Kan også aftørres med specielle MRSA desinfektions ” Surcon” servietter.
- PU betrækket kan tumbles v. lave grader.
- Brandhæmmende PU betræk, behandlet mod støvmider, MRSA- resistent.
- Overholder kravene i henhold til EN 597- 1 & 2 (brandhæmmende).
- PU betræk: Øko- Tex Standard 100 - kl. I
- Min. 5 års fabriks garanti på skummet.
- CE mærket i henhold til medicinsk udstyr (Klasse 1).

Skumkerne.

3-lags Helmadras - øverst af temperaturfølsomt viscoelastisk skum, i allerbedste kvalitet (ensartet opskummet) mellem og underskum i HR skum.

Betræk.

Betrækket er på overfladen fremstillet i et åndbart bi -elastisk PU – materiale. Den tresidede lynlås er med overlap, så man undgår, at væsker trænger ind i selve madrassen. Betrækket er behandlet mod støvmider/allergitestet, for at forbedre håndtering af madrassen er der monteret 2 håndtag på madrassiden. Betrækket kan rengøres med gængse rengørings- og desinfektions midler eller servietter uden indhold af alkohol og jod. Betrækket kan vaskes ved 95° C. kan tumbles ved lave grader.

NB: Mulighed for fremstilling af madrasser efter speciel mål!