



Cobiflow 500 vekseltryksmadras

Vekseltryks helmadras til behandling og forebyggelse af tryksår til brugere med høj risiko for tryksår

Cobiflow 500 er specielt udviklet til behandling af tryksår stadie 0-4 samt forebyggelse af tryksår.

Cobiflow 500 kan med fordel anvendes på plejecentre og i hjemmeplejen til brugere, der er alment svækket eller midlertidigt stærkt svækket, og som har brug for en dyb og meget trykaflastende lejring.

Madrassen kan gøres statisk, hvilket letter plejen af bruger i sengen. Er særdeles velegnet til genbrug på grund af det lukkede system, hvilket letter rengøringen.

Madrassen

- Består af 20 forstærkede luftceller (17,5 cm høje / 21 cm høje på 26 cm høj madras), hvilket sikrer at bruger kan få en dyb og dermed meget trykaflastende lejring.
- Består af en 2,5 cm (5 cm høj undermadras på 26 cm høj madras) skum undermadras, som er integreret i betrækket, så tilsmudsning undgås.
- Midtersektionen er forsynet med luftperforeringer.
- Luftcellerne pumper op i en 1-2 cyklus, hvilket sikrer både bevægelse under bruger, og at peak pressure området flyttes. Tidscyklus kan ændres ved 0, 5, 10 og 15 minutter.

Betræk

Cobiflow 500 - 85 cm bred fås med Aetex betræk, som er glat og åndbart à la Goretex materiale og med lav friktion.

Cobiflow 500 - 90 cm bred fås med Dartex betræk, som er åndbart og strækbart i 4 retninger.

Begge betræk er inkontinens betræk og har en anti-bakteriel behandlet overflade.

Begge betræk påmonteres via en lynlås, som er beskyttet mod utilsigtede indtrængninger af væsker og er desuden flammehæmmet. Kan afmonteres for vask og desinfektion.

Dual Plus pumpen

- Har Autofirm funktion som selv slår fra efter 20 minutter.
- Har Siddefunktion, hvilket er en stor fordel ved for eksempel lunge- og hjertesygge, som sidder meget op i sengen.
- Har audiovisuel alarm ved fejl som strømsvigt eller lufttab.
- Er forsynet med et tydelig og enkelt display.
- Arbejder næsten lydløst.
- Indstiller sig automatisk i forhold til brugerens vægt. Med mulighed for op- eller nedjustering.

Kontraindikationer

- Personer med ustabile frakturer, eller personer med osteoporose bør ikke placeres på vekseltryk.

- Vekseltryks helmadras
- Indstiller sig automatisk i forhold til brugerens vægt
- Til forebyggelse og behandling af tryksår
- Særdeles velegnet til genbrug
- Let at rengøre

30-150 kg



Helmadras med ekstra høje celler for dybere lejring.

Cobiflow 500 vekseltryksmadras

Specifikationer

| Cobiflow 500 vekseltryksmadras | |
|---------------------------------------|---|
| Brugervægt | 30-150 kg |
| Længde | 200 cm |
| Bredde | 85 / 90 cm |
| Højde | 20 / 26 cm |
| Madrassens vægt | 9,3 / 10,3 kg |
| Dual Plus pumpens vægt | 2,8 kg |
| Dual Plus pumpens mål | 32 x 21 x 13 cm |
| Sektions opdelt madras | Nej |
| Alarm ved lufttab | Ja |
| Alarm ved strømsvigt | Ja |
| Batteribackup | Nej |
| Lyntømningsfunktion | Ja |
| Statisk funktion | Ja |
| Anvendelig direkte på sengebund | Ja |
| Anvendelig til indstillelig sengebund | Ja |
| Brandhæmmende betræk | Ja |
| Inkontinens betræk | Ja |
| Allergivenligt betræk | Ja |
| Vask- og desinficerbart betræk | Ja |
| Tryksårsforebyggende stadie | 0-4 |
| Madrasbetræk | Cobiflow 500 - 85 cm bred med Aetotex betræk: nylon RIB-stop 20D. Cobiflow 500 - 90 cm bred med Dartex betræk: 42% polyuretan, 58% nylon/polyamid. |
| Celler | 100% nylon med TPU laminering |
| Pumpe | ABS flamme resistent UL |
| ISO - klassifikation | ISO 18 12 18 - 28 |

Anvendes med fordel til...

- Brugere, der har tryksår.
- Brugere, der er mere sengeliggende end vanligt og hvor sygdomsforløbet ser ud til at være længerevarende.
- Brugere, der har brug for en dybere lejring.
- Kronisk syge for eksempel Crohn, hjertepatienter, sclerose patienter.



Kan fås i bredden 85 / 90 cm og 200 cm i længden.

| Model | Længde cm | Bredde cm | Højde cm | Varenummer | HMI |
|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------|--------|
| Cobiflow 500 helmadras - 85 cm bred | 200 | 85 | 20 | 2501-085-200RMG | 101709 |
| Cobiflow 500 helmadras - 90 cm bred | 200 | 90 | 26 | 2501-090-200 | 73294 |

| Tilbehør | | | | | |
|-------------------------|-----|----|----|--------------|---|
| Betræk til Cobiflow 500 | 200 | 85 | 20 | 2501-999-018 | - |
| Betræk til Cobiflow 500 | 200 | 90 | 26 | 2500-999-007 | - |
| Opbevaringstaske | | | | 2000-999-050 | - |