
















CE	Type.	Mål.	Best.nr/HMI nr.	Beskrivelse
	Betræk: Smudsafvisende bi-elastisk PU materiale, Fyld: 50% polystyrenkugler og 50% PU-skumflokker.			<b>Marts. 2017</b>
	<b>Puderne er med dobbelt søm!</b>	<b>Anvend Ekamed pude og undgå nedskridning!</b>		Disse puder fås i forskellige størrelser og giver mulighed for at finde en lejringspude, der passer netop til den ønskede lejrning, herunder ATV- lejrning.
	<b>LEJRINGSPUDE</b>	40 x 95cm - H: 5-9cm.	4156 05.. - HMI nr. 55576	
		40 x 75cm - H: 6-11cm.	4154 05 .. - HMI nr. 55578	
		** 30x40cm - H: 6-8cm.	4152 05 .. - HMI nr. 55579	
		** 45x80cm - H: 8-12cm	4155 05 .. - HMI nr. 55580	
		24 x 73cm - H: 4-8cm.	4153 05 .. - HMI nr. 55581	
	<b>UNIVERSALPUDE</b> 4 kamre	** 80 x 80cm	4157 05 .. - HMI nr. 55582	Denne pude kan bl.a. rulles og tilpasses til mange formål. Indsættelse: <b>alle kropsdeler</b> samt hæl/knæ, div. aflastninger, støtte af fødder og hæl m.v.
	<b>RYGPUDE</b> med <b>LEJRINGSFANE</b>	** 85 x 85 x 10/12cm	4158 05 .. - HMI nr. 55583	Denne pude er velegnet til sideleje i 30° position, og pudens fane, der placeres under selve kroppen, bevirker at brugeren "fikseres" i den ønskede position. Puden ligger stabilt Den fyldte del er 40 x 85 cm.
	<b>Flad lejringspude</b>	** 50x85x6cm	4159 05 .. - HMI nr. 55584	Denne helt specielle pude er meget velegnet til støtte under ben ved sidelejrning
		<b>** Disse bliver anvendt til Bobath-Lejrning.</b>		
		(Hmi nr. 55585 er samme pude.)		
	<b>Pude til MICROLEJRING</b>	12 x 28cm H: 3-5cm.	4150 05 .. - HMI nr. 55586	Puderne er perfekte på grund af deres størrelse. Til understøttelse ved "Micro lejrning".
		20 x 30cm H: 5-7cm.	4151 05 .. - HMI nr. 55587	
	<b>Lejringspude "Slange" bl.a. til 30gr. lejrning</b> <b>S-FORM - anatomisk lejringspude "Søhest"</b>	small - 30 x 200cm	4163 05 .. - HMI nr. 55597	Slange-puden anvendes til side- og 30° lejrning. Puden kan enten placeres bagved brugerens ryg, eller hovedet kan støttes på puden, der herefter føres ned langs kroppen og til sidst ind imellem benene. <b>"Slangen" er velegnet til både 30- og 135° lejrning.</b>
		large - 30 x 260cm	4164 05 .. - HMI nr. 55598	
		small - 180 / 32cm.	4170 05 .. - HMI nr. 55599	
		large - 200 / 32cm.	4171 05 .. - HMI nr. 55600	
		<u>HMI nr.: 55599/ 55600 kan fås med inderpose samt lynlås på det aftagelige yderbetræk.</u>		
	<b>Lejringsrulle</b>	20 x 100cm	4160 05 .. - HMI nr. 55594	Lejringsrulle puden kan anvendes til side-lejrning samt evt. til kropstøtte ved ryg-lejrning.
		20 x 200cm	4161 05 .. - HMI nr. 55595	
		20 x 260cm	4162 05 .. - HMI nr. 55596	
	<b>U-FORM Lejringspude</b>	160cm	4165 05 .. - HMI nr. 55592	På grund af sin U-form er denne pude yders velegnet til at give brugeren en god kropstøtte ved ryglejrning. Puden placere bagved eller rundt om brugeren.
		190cm	4166 05 .. - HMI nr. 55593	

Type.	Mål.	Bestillingsnr./HMI nr.	Beskrivelse
 ØREPUDE	27 x 15 x 6cm.	4181 6503.- HMI nr. 65057	Ørepude med ovalt hul for at undgå tryk på selve øret.  Puden har to anvendelses muligheder. Puden kan anvendes til at løfte hælen i forbindelse forebyggende behandling af tryksår. Puden kan også anvendes til lejrning af en arm ved halvside lammelse.
 Arm-/Hælpude Kileformet	18 x 40 x 8/0cm.	4169 0503.- HMI nr. 69442	Hofte pude/ Abduktionkile anvendes til at støtte hofte samt spredning af ben så risikoen for Hoftehlukation reduceres.
 Hoftepude Kileformet	36 x 30 -10/12cm.	4172 0503.- HMI nr. 69443	En lille og praktisk hælpude med en bred elastikstrop så puden kan fikseres til foden. Puden er skumfyldt og har som standard PU betræk med lynlås
 Hælpude med velcro strop (Skumfyldt pude)	25 x 20 x 5cm.	5830 1503.- HMI nr. 65055	Knæpuden er skumfyldt og har en elastisk velcro strop så puden kan fikseres rundt om knæet.
 Knæpude med velcro strop (Skumfyldt pude)	25 x 20 x 5cm	2018 1402.- HMI nr. 69441	Brugeren beskyttes effektivt mod slag, klemning, gnidnings-skader og shear. Man minimerer eventuelle opståede tryk-mærker på arme og ben og giver desuden en god beskyttelse, når man sidder på sengekanten. Beskytterne kan anvendes på både enkelt og <u>forhøjede sengeheste</u> .
 Innovativ personbeskytter til montering på sengehest (Skumfyldt)	L= 60 cm, h= 35cm L= 60 cm, h= 40cm L= 80 cm, h= 35cm L= 80 cm, h= 40cm L= 90 cm, h= 35cm L= 90 cm, h= 40cm Vægt 80cm.ca.2,4kg	97090004 HMI nr. 69377 4500 7503 HMI nr. 55588 97090007 HMI nr. 69378 4510 7503 HMI nr. 55589 97090001 HMI nr. 69379 4511-7503 HMI nr. 69380 Vægt 90cm.ca.2,6kg	

**Rengøring:** Vaskbar ved 60°. Rengøring foretages ved aftørring med opvredet klud. Brug gængse rengørings- og desinfektionsmidler. Rengøres evt. med SURCON

**EKAMED DESINFEKT. SERVIETTER/KLUDE – Sani-Coth Active Wipes Alkohol fri eller Chlor + 1000. Bemærk: Servietter med chlor/alkohol kan reducere levetiden på PU- materialer.**

Et aftageligt PU betræk kan vaskes op til 95° C. Følg anvisningen på label, der er fastgjort til betrækket, f.eks. kan et PU betræk vaskes ved 95°C – PUROTEX ved 60° C,

Puderne kan vaskes v/60°C, men anbefales ikke på grund af vanskelighed ved tørring af indholdet, særligt de store puder kan tage lang tid at tørre!.

**Type.****Mål.****Bestillingsnr./HMI nr.****Beskrivelse****Hygiejnepude**

25 x 20 x 15 cm

97060246- HMI nr. xxxxx

Hygiejne pude anvendes ved intim vask.  
Puden er velegnet til personer som abducerer eller indadroterer meget i hoften.  
Puden er udført i hård koldskum med afrundet kanter.  
Overfalden er behandlet med PUR-Hud,  
Så betræk undgås.

**Rygstøttepude**

50 x 40 x 35 cm

97060247- HMI nr. xxxxx

Rygstøtte puden anvendes til personer der har behov for rygstøtte, når de sidder på sengekanten. Størrelsen af puden medfører at den ligger meget stabilt, især når sengehesten i modsatte side anvendes som ekstra stabilisering af puden.  
Dermed kan personen trygt læne sig op af puden.  
Puden udført i koldskum med aftageligt PU- betræk.

