



## Produktark KAMILLE RYG

### Unik ryg med mulighed for asymmetriske indstillinger.

Kamille ryg imødekommer anatomiske udfordringer såsom scolioser, øget lateral fleksion i truncus eller asymmetrisk væv fx ved overvægt, brok eller ødemer.

Kamille ryg sikrer komfort, stabilitet og funktionalitet for kørestolsbrugere med behov for kraftig rygstøtte. Udviklet af danske ergoterapeuter.



- Asymmetrisk indstilling af rygstykket.
- Indstillelige sidestøtter.
- Placering af ryggen kan justeres i højde og dybde.
- Høj genbrugsværdi, da den kan gentilpasses til ny borger.
- Sikker og stabil positioneringsløsning.
- Kan monteres med og uden kropsstøtter.
- Kompatibel med de fleste standard kørestole.
- Kan udstyres med flere typer af nakkestøtter.



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

## Om dette produktark

Dette produktark indeholder vigtige oplysninger om anvendelsen af Kamille ryg. Det indeholder også visse specifikationer for Kamille ryg.

Den nyeste version af dette produktark finder du på vores website. Tjek om den version, du sidder med nu, er det nyeste.

Hvis du har brug for et produktark, som er skrevet med en større skriftstørrelse, findes det i PDF-form på [cobirehab.com](http://cobirehab.com), som kan skaleres op i skriftstørrelsen.

## Kamille ryg

Kamille ryg kan justeres asymmetrisk. Det gør det muligt at imødekomme anatomiske udfordringer såsom scolioser, øget lateral fleksion over truncus eller asymmetrisk væv fx ved overvægt, brok eller ødemer.

Den asymmetriske justering sker qua de tre aluminiumsplader, der udgør rygsystemet. To af pladerne kan flyttes uafhængigt af hinanden, selvom alle tre plader er forbundet.

Rygsystemet består af rygbasen, som er monteret på seks slidser. Slidserne gør, at rygbasen kan justeres i højden.

Sidepladerne (monteret på to slidser) kan løsnes ved brug af almindeligt værktøj.

## Rengøring og vedligeholdelse

Kamille ryg og puder kan tørres af med en klud opvredet i mildt sæbevand.

### Desinfektion

Kamille ryg og puder kan desinficeres med fx Wet Wipe 70% eller et klorprodukt 1000-1200 ppm.

## Opbevaring og transport

Når Kamille ryg ikke er i brug, bør den opbevares tørt og beskyttet mod stærkt sollys ved temperaturer mellem 0°C til +45°C og ved en relativ luftfugtighed på 20 - 75%.

Ovennævnte anbefalinger for opbevaring gælder også ved opbevaringsperioder over 4 måneder.

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på 7025 2522 eller på [cobi@cobi.dk](mailto:cobi@cobi.dk), hvis du ønsker flere oplysninger om Kamille ryg.

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.

### Kropsstøtter

Specialudviklede kropsstøtter, placeret i slidser på rygsystemet, bidrager til en stabil og kropsnær truncusstabilitet, uanset om borger har scolioser eller nedsat/øget tonus thorakalt.

### Pudesystem

Kamille ryg er udstyret med et komplet og unikt pudesystem, der sikrer optimal trykfordeling og kropsnær positionering.

Puderne er fyldte med en blanding af Krøyer-kugler og viskoelastisk "skum-orme", som tilsammen bidrager til forøget sansestimuli. Hver pude har sin egen lynlås.

### Betræk

Til hver størrelse Kamille ryg findes et strækbart, åndbart og vaskbart jerseybetræk med PU-belagt inderpolstring. Betrækket lægges over ryggen, så tilsmudsning undgås.

Alle puder kan skiftes ved overgang til ny bruger.

Betrækket er et vaskbart, åndbart single jersey betræk med PU-belagt inderside, Øko-Tex 100. Betrækket kan vaskes på 60° og tørretumbles.

### Transport

Kamille ryg alene er egnet til land- og/eller lufttransport. Når Kamille ryg er påmonteret en kørestol, afhænger egnetheden til transport af den pågældende kørestol.

## Specifikationer

|  |  |
|--|--|
| Brugervægt   | Jf. vægten på den benyttede kørestol       |
| Materiale  | Aluminium                                  |
| Højde  | 50 cm + 2,5 cm                             |
| Bredde   | 34 - 52 cm                                 |
| Vægt   | Ca. 2,3 - 2,6 kg                           |
| Tilkøb af vaskbart, åndbart single jersey betræk (PU-belagt på indersiden), Øko-Tex 100                        | Ja   |
| Pudeoverflade  | Strækbar PU-polstring                      |
| Pudefyld   | Viskoelastisk "skum-orme" og Krøyer-kugler |
| Kompatibel med nakkestøtte og krammearme   | Ja   |
| Kompatibel med Kamille kropsstøtter  | Ja   |
| Genanvendelig  | Ja   |
| Desinficerbar  | Ja   |
| Produktets forventede levetid  | 7 år                                       |
| Brugervejledning og produktark findes på website og kan skaleres op til stor skriftstørrelse ved synshandicap. |  |



## Bestilling og tilbehør

| Model                                  | Bredde cm | Varenummer         |
|--|-----------|--------------------|
| Kamille Komfort ryg, S                 | 34 - 40   | 0350-999-850       |
| Kamille Komfort ryg, M                 | 40 - 46   | 0350-999-852       |
| Kamille Komfort ryg, L                 | 46 - 52   | 0350-999-854       |
| <b>Tilbehør</b>                        |           |                    |
| Betræk til Kamille komfort ryg, str. S | -         | 0350-999-555       |
| Betræk til Kamille komfort ryg, str. M | -         | 0350-999-556       |
| Betræk til Kamille komfort ryg, str. L | -         | 0350-999-557       |
| Krammearme med tyngde, H               | -         | 0350-999-430       |
| Krammearme med tyngde, V               | -         | 0350-999-431       |
| Krammearme uden tyngde, H              | -         | 0350-999-432       |
| Krammearme uden tyngde, V              | -         | 0350-999-433       |
| Krammearme stretchcover, H             | -         | 0350-999-575H      |
| Krammearme stretchcover, V             | -         | 0350-999-575V      |
| Kropsstøtte, H                         | -         | 0350-999-216H      |
| Kropsstøtte, V                         | -         | 0350-999-216V      |
| Kropsstøtte, S Højre                   | -         | 0350-999-217H      |
| Kropsstøtte, S Venstre                 | -         | 0350-999-217V      |
| Kropsstøtte hætte                      | -         | 0350-999-487       |
| Kropsstøtte hætte, S                   | -         | Kontakt Cobi Rehab |
| Nakkestøtte                            | -         | 0350-999-041       |
| Ekstra led til nakkestøtte             | -         | 0350-999-043       |
| Nakkestøttebetræk                      | -         | 0350-999-551       |
| Sidestøtteplade                        | -         | 0350-999-205       |