

Produktsortiment

Troja rollatorer - Reservevedele og tilbehør



OBS! Nyt design 2021 - Se mere info i kataloget på side 5

TROJA X/S/M ROLLATOR



Troja X/S/M rollator

Elegant sammenfoldelig aluminiumsrollator, der dækker ethvert ude- og indebehov

Den ideelle rollator til transport - i sammenfoldet stand fylder den kun 24 cm - står opret på hjulene ved sammenfoldning

Højdeindstillelig til den ønskede position med memoryfunktion

Stor mobilitet og meget let at manøvrere - Troja rollator giver optimal tryk- og sikkerhed for brugeren

Behageligt netsæde med stor siddekomfort, og netkurv der kan rumme op til 10 kg (5 kg på børnerollator)

Fås i 3 udgaver - børne-, lav- og medium model, som vejer hhv. 6,1 kg, 6,6 kg og 6,8 kg

Et stort tilbehørsprogram tilbydes til Troja X/S/M rollator.

907715 Troja X børnerollator indst. 67-79 cm
907716 Troja S rollator model lav indst. 71-86 cm
907717 Troja M rollator model medium indst. 78-100 cm

HMI-53766
HMI-36302
HMI-31946

PRODUKTOVERSIGT TROJA X/S/M ROLLATOR

PRODUKTOVERSIGT - TROJA ROLLATOR			
	Troja X	Troja S	Troja M
Varenr.	907715	907716	907717
Stel	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Indstillelig fra/til	67-79 cm	71-86 cm	78-100 cm
Længde	65 cm	65 cm	65 cm
Bredde	52 cm	60 cm	60 cm
Håndtagsafstand	37 cm	47 cm	47 cm
Sædehøjde	52 cm	55 cm	63 cm
Venderadius	79 cm	84 cm	84 cm
Vægt	6,1 kg	6,6 kg	6,8 kg
Brugervægt	80 kg	130 kg	165 kg
Brugerhøjde	125-160 cm	135-170 cm	150-200 cm
Håndtag	Anatomiske	Anatomiske	Anatomiske
Håndtagsdiameter	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Hjuldiameter - forhjul	20 cm	20 cm	20 cm
Hjuldiameter - baghjul	20 cm	20 cm	20 cm
Hjulbredde	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Hjulkvalitet	TPE	TPE	TPE
Gribeafstand til håndbremse	6,5 cm	6,5 cm	6,5 cm
Højde - sammenfoldet	65 cm	74 cm	80 cm
Bredde - sammenfoldet	24 cm	24 cm	24 cm
Længde - sammenfoldet	65 cm	65 cm	65 cm
HMI-nr.	53766	36302	31946

Garanti

7 års total garanti - undtaget netkurv

Dog er undtaget skader, der er forårsaget af slitage, forkert brug, vold, manglende vedligeholdelse, ændringer og reparationer udført "på egen hånd" samt skader opstået i.f.m. transport

OBS!

Fra den 01-04-2021 fik Troja rollatoren en designmæssig forbedring -

Det har betydet tilføjelse af nye reservedele samt enkelte tilbehørsdele til den nye udgave.

Alle reservedele og tilbehør (Bortset fra stokkeholderen) kan dog stadig benyttes på både den nye og den gamle rollator.

Bemærk: Dog anbefaler vi af visuelle grunde, at der monteres de nye reservedele.

Ændringen starter fra serienummer 0000211301 og frem. Husk derfor at undersøge rollatorens serienummer, inden der bestilles nye reservedele samt tilbehør.

De nye varenumre i dette katalog, er mærket med serienummer 0000211301 og frem.

TROJA X/S/M U.A. ROLLATOR



Troja X/S/M rollator med underarmsstøtte (U.A.)

Troja rollator med underarmsstøtte er beregnet til personer, der lider af reumatisme eller som er i genoptræning efter hofteoperation, vanskelige benbrud, blodpropper eller hjerneblødninger o. lign. sygdomme

Højdeindstillelig til den ønskede position med memoryfunktion

Stor mobilitet og meget let at manøvrere - Troja U.A. rollator giver optimal tryk- og sikkerhed for brugeren

Behageligt netsæde med stor siddekomfort, og netkurv der kan rumme op til 5 kg

Fås i 3 udgaver - børne-, lav- og medium model, som vejer hhv. 8,3 kg, 8,6 kg og 8,9 kg

MÅ KUN ANVENDES TIL INDENDØRS BRUG

Et stort tilbehørsprogram tilbydes til Troja X/S/M U.A. rollator

907713 Troja X rollator med underarmsstøtte (U.A.)
907714 Troja S rollator med underarmsstøtte (U.A.)
907718 Troja M rollator med underarmsstøtte (U.A.)

HMI-54607
HMI-54606
HMI-42621

PRODUKTOVERSIGT TROJA X/S/M U.A. ROLLATOR

PRODUKTOVERSIGT - TROJA U.A. ROLLATOR			
	Troja X U.A.	Troja S U.A.	Troja M U.A.
Varenr.	907713	907714	907718
Stel	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Indstillelig fra/til	84-96 cm	84-100 cm	98-115 cm
Længde	65 cm	65 cm	65 cm
Bredde	53 cm	63 cm	63 cm
Håndtagsafstand	35 cm	45 cm	45 cm
Sædehøjde	52 cm	55 cm	63 cm
Venderadius	79 cm	84 cm	84 cm
Vægt	8,3 kg	8,6 kg	8,9 kg
Brugervægt	80 kg	125 kg	135 kg
Brugerhøjde	130-160 cm	130-170 cm	150-185 cm
Håndtag	Runde	Runde	Runde
Håndtagsdiameter	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Hjuldiameter - forhjul	20 cm	20 cm	20 cm
Hjuldiameter - baghjul	20 cm	20 cm	20 cm
Hjulbredde	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Hjul kvalitet	TPE	TPE	TPE
Gribeafstand til håndbremse	7,4 cm	7,4 cm	7,4 cm
Højde - sammenfoldet	88 cm	88 cm	102 cm
Bredde - sammenfoldet	33 cm	33 cm	33 cm
Længde - sammenfoldet	65 cm	65 cm	65 cm
HMI-nr.	54607	54606	42621

Garanti

7 års total garanti - undtaget netkurv

Dog er undtaget skader, der er forårsaget af slitage, forkert brug, vold, manglende vedligeholdelse, ændringer og reparationer udført "på egen hånd" samt skader opstået i.f.m. transport

OBS!

Fra den 01-04-2021 fik Troja rollatoren en designmæssig forbedring -

Det har betydet tilføjelse af nye reservedele samt enkelte tilbehørsdele til den nye udgave.

Alle reservedele og tilbehør (Bortset fra stokkeholderen) kan dog stadig benyttes på både den nye og den gamle rollator.

Bemærk: Dog anbefaler vi af visuelle grunde, at der monteres de nye reservedele.

Ændringen starter fra serienummer 0000211301 og frem. Husk derfor at undersøge rollatorens serienummer, inden der bestilles nye reservedele samt tilbehør.

De nye varenumre i dette katalog, er mærket med serienummer 0000211301 og frem.

ENHÅNDSBREMSEKABEL TIL TROJA



Enhåndsbremsekabel

Til Troja X, Troja S og Troja M

Enkelt og let at montere

Kan monteres i højre- eller venstre side

Anbefalelsesværdig til personer med halvsidig lamelse eller reumatisme og lignende lidelser

907737 Enhåndsbremsekabel til Troja X/S/M

HMI-44764

BAKKE TIL TROJA



Bakke

Til Troja S, Troja M, Troja S U.A. og Troja M U.A.

Er meget anvendelig til at stille glas, tallerken o.a. service på

Placeres Troja rollator foran egen stol kan bakken bruges som bord

Monteres og aftages let uden brug af værktøj

Maks. belastning: 5 kg

907747 Bakke til Troja S/M

HMI-31947

BAKKE TIL TROJA - NY MODEL



Bakke - Ny model (A)

Til Troja S, Troja M, Troja S U.A. og Troja M U.A.

Er meget anvendelig til at stille glas, tallerken o.a. service på

Placeres Troja rollator foran egen stol kan bakken bruges som bord

Maks. belastning: 5 kg

Antiskrid til bakke (B)

Lægges på bakken for at forhindre glas, tallerken o.a. i at vælte

940996 Beslag til Ny bakke til Troja S/M 2 stk. (C)

940405 Ny bakke til Troja S/M (A)

907748 Antiskrid til bakke til Troja S/M (B)

HMI-79800

RYGBØJLE TIL TROJA

Rygbøjle (A)

Til Troja X, Troja S og Troja M

Fleksibel rygbøjle med polstring

Rygbøjlen er let at indstille i den ønskede position, og giver brugeren en ekstra sikkerhed

Rygbøjle (B)

Til Troja X U.A., Troja S U.A. og Troja M U.A.

Rygbøjle uden polstring



907710 Rygbøjle, 76 cm til Troja X/S/M (A)
940404 Rygbøjle til Troja X/S/M U.A. (B)
8046130 Rygbøjle, 68 cm til Troja X/S/M (C)

HMI-50537
HMI-79801
HMI-129806

SLÆBEBREMSE TIL TROJA

Slæbebremse

Til Troja X, Troja S, Troja M, Troja X U.A., Troja S U.A. og Troja M U.A.

Personer, der har gennemgået hjerte-/lunge-, hofte- eller benoperationer, eller som lider af Alzheimers og lignende sygdomme, kan med stor fordel få påmonteret slæbebremse

Ved montering af slæbebremse, opnås en lettere friktion, der nedsætter muligheden betydeligt for, at rollatoren løber fra brugeren ved gang

Fremstillet i aluminium

940408 Slæbebremse til Troja X/S/M (Sæt)



HMI-79802

STOKKEHOLDER TIL TROJA

Stokkeholder

Til Troja X, Troja S, Troja M, Troja X U.A., Troja S U.A. og Troja M U.A.

Monteres let uden brug af værktøj

Stokken står lodret med rollatoren



907754 Stokkeholder til Troja X/S/M (A)

HMI-45924

8046131 Stokkeholder, Grå til Ny Troja X/S/M / U.A (B)

HMI-129481 Fra serienummer 0000211301 og frem

ILTFLASKEHOLDER TIL TROJA



Ilflaskeholder

Til Troja S, Troja M, Troja S U.A. og Troja M U.A.

Ilflaskeholderen placeres let og ubesværet under sædet på Troja rollator

Længde: 38 cm

Diameter: 13 cm

Til ilflaske indeholdende komprimeret ilt

Maks. belastning: 5 kg

907767 Ilflaskeholder til Troja S/M + U.A

HMI-42623

STYREHÅNDTAG TIL TROJA

Styrehåndtag

Til Troja X, Troja S, Troja M Troja X U.A., Troja S U.A. og Troja M U.A.

Anvendeligt af hjælper til blind- eller synshæmmet person ved brug

Håndtaget kan nedfældes, når det ikke anvendes



907778 Styrehåndtag til Troja X/S/M

HMI-64713

KRÆNGNINGSSTABILISATOR TIL TROJA U.A.

Krængningsstabilisator

Til Troja X U.A., Troja S U.A. og Troja M U.A.

Sikrer optimal sikkerhed ved brug og mod unødigt sammenklapning

Sørger for, at rollatorens armskåle, altid er i korrekt position for maksimal sikkerhed og komfort ved gang



940421 Krængningsstabilisator til Troja S/M U.A.

940422 Krængningsstabilisator til Troja X U.A.

HMI-80069

HMI-80070

AFTAGELIG NETKURV TIL TROJA

Aftagelig netkurv

Til Troja S, Troja M, Troja S U.A. og Troja M U.A.

Let at påsætte - og aftage

Med praktiske bærehåndtag

Maks. belastning: 10 kg



943499 Aftagelig netkurv til Troja S/M

HMI-104992

AFTAGELIG INDKØBSKURV TIL TROJA

Aftagelig indkøbskurv

Til Troja S, Troja M, Troja S U.A. og Troja M U.A.

Er forsynet med velcrolåg og drænhuller i bunden, og har skulderrem, så den let kan tages med

To indvendige sidelommer, til opbevaring af f.eks. punge og andre værdigenstande

Fremstillet i vandafvisende polyurethanbelagt nylon

Maks. belastning: 10 kg

940490 Aftagelig indkøbskurv til Troja S/M - grå **(A)**

940491 Aftagelig indkøbskurv til Troja S/M - blå **(B)**

940492 Aftagelig indkøbskurv til Troja S/M - skotskternet **(C)**

940493 Aftagelig indkøbskurv til Troja S/M - sort/hvid **(D)**

943498 Aftagelig indkøbskurv til Troja S/M - lyserød **(E)**



HMI-86903

HMI-86903

HMI-86903

HMI-86903

HMI-86903

TASKE TIL TROJA

Taske

Til Troja S, Troja M, Troja S U.A. og Troja M U.A.

Monteres på rollatoren ved sæde

Lukkes nemt og sikkert med lynlås

God til opbevaring af punge og andre værdigenstande

Fremstillet i vandafvisende nylon



907712 Taske til Troja S/M

HMI-50535

TRANSPORTTASKE TIL TROJA



Transporttaske

Til Troja X, Troja S og Troja M

Ideal ved rejser med fly, bus eller bil

Er forsynet med skulderstrop og navneskilt

Fremstillet i vandafvisende Cordurastof

Polstret med polyetylskum

907711 Transporttaske til Troja X/S/M

HMI-50536

PARAPLY TIL TROJA



Paraply

Til Troja X, Troja S og Troja M

Paraplyen har flere knækled, hvilket gør, at den let kan justeres til den ønskede position

Velegnet som beskyttelse mod sol og regn

907787 Paraply til Troja X/S/M

HMI-42626

SIDEKURV TIL TROJA



Sidekurv

Til Troja X, Troja S, Troja M Troja X U.A., Troja S U.A. og Troja M U.A.

God til opbevaring af personlige ejendele som f.eks. mobiltelefon og andre værdigenstande

Maks. belastning: 2,5 kg

907708 Sidekurv til Troja X/S/M

HMI-55397

KOP-/FLASKEHOLDER TIL TROJA

Kop-/flaskeholder

Til Troja X, Troja S, Troja M Troja X U.A., Troja S U.A. og Troja M U.A.

Monteres let uden brug af værktøj



HMI-51762

907709 Kop-/flaskeholder til Troja X/S/M

LOMMELYGTE TIL TROJA

Lommelygte

Til Troja X, Troja S, Troja M, Troja X U.A., Troja S U.A. og Troja M U.A.

Mulighed for tre lysindstillinger

Bruger 4 stk. AAA batterier (medfølger ikke)



HMI-51757

907776 Lommelygte til Troja X/S/M

LÅS OG NAVNESKILT TIL TROJA

Lås[Ⓐ]

Til Troja X, Troja S, Troja M Troja X U.A., Troja S U.A. og Troja M U.A

Navneskilt[Ⓑ]

Til Troja X, Troja S, Troja M, Troja X U.A., Troja S U.A. og Troja M U.A.




HMI-51758

HMI-51759

907789 Lås til Troja X/S/M[Ⓐ]

907790 Navneskilt til Troja X/S/M[Ⓑ]

RESERVEDELE TIL TROJA - KURV OG SÆDE



- 908600 Netsæde til Troja X (inkl. plastpropper) **(A)**
- 948601 Netsæde uden strop til Troja S/M
- 943435 Plastprop til monteringspind/netsæde til Troja X/S/M **(B)**
- 949035 Strop med plastic til Troja S/M **(C)**
- 949036 Strop med plastic til Troja X **(C)**
- 948603 Netsæde med strop/plastclips til Troja S/M **(D)**

**OBS! Der følger ikke længere strop med ring med til netsæderne
Disse købes separat - Varenr. 940994 el. 940995**

RESERVEDELE TIL TROJA - KURV OG SÆDE



- 908599 Netkurv til Troja X **A**
- 948602 Netkurv til Troja S/M **A**
- 940431 Netkurv til Troja X U.A. **A**
- 940432 Netkurv til Troja S/M U.A. **A**
- 8046132 Netkurv (Ny model) til Troja S/M **B** Fra serienummer 0000211301 og frem



- 907746 Monteringspind til kurv på Troja X/S/M **A**
- 908544 Udløseranordning til sæde på Troja X/S/M **B**
- 908622 Karabinhage til Troja X/S/M **C**

RESERVEDELE TIL TROJA - BREMSER



- 908547 Bremsekabel til Troja X
- 908610 Bremsekabel 120 cm til Troja S/M



- 908554 Bremsekabel til Troja M U.A. 2 stk.
- 908555 Bremsekabel til Troja X/S U.A. 2 stk.



- 908611 Bremseklods til Troja X/S/M **A**
- 908612 Bremsefjeder til Troja X/S/M **B**
- 908613 Bolt til bremsekabel til Troja X/S/M **C**
- 908614 Skrue til bolt ved bremsekabel Troja X/S/M **D**
- 8046134 Bremseklods, Grå til Troja X/S/M + U.A (Ny model) **E** Fra serienummer 0000211301 og frem

RESERVEDELE TIL TROJA - HJUL



(A)



(B)

- 908615 Forhjul TPE til Troja X/S/M (A)
- 908616 Forhjulsgaffel til Troja X/S/M (B)
- 949016 Hjulsæt komplet TPE 4 stk. - Uden sats. til Troja X/S/M



(A)



(B)



(C)

- 908598 Forhjul med forgaffel til Troja X/S/M (A)
- 943817 Baghjulssats (uden hjul) til Troja X/S/M (B)
- 959811 Baghjul til Troja X/S/M (C)



8046166 Komplet Hjulsæt til Troja X/S/M + U.A (Ny model) ^(A) Fra serienummer 0000211301 og frem



8046167 Forhjul TPE til Troja X/S/M + U.A (Ny model) ^(A)



8046164 Forhjulsgaffel til Troja X/S/M + U.A (Ny model) ^(B)


Fra serienummer 0000211301 og frem

Fra serienummer 0000211301 og frem



8046168 Baghjul uden sats til Troja X/S/M + U.A (Ny model) ^(A) Fra serienummer 0000211301 og frem

RESERVEDELE TIL TROJA - STEL



- 908629 Parallel låsestang højre/venstre til Troja X **(A)**
- 908630 Parallel låsestang højre/venstre til Troja S/M **(B)**
- 908658 Reservedelssæt til låsemekanismer **(C)**



- 908680 Sort manchete til stelrør venstre - til Troja
- 908681 Sort manchete til stelrør højre - til Troja



- 908603 Låseskrue til højdeindst. af Troja X/S/M **(A)**
- 908604 Sort clips til sammenklapning af Troja X/S/M **(B)**
- 908609 Krydsbolt til Troja X/S/M **(C)**
- 8035957 Grå Låseclips til sammenklapning - Ny Troja X/S/M + U.A **(D)** Fra serienummer 0000211301 og frem
- 943832 Låseskrue til højdeindst. m. refleks til Ny Troja X/S/M + U.A **(E)** Fra serienummer 0000211301 og frem

RESERVEDELE TIL TROJA - HÅNDTAG



908545 Håndtagsrør m/håndbremse anat. venstre Troja X

908546 Håndtagsrør m/håndbremse anat. højre Troja X



908633 Håndtagsrør m/håndbremse anat. venstre Troja S

908634 Håndtagsrør m/håndbremse anat. højre Troja S



908631 Håndtagsrør m/håndbremse anat. venstre Troja M

908632 Håndtagsrør m/håndbremse anat. højre Troja M

RESERVEDELE TIL TROJA - HÅNDTAG



8046273 Håndtagsrør m/håndbremse anat. venstre Troja X, Ny model **(A)** Fra serienummer 0000211301 og frem
8046275 Håndtagsrør m/håndbremse anat. højre Troja X, Ny model **(B)** Fra serienummer 0000211301 og frem



8046233 Håndtagsrør m/håndbremse anat. venstre Troja S, Ny model **(A)** Fra serienummer 0000211301 og frem
8046234 Håndtagsrør m/håndbremse anat. højre Troja S, Ny model **(B)** Fra serienummer 0000211301 og frem




8046169 Håndtagsrør m/håndbremse anat. venstre Troja M, Ny model **(A)** Fra serienummer 0000211301 og frem
8046232 Håndtagsrør m/håndbremse anat. højre Troja M, Ny model **(B)** Fra serienummer 0000211301 og frem

RESERVEDELE TIL TROJA - HÅNDTAG



- 907761 Rollator håndtag runde 2 stk. (A)
907763 Rollator håndtag anatomiske 2 stk. (B)



- 908607 Memoryklods til håndtagsrør Troja X/S/M (A)
908608 Låsestykke til håndtagsrør på Troja X/S/M (B)
8046133 Låsestykke til håndtagsrør på Troja X/S/M + U.A (Ny model) (C) Fra serienummer 0000211301 og frem




- 907784 Håndbremsegreb højre/venstre til Troja X/S/M

RESERVEDELE TIL TROJA - HÅNDTAG



- 908557 Håndtagsrør m/håndbremse, runde håndtag. Troja X - U.A
908558 Håndtagsrør m/håndbremse, runde håndtag. Troja S / M - U.A



- 908559 Beslag til håndtagsrør - Komplet, Troja X / S / M - U.A **A**
908560 Låseskrue komplet inkl. fjeder, Troja X / S / M - U.A **B**

RESERVEDELE TIL TROJA U.A.- HÅNDTAG



8046386 Underarmsstøtter inkl. håndtag, Par, Troja X U.A, ny model
8046385 Underarmsstøtter inkl. håndtag, Par, Troja S U.A, ny model
8046384 Underarmsstøtter inkl. håndtag, Par, Troja M U.A, ny model

Fra serienummer 0000211301 og frem
Fra serienummer 0000211301 og frem
Fra serienummer 0000211301 og frem



8046389 Underarmsstøtte, Pude+Rør, Venstre, Troja X/S U.A, ny model (A) Fra serienummer 0000211301 og frem
8046390 Underarmsstøtte, Pude+Rør, Højre, Troja X/S U.A, ny model (B) Fra serienummer 0000211301 og frem
8046387 Underarmsstøtte, Pude+Rør, Venstre, Troja M U.A, ny model (C) Fra serienummer 0000211301 og frem
8046388 Underarmsstøtte, Pude+Rør, Højre, Troja M U.A, ny model (D) Fra serienummer 0000211301 og frem


RESERVEDELE TIL TROJA U.A.- HÅNDTAG



- 908550 Håndtagsrør m/håndbremse venstre Troja M U.A. - Gammel model
- 908551 Håndtagsrør m/håndbremse højre Troja M U.A. - Gammel model
- 908552 Håndtagsrør m/håndbremse venstre Troja X/S U.A. - Gammel model
- 908553 Håndtagsrør m/håndbremse højre Troja X/S U.A. - Gammel model



- 940429 Underarmsstøtter til Troja X/S U.A - Gammel model
- 940430 Underarmsstøtter til Troja M U.A. - Gammel model



- 907762 Støttesnor til Troja S/M med underarmstøtte (A)
- 908548 Armpude til Troja X/S/M U.A. (B)