


# Etac Cross 5


## Reservdelsslista svensk



75168.29 2023-09-21



Etac Cross 5





Etac Cross 5 XL

Etac Cross 5 Active

# Innehåll

Innehåll	Sida		
Gavel	3	Ryggklädsel Crossrygg mod. 2	35
Kryss	4	Ryggklädsel Crossrygg 3A	36
Crossrygg 3A	5-7	Ryggklädsel Crossrygg 2B	37
Rygg rör för separat ryggsystem, ECS (Crossrygg 2)	8	Ryggklädsel fast rygg	38
Fastrygg med fasta körhandtag	9	Ryggöverdrag Crossrygg mod. 2	39
Crossrygg 2B	10	Ryggöverdrag Crossrygg 3A	40-42
Körbygel	11	Ryggöverdrag Crossrygg 2B	43
Tvårstag	12	Armstöd	44-45
Benstöd	13	Sidoskydd	46
Vinkelreglerbart benstöd mod 1/ alt. Flip-up	14	Stängskärm	47
Vinkelreglerbart benstöd mod 3	15	Lårstöd komplett	48
Amputationsbenstöd	16	Bålstöd Crossrygg 3A	49-50
Gipsbenstöd	17	Bord	51
Fotstöd	18-20	Hemibord	52
Hel fotplatta	21	Hemibord/Kommunikation halvt	53
Broms	22	Tippskydd	54
Drivhjul	23-24	Tippskydd Cross 5 Active	55-56
Vårdarbroms	25-26	Ekerskydd	57
Vårdarbroms, fastrygg med fasta körhandtag	27	Tetra quickrelease adapter	58
Enarmsdrift	28	Käpphållare	59
Däck och slang	29	Huvudstöd	60
Drivring	30	Droppstativ	61
Länkhjul	31		
Breddningssats	32		
Sitsklädsel/Sitsförlängare Crossrygg 3A	33		
Hård sits	34		

## Gavlar



Cross 5	Cross 5 XL
---------	------------

Cross 5	Cross 5 XL
---------	------------

Pos.	Benämning	Art. nr.
1,9-11	Gavel Cross 5 kort hö Gavel Cross 5 kort vä Gavel Cross 5 lång hö Gavel Cross 5 lång vä	27520-xx-1 27520-xx-2 27521-xx-1 27521-xx-2
2,9-11	Gavel Cross 5 aktiv kort hö Gavel Cross 5 aktiv kort vä Gavel Cross 5 aktiv lång hö Gavel Cross 5 aktiv lång vä	27680-01-1 27680-01-2 27681-01-1 27681-01-2
3	Navhylsa M100 D12	20024
4	Camberbricka yttre 2° Camberbricka yttre 0°	82567 82569
5	Camberbricka inre 2° Camberbricka inre 0°	82568 82570

●	●
●	●
●	●
●	●
●	●


6	Distans låg stol drivhjul Cross 5 för montering i G-rad	82588
7	Schnorrbricka 17x24x1.3 fzb	13084
8	Mutter M16x1 NV 24 B8 fzb	12052
9	Låsmutter M 6 svkr DIN 985-6	12035
10	Armstödsfäste Cross/ Transit	25535
11	Skruv M6x20 MC6S 8.8 svart	11392
12	Trådbygel tippskydd Cross 5	82571
13	Bättringsfärg	80517-xx

●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●

**Färgkoder rammar:**

01=matt svart, 92=vit, 93=mörkblå

## Kryss




	Cross 5	Cross 5 XL
1	●	●
2	●	●
3	●	●
4	●	●
5	●	●
6	●	●
7	●	●
8	●	●
9	●	●
10	●	●
11	●	●
12	●	●
13	●	●
14	●	●
15	●	●
16	●	●
17	●	●
18	●	●

Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Spårryttare RSM 4 rfr	13054
2	Ledhylsa 5/6/1,5 PA	50285
3	Axel krysspinnne Cross	20507
1-3, 5-6, 16-18	Monteringssats kryssdelspaket	25765
4	Krysspinnne 35 cm	25148
	Krysspinnne 37,5 cm	25149
	Krysspinnne 40 cm	25150
	Krysspinnne 42,5 cm	25151
	Krysspinnne 45 cm	25152
	Krysspinnne 47,5 cm	25725
	Krysspinnne 50 cm	25451
	Krysspinnne 52,5 cm	26035
	Krysspinnne 55 cm	26036
	Krysspinnne 57,5 cm	26037
Krysspinnne 60 cm	26899	
5	Ändstopp sitsrör	50406
6	Skruv B 8x16 FXS svkr	11401
7	Skruv M 6x 55 MC6S 12.9 svkr	11351
8	Kryssledsbricka Cross	20383
9	Bricka D20 d6,4 t=3,5	51028
10	Kupolmutter M 6 nylonlås svkr DIN 986	12005
11	Skruv M 5x 35 MC6S 12.9 fzb	11290
12	Ledhylsa 5/6/1,5 PA	50285
13	Låsmutter M 5 svkr DIN 985-6	12036

4-15	Kryss kort 35 cm kompl mod 4	27832-01
	Kryss kort 37,5 cm kompl mod 4	27833-01
	Kryss kort 40 cm kompl mod 4	27834-01
	Kryss kort 42,5cm kompl mod 4	27835-01
	Kryss kort 45 cm kompl mod 4	27840-01
	Kryss kort 47,5 cm kompl mod 4	27841-01
	Kryss kort 50 cm kompl mod 4	27842-01
	Kryss kort 52,5cm kompl mod 4	27843-01
	Kryss kort 55cm kompl mod 4	27844-01
	Kryss kort 57,5 cm kompl mod 4	27845-01
	Kryss kort 60 cm kompl mod 4	27846-01
	Kryss lång 35 cm kompl mod 4	27836-01
	Kryss lång 37,5 cm kompl mod 4	27837-01
	Kryss lång 40 cm kompl mod 4	27838-01
	Kryss lång 42,5 cm kompl mod 4	27839-01
	Kryss lång 45 cm kompl mod 4	27847-01
	Kryss lång 47,5 cm kompl mod 4	27848-01
	Kryss lång 50 cm kompl mod 4	27849-01
	Kryss lång 52,5 cm kompl mod 4	27850-01
	Kryss lång 55 cm kompl mod 4	27851-01
Kryss lång 57,5 cm kompl mod 4	27852-01	
Kryss lång 60 cm kompl mod 4	27853-01	
16	Skruv M 6x 25 MC6S svkr esloc 8.8 DIN 912	11636
17	Bricka 25x10x1,5 sv PA	50281
18	Ledhylsa	20322

	Cross 5	Cross 5 XL
1	●	●
2	●	●
3	●	●
4	●	●
5	●	●
6	●	●
7	●	●
8	●	●
9	●	●
10	●	●
11	●	●
12	●	●
13	●	●
14	●	●
15	●	●
16	●	●
17	●	●
18	●	●


## Crossrygg 3A



Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Skruv M8x30 M6S fzb	11363
2	Skruv M8 x 55 M6S svkr	11432
3	Transportfäste Cross 5 hö Crossrygg 3A	82573
	Transportfäste Cross 5 vä Crossrygg 3A	82574
4	Låsmutter M8 DIN 985 fzb	12051

	Cross 5	Cross 5 XL
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●

## Crossrygg 3A forts.





	Cross 5	Cross 5 XL
1	●	●
2	●	●
3	●	●
4	●	●

5	Fjädderring M6 vågad fzb	13113
6	Skruv M6x20 MC6S 12.9 sv	11684

	Cross 5	Cross 5 XL
5	●	●
6	●	●

Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Ledbussning rygg mod 3	82504
2	Ryggchassi Cross 6 hö	83290-1
	Ryggchassi Cross 6 vä	83290-2
3	Mutter T-spår rygg Cross mod 3	20028
4	Excenter ryggchassi	83291

## Crossrygg 3A forts.




Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Ryggskena Crossrygg 3A Hö mod 4	83013-1	●	●
	Ryggskena Crossrygg 3A Vä mod 4	83013-2	●	●
2	Etikett höjjustering	71377	●	●
	Etikett höjjustering hög	71378	●	●
3	Ändavslutning rygg 1 mod 4 Crossrygg 3A	51130	●	●
	Ändavslutning rygg 2 mod 4 Crossrygg 3A	51131	●	●
4	Skruv MRX M4x8	11441	●	●
5	Låsmutter M4	12026	●	●
6a	Fäste körhandtag hrb kompl 3A mod 4	28576	●	

Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
6b	Fäste körhandtag hrb kompl hö Cross mod 3	27371-1	●	●
	Fäste körhandtag hrb kompl vä Cross mod 3	27371-2	●	●
7	Körhandtag hrb Cross 5	27588-01	●	●
8	Körhandtag fast Cross rygg 3A	27644	●	●
	Ryggförlängare 3A 35-40 kpl	28658	●	●
	Ryggförlängare 3A 42,5-50 kpl	28659	●	●
9-14	Ryggförlängare 3A 52,5-60 kpl	28660	●	●
	Ryggförlängare ryggprofil hö	51223-1	●	●
9	Ryggförlängare ryggprofil vä	51223-2	●	●
	Markispinne	51222	●	●
10	Ögla ryggförlängare 3A kpl	63294	●	●
11	Skruv	11441	●	●
12	Låsmutter	12026	●	●
14	Sitsdjupförlängare 35-40 cm	63291	●	●
	Sitsdjupförlängare 42,5-50 cm	63292	●	●
	Sitsdjupförlängare 52,5-60 cm	63293	●	●

## Ryggrör för separat ryggsystem, ECS (crossrygg 2)

Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
1	Låsmutter M8x1 DIN 985 fzb	12051	●	●
2	Skruv M8x1x30 10.9 Dy960/961	11363	●	●
3	Skruv M8x1x55 M6S 10.9 svkr	11432	●	●
4	Transportfäste Cross 5 hö	82573	●	●
	Transportfäste Cross 5 vä	82574	●	●
5	Ledstöd rygg Cross	20319	●	●
6	Ändpropp 25-21/23 R12.5 vit	50248	●	●
7	Ryggrör svart	25593-01	●	●
8	Etikett höjjustering	71851	●	●
9	Skruv M 6x 22 MC6S 8.8 fzb	11012	●	●
10	Bricka BRB 6.4x10x1.5 fzb	13080	●	●
11	Ryggskena 6063A-T6	80851	●	●
12	Täckkåpa hö	50405	●	●
	Täckkåpa vä	50407	●	●
13	Fyrkantsmutter hög M6 svkr	12058	●	●
6-13	Ryggrör förmonterad hö	25609-01-1	●	●
	Ryggrör förmonterad vä	25609-01-2	●	●
14	Fäste körhandtag kompl	25676	●	●
15	Bricka BRB M6 svkr	13030	●	●
16	Skruv M6x30 MC6S 8.8 svkr esl	11398	●	●
17	Körhandtag hrb	27298	●	●
18	Handtagsklädsel	82221	●	●
19	Skruv B8x16	11041	●	●
17-19	Körhandtag hrb Cross std	27338-01	●	●






## Fastrygg med fasta körhandtag

Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Ledstöd rygg Cross	20319
2	Låsmutter M8x1 DIN 985 fzb	12051
3	Skruv M8x1x30 10.9 Dy960/961	11363
4	Skruv M8x55x1 M6S 10.9 svkr	11432
5	Transportfäste Cross 5 hö	82573
	Transportfäste Cross 5 vä	82574
6	Ryggrörsfäste Cross	26571-01
7	Låsmutter M5 M6MF fzb	12060
8	Ryggrör med körhandtag Twin	27344-01
9	Skruv M 5x 30 M6S fzb	11403
10	Skruv B 8x16 RTS fzb st 4.2	11041
11	Handtagsklädsel std	82221
12	Skruv M 5x 12 K6S 10.9 fzb	11208


	Cross 5	Cross 5 XL
1	●	
2	●	
3	●	
4	●	
5	●	
6	●	
7	●	
8	●	
9	●	
10	●	
11	●	
12	●	




## Crossrygg 2B

	Cross 5	Cross 5 XL
●		
●		
●		
●		
●		
●		
●		

Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Ryggrörsfäste B2B kpl	28366-01
2	Skruv M 5x 30 M6S fzb	11403
3	Låsmutter M 5 sv DIN 985-6	12060
4	Ryggrör låg	
	Ryggrör hög	
4-7	Ryggrör med körhandtag B2B låg inkl handtagsklädsel	28378
	Ryggrör med körhandtag B2B hög inkl handtagsklädsel	28379
5	Skruv B 8x16 RTS fzb st 4.2	11041
6	Handtagsklädsel L80	28364
7	Ändavslutning svart	51174





## Körbygel



Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
1	Körbygel hrb 32.5 cm rygg 3A 35 cm kompl	27433-01	●	
	Körbygel hrb Cr rygg2 35 cm rygg 3A 37.5 cm kompl	25578-01	●	
	Körbygel hrb Cr rygg2 37.5 cm rygg 3A 40 cm kompl	25579-01	●	
	Körbygel hrb Cr rygg2 40 cm rygg 3A 42.5 kompl	25580-01	●	
	Körbygel hrb Cr rygg2 42.5 cm rygg 3A 45 cm kompl	25581-01	●	
	Körbygel hrb Cr rygg2 45 cm rygg 3A 47.5 cm kompl	25582-01	●	
	Körbygel hrb Cr rygg2 47.5 cm rygg 3A 50 cm kompl	25730-01	●	
	Körbygel hrb Cross XL 45 cm rygg 3A 47.5 cm kompl	27434-01		●
	Körbygel hrb Cross XL 47.5 cm rygg 3A 50 cm kompl	26063-01		●
	Körbygel hrb Cross XL 50 cm rygg 3A 52.5 cm kompl	26064-01		●
	Körbygel hrb Cross XL 52.5 cm rygg 3A 55 cm kompl	26068-01		●
	Körbygel hrb Cross XL 55 cm rygg 3A 57.5 cm kompl	26069-01		●
	Körbygel hrb Cross XL 57.5 cm rygg 3A 60 cm kompl	26070-01		●

## Tvärstag



Cross 5  
Cross 5 XL


Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Tvärstag 32.5 cm. Rygg 3A 35 cm kompl	27431	●	
	Tvärstag Cr rygg 2 35 cm. Rygg 3A 37.5 kompl	25610	●	
	Tvärstag Cr rygg 2/M100 37.5 cm. Rygg 3A 40 cm kompl	25611	●	
	Tvärstag Cr rygg 2/M100 40 cm. Rygg 3A 42.5 cm kompl	25612	●	
	Tvärstag Cr rygg 2/M100 42.5 cm. Rygg 3A 45 cm kompl	25613	●	
	Tvärstag Cr rygg 2/M100 45 cm. Rygg 3A 47.5 cm kompl	25614	●	●
	Tvärstag Cr rygg 2/M100 47.5 cm. Rygg 3A 50 cm kompl	25739	●	●
	Tvärstag Cr rygg 2/M100 50 cm. Rygg 3A 52.5 cm kompl	25615		●
	Tvärstag Cr rygg 2 52.5 cm. Rygg 3A 55 cm kompl	26030		●
	Tvärstag Cr rygg 2 55 cm. Rygg 3A 57.5 cm kompl	26031		●
	Tvärstag Cr rygg 2 57,5 cm. Rygg 3A 60 cm kompl.	26032		●

Cross 5  
Cross 5 XL

2	Tvärstag 3A 35 cm kompl mod 4	28114	●	
	Tvärstag 3A 37,5 cm kompl mod 4	28115	●	
	Tvärstag 3A 40 cm kompl mod 4	28116	●	
	Tvärstag 3A 42,5 cm kompl mod 4	28117	●	●
	Tvärstag 3A 45 cm kompl mod 4	28118	●	●
	Tvärstag 3A 47,5 cm kompl mod 4	28695	●	●
	Tvärstag 3A 50 cm kompl mod 4	28696	●	●
	Tvärstag 3A 52,5 cm kompl mod 4	28697	●	●
	Tvärstag 3A 55 cm kompl mod 4	28698	●	●
	Tvärstag 3A 57,5 cm kompl mod 4	28699	●	●
	Tvärstag 3A 60 cm kompl mod 4	28700		●



## Vinkelreglerbart benstöd mod 1/alt. Flip up




	Cross 5	Cross 5 XL
1	●	●
2	●	●
3	●	●
4	●	●
5	●	●
6	●	●
7	●	●
1-7	●	●
8		
9a	●	●
10	●	●

11	Stjärnratt 60x22 M8x32 svart	80295
12	Ratt 40 M6x17 svart	80297
13	Dynhållare benstöd vrb svart	24421-01
14	Bricka 6.4x17x3 DIN7349	13052
9a-14	Dynkonsol benstöd vrb m hållare	24544-01
9b-14	Dynkonsol benstöd vrb Flip-Up m hållare	27322-01
15	Ratt R3015 M5x15	80807
15-16	Vadplatta benstöd vrb 35-37,5 cm	62105-60
	Vadplatta benstöd vrb 40-42,5 cm	62104-60
	Vadplatta benstöd vrb 45-47,5 cm	62484-60
	Vadplatta benstöd vrb 50-60 cm	62451-60
17	Överdrag vadplatta 35-37,5	62888-60
	Överdrag vadplatta 40-42,5	62889-60
	Överdrag vadplatta 45-47,5	62890-60
	Överdrag vadplatta 50-60	62906-60

	Cross 5	Cross 5 XL
11	●	●
12	●	●
13	●	●
14	●	●
9a-14	●	●
9b-14	●	●
15	●	●
15-16	●	
17	●	
17	●	●
17	●	●

Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Bricka NB6x16x1.0 svkr	13034
2	Ledskydd benstöd vrb	62176
3	Skruv M6x40 MVBF fzb	11234
4	Distans benstöd vrb	20414
5	Vred VN 510 43 M6 inv gänga	80488
6	Skruv M6x30 M6S 8.8 fzb	11555
7	Vingmutter M6	80847
1-7	Benstöd vrb svart mod 2	25660-01
8	Se fotstödssidan	
9a	Dynkonsol benstöd vrb	24446-01
10	Mutter M6M M8 fzb	12006

## Vinkelreglerbart benstöd mod 3



	Cross 5	Cross 5 XL
1-8, 10	●	●
2	●	●
3	●	●
4	●	●
5	●	●
6	●	●
7	●	●

8	Vadplatta vrb benstöd	50844
9	Överdrag vadplatta vrb benstöd mörkgrå	62762-60
	Överdrag vadplatta vrb benstöd Dartex	62762-63
10	PUR-ring	50860
7-8, 10	Vadplatta kompl vrb benstöd	26136
1-6	Benstöd vrb exkl vadplatta	27149


	Cross 5	Cross 5 XL
8	●	●
9	●	●
	●	●
10	●	●
7-8, 10	●	●
1-6	●	●

Pos.	Benämning	Art. nr.
1-8, 10	Benstöd vrb kompl med vadplatta	26100
2	Skruv K40x14 PT-KX svkr	11419
3	Handtag vrb benstöd	50842
4	Ändavslutning 22x2	51020
5	Skruv M6 x 30 M6S 8,8 fzb DIN 931	11555
6	Vingmutter M6	80847
7	Fäste vadplatta vrb benstöd	26122

# Amputationsbenstöd

Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Ratt R3015 M5x15 S amput benstöd	80807
2	Bricka BRB 8.4/A2 rfr	13011
3	Skruv M 8x 35 MC6S fzb	11276
4	Låsrör amputationsbenstöd	25518-01
5	Stoppskruv M8x8 SK6SS svkr HRC 45	11388
6	Axel amputationsbenstöd kompl	25519-01
7	Dynkonsol amputationsbenstöd	80809
8	Fyrkantsmutter hög M8 fzb	12056
9	Stödplatta amputationsbenstöd mörkgrå	62335-60
	Stödplatta amputationsbenstöd Dartex	62335-63
	Stödplatta amputationsbenstöd mörkgrå hö	62452-60-1
	Stödplatta amputationsbenstöd mörkgrå vä	62452-60-2
	Stödplatta amputationsbenstöd dartex hö	62452-63-1
10	Överdrag amp benstöd Cross mörkgrå	62893-60
	Överdrag amp benstöd Cross Dartex	62893-63
	Överdrag amp benstöd Cross XL hö mörkgrå	62450-60
	Överdrag amp benstöd Cross XL hö Dartex	62450-63
	Överdrag amp benstöd Cross XL vä mörkgrå	62761-60
	Överdrag amp benstöd Cross XL vä Dartex	62761-63
11	Insexnyckel NV4 DIN 911	80141
12	Insexnyckel Nv6 180 mm	82625

	Cross 5	Cross 5 XL
1	●	●
2	●	●
3	●	●
4	●	●
5	●	●
6	●	●
7	●	●
8	●	●
9	●	●
9	●	●
9		●
9		●
9		●
10	●	●
10	●	●
		●
		●
		●
		●
11	●	●
12	●	●




			Cross 5	Cross 5 XL
1-12	Amputationsbenstöd kompl mörkgrå plysch	25516-60	●	
	Amputationsbenstöd kompl Dartex	25516-63	●	
	Amputationsbenstöd Cross XL hö kompl mörkgrå plysch	26210-60-1		●
	Amputationsbenstöd Cross XL vä kompl mörkgrå plysch	26210-60-2		●
	Amputationsbenstöd Cross XL hö kompl Dartex	26210-63-1		●
	Amputationsbenstöd Cross XL vä kompl Dartex	26210-63-2		●




## Gipsbensbenstöd

Pos.	Benämning	Art. nr.
1-9	Gipsbenstöd höger	27417-1
	Gipsbenstöd vänster	27417-2
1	Gipsbenstöd	
2	Dyna Gipsbenstöd kpl	82520
3	Ändavslutning	50287
4	Dynkonsol benstöd vrb	24446-01
5	Mutter	12006
6	Stjärnratt 60x22 M 8x32 svart	80295
7	Ratt 40 M6x17 svart	80297
8	Dynhållare benstöd vrb svart	24421-01
9	Bricka 6.4x17x3 DIN 7349	13052
4-9	Dynkonsol benstöd vrb Cross m hållare svart	24544-01

	Cross 5	Cross 5 XL
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●




## Fotstöd



Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
1	Skruv M6x25 MC6S 8.8 fzb	11033	●	●
2	Låsblock fotplatta	20324	●	●
3	Infästningsrör fotplatta xkort c/c 15 mm svart	82603	●	
	Infästningsrör fotplatta kort c/c 15 mm svart	81999	●	
	Infästningsrör fotplatta std c/c 15 mm svart	81997	●	●
	Infästningsrör fotplatta lång c/c 15 mm svart	81998	●	●
4	Låsmutter M6 DIN 985-6 fzb	12017	●	●
5	Fjäder fotplatta plast	80619	●	●
6	Skruv K40x8 PT-KX PHIL WN 1442 fzb	11344	●	●




## Fotstöd forts.



Pos.	Benämning	Art. nr.
1-6	Förlängning fotplatta S	28774
	Förlängning fotplatta M hö	28775-1
	Förlängning fotplatta M vä	28775-2
	Förlängning fotplatta L hö	28776-1
	Förlängning fotplatta L vä	28776-2
1	Förlängning fotplatta S	
	Förlängning fotplatta M hö	
	Förlängning fotplatta M vä	
	Förlängning fotplatta L hö	
	Förlängning fotplatta L vä	
2	Stopplack armstöd	80661
3	Skruv M5x14 MF6S Zn8/P esloc	11237
4	Styrning fotplatta hel	83421
5	Låsmutter M5 kupol fzb	12168
6	Skruv M5x12 K6S 10.9 fzb	11208
7	Sidoskydd fotplatta	83420

	Cross 5	Cross 5 XL
1-6	●	●
1	●	●
2	●	●
3	●	●
4	●	●
5	●	●
6	●	●
7	●	●

## Hel fotplatta



Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1-7	Fotplatta hel kompl 35-37,5 cm	25936	●	
	Fotplatta hel kompl 40-50 cm	25937	●	●
	Fotplatta hel kompl 50-60 cm	26853	●	●
1	Fotplatta hel 35-37,5 cm	81130	●	
	Fotplatta hel 40-50 cm	81131	●	●
	Fotplatta hel 50-60 cm	81993	●	●
2	Skruv B 6 3.5x9.5 FXS	11384	●	●
3	Skruv M 5x 20 MF6S	11526	●	●
4	Låsdelalj fotplatta hel kompl 35-37,5 cm	25931	●	
	Låsdelalj fotplatta hel kompl 40-50 cm, 50-60 cm	25932	●	●
5	Infästningsrör hel fotplatta vä	25934	●	●
6	Infästningsrör hel fotplatta hö	25935	●	●
7	Ändstycke hel fotplatta	50830	●	●













## Drivhjul med vårdarbroms forts.

Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
1	<b>24" Drivhjul</b>			
	Drivhjul vårdarbr 24 alu	81349	●	●
	Drivhjul vårdarbr 24 mass/alu	81346	●	●
	Drivhjul vårdarbr 24 mass/plastad	81347	●	●
	Drivhjul vårdarbr 24 mass/rfr	81348	●	●
	Drivhjul vårdarbr 24 plastad	81350	●	●
	Drivhjul vårdarbr 24 rfr	81351	●	●
	Drivhjul 24 vårdarbroms massiv innerslang/rfr	27256	●	●
	Drivhjul 24 vårdarbroms massiv innerslang/cellgumm	27702	●	●
	Drivhjul 24 vårdarbroms massiv innerslang/plastad	27703	●	●
	Drivhjul 24 vårdarbroms massiv innerslang utan	27704	●	●
	Drivhjul 24 VB matt nav mass/ utan drivring exkl axel	28106	●	●
	Drivhjul 24 VB matt nav mass/ plastad	28107	●	●
	Drivhjul 24 VB matt nav mass/ rfr	28108	●	●
	Drivhjul 24 VB matt nav högtr/ plastad	28109	●	●
	Drivhjul 24 VB matt nav högtr/ rfr	28110	●	●
Drivhjul 24 VB matt nav högtr/ utan drivring exkl axel	28111	●	●	
	<b>26" Drivhjul</b>			
	Drivhjul 26 VB halvmass/ rfr med packning exkl axel	28112	●	●
2-9	Monteringssats vårdarbroms Cross	27627	●	●
2-9, 11	VB sats C5 u drivhjul	27890	●	
	VB sats C5 XL u drivhjul	27891		●
2	Axel vårdarbroms	81325	●	●
3	Medbringare vårdarbroms	82566	●	●
4	Trumbroms Cross 5 hö	27590	●	●
	Trumbroms Cross 5 vä	27591	●	●
5	Skruv M 6x 55 MC6S	11351	●	●
6	Adapter broms 5 mm	51019	●	●




## Vårdarbroms, fastrygg med fasta körhandtag



Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Bromshandtag vårdarbroms	81804
2	Vajerpaket vrb Cross Twin Tran	81805
3	Skruv DG 5x20 WN 1552	11504
4	Ryggrör med körhandtag Twin/Transit vårdarbroms öppningsgrepp 75 mm	27345-01


Cross 5	Cross 5 XL
●	●
●	●
●	●
●	●

## Enarmsdrift




Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
1	Teleskopaxel enarmsdrift bredd 35/37,5 (totallängd 315 mm)	27317	●	
	Teleskopaxel enarmsdrift bredd 40/42,5 (totallängd 370 mm)	27318	●	
	Teleskopaxel enarmsdrift bredd 45/47,5/50 (totallängd 460 mm)	27319	●	●
	Teleskopaxel enarmsdrift bredd 52,5/55/57,5 (totallängd 530 mm)	27320		●
	Teleskopaxel enarmsdrift bredd 60 cm	27321		●
2-3	Enarmsdrift drivenhet 20"	26534	●	●
	Enarmsdrift drivenhet 22"	26533	●	●
	Enarmsdrift drivenhet 24"	26522	●	●

## Däck och slang



Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Däck 22" x 1" högtryck	81125	●	●
	Däck 24" högtryck svart	83329	●	●
	Däck 24" Schwalbe Marathon Plus	83301	●	●
	Däck 24" x 1 " högtryck till carbon	82907	●	
2	Däck 20" massivt	80787	●	●
	Däck 22" massivt	81384	●	●
	Däck 24" massivt	80768	●	●
3	Slang 20" luft lågtryck	80132	●	●
	Slang 22" luft högtryck	80136	●	●
	Slang 24" 1" högtryck	80560	●	●
	Slang 24" 1" högtryck till carbon	82908	●	
4	Slang 20" massiv	82706	●	●
	Slang 22" massiv	82705	●	●
	Slang 24" massiv	82704	●	●
5	Fälgband till carbon	82909	●	
	Fälgband 24	97044	●	●

## Drivring



Cross 5  
Cross 5 XL

Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Monteringssats drivring titan/alu/cellgummi/rfr	24514	●	●
2	<b>20" Drivhjul</b>			
	Drivring D465 hjul 20" alu	81109	●	●
	Drivring D465 hjul 20" plastad	81229	●	●
	Drivring D425 hjul 20" cellgummi clipsmonterat	24442	●	●
	Drivring D465 hjul 20" rfr	21034	●	●
	Drivring D465 hjul 20" rfr med packning	83006	●	●
	Drivring D465 hjul 20" plastad	83010	●	●
	<b>22" Drivhjul</b>			
	Drivring D500 hjul 22" alu	25636	●	●
	Drivring D500 hjul 22" rfr	24395	●	●
	Drivring D500 hjul 22" plastad	80895	●	●
	Drivring D469 hjul 22" cellgummi clipsmonterat	24551	●	●
	Drivring D500 hjul 22" rfr med packning	83007	●	●
	Drivring D500 hjul 22" plastad	83011	●	●

Cross 5  
Cross 5 XL


2	<b>24" Drivhjul</b>			
	Drivring D540 hjul 24" alu	25181	●	●
	Drivring D540 hjul 24" rfr	24023	●	●
	Drivring D540 hjul 24 plastad svart matt	82998	●	●
	Drivring D540 hjul 24" cellgummi clipsmont	80800	●	●
	Drivring D540 hjul 24" rfr med packning	83008	●	●
	Drivring D540 hjul 24" plastad med packning	83012	●	●
	<b>26" Drivhjul</b>			
	Drivring D585 hjul 26" alu	81508	●	●
	Drivring D585 hjul 26" rfr	81510	●	●
	Drivring D585 hjul 26" rfr	83009	●	●







## Sitsklädsel/Sitsförlängare Crosrygg 3A



Cross 5	Cross 5 XL
---------	------------

		●	●
		●	●
		●	
		●	
		●	
		●	●
		●	●
			●
			●
			●
			●
			●

Cross 5	Cross 5 XL
---------	------------


		●	
		●	
		●	
		●	
		●	
		●	●
		●	●
			●
			●
		●	
		●	●
		●	●

Pos.	Benämning	Art. nr.
	Till Crossrygg 3A	
1	Markispinne L381 sitsklädsel kort	80617
	Markispinne L446 sitsklädsel lång	80618
1-2	Klädsel sits Basic kort 35 cm Basic/Cross 3A svart	62718-60
	Klädsel sits Basic kort 37,5 cm Basic/Cross 3A svart	62719-60
	Klädsel sits Basic kort 40 cm Basic/Cross 3A svart	62720-60
	Klädsel sits Basic kort 42,5 cm Basic/Cross 3A svart	62721-60
	Klädsel sits Basic kort 45 cm Basic/Cross 3A svart	62722-60
	Klädsel sits Basic kort 47,5 cm Basic/Cross 3A svart	62978-60
	Klädsel sits Basic kort 50 cm Basic/Cross 3A svart	62979-60
	Klädsel sits Basic kort 52,5 cm Basic/Cross3A svart	62980-60
	Klädsel sits Basic kort 55 cm Basic/Cross3A svart	62981-60
	Klädsel sits Basic kort 57,5 cm Basic/Cross3A svart	62982-60
	Klädsel sits Basic kort 60 cm Basic/Cross3A svart	62983-60

1-2	Klädsel sits Basic lång 35 cm Basic/Cross 3A svart	62728-60
	Klädsel sits Basic lång 37,5 cm Basic/Cross 3A svart	62729-60
	Klädsel sits Basic lång 40 cm Basic/Cross 3A svart	62730-60
	Klädsel sits Basic lång 42,5 cm Basic/Cross 3A svart	62731-60
	Klädsel sits Basic lång 45 cm Basic/Cross 3A svart	62732-60
	Klädsel sits Basic lång 47,5 cm Basic/Cross 3A svart	62984-60
	Klädsel sits Basic lång 50 cm Basic/Cross 3A svart	62985-60
	Klädsel sits Basic lång 52,5 cm Basic/Cross 3A svart	62986-60
	Klädsel sits Basic lång 55 cm Basic/Cross 3A svart	62987-60
	Klädsel sits Basic lång 57,5 cm Basic/Cross 3A svart	62988-60
	Klädsel sits Basic lång 60 cm Basic/Cross 3A svart	62989-60
3	Sitsförlängare B35-40 cm	63291
	Sitsförlängare B42,5-50 cm	63292
	Sitsförlängare B52,5-60 cm	63293




## Ryggklädsel Crossrygg mod. 2




Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
1	Klädsel rygg rb rh jb 35/37,5 cm, Crossrygg 2	62342-60	●	
	Klädsel rygg rb rh jb 40/42,5 cm Crossrygg 2	62343-60	●	
	Klädsel rygg rb rh jb 45 cm Crossrygg 2	62344-60	●	
	Klädsel rygg rb rh jb 47,5/50 cm Crossrygg 2	62345-60	●	●
	Klädsel rygg rb rh jb 52,5/55 cm	62430-60	●	●
	Klädsel rygg rb rh jb 57,5/60 cm	62431-60		●
	Klädsel rygg Cross/Next hög 35/37,5 cm	62758-60	●	
	Klädsel rygg Cross/Next hög 40/42,5 cm	62466-60	●	
	Klädsel rygg Cross/Next hög 45 cm	62467-60	●	
	Klädsel rygg Cross/Next hög 47,5/50 cm	62468-60	●	●
	Klädsel rygg Cross hög 52,5-55	62759-60	●	●
	Klädsel rygg Cross hög 57,5-60	62760-60		●

## Ryggklädsel Crossrygg 3A




Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Klädsel rygg Crossrygg 3A rb 35-37,5/40 cm	62953-60	●	
	Klädsel rygg Crossrygg 3A rb 42,5/50 cm	62954-60	●	●
	Klädsel rygg Crossrygg 3A rb 52,5/60 cm	62955-60		●
	Markispinne L296 Crossrygg 3A	82461	●	●
	Klädsel rygg Crossrygg 3A rb hög 35-40 cm	63014-60	●	
	Klädsel rygg Crossrygg 3A rb hög 42.5-50 cm	63015-60	●	●
	Klädsel rygg Crossrygg 3A rb hög 52.5-60 cm	63016-60		●
	Markispinne L355 Crossrygg 3A hög rygg	82586	●	●

## Ryggklädsel Crossrygg 2B



Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Klädsel rygg 2B låg 35-40 cm mod 2	63257-60
	Klädsel rygg 2B låg 42.5-47.5 cm mod 2	63258-60
	Klädsel rygg 2B låg 50-55 cm mod 2	63259-60
2	Klädsel rygg 2B hög 35-40 cm mod 2	63260-60
	Klädsel rygg 2B hög 42.5-47.5 cm mod 2	63261-60
	Klädsel rygg 2B hög 50-55 cm mod 2	63262-60
3	Förlängningsdel rygg 2B 35-40 cm mod 2	63273
	Förlängningsdel rygg 2B 42,5-47,5 cm mod 2	63275
	Förlängningsdel rygg 2B 50-55 cm mod 2	63276
4	Polstring rygg 20x15x1 cm	63272
	Ilägg breddningssköld	51218
4-5	Breddningssköld rygg	28637


	Cross 5	Cross 5 XL
1	●	
2	●	
3	●	
4	●	
5	●	







## Ryggöverdrag Crossrygg 3A



1

2

	Cross 5	Cross 5 XL
	●	
	●	
	●	
	●	
	●	
	●	●
	●	●
		●
		●
		●



	Cross 5	Cross 5 XL
	●	
	●	
	●	
	●	
	●	●
	●	●
		●
		●
		●

Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Överdrag rygg Crossrygg 3A 35 cm mörkgrå	62941-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A 37,5 cm mörkgrå	62942-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A 40 cm mörkgrå	62943-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A 42,5 cm mörkgrå	62944-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A 45 cm mörkgrå	62945-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A 47,5 cm mörkgrå	62946-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A 50 cm mörkgrå	62947-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A 52,5 cm mörkgrå	62948-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A 55 cm mörkgrå	62949-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A 57,5 cm mörkgrå	62950-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A 60 cm mörkgrå	62951-60

2	Överdrag rygg Crossrygg 3A komf 35 cm mörkgrå	62956-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A komf 37,5 cm mörkgrå	62957-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A komf 40 cm mörkgrå	62958-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A komf 42,5 cm mörkgrå	62959-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A komf 45 cm mörkgrå	62960-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A komf 47,5 cm mörkgrå	62961-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A komf 50 cm mörkgrå	62962-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A komf 52,5 cm mörkgrå	62963-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A komf 55 cm mörkgrå	62964-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A komf 57,5 cm mörkgrå	62965-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A komf 60 cm mörkgrå	62966-60



## Ryggöverdrag Crossrygg 3A forts.



1

2


	Cross 5	Cross 5 XL
	●	
	●	
	●	
	●	
	●	
	●	●
	●	●
		●
		●
		●
		●
		●

	Cross 5	Cross 5 XL
	●	
	●	
	●	
	●	
	●	●
	●	●
		●
		●
		●
		●
		●


Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Överdrag rygg Crossrygg 3A Tidy 35 cm	63087-63
	Överdrag rygg Crossrygg 3A Tidy 37,5 cm	63088-63
	Överdrag rygg Crossrygg 3A Tidy 40 cm	63089-63
	Överdrag rygg Crossrygg 3A Tidy 42,5 cm	63090-63
	Överdrag rygg Crossrygg 3A Tidy 45 cm	63091-63
	Överdrag rygg Crossrygg 3A Tidy 47,5 cm	63092-63
	Överdrag rygg Crossrygg 3A Tidy 50 cm	63093-63
	Överdrag rygg Crossrygg 3A Tidy 52,5 cm	63094-63
	Överdrag rygg Crossrygg 3A Tidy 55 cm	63095-63
	Överdrag rygg Crossrygg 3A Tidy 57,5 cm	63096-63
	Överdrag rygg Crossrygg 3A Tidy 60 cm	63097-63

2	Skum överdrag rygg Tidy 35	82877
	Skum överdrag rygg Tidy 37,5	82878
	Skum överdrag rygg Tidy 40	82879
	Skum överdrag rygg Tidy 42,5	82880
	Skum överdrag rygg Tidy 45	82881
	Skum överdrag rygg Tidy 47,5	82882
	Skum överdrag rygg Tidy 50	82883
	Skum överdrag rygg Tidy 52,5	82884
	Skum överdrag rygg Tidy 55	82885
	Skum överdrag rygg Tidy 57,5	82886
	Skum överdrag rygg Tidy 60	82887

## Ryggöverdrag Crossrygg 3A forts.



1



2


	Cross 5	Cross 5 XL
	●	
	●	
	●	
	●	
	●	
	●	●
	●	●
		●
		●
		●
		●

	Cross 5	Cross 5 XL
	●	
	●	
	●	
	●	
	●	●
	●	●
		●
		●
		●
		●

Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Överdrag rygg Crossrygg 3A hög 35 cm mörkgrå	63020-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A hög 37,5 cm mörkgrå	63021-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A hög 40 cm mörkgrå	63022-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A hög 42,5 cm mörkgrå	63023-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A hög 45 cm mörkgrå	63024-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A hög 47,5 cm mörkgrå	63025-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A hög 50 cm mörkgrå	63026-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A hög 52,5 cm mörkgrå	63027-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A hög 55 cm mörkgrå	63028-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A hög 57,5 cm mörkgrå	63029-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A hög 60 cm mörkgrå	63030-60

2	Överdrag rygg Crossrygg 3A komf hög 35 cm mörkgrå	63033-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A komf hög 37,5 cm mörkgrå	63034-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A komf hög 40 cm mörkgrå	63035-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A komf hög 42,5 cm mörkgrå	63036-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A komf hög 45 cm mörkgrå	63037-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A komf hög 47,5 cm mörkgrå	63038-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A komf hög 50 cm mörkgrå	63039-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A komf hög 52,5 cm mörkgrå	63040-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A komf hög 55 cm mörkgrå	63041-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A komf hög 57,5 cm mörkgrå	63042-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A komf hög 60 cm mörkgrå	63043-60


## Ryggöverdrag Crossrygg 2B



Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
1	Överdrag rygg 3A/B2B 35 cm Svart spacer	63204-68	●	
	Överdrag rygg 3A/B2B 37.5 cm Svart spacer	63205-68	●	
	Överdrag rygg 3A/B2B 40 cm Svart spacer	63206-68	●	
	Överdrag rygg 3A/B2B 42.5 cm Svart spacer	63207-68	●	
	Överdrag rygg 3A/B2B 45 cm Svart spacer	63208-68	●	
	Överdrag rygg 3A/B2B 47.5 cm Svart spacer	63209-68	●	
	Överdrag rygg 3A/B2B 50 cm Svart spacer	63210-68	●	
	Överdrag rygg 3A/B2B 52.5 cm Svart spacer	63211-68	●	
	Överdrag rygg 3A/B2B 55 cm Svart spacer	63212-68	●	
	Överdrag rygg 3A/B2B 57.5 cm Svart spacer	63213-68	●	
	Överdrag rygg 3A/B2B 60 cm Svart spacer	63214-68	●	


## Armstöd avtagbar dyna

Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
1-6	Armstöd avtagbar dyna kort hö	28780-1	●	●
	Armstöd avtagbar dyna kort vä	28780-2	●	●
	Armstöd avtagbar dyna lång hö	28781-1	●	●
	Armstöd avtagbar dyna lång vä	28781-2	●	●
	Armstöd avtagbar dyna kort hö med fingerskruv	28782-1	●	●
	Armstöd avtagbar dyna kort vä med fingerskruv	28782-2	●	●
	Armstöd avtagbar dyna lång hö med fingerskruv	28783-1	●	●
	Armstöd avtagbar dyna lång vä med fingerskruv	28783-2	●	●
1	Armstöd avtagbar dyna kort svetsad	28684	●	●
	Armstöd avtagbar dyna lång hö svetsad	28685-1	●	●
	Armstöd avtagbar dyna lång vä svetsad	28685-2	●	●
2	Stoppklack armstöd	80661	●	●
3	Skruv B 8x19 RXS/A2 Ph st 4.2	11064	●	●
4	Armstödsdyna M100 kort hö	82294-1	●	●
	Armstödsdyna M100 kort vä	82294-2	●	●
	Armstödsdyna M100 lång hö	82295-1	●	●
	Armstödsdyna M100 lång vä	82295-2	●	●
5	Skyddskiva nylon hö	50316	●	●
	Skyddskiva nylon vä	50317	●	●
6	Skruv M5x14 MF6S 10.9 svkr Esloc	11237	●	●
7	Fingerskruv	82402	●	●



## Armstöd


Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
1	Armstödsdyna polstrad kort mörkgrå	62282-60	●	●
	Armstödsdyna polstrad lång mörkgrå	62283-60	●	●
	Armstödsdyna gel kort kompl	26240-60	●	●
	Armstödsdyna gel lång kompl	26241-60	●	●
	Armstödsdyna polstrad kort Dartex	62282-63	●	●
	Armstödsdyna polstrad lång Dartex	62283-63	●	●
	Armstödsdyna gel kort kompl Dartex	26240-63	●	●
	Armstödsdyna gel lång kompl Dartex	26241-63	●	●
2-5	Armstöd Cross kort hö L 25 cm	25172-1	●	●
	Armstöd Cross kort vä L 25 cm	25172-2	●	●
	Armstöd Cross lång hö L 38 cm	25173-1	●	●
	Armstöd Cross lång hö L 38 cm	25173-2	●	●
3	Skruv M5x14 MF6S 10.9 svkr Esloc	11237	●	●
4	Skyddskiva nylon hö	50316	●	●
	Skyddskiva nylon vä	50317	●	●
5	Stopplack armstöd 6005 T6 SS 4107-06	80661	●	●







## Lårstöd komplett



Cross 5	Cross 5 XL
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●


4	Fästplåt armstöd	82408
5	Kupolmutter M5	12168
6	Skruv M5x14mf6s svkr	11237
7	Skruv M5x10 mf6s fzb	11689
8	Skruv M 6x 30 MF6S fzb esloc	11639
9	Låsmutter M6	12169
10	Mjukdel lårstöd kpl hö	82488-1
	Mjukdel lårstöd kpl vä	82488-2

Cross 5	Cross 5 XL
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●

Pos.	Benämning	Art. nr.
1-10	Lårstöd kort hö komplett	27391-1
	Lårstöd kort vä komplett	27391-2
	Lårstöd lång hö komplett	27392-1
	Lårstöd lång vä komplett	27392-2
1	Lårstöd kort	82523
	Lårstöd lång	82524
2	Fäste lårstöd	82489
3	Fästplatta	82490



## Bålstöd Crossrygg 3A



Cross 5  
Cross 5 XL

●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●

Cross 5  
Cross 5 XL


●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●

Pos.	Benämning	Art. nr.
1-12	Bålstöd Crossrygg 3 inkl beslag	27395
1	Bålstödsdyna	82491
2	Beslag bålstöd	82507
3	Fjäderbricka 6.1x9.9x1.6 DIN 7980	13014
4	Skruv M 5x 12 K6S 10.9 fzb	11208
5	Armstödsfäste	80403
6	Låsklack armstöd	80292
7	Ratt M5 x 14	80807

8	Bricka BRB 5.3x15x1.2 svkr Din 9021	13004
9	Skruv M 6x 25 MF6S svkr esloc	11430
10	Skruv M 5x 14 MF6S svkr	11237
11	Vågbricka 5.3x10x0.5 DIN 137A fzb	13026
12	Mutter M6 FK4M blankkrom	12166
13	Fästbeslag ssb bålstöd hö kompl	27947-1
13	Fästbeslag ssb bålstöd vä kompl	27947-2
14	Stag bålstöd ssb rakt L 12 cm	27948
15	Dyna bålstöd mellan böjd svart H 6.5 cm L 17 cm	27949
	Dyna bålstöd stor böjd svart H 9 cm L 19 cm	27950




## Bord



Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
	Fixeringsband bord 27.5-50 cm	62103	●	●
	Bord 45 cm för stol 35 cm kompl	24417	●	
	Bord 47.5 cm för stol 37.5 cm kompl	25187	●	
	Bord 50 cm för stol 40 cm kompl	24418	●	
	Bord 52.5 cm för stol 42.5 cm kompl	25188	●	
	Bord 55 cm för stol 45 cm kompl	24419	●	
	Bord 57,5 cm för stol 47,5 cm kompl	25731	●	●
	Bord 60 cm för stol 50 cm kompl	24601	●	●
	Bord 62.5 cm för stol 52.5 cm kompl	26020		●
	Bord 65 cm för stol 55 cm kompl	26021		●
	Bord 67,5 cm för stol 57,5 cm kompl	26022		●
	Bord 70 cm för stol 60 cm kompl	26907		●


## Hemibord



Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
2	Armstödsdyna kort hemibord	81631	●	●
	Armstödsdyna lång hemibord	81632	●	●
3	Halkskydd hemibord 35-50 cm	81633	●	●
1-2	Hemibord 45 cm för stol 35 cm kort armstödsdyna kompl	26556	●	
	Hemibord 47.5 cm för stol 37.5 cm kort armstödsdyna kompl	26557	●	
	Hemibord 50 cm för stol 40 cm kort armstödsdyna kompl	26558	●	
	Hemibord 52.5 cm för stol 42.5 cm kort armstödsdyna kompl	26559	●	
	Hemibord 55 cm för stol 45 cm kort armstödsdyna kompl	26560	●	
	Hemibord 57.5 cm för stol 47.5 cm kort armstödsdyna kompl	26561	●	●
	Hemibord 60 cm för stol 50 cm kort armstödsdyna kompl	26562	●	●
	Hemibord 45 cm för stol 35 cm lång armstödsdyna kompl	26563	●	
	Hemibord 47.5 cm för stol 37.5 cm lång armstödsdyna kompl	26564	●	
	Hemibord 50 cm för stol 40 cm lång armstödsdyna kompl	26565	●	
	Hemibord 52.5 cm för stol 42.5 cm lång armstödsdyna kompl	26566	●	
	Hemibord 55 cm för stol 45 cm lång armstödsdyna kompl	26567	●	
	Hemibord 57.5 cm för stol 47.5 cm lång armstödsdyna kompl	26568	●	●
	Hemibord 60 cm för stol 50 cm lång armstödsdyna kompl	26569	●	●




## Tippskydd



Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1-6	Tippskydd multi Cross 5/6 Prio cc 59 kpl	28457	●	●
1	Skruv M 6x 40 MC6S 10.9 fzb	11229	●	●
2	Låsmutter M6	12017	●	●
3	Tippskyddsror		●	●
4	Tapp		●	●
5	Fjäder		●	●
6	Tippskyddsror teleskop multi	51201	●	●

## Tippskydd mod 2 Cross 5



	Cross 5	Cross 5 XL
1-12	●	
1	●	
2	●	
3	●	
4	●	
5	●	
6	●	

7	Skruv M5x55 MC6S 8.8	11686
8	Skruv M5x50 MC6S 8.8	11687
9	Förlängningsdel tippskydd	28467
10	Hjul 40/5,2/12 tippskydd	80727
11	Låsmutter M5 kupol	12168
12	Förlängningsdel kort	25376


	Cross 5	Cross 5 XL
7	●	
8	●	
9	●	
10	●	
11	●	
12	●	

Pos.	Benämning	Art. nr.
1-12	Tippskydd mod 2 std	28470
1	Skruv M6x30 MC6S	11019
2	Stödhylsa tippskydd mod 2	20530
3	Låsmutter M6 DIN 985-6	12017
4	Infästningsrör mod 2	28468
5	Tippskyddsror lång	25374
6	Skruv M5x30 MC6S	11346






## Ekerskydd



Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Monteringssats ekerskydd, 6 st buntband	26276	●	●
1-2	Ekerskydd 20" grå Etac	25502-28	●	●
	Ekerskydd 20" gul Etac	25502-29	●	●
	Ekerskydd 20" VB grå Etac	28816-28	●	●
	Ekerskydd 22" grå Etac	25503-28	●	●
	Ekerskydd 22" gul Etac	25503-29	●	●
	Ekerskydd 22" VB grå Etac	28817-28	●	●
	Ekerskydd 24" grå Etac	25504-28	●	●
	Ekerskydd 24" gul Etac	25504-29	●	●
	Ekerskydd 24" VB grå Etac	28818-28	●	●


## Tetra quickrelease adapter



Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
1	Låsmutter M5 DIN 985-6 fzb	12003	●	●
2	Bricka 6.4x14x1.55 alu	13010	●	●
3	Fjäder 1.5 inv 6 L15 fzb	80019	●	●
4	Plattjärn tetraknapp svart	24040-01	●	●
5	Skruv M5x35 ESC fzb	11001	●	●
1-5	Tetra quick-release adapt kompl svart	24051-01	●	●



## Huvudstöd



Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1-7	Huvudstöd mod 4 hygien grå	28534-65	●	●
	Huvudstöd mod 4 mörkgrå plysch	28534-60	●	●
	Huvudstöd med sidostöd grå hygien	28536-65	●	●
1	Skruv M5x12 K6S 10.9 fzb	11208	●	●
2	Ledhylsa	50285	●	●
3	Skruv M8x25	11706	●	●
4	Fäste huvudstöd	83288	●	●
5	Överdrag huvudstöd plysch	63177-60	●	●
	Överdrag huvudstöd hygien	63177-65	●	●
	Överdrag huvudstöd med sidostöd	63185-65	●	●
6	Stag 350 mm	28533	●	●
7	Vred M8x25 mm svart	80684	●	●

Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
8	Huvudstödsfäste 3A 35 cm	28125	●	
	Huvudstödsfäste 3A 37,5 cm	28126	●	
	Huvudstödsfäste 3A 40 cm	28127	●	
	Huvudstödsfäste 3A 42,5 cm	28128	●	
	Huvudstödsfäste 3A 45 cm	28129	●	
	Huvudstödsfäste 3A 47,5 cm	28130	●	
	Huvudstödsfäste 3A 50 cm	28131	●	
	Huvudstödsfäste 3A 52,5 cm	28132	●	
	Huvudstödsfäste 3A 55 cm	28133	●	●
	Huvudstödsfäste 3A 57,5 cm	28134		●
9	Huvudstödsfäste 3A 60 cm	28135		●
	Huvudstödsfäste för körbygel kompl sats	25795	●	●

## Droppstativ

Pos.	Benämning	Art. nr.
1-7	Droppställning kompl C5	28323
1	Droppställning	28338
2-7	Fäste droppställning kompl C5	28339
2	Vred 40 m6x10	
3	Fäste	
4	Plåt dropphållare	
5	Fyrkantsmutter	
6	Skruv m6x14 mc6ls	
7	Bricka m6 A2	

	Cross 5	Cross 5 XL
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●

