

rollz®
takes you further





Rollatorer i flot design

Livet er en fantastisk rejse, og Rollz Motion hjælper dig med at leve livet fuldt ud. Hvad enten det gælder en gåtur i parken, et besøg på museum, en ferierejse eller en indkøbstur, så hjælper vores Rollz Motion og Rollz Flex dig med at komme derhen du vil. Når du vil.






Kom ud på tur med Rollz Motion²

En rollator og transportstol i ét

Rollz Motion gør det trygt og sikkert at komme ud og omkring i dagligdagen. Også de dage, hvor der er fuldt program. Skal du f.eks. en tur i byen, se på seværdigheder, nyde udsigten ved havnen og spise middag på en restaurant om aftenen, så kan du skiftevis gå selv med hjælp fra Rollz Motion som rollator og tage et hvil og blive skubbet noget af vejen ved at bruge Rollz Motion som transportstol. Det bliver en god dag med masser af oplevelser.



rollz Motion

Om Rollz Motion²

Flot design

Prisvindende tysk design-rollator og transportstol. Dit valg, når du vil frem med stil.

Sikkerhed

Sikre og stærke bremser i alle situationer og vejrforhold.

Passer til dit behov nu og her

Du kan hurtigt tage et hvil på den behagelige pude eller lave rollatoren om til en transportstol.

Hjælp ved høje kanter

Tryk på pedalen, så kommer du nemt over dørtræsklen eller kantstenen.

Stabil

Gå sikkert og med god støtte fra de ergonomisk udformede håndtag, som du kan justere i højden.

Kompakt

Rollz Motion er nem at slå sammen, så den ikke fylder ret meget. F.eks. i bilens bagagerum.

Behagelig at køre med og i

Støddæmpende takket være de bløde hjul og skumpolstring af håndtagene.

Nem at manøvrere

Let at køre, dreje og styre på grund af forhjulenes gode køre- og drejeegenskaber.



I en enkelt bevægelse

Du kan nemt og enkelt ændre Rollz Motion fra rollator til transportstol og tilbage igen. På den måde kan du gå selv, når du kan og vil, og tage en pause og slappe af i transportstolen, når du vil det.

...



rollz Motion

Værd at vide om Rollz Motion

Rollz Motion²: 10.7 kg

Rollz transportstolspakke: 3.7 kg

Maksimal vægtbelastning: 125 kg

Passer til personer i højden: 1.60-1.90 m

Foldet ud: HxBxL: 87-102 × 65.5 × 63 cm

Foldet sammen: HxBSxL: 90-102 × 31 × 63 cm

Sædedybde: 42 cm

Sædebredde: 45 cm

Sædehøjde: 55 cm

Diameter forhjul: 8"

Diameter baghjul: 12"

Rollz Motion² Small: 10.7 kg

Rollz transportstolspakke: 3.7 kg

Maksimal vægtbelastning: 125 kg

Passer til personer i højden: 1.50-1.85 m

Foldet ud HxBxL: 82-95 × 65.5 × 63 cm

Foldet sammen HxBxL: 85-95 × 31 × 63 cm

Sædedybde: 42 cm

Sædebredde: 45 cm

Sædehøjde: 50 cm

Diameter forhjul: 8"

Diamenter baghjul: 12"

Garanti: 5 år på stellet og 2 år på de øvrige dele,
dog ikke almindelig slitage.

Du kan vælge blandt 4 farver: **pebble white**,
dark purple, **matt black** og **island blue**.

...





“Nu tør jeg gå længere med rollator, fordi jeg ved, at når jeg bliver træt, kan jeg tage et hvil i transportstolen undervejs.”

“Jeg kunne slet ikke forstå, at en så let rollator kunne føles så stabil og sikker at gå med.”



Kom ud på tur med Rollz Flex

Rollatoren, du tager med på indkøb

Der er en klar grund til, at vi kalder Rollz Flex vores indkøbsrollator. For uanset om du er på vej på torvet for at handle grøntsager, skal i supermarkedet og handle ind til weekenden, eller du bare er på en god gang eftermiddag-shopping i byen, så gør Rollz Flex det til en nem og behagelig oplevelse. Selvom indkøbstasken bliver tungere undervejs, går du ubesværet videre på dine indkøb.

...



rollz Flex

Om Rollz Flex

Flot design

Rollator med indkøbstaske.
Designet i en smuk helhed
af farver og materialer.

Fleksibelt håndtag

Håndtaget kan justeres,
så det passer præcist til
dig. Både i højden og i tre
indstillinger. På billedet ses
rollatorindstilling.

Passer til dit behov nu og her

Tag et hvil på det
behagelige sæde og brug
håndtaget som rygstøtte,
hvis du får brug for et hvil
undervejs.

Lille og let

Rollz Flex vejer kun 7,4
kg og den er nem at folde
sammen, så den fylder
meget lidt.

Nem at manøvrere

Let at styre, køre og dreje
takket være den korte
akselafstand og den lille
drejningsradius.

Sikker

Sikre og stærke bremses i alle
situationer. Vælg mellem klassiske
eller flip-bremses.

Praktisk

Den store indkøbstaske kan bære
20 kg. Indkøbstasken indeholder
en udtagelig taske med lille ekstra
rum.

Behagelig og støddæmpende

Takket være de bløde hjul.

Hjælp ved høje kanter

Tryk på pedalen, så kommer du nemt over
dørtærsklen eller kantstenen.



rollz Flex

Masser af anvendelsesmuligheder

Det justerbare håndtag opfylder dine behov med hensyn til stabilitet og komfort: både i oprejst position eller fremadrettet position for endnu mere stabilitet. Og den store taske er en sand ven, når der skal købes ind.

...



Værd at vide om Rollz Flex

Rollz Flex: 7.4 kg

Rollz Flex taske: 25 liter / 20 kg

Maksimal vægtbelastning: 125 kg

Passer til personer i højden: 1.55-1.95 m

Foldet ud hxbxl: 80-100 × 62 × 60 cm

Foldet sammen hxbxl: 80-100 × 33 × 60 cm

Sædebredde: 44 cm

Sædedybde: 62 cm

Diameter hjul: 8"

Rollz Flex Small: 6.8 kg

Rollz Flex taske: 14 liter 20 kg

Maksimal vægtbelastning: 125 kg

Passer til personer i højden: 1.40-1.60 m

Foldet ud: hxbxl: 70-81 × 62 × 60 cm

Foldet sammen: hxbxl: 70-81 × 33 × 60 cm

Sædebredde: 44 cm

Sædehøjde: 52.5 cm

Diameter hjul: 8"

Garanti:

5 år på stellet og 2 år
på de øvrige dele, dog
ikke almindelig slitage.

Rollz Flex er TÜV-
godkendt, når den er
indstillet som rollator.

...

Rollz Flex-tasken er lavet af holdbart og vandtæt
materiale og fås i to farver: **bright purple**
og **denim grey**.



Få fuldt udbytte af din Rollz-rollator med vores tilbehør.

Rollz Motion transportbetræk

Gennem det unikke design af Rollz Transportbetræk er både Rollz Motion og kørestolspakken godt beskyttet under transport.



Rollz Motion taske

Den stilfulde og nyttige taske kan nemt placeres på rammen af Rollz Motion, og du kan nemt lægge varerne direkte ned i tasken. Når du har tasken med, behøver du en ekstra indkøbspose.



Rollz Motion stokkeholder

Hvis du bruger stok, kan du nemt have den med på turen ved hjælp af Rollz stokkeholderen.



Rollz Motion kopholder

Tag en vandflaske med på turen. Kopholderen er indstillelig i højden, så du altid har drikkeelse lige ved hånden.



Rollz Motion transportstolspakkeholder

Med disse holdere kan du hænge din transportstolspakke over sædet. Dette giver dig mere plads og mobilitet. Disse holdere kan også fungere som stokkeholder og indkøbsposeholder.



Rollz Motion rygstøtte

Er du kommet af sted uden til transportstolspakke, så kan denne rygstøtte være til gavn under et kort hvil.



Rollz Motion fodstøtter i forskellige højder

Vælg disse særlige fodstøtter, hvis du vil have 5 cm kortere fodstøtte (den lille model) eller 5 cm længere (den store model).



Rollz Flex stokkeholder

Stokkeholderen sætter du blot fast på håndtaget, så har du altid stokken ved hånden, når du er ude og handle. Det er nemt at tage stokken ud af stokkeholderen og sætte den fast igen.



Rollz Flex indkøbsposekroge

Her kan du hænge endnu en taske, hvis du har behov for mere plads til indkøbene.



Producent:
Rollz International BV
info@rollz.com

www.rollz.com



Forhandler:
Welldana Innocare
Randersvej 6, 6700 Esbjerg
www.welldana-innocare.dk
km@welldana.com
+45 75 27 23 33