

## Kopfschutzhelm Starlight<sup>®</sup> Flex



 **SURCON** CARE LINE APS  
Baunevej 7, Nim - DK - 8740 - Brødstrup  
Tlf. 86 55 70 45 - Fax 86 55 71 45  
[www.surcon.dk](http://www.surcon.dk) - [mail@surcon.dk](mailto:mail@surcon.dk)















Qualität verbindet –  
Werte entscheiden.

#### HMV 99.17.01.0014

Wachstumsbedingt oder nach operativen Eingriffen ist es möglich, dass sich die Form des Kopfes und somit bestimmte Maße (z. B. Kopfumfang) in einem kurzen Zeitraum verändern.

Der Kopfschutzhelm Starlight® Flex ist durch seine geniale Konstruktion an vielen Stellen (Kopfumfang, Oberseite, Neigung, Länge der Riemen) individuell verstellbar und kann so ideal auf die Maße des Pflegebedürftigen angepasst werden.

Der Aufbau des Starlight® Flex folgt dem Sandwichprinzip, um auftretende Schlag- und Stoßkräfte aufzunehmen und zu verteilen.

Im Bereich der Hinterkopfpattie ist auf der Außenseite eine zusätzliche



Starlight® Flex Basismodell



Starlight® Flex mit Ohrschutz



Starlight® Flex mit geschlossener Oberseite



Starlight® Flex mit alternativer Oberseite

schlagzähe, splitterfreie Hartschaum-Schutzschale eingearbeitet, um z. B. bei einem rückwärtigen Aufprall die auftretenden Kräfte auf die gesamte Konstruktion im Hinterkopfbereich zu verteilen.

Der Starlight® Flex ist aus hochwertigstem, schadstofffrei gefärbten Full-Grain-Leder.

Die Schutzwirkung im oberen Kopfbereich wird z.B. durch Längsstreben aus stoßabsorbierendem Hightech-Schaum erreicht.

Wählen Sie zwischen verschiedenen Lederfarben – auch für das farbige Leder gelten unsere hohen Qualitätsansprüche!

Für das Polster-Inlet wird ein formbares Schaumstoffmaterial verwendet.



Optional auf Anfrage: Starlight® Flex, Umfang per Klett einstellbar.



Starlight® Flex mit geschlossener Oberseite, Stirn- und Kinnschutz



Starlight® Flex mit geschlossener Oberseite, Stirn-, Kinn- und Ohrschutz



Starlight® Flex mit Sonnenschild



Starlight® Flex mit alternativer Oberseite und Sonnenschild



Die Standardfarben für den Starlight® Flex: Schwarz, Braun, Grün, Rot, Blau.\*

#### Zubehör:

- Kinnschutz
- Stirnschutz
- Sonnenschild
- Geschlossene Oberseite
- Ohrschutz

#### Optionen:

- Ratschenverstellung
- Klettverstellung

#### Verschlussarten:

- Klettverschluss
- Fixlockverschluss
- Dornschnalle (Standard)
- Verstärkte Dornschnalle
- Magnetverschluss



Klettverschluss



Fixlockverschluss

Hinweis: Bei der Bestellung unbedingt das aktuelle Maßblatt verwenden!



Dornschnalle



Verstärkte Dornschnalle



Magnetverschluss

#### Technische Daten:

<b>Starlight® Flex</b>	<b>Gr. S</b>	<b>Gr. M</b>	<b>Gr. L</b>	<b>Gr. XL</b>
<b>Stirnschutzstärke (ohne Zubehör):</b>	ca. 23 mm			
<b>Kopfumfang: (cm)</b>	48 bis 52	52 bis 56	56 bis 60	60 bis 63
<b>Füllung:</b>	Hightech-Schaum			
<b>Außenmaterial:</b>	Leder			
<b>Futter:</b>	Abstandsgewirke			
<b>Gesamtgewicht Basismodell:</b>	ca. 340 g	ca. 360 g	ca. 380 g	ca. 400 g

Hinweis: Bei der Bestellung unbedingt den Anpassbogen Kopfschutz verwenden!

Ihre Vorstellungen von Kopfschutz sehen anders aus?

Gerne können Sie uns diese auch anhand des Maßblattes oder in einem persönlichen Gespräch mitteilen.

\*Aus technischen Gründen lassen sich die Originalfarben nur annähernd darstellen. Die abgebildeten Farben sind deshalb nicht verbindlich.

ATO FORM GmbH, Zur Lauterhecke 34, 63877 Sailauf  
 Telefon: (06093) 944-0, Fax: (06093) 944-444, E-Mail: info@ato-form.com  
 www.ato-form.com