

MADRASSER

TIL FOREBYGGELSE &
BEHANDLING AF TRYKSÅR



WOLTURNUS

TIL ALLE BEHOV OG VÆGTKLASSER

Wolturnus A/S forhandler tryksårsforebyggende kvalitetsmadrasser fra Care of Sweden og SYSTEM. Begge leverandører udvikler innovative, trykfordelende hjælpemidler i høj kvalitet. Hos Wolturnus tilbyder vi madrasser til alle målgrupper og behov samt rådgivning og undervisning hos vores faguddannede og erfarne konsulenter.

- ✓ **Dynamiske, intelligente luftmadrasser**
- ✓ **Statiske luftmadrasser**
- ✓ **Høj kvalitet skummadrasser**

MØD TEAM TRYK

TEAM TRYK består af en række kompetente rådgivere, der har arbejdet med tryksårsforebyggelse i mange år. De har en bred viden om forebyggelse og bekæmpelse af tryksår i både den liggende og siddende stilling og tilbyder faglig kompetent vejledning i valg af materialer og produkter. TEAM TRYK har en bred viden om produkterne fra Care of Sweden, SYSTEM, Tidewave Medical og XSENSOR. De kører rundt i hele landet.



Dorte Læsø
Salgskonsulent
dla@wolturnus.dk
+45 40 38 40 68



Michael Andresen
Salgskonsulent
man@wolturnus.dk
+45 92 15 25 85



Christian Gammelgaard
Direktør
cgo@wolturnus.dk
+45 96 71 71 70



Gitte Mortensen
Fysioterapeut & Salgskonsulent
gfr@wolturnus.dk
+45 92 15 25 90



VIDEO-GUIDES TIL MADRASSER

Besøg Wolturnus' Youtube-kanal for en grundig introduktion til vores madrasser. Det hele er på dansk, og der tilføjes løbende nye videoer. www.youtube.com/wolturnus



INTRODUKTION TIL VORES LEVERANDØRER

Hos Wolturnus samarbejder vi med nogle af de mest anerkendte producenter inden for tryksårsforebyggelse og siddekomfort, som hver især bringer deres unikke filosofi og innovative løsninger til bordet.

Care of Sweden

Med fokus på komfort og sikkerhed udvikler den svenske producent Care of Sweden produkter, der gør en reel forskel for brugere med behov for tryksårsforebyggelse. Deres filosofi er at skabe effektive, evidensbaserede løsninger, som fremmer både komfort og heling. Care of Sweden er kendt for deres høje kvalitet og brug af avanceret teknologi i produktudviklingen.

System

System er en fransk producent, der har specialiseret sig i at udvikle ergonomiske løsninger til forebyggelse og behandling af tryksår. De stræber efter at skabe produkter, der er både praktiske og klinisk effektive, og de lægger vægt på, at deres løsninger skal være nemme at bruge for både brugere og sundhedspersonale. System er anerkendt for deres unikke tilgang til sprøjtestøbt medicinsk skum og samarbejde med forskere i hele Europa.

Tidewave Medical

Tidewave Medical er en norsk sundhedsteknologivirksomhed, som blev grundlagt i 2017. De specialiserer sig i udvikling af innovative hjælpemidler til personer med nedsat mobilitet. Virksomhedens hovedprodukt, Tidewave™-madrassen, revolutionerer forebyggelsen af tryksår gennem sin patenterede teknologi, der sikrer kontinuerlig og skånsom vending af brugeren. Tidewave Medicals store fokus er på at forbedre livskvaliteten for både patienter og plejepersonale.

XSENSOR

Xsensor leverer avanceret trykmålingsudstyr, der hjælper sundhedspersonale med at forebygge tryksår og forbedre patientkomfort. Med præcise sensorer og brugervenlig software tilbyder XSensor løsninger til effektiv trykfordeling og kroppspositionering. Med mere end 25 års erfaring er XSensor kendt for deres præcise sensorer og avancerede software, som giver detaljeret indsigt i trykfordeling og kroppspositionering.

Dynamiske madrasser

Wolturnus tilbyder et udvalg af dynamiske madrasser til alle vægtklasser. Madrasserne er gennemtestede og af høj kvalitet. Madrasserne tilkobles en pumpe, som automatisk og løbende tilpasser sig til brugeren for at optimere trykket.

Madrasserne giver således en høj grad af trykaflastning til borgere med alvorlige tryksår eller høj risiko for at udvikle disse.

IQ pumpen

IQ pumpen er en intelligent, fuldautomatisk pumpe. Pumpen har en enkel opbygning, som kun leverer et pulserende tryk. Der kan således ikke foretages nogen valg, da alt sker automatisk. Pumpen er lydsvag, meget enkel og brugervenlig i sin opbygning og kan betjenes af alle faggrupper og private uden risiko for menneskelige fejl. Pumpen afgiver lys- og lydalarmer ved for lavt tryk og strømafbrydelse. De dynamiske madrasser fra Care of Sweden kan alle anvende denne pumpe.



▲ A4 pumpen



A4 pumpen

A4 er en intelligent pumpe med en brugervenlig grænseflade. Den er fuldautomatisk og skal ikke indstilles manuelt til brugerens vægt. Systemet identificerer brugeren og håndterer automatisk alle indstillinger for at optimere trykket. Pumpen kan indstilles til tre programtilstande; vekseltryk, pulsation og statisk konstant lavt tryk. Pumpen afgiver lys- og lydalarmer ved for lavt tryk og strømafbrydelse. De dynamiske madrasser fra Care of Sweden kan alle anvende denne pumpe.

Betræk

De dynamiske madrasser er forsynet med klorbestandigt inkontinensbetræk, der er strækbart i flere retninger, åndbart og har lynlås på flere sider. Betrækket overholder gældende standarder for hygiejne, kvalitet og sikkerhed og kan aftørres med rengøringsmiddel og/eller desinfektionsmidler samt maskinvaskes ved 95°C og tørretumbles. Betrækkene fås med bærehåndtag.



care of sweden



DYNAMISK MADRAS

CuroCell® CX10

- ✓ Trykafastende topmadras
- ✓ Enkel og brugervenlig
- ✓ Anvender A4 og IQ fuldautomatiske pumper

TEKNISK DATA	
LÆNGDE	200/210 CM
BREDDE	80/85/90/100/105/120 CM
HØJDE	10 CM
INKONTINENSBETræk	JA
TRYKSÅRSNIVEAU	HØJ RISIKO
BRUGERVÆGT MAX.	200 KG

CuroCell® CX10 er en dynamisk 10 cm høj topmadras, der effektivt medvirker til forebyggelse og behandling af alvorlige tryksår ved automatisk tilpasning af luftmængde. Madrassen kan anvendes af brugere, der vejer op til 200 kg og har en høj brugerkomfort. Madrassen har individuelt, udskiftelige celler og en unik konstruktion, der gør

den let at håndtere og anvende. Madrassen har endvidere CPR-funktion og statisk plejefunktion. Madrassen kan anvendes med A4 pumpen ved ønske om flere forskellige programindstillinger eller den enkle IQ-pumpe, der kun tilbyder pulsation. Begge pumper har en enkel og brugervenlig grænseflade og sørger for en automatisk og

A4 CX10 - B X L X H	HMI NR.	VARENUMMER
80 X 200 X 10 CM	117215	774400000600
80 X 210 X 10 CM	117247	774400000601
85 X 200 X 10 CM	117268	774400000602
85 X 210 X 10 CM	117284	774400000603
90 X 200 X 10 CM	117286	774400000604
90 X 210 X 10 CM	116237	774400000605
100 X 200 X 10 CM	117382	774400000606
100 X 210 X 10 CM	117386	774400000607
105 X 200 X 10 CM	117394	774400000608
105 X 210 X 10 CM	117396	774400000609
120 X 200 X 10 CM	117398	774400000610
120 X 210 X 10 CM	117399	774400000611

IQ CX10 - B X L X H	HMI NR.	VARENUMMER
80 X 200 X 10 CM	121418	774400002200
80 X 210 X 10 CM	121436	774400002201
85 X 200 X 10 CM	121421	774400002202
85 X 210 X 10 CM	121439	774400002203
90 X 200 X 10 CM	121424	774400002204
90 X 210 X 10 CM	121442	774400002205
100 X 200 X 10 CM	121427	774400002206
100 X 210 X 10 CM	121445	774400002207
105 X 200 X 10 CM	121430	774400002208
105 X 210 X 10 CM	121448	774400002209
120 X 200 X 10 CM	121433	774400002210
120 X 210 X 10 CM	121451	774400002211

løbende indstilling af luftmængde. Madrassen er forsynet med inderbetræk, og på ydersiden har den et funktionelt inkontinensbetræk i bedste kvalitet.

care of sweden



DYNAMISK MADRAS

CuroCell® CX15

- ✓ Høj komfort og god trykafastning
- ✓ Enkel og brugervenlig
- ✓ Anvender A4 og IQ fuldautomatiske pumper

TEKNISK DATA	
LÆNGDE	200/210 CM
BREDDE	80/85/90/100/105/120 CM
HØJDE	15 CM
INKONTINENSBETræk	JA
TRYKSÅRSNIVEAU	HØJ RISIKO
BRUGERVÆGT MAX.	200 KG

A4 CX15 - B X L X H	HMI NR.	VARENUMMER
80 X 200 X 15 CM	121578	774400001956
80 X 210 X 15 CM	121591	774400001957
85 X 200 X 15 CM	121198	774400001958
85 X 210 X 15 CM	121594	774400001959
90 X 200 X 15 CM	121201	774400001960
90 X 210 X 15 CM	121597	774400001961
100 X 200 X 15 CM	121582	774400001962
100 X 210 X 15 CM	121600	774400001963
105 X 200 X 15 CM	121585	774400001964
105 X 210 X 15 CM	121603	774400001965
120 X 200 X 15 CM	121588	774400001966
120 X 210 X 15 CM	121606	774400001967

IQ CX15 - B X L X H	HMI NR.	VARENUMMER
80 X 200 X 15 CM	121453	774400001971
80 X 210 X 15 CM	121472	774400001972
85 X 200 X 15 CM	121457	774400001973
85 X 210 X 15 CM	121475	774400001974
90 X 200 X 15 CM	121460	774400001975
90 X 210 X 15 CM	121478	774400001976
100 X 200 X 15 CM	121466	774400001979
105 X 210 X 15 CM	121868	774400001980
100 X 200 X 15 CM	121463	774400001977
100 X 210 X 15 CM	121481	774400001978
120 X 200 X 15 CM	121469	774400001981
120 X 210 X 15 CM	121484	774400001982

CuroCell® CX15 tilbyder enkelhed og brugerkomfort, samtidig med at systemet effektivt medvirker til forebyggelse og behandling af alvorlige tryksår. Systemet er udviklet til at være enkelt og har funktioner, der giver fremragende brugerkomfort, modvirker forskydning og forbedrer

mikroklimaet. Madrassen har CPR-funktion og statisk plejefunktion. Madrassen kan anvendes med A4 pumpen ved ønske om flere forskellige programindstillinger eller den enkle IQ-pumpe, der kun tilbyder pulsation. Begge pumper har en enkel og brugervenlig grænseflade og

sørger for en automatisk og løbende indstilling af luftmængde. Madrassen er forsynet med inderbetræk, og på ydersiden har den et funktionelt inkontinensbetræk i bedste kvalitet.

care of sweden



DYNAMISK MADRAS

CuroCell® CX20

- ✓ Anvender A4 og IQ fuldautomatiske pumper
- ✓ Gennemtestet og god trykaflastning
- ✓ Brugervægt op til 250 kg

TEKNISK DATA	
LÆNGDE	200/210 CM
BREDDE	80/85/90/100/105/120 CM
HØJDE	20 CM
INKONTINENSBETRÆK	JÅ
TRYKSÅRSNIVEAU	HØJ RISIKO
BRUGERVÆGT MAX.	250 KG

A4 CX20 - B X L X H	HMI NR.	VARENUMMER
80 X 200 X 20 CM	114897	774400000687
80 X 210 X 20 CM	116232	774400000688
85 X 200 X 20 CM	114898	774400000689
85 X 210 X 20 CM	116235	774400000690
90 X 200 X 20 CM	114899	774400000691
90 X 210 X 20 CM	116237	774400000692
100 X 200 X 20 CM	116239	774400000695
100 X 210 X 20 CM	116240	774400000696
105 X 200 X 20 CM	116242	774400000693
105 X 210 X 20 CM	116243	774400000694
120 X 200 X 20 CM	116245	774400000697
120 X 210 X 20 CM	116246	774400000698

IQ CX20 - B X L X H	HMI NR.	VARENUMMER
80 X 200 X 20 CM	121539	774400001985
80 X 210 X 20 CM	121559	774400001986
85 X 200 X 20 CM	121542	774400001987
85 X 210 X 20 CM	121562	774400001988
90 X 200 X 20 CM	121547	774400001989
90 X 210 X 20 CM	121565	774400001990
100 X 200 X 20 CM	121550	774400001991
100 X 210 X 20 CM	121568	774400001992
105 X 200 X 20 CM	121553	774400001993
105 X 210 X 20 CM	121571	774400001994
120 X 200 X 20 CM	121556	774400001995
120 X 210 X 10 CM	121574	774400001996

CuroCell® CX20 er en dynamisk helmadras, der effektivt medvirker til forebyggelse og behandling af alvorlige tryksår ved automatisk tilpasning af luftmængde. Madrassen kan anvendes af brugere, der vejer op til 250 kg og har en høj brugerkomfort.

Madrassen har individuelt, udskiftelige celler og en sikkerhedsmadras i koldskum. Madrassen har hælfunktion, smart kabelhåndtering, CPR-funktion og statisk plejefunktion. Madrassen kan anvendes med A4 pumpen eller den enkle IQ-pumpe, der kun tilbyder

pulsation. Begge pumper har en enkel og brugervenlig grænseflade og sørger for en automatisk og løbende indstilling af luftmængde. Madrassen er forsynet med inderbetræk, og på ydersiden har den et funktionelt inkontinensbetræk i bedste kvalitet,

care of sweden



TIL BARIATRISKE BRUGERE

CuroCell® CX20 Plus

- ✓ Anvender fuldautomatiske pumpe-system
- ✓ Automatisk indstilling mhp. optimal nedsynkning og omslutning
- ✓ Brugervægt op til 464 kg

STØRRELSE - B X L X H	HMI NR.	VARENUMMER
90 X 200 X 20 CM	143483	774402025551
100 X 200 X 20 CM	143487	774402025552
105 X 200 X 20 CM	143519	774402025553
120 X 200 X 20 CM	143522	774402025554

TEKNISK DATA	
LÆNGDE	200 CM
BREDDE	/90/100/105/120 CM
HØJDE	20 CM
INKONTINENSBETRÆK	JÅ
TRYKSÅRSNIVEAU	HØJ RISIKO
BRUGERVÆGT MAX.	454 KG

CuroCell A4 CX20 Plus fra Care of Sweden er en fuldautomatisk og fleksibel helmadras, der er udviklet til at forebygge og behandle tryksår hos bariatriske brugere, der vejer mellem 160-454 kg.

Madrassen tilpasser sig automatisk

brugerens vægt og position, hvilket både trykflaster og øger komforten. Madrassen er udstyret med individuelt udskiftelige luftceller og en sikkerhedsmadras i koldskum, der giver stabilitet og ekstra tryghed. Den har funktioner som hælaflastning, smart kabelhåndtering, CPR-funktion og en

statisk plejefunktion.

Madrassen har et inderbetræk og et slidstærkt inkontinensbetræk af høj kvalitet, der opfylder alle hygiejnekrav og kan vaskes ved 95 grader.

care of sweden



CuroCell IQ Cirrus®

- ✓ Dynamisk hybridmadras
- ✓ Til Smerteterapi og trykaflastning
- ✓ Anvender IQ fuldautomatisk pumpe

STØRRELSE · B X L X H	HMI NR.	VARENUMMER
80 X 200 X 21 CM	123159	774400002190
80 X 210 X 21 CM	123162	774400002191
85 X 200 X 21 CM	123165	774400002192
85 X 210 X 21 CM	123168	774400002193
90 X 200 X 21 CM	123171	774400002194
90 X 210 X 21 CM	123174	774400002195
105 X 200 X 21CM	123187	774400002196
105 X 210 X 21 CM	123177	774400002197
120 X 200 X 21 CM	123180	774400002198
120 X 210 X 21 CM	123183	774400002199

TEKNISK DATA	
LÆNGDE	200/210 CM
BREDDE	80/85/90/105/120 CM
HØJDE	21 CM
INKONTINENSBETRÆK	JA
TRYKSÅRSNIVEAU	HØJ RISIKO
BRUGERVÆGT MAX.	230 KG

CuroCell IQ Cirrus® er en dynamisk hybridmadras, der anvendes forebyggende og til behandling af alvorlige tryksår samt til smerteterapi. Madrassen anvendes i alle slags behandlingsmiljøer og placeres direkte på sengebunden. Hybridmadrassen kombinerer luft med skum, hvilket giver høj brugerkomfort og

trykaflastning. Den støjsvage og letanvendelige IQ-pumpe sørger for et konstant, pulserende tryk, og det dobbelte betræk hjælper med at mindske forskydningskraften ved bevægelse i sengen.

På grund af det pulserende lufttryk er madrassen særligt velegnet til smerteterapi. Den integrerede hæl-

funktion lindrer presset på følsomme hæle. Madrassen har et funktionelt inkontinensbetræk i bedste kvalitet, som overholder alle krav til hygiejne, og som kan vaskes ved 95 °C.

Statiske madrasser

Wolturnus tilbyder statiske luftmadrasser til alle vægtklasser. Madrasserne er gennemtestede og af høj kvalitet.

Madrasserne giver således en høj grad af trykaflastning til borgere med alvorlige tryksår eller høj risiko for at udvikle disse.

Betræk

Madrasserne er forsynet med klorbestandigt inkontinensbetræk, der er strækbart i flere retninger, åndbart og har lynlås på flere sider. Betrækket overholder gældende standarder for hygiejne, kvalitet og sikkerhed og kan aftørres med rengøringsmiddel og/eller desinfektionsmidler samt maskinvaskes ved 95°C og tørretumbles. Betrækkene fås med bærehåndtag.



care of sweden



CuroCell® S.A.M PRO CF10

- ✓ Topmadras med konstant lavt tryk
- ✓ Slidstærk og støjsvag pumpe

CuroCell® S.A.M. PRO CF10 er en topmadras, der anvendes til forebyggelse og behandling af tryksår og til smertelindring. Det konstant lave tryk tilbyder et højt niveau af komfort samt effektiv omfordeling af trykket hos brugere på helt op til 250 kg. Madrassen er udstyret med en vibra-

tionsfri pumpe, der har både CPR- og transportfunktioner. Pumpen bestemmer automatisk, hvornår trykket skal ændres i stedet for at køre konstant. Dette gør ikke kun pumpen næsten helt støjfri, men betyder samtidig, at den er slidstærk og har en lang levetid.

STØRRELSE - B X L X H	HMI NR.	VARENUMMER
80 X 200 X 10 CM	114527	774400000860
80 X 210 X 10 CM	114528	774400000861
80 X 220 X 10 CM	120723	774400000862
85 X 200 X 10 CM	114529	774400000863
85 X 210 X 10 CM	114534	774400000864
85 X 220 X 10 CM	120726	774400000865
90 X 200 X 10 CM	114536	774400000866
90 X 210 X 10 CM	114538	774400000867
90 X 220 X 10 CM	120729	774400000868
100 X 200 X 10 CM	120732	774400000869
100 X 210 X 10 CM	120735	774400000870
100 X 220 X 10 CM	120738	774400000871
105 X 200 X 10 CM	120705	774400000872
105 X 210 X 10 CM	120706	774400000873
105 X 220 X 10 CM	120741	774400000874
120 X 200 X 10 CM	120709	774400000875
120 X 210 X 10 CM	120712	774400000876
120 X 220 X 10 CM	120743	774400000877

TEKNISK DATA	
LÆNGDE	200/210/220 CM
BREDDE	80/85/90/100/105/220 CM
HØJDE	10 CM
INKONTINENSBETræk	JÅ
Tryksårsniveau	MELLEM TIL HØJ RISIKO
BRUGERVÆGT MAX.	250 KG

care of sweden



LUFTFYLDT REAKTIV MADRAS

CuroCell S.A.M.® PRO CF16

- ✓ Kombimadrass med konstant lavt tryk
- ✓ Slidstærk og støjsvag pumpe
- ✓ CPR- og transportfunktion

Madrassen er udstyret med en vibrationsfri pumpe, der bestemmer automatisk, hvornår trykket skal ændres i stedet for at køre konstant.

Kombinationsmadrassen er til alle slags behandlingsmiljøer og er beregnet til at understøtte forebyggelse og behandling af tryksår. Den har en integreret skumkerne, der er placeret direkte på sengebunden og ovenpå luftceller, der giver effektiv trykfordeling.

TEKNISK DATA	
LÆNGDE	200/210/220 CM
BREDDER	80/85/90/100/105 CM
HØJDE	16 CM
INKONTINENSBETRÆK	JÅ
TRYKSÅRSNIVEAU	MELLEM TIL HØJ RISIKO
BRUGERVÆGT MAX.	250 KG

STØRRELSE - B X L X H	HMI NR.	VARENUMMER
80 X 200 X 16 CM	120747	774400001013
80 X 210 X 16 CM	120764	774400001014
80 X 220 X 16 CM	120767	774400001015
85 X 200 X 16 CM	120770	774400001016
85 X 210 X 16 CM	120773	774400001017
85 X 220 X 16 CM	120776	774400001018
90 X 200 X 16 CM	120779	774400001019
90 X 210 X 16 CM	120782	774400001020
90 X 220 X 16 CM	120785	774400001021
100 X 200 X 16 CM	120788	774400001022
100 X 210 X 16 CM	120791	774400001023
100 X 220 X 16 CM	120794	774400001024
105 X 200 X 16 CM	120797	774400001025
105 X 210 X 16 CM	120800	774400001026
105 X 220 X 16 CM	120803	774400001027
120 X 200 X 16 CM	120806	774400001028
120 X 210 X 16 CM	120809	774400001029
120 X 220 X 16 CM	120812	774400001030

care of sweden



HYBRIDMADRAS

CuroCell S.A.M.® Switch CF10

- ✓ Komfortabel topmadrass
- ✓ Konstant lavt tryk
- ✓ Kan anvendes til smerteterapi

Den medfølgende pumpe er nem at bruge. Madrassen leveres med et udvendigt hygiejnebetræk, som kan strækkes i alle fire retninger.

CuroCell S.A.M.® Switch CF10 er en topmadrass med statisk luft, som anvendes forebyggende og som et hjælpemiddel til behandling af tryksår samt smerteterapi. Luftmadrassen leverer et konstant lavt tryk og har gode egenskaber, når det gælder komfort og trykfordeling.

STØRRELSE - B X L X H	HMI NR.	VARENUMMER
80 X 200 X 10 CM	114562	774400000970
80 X 210 X 10 CM	114566	774400000971
85 X 200 X 10 CM	114567	774400000972
85 X 210 X 10 CM	114568	774400000973
90 X 200 X 10 CM	114569	774400000974
90 X 210 X 10 CM	114570	774400000975
105 X 200 X 10 CM	114571	774400000976
105 X 210 X 10 CM	114572	774400000977
120 X 200 X 10 CM	114573	774400000978
120 X 210 X 10 CM	114574	774400000979

TEKNISK DATA	
LÆNGDE	200/210 CM
BREDDER	80/85/90/105/120 CM
HØJDE	10 CM
INKONTINENSBETRÆK	JÅ
TRYKSÅRSNIVEAU	MELLEM TIL HØJ RISIKO
BRUGERVÆGT MAX.	200 KG

Betrækket er fremstillet i genanvendelige materialer og er fugtgenembrængelige, hvilket mindsker risikoen for hudmaceration. Betrækket er åndbart, brandhæmmende og allergivenligt. Det tåler vask ved temperaturer op til 95° og kan tørretumbles.

care of sweden



HYBRIDMADRAS

CuroCell® AREA Zone

- ✓ Velfærdsteknologisk hybridmadrass
- ✓ Automatisk og selvjusterende
- ✓ REHADAT: Testet 27% bedre end reference-madrass

placeres direkte på sengebunden og kan anvendes i alle slags behandlingsmiljøer. Madrassen er med en topmadrass af høj-elastisk og langtidsholdbar koldskum. Under topmadrassen ligger ni indbyggede luftceller, inddelt i tre zoner. Luftcellerne er omkranset af en stabil skumkant, der letter forflytning. Madrassen har en indbygget hælfunktion, der reducerer trykket på hælen. Madrassen leveres som standard med inkontinensbetræk med svejsede søm

CuroCell AREA Zone er en statisk lavtryksmadrass, der kombinerer luft og skum for at skabe gode betingelser for komfort og trykfordeling. Hybridmadrassen er selvjusterende og kræver ingen elektrisk pumpe. Den

STØRRELSE - B X L X H	HMI NR.	VARENUMMER
80 X 200 X 18 CM	112998	774400001138
80 X 210 X 18 CM	120887	774400001139
85 X 200 X 18 CM	53824	774400001140
85 X 210 X 18 CM	113002	774400001141
90 X 200 X 18 CM	64244	774400001142
90 X 210 X 18 CM	113004	774400001143
105 X 200 X 18 CM	110989	774400001144
105 X 210 X 18 CM	113006	774400001145
120 X 200 X 18 CM	113007	774400001146
120 X 210 X 18 CM	113008	774400001147

TEKNISK DATA	
LÆNGDE	200/210 CM
BREDDER	80/85/90/105/120 CM
HØJDE	18 CM
INKONTINENSBETRÆK	JÅ
TRYKSÅRSNIVEAU	HØJ RISIKO
BRUGERVÆGT MAX.	230 KG

og har vandtætte lynlåse på alle sider. Betrækket kan vaskes ved temperaturer op til 95° og kan tørretumbles.

Skummadrasser

Wolturnus tilbyder et bredt udvalg af trykaf-lastende skummadrasser til alle vægtklasser. Madrasserne er gennemtestede og fremstillet i HR og viskoelastisk skum af høj kvalitet.


Madrasserne giver således en høj grad af tryk-aflastning til borgere med lav, mellem eller høj risiko for at udvikle tryksår.

DuoCore®

Flere af Care of Swedens tryksårsforebyggende skum-madrasser er udstyret med den patenterede DuoCore® indbyggede siddefunktion, som er udformet til at yde støtte i siddende stilling, når sengen eleveres. Samtidig giver den god komfort i den liggende stilling.

Betræk

Skummadrasserne er forsynet med klorbestandigt inkontinensbetræk, der er strækbart i flere retninger, åndbart og har lynlås på flere sider. Betrækket overholder gældende standarder for hygiejne, kvalitet og sikkerhed og kan aftørres med rengøringsmiddel og/eller desinfektionsmidler samt maskinvaskes ved 95°C og tørretumbles. Betrækkene fås med bærehåndtag.



REHADAT

REHADAT er Tysklands svar på HMI-basen. Her findes resultater om tryksårsforebyggende skum-produkter, der er testet ved uafhængige testinstitutter. Testen foretages, inden produkterne kommer på markedet. Der testes med en test-protokol til sammenligning af produkter, og der anvendes en standard skummadras til at sammenligne med. Flere af madrasserne i vores sortiment er at finde på REHADAT. Resultater kan læses her i kataloget under det enkelte produkt.

care of sweden



HR-SKUM

Optimal 5zon®

- ✓ DuoCore® indsats
- ✓ HR-skum profileret (65 + 50 kg/m³)
- ✓ REHADAT: Testet 32% bedre end reference-madras

Optimal 5zon® er ideel til alle behandlingsmiljøer og anvendes til forebyggelse og behandling af tryksår og smertebehandling. Det er en blød og fleksibel madras i profileret skum, som placeres direkte på sengebunden. Madrassen er udstyret med den unikke DuoCore® siddefunktion. Madrassen er todelt, og ved brug af sengens funktioner arbejder topdelen uafhængigt af bunddelen for at minimere shear.

STØRRELSE - B X L X H	HMI NR.	VARENUMMER
80 X 200 X 14 CM	119326	774400001845
83 X 200 X 14 CM	128172	774400001846
85 X 200 X 14 CM	52710	774400001843
88 X 200 X 14 CM	139275	774400001847
90 X 200 X 14 CM	47343	774400001844
100 X 200 X 14 CM	143930	774400001849
105 X 200 X 14 CM	119352	774400000164
120 X 200 X 14 CM	85465	774400000166

TEKNISK DATA	
LÆNGDE	200 CM
BREDDE	80/83/ 85/88 90/100/105/120 CM
HØJDE	14 CM
INKONTINENSBETRÆK	JA
TRYKSÅRSNIVEAU	MELLEM TIL HØJ RISIKO
BRUGERVÆGT MAX.	180 KG

care of sweden



BARIATRISK

Optimal 5zon® Plus

- ✓ DuoCore indsats
- ✓ HR-skum (65 + 50 kg/m³)
- ✓ Til bariatriske brugere op til 300 kg

Optimal 5zon® Plus er udviklet til bariatriske patienter på op til 300 kg og kan anvendes til forebyggelse og behandling af tryksår og smertebehandling. Madrassen er blød og fleksibel og placeres direkte på sengebunden. Madrassen er todelt, og ved brug af sengens funktioner arbejder topdelen uafhængigt af bunddelen for at minimere risikoen for shear.

STØRRELSE - B X L X H	HMI NR.	VARENUMMER
85 X 200 X 15 CM	77540	774400000309
85 X 210 X 15 CM	109845	774400000310
90 X 200 X 15 CM	52820	774400000311
90 X 210 X 15 CM	109843	774400000312
105 X 200 X 15 CM	47300	774400000313
105 X 210 X 15 CM	109844	774400000314
120 X 200 X 15 CM	82089	774400000315
120 X 210 X 15 CM	45934	774400000316

TEKNISK DATA	
LÆNGDE	200/210 CM
BREDDE	85/90/105/120 CM
HØJDE	15 CM
INKONTINENSBETRÆK	JA
TRYKSÅRSNIVEAU	MELLEM TIL HØJ RISIKO
BRUGERVÆGT MAX.	300 KG

care of sweden



HR-SKUM

Optimal Mono

- ✓ HR-skum (45 kg/m³)
- ✓ Forstærkede sider
- ✓ Brugervægt: 0 - 160 kg

Optimal Mono er en trykfordelende skummadras designet til at mindske risikoen for shear. Madrassen er inddelt i zoner med tern i forskellige proportioner for at sikre tilpasning til de enkelte dele af kroppen og for forbedret komfort og støtte. Optimal Mono har ligeledes forstærkede sider, som hjælper brugeren til lettere at komme ind og ud af sengen.

STØRRELSE - B X L X H	HMI NR.	VARENUMMER
80 X 200 X 14 CM	113220	774400000257
80 X 205 X 14 CM	119415	774400000258
80 X 210 X 14 CM	119417	774400000259
85 X 200 X 14 CM	113219	774400000260
85 X 205 X 14 CM	119420	774400000261
85 X 210 X 14 CM	119423	774400000262
90 X 200 X 14 CM	113217	774400000263
90 X 205 X 14 CM	119426	774400000264
90 X 210 X 14 CM	119429	774400000265
105 X 200 X 14 CM	119432	774400000266
105 X 210 X 14 CM	119435	774400000267
120 X 200 X 14 CM	119441	774400000268
120 X 210 X 14 CM	119444	774400000269

TEKNISK DATA	
LÆNGDE	200/205/210 CM
BREDDE	80/85/90/105/120 CM
HØJDE	14 CM
INKONTINENSBETRÆK	JA
TRYKSÅRSNIVEAU	LAV RISIKO
BRUGERVÆGT MAX.	160 KG

care of sweden

Optimal Solett



HR & VISKOELASTISK

- ✓ Til sensitive borgere
- ✓ HR & viskoelastisk skum (35 + 50 kg/m³)
- ✓ Max brugervægt 60 kg

Optimal Solett er en skummadras udviklet til lette, sensitive borgere. Helmadrasen sikrer en god nedsynkning og høj komfort. Samtidig har den gode trykfordelende egenskaber.

Madrassen er forsynet med inkontinensbetræk, der både er strækbart og kan vaskes ved 95°C.

STØRRELSE - B X L X H	HMI NR.	VARENUMMER
80 X 200 X 12 CM	127328	774400000296
80 X 205 X 12 CM	127331	774400000297
80 X 210 X 12 CM	127334	774400000298
85 X 200 X 12 CM	127337	774400000299
85 X 205 X 12 CM	127340	774400000300
85 X 210 X 12 CM	127343	774400000301
90 X 200 X 12 CM	127346	774400000302
90 X 205 X 12 CM	127349	774400000303
90 X 210 X 12 CM	127352	774400000304
105 X 200 X 12 CM	127355	774400000305
105 X 210 X 12 CM	127358	774400000306
120 X 200 X 12 CM	127361	774400000307
120 X 210 X 12 CM	127364	774400000308

TEKNISK DATA	
LÆNGDE	200/205/210 CM
BREDDE	80/85/90/105/120 CM
HØJDE	12 CM
INKONTINENSBETRÆK	JA
TRYKSÅRSNIVEAU	LAV TIL MELLEM RISIKO
BRUGERVÆGT MAX.	60 KG

SYSTEM

Viscoflex® til børn



HR & VISKOELASTISK

- ✓ Udviklet til lette borgere
- ✓ HR & viskoelastisk skum (40 + 80 kg/m³)
- ✓ REHADAT: Testet 42% bedre end reference-madras

Viscoflex Juniormadras er udviklet til lette borgere fra 10-40 kg. Madrasen er fremstillet i sprøjtet medicinsk skum i en kombination af HR skum (40 kg/m³) og viskoelastisk skum (80 kg/m³), der giver en rigtig god bæreevne. Madrasen har udskæringer for bedre

STØRRELSE - L X B X H	HMI NR.	VARENUMMER
155 X 77 X 14 CM	113836	751516100160
165 X 68 X 14 CM	113839	751516100170

TEKNISK DATA	
LÆNGDE	155/165 CM
BREDDE	68/77 CM
HØJDE	14 CM
INKONTINENSBETRÆK	JA
TRYKSÅRSNIVEAU	HØJ RISIKO
BRUGERVÆGT	10-40 KG

nedsynkning samt en innovativ ergonomisk kerne. Madrasen har inkontinensbetræk, der er strækbart, vaskbart ved 95°C samt modstandsdygtigt over for klorin.

SYSTEM

Viscoflex® topmadras



VISKOELASTISK SKUM

- ✓ Viskoelastisk skum
- ✓ Kvadratiske klodser for bedre nedsynkning
- ✓ REHADAT: Testet 42% bedre end reference-madras

Viscoflex® topmadras er en støbt topmadras i viskoelastisk skum (80 kg/m³) med kvadratiske klodser, der sikrer bedre nedsynkning. Topmadrasen anvendes oven på en almindelig madras og øger den trykafastende effekt. Madrasen er anvendelig både som

STØRRELSE - L X B X H	HMI NR.	VARENUMMER
197 X 86 X 6 CM	105114	751500000014

TEKNISK DATA	
LÆNGDE	197 CM
BREDDE	86 CM
HØJDE	6 CM
INKONTINENSBETRÆK	JA
TRYKSÅRSNIVEAU	MELLEM TIL HØJ RISIKO
BRUGERVÆGT MAX.	110 KG

smerte- og demensmadras. Topmadrasen har strækbart inkontinensbetræk, der har lynlås på tre sider. Det er vaskbart ved 95°C og er modstandsdygtigt over for klorin.

ForeSite® Intelligent Surface

Intelligent trykovervågning

Avanceret sensorbaseret teknologi fra XSensor til monitorering af hospitalssenge.

ForeSite® Intelligent Surface (IS) er en teknologi, der bruges til at overvåge patienters trykfordeling og bevægelser på hospitalssenge.

Madras-sensoren har mere end 1500 trykceller og et betræk, der er kompatibelt med de fleste madrasser. Sensoren kan kobles op på en cloudbaseret software, men kan også læses på en tablet eller hospitalets egen computer. Her indlæses data med patientens overfladetryk i realtid.

Systemet er ideelt til at forebygge tryksår og optimere patienternes positionering og vendinger, da personalet hurtigt kan reagere på eventuelle unormale trykpunkter og tage de nødvendige forholdsregler.

Det er et værdifuldt værktøj, der kan forbedre patienternes oplevelse og hjælpe sundhedspersonalet med at træffe mere velinformerede beslutninger - og ikke mindst spare tid. Det kan højne standarden for patientpleje og sikre bedre sundhedsresultater.



6 nøglefunktioner:

- 1. Trykovervågning:** Systemet er udstyret med avancerede sensorer, der måler og registrerer patientens trykfordeling på overfladen af madrassen.
- 2. Bevægelsesregistrering:** Ud over trykmåling sporer og registrerer systemet også patientens bevægelser i sengen.
- 3. Realtidsdata:** ForeSite® IS leverer realtidsdata, så personalet kan følge med i patientens tilstand og reagere hurtigt på eventuelle ændringer eller unormale forhold.
- 4. Analyser og rapporter:** Systemet genererer analyser og rapporter baseret på de indsamlede data.
- 5. Forebyggelse af tryksår:** Ved at overvåge trykfordelingen kan ForeSite® IS hjælpe med at forebygge tryksår og forbedre patientens komfort.
- 6. Personlig tilpasning:** Systemet kan tilpasses den enkelte patients behov og præferencer for at sikre den mest optimale oplevelse og pleje.

Tidewave™ repositioneringsmadras

Automatisk vending for optimal trykaflastning og pleje

Forebyggelse og behandling af tryksår


Tidewave™ er en innovativ repositioneringsmadras, der med en skånsom, kontinuerlig bevægelse hjælper med at forebygge og behandle tryksår op til kategori 4. Madrassen former sig omkring kroppen og sikrer en jævn trykfordeling, hvilket både øger komforten og reducerer belastningen på udsatte områder.

Skånsom og stabil opbygning

Madrassen består af en trykafastende skummadras med to lag luftceller. De øverste buceller former sig efter kroppen for øget komfort og støtte, mens de nederste vendeceller styrer den gradvise drejebbevægelse. Tidewave-madrassen bevæger sig i langsomme sekvenser på 20-60 minutter, hvilket sikrer en skånsom og næsten umærkelig vending.

Brugervenlig og fleksibel

Madrassen har et intuitivt kontrolpanel, hvor vendingsvinkel og hastighed kan justeres individuelt, så den passer til den enkelte bruger. Den er udviklet til brug på hospitaler og plejehjem, men kan også anvendes i private hjem.



Automatisk repositionering for bedre trykfordeling og reduceret plejebenhov

Tryk repositionering og bedre søvn

Den kontrollerede vending sikrer ikke blot en jævn trykfordeling, men bidrager også til en mere stabil og rolig hvile. Tidewave-madrassen bevæger sig i langsomme, gradvise sekvenser, hvilket betyder, at brugeren knap mærker repositioneringen og dermed får en mere uforstyrret søvn. Derudover skaber madrassens buede form en naturlig omslutning af kroppen, hvilket giver en tryk og sikker liggeposition og minimerer risikoen for at glide eller falde ud af sengen.

Mindre fysisk belastning og mere tid til pleje

Manuel vending af borgere kan være en fysisk krævende opgave, der belaster plejepersonalet og øger risikoen for arbejdsskader. Tidewave-madrassen overtager denne opgave ved automatisk og gradvist at vende brugeren, hvilket reducerer behovet for tunge løft og gentagne arbejdsstillinger. Dette frigiver tid til andre plejeopgaver og forbedrer arbejdsmiljøet for personalet, samtidig med at brugeren får en mere stabil og komfortabel repositionering.

TEKNISK DATA	
LÆNGDE	200
BREDDE	90 CM
HØJDE	15 CM
INKONTINENSBETRÆK	JA
TRYKSÅRSNIVEAU	HØJ RISIKO
BRUGERVÆGT	55-115 KG

STØRRELSE - B X L X H	HMI NR.
90 X 200 X 15 CM	143524
NB! FÅS OGSÅ TIL BØRN	



Tidewave Medical er en norsk sundhedsteknologivirksomhed, som blev grundlagt i 2017. De specialiserer sig i udvikling af innovative hjælpemidler til personer med nedsat mobilitet. Virksomhedens hovedprodukt, Tidewave™-madrassen, revolutionerer forebyggelsen af tryksår gennem sin patenterede teknologi, der sikrer kontinuerlig og skånsom vending af brugeren. Tidewave Medicals store fokus er på at forbedre livskvaliteten for både patienter og plejepersonale.





WOLTURNUS

WOLTURNUS A/S

T. +45 96 71 71 70

E. info@wolturnus.dk

www.wolturnus.dk

Showrooms

Skalhuse 31, 9240 Nibe

Borupvang 3, 2750 Ballerup