



KINETIC BALANCE

POSITIV

POSITIONERING

Positioneringssele




SLET OG RET

GOD KVALITET



Kinetic Balance har til formål at udvikle og producere genoptræningshjælpemidler af høj kvalitet, som er karakteristiske i både udseende og funktionalitet.

BRYSTSELER	6/7
BRYSTSELE FLEX CONTROL	8/9
MÅLTAGNING OG SPÆNDETYPER	10/11
2-PUNKT HOFTESELER	12
4-PUNKT HOFTESELER	13
SKRIDTSELER	14
ANKELBESPÆNDING	15
ABDUKTIONSSELE	16
BRYSTSELER	18
NEOPRENBÆLTE	19
BADESELE	19
PRODUKTOVERSIGT	20/21



PRODUKTEGENSKABER

KINETIC BALANCE - UNIKKE EGENSKABER

Kinetic Balance har leveret positioneringsprodukter siden starten af 2004.

Kinetic Balance produkter er gode til detaljer og skiller sig ud med deres unikke egenskaber.

Kinetic Balance sætter nye standarder gang på gang. Først med introduktionen af vandafvisende materialer og overdækkede spænder, derefter med de nye flex kontrolveste, der både ser bedre ud og føles bedre mod kroppen.



**VAND OG SMUDSAFVISENDE
MATERIALE**



**GOD AFMÆRKNING FOR
NEMMERE TILPASNING**



**KBs ORIGINALE POLSTREDE
SPÆNDER**



KVALITETSKONTROL



**ANTIKLIMATISK MATERIALE
HOLDER PRODUKTET PÅ PLADS**



AFRUNDEDE STROPPER





SUPER SOLIDE SØMME



KVALITETSMATERIALER



TYDELIG AFMÆRKNING
AF STØRRELSE



FASTSPÆNDINGS-
MATERIALER FØLGER MED



ANVISNINGER I HENHOLD
TIL DIREKTIV 93/42/EEC



MATERIALE-FORSTÆRKNINGER

DERUDOVER...

- BLØD NEOPRENKANT
- HØJESTE KVALITET KALKSTEINS-NEOPREN
- RYNKEFRIFAST SPÆNDINGSTAPE
- PRODUKTION I HENHOLD TIL ISO 9001:2015



ORIGINALE KINETIC BALANCE IDEER
TIL POSITIV POSITIONERING


BRYSTSELER

SKAL ALTID BENYTTES I
KOMBINATION MED HOFTESELE

STERNUMSELE DAME

ARTIKELNUMMER: 5.71014.X

STØRRELSE: S & M



	A	B	C	D
S	220	300	220	600
M	280	360	250	600

Alle mål i mm

STERNUMSELE MAND

ARTIKELNUMMER: 5.71012.X

STØRRELSE: XS TIL L



STERNUMSELE MED LYNLÅS

ARTIKELNUMMER: Z5.71022.X


STØRRELSE: S & M



STERNUMSELE JUNIOR

ARTIKELNUMMER: 5.71001.2

STØRRELSE: JUNIOR S



	A	B	C	D
XS	190	210	140	600
S	220	300	210	600
JUNIOR	220	300	220	600
M	250	350	230	600
L	280	400	250	600

Alle mål i mm

BRYSTSELE FLEX-CONTROL

SKAL ALTID BENYTTES I
KOMBINATION MED HOFTESELE



FLEX-CONTROL GIVER DIG MULIGHED FOR
AT JUSTERE SELENS FLEKSIBILITET, SÅ
DEN PASSER TIL DINE BEHOV



AFMÆRKNINGEN PÅ JUSTERINGSSELEN GØR
KORREKT TILPASNING ENDNU NEMMERE

STERNUMSELE FLEX-CONTROL DAME

ARTIKELNUMMER: 5.71034.X

STØRRELSE: S & M



H < 29cm = S
< 34cm = M
< 34cm = L
> 39cm = XL

FORRESTE HOFTEKAM

STERNUMSELE FLEX-CONTROL MAND

ARTIKELNUMMER: 5.71032.X


STØRRELSE: S TIL XL



H-SELE FLEX-CONTROL


ARTIKELNUMMER: 5.81001.X

STØRRELSE: S TIL XL




	A	B	C	D
S	320	50	80	80
M	400	50	100	100
L	480	50	120	120
XL	540	70	150	140

Alle mål i mm




MÅLTAGNING

BRYSTSELE



OVERKROPPENS LÆNGDE MÅLT SIDDENDE,
FRA HALSGRUB TIL SPIDSEN AF DEN FORRESTE HOFTEKAM

HOFTESELE, SKRIDTSELE OG ABDUKTIONSSELE



HOFTE MÅLT FRA FORRESTE HOFTEKAM
TIL FORRESTE HOFTEKAM

ANKELBESPÆNDING



OMKREDS MÅLT VED ANKELKNØJ

SPÆNDETYPER

SPÆNDE

SPÆNDE

TRYKKNAP

TRYKKNAP

KUGLEPENSLÅS

BRUG AF KUGLEPENSLÅS ELLER
ANDEN LÅS, SOM BRUGEREN IKKE
SELV KAN ÅBNE, KRÆVER
AFGØRELSE OM TVANG

FLYSPÆNDE



2-PUNKT HOFTESELE

2-PUNKT HOFTESELE SIDEUDLØSNING, DOBBELT TRÆK

STØRRELSE: XS TIL XL
ARTIKELNUMMER: 6.70001.X



2-PUNKT HOFTESELE SIDEUDLØSNING, ENKELT TRÆK

STØRRELSE: XS TIL XL ARTIKELNUMMER:
6.70002.X



2-PUNKT HOFTESELE CENTER LÅS, ENKELT TRÆK

STØRRELSE: XS TIL XL ARTIKELNUMMER:
6.70003.X



2-PUNKT HOFTESELE CENTER LÅS, DOBBELT TRÆK

STØRRELSE: XS TIL XL ARTIKELNUMMER:
6.70004.X



2-PUNKT HOFTESELE MED KAPPE, DOBBELT TRÆK

STØRRELSE: XS TIL XL ARTIKELNUMMER:
6.70005.X



2-PUNKT HOFTESELE FLYSPÆNDE, ENKELT TRÆK

STØRRELSE: S TIL XL ARTIKELNUMMER:
6.70006.X



4-PUNKT HOFTESELE

4-PUNKT HOFTESELE SIDEUDLØSNING, ENKELT TRÆK

STØRRELSE: XS TIL XL
ARTIKELNUMMER: 6.70042.X



4-PUNKT HOFTESELE CENTER LÅS, DOBBELT TRÆK MED BØRNESIKRING

STØRRELSE: XS TIL XL
ARTIKELNUMMER: 6.70044.X



4-PUNKT HOFTESELE CENTER LÅS, DOBBELT TRÆK

STØRRELSE: XS TIL XL
ARTIKELNUMMER: 6.70043.X




4-PUNKT HOFTESELE DOBBELT TRÆK MED KAPPE

STØRRELSE: XS TIL XL
ARTIKELNUMMER: 6.70045.X



4-PUNKT HOFTESELE CENTER LÅS, ENKELT TRÆK

STØRRELSE: XS TIL XL
ARTIKELNUMMER: 6.70047.X



	A	B	C	D	E
XS	50	175	40	600	500
S	70	175	50	650	500
M	75	220	55	750	600
L	80	280	55	800	600
XL	95	330	60	800	700
TOTTALLÆNGDE = Bx2 + Dx2					

Alle mål i mm

SKRIDTSELE



SKRIDTSELE

ARTIKELNUMMER: 7.70001.X

STØRRELSE: S TIL XL



SKRIDTSELE, NEOPREN

ARTIKELNUMMER: 7.70002.X

STØRRELSE: S TIL XL



X < 18cm = S
 < 22cm = M
 < 30cm = L
 < 40cm = XL



	A	B	C	D	E	F
S	180	180	45	45	550	400
M	220	220	50	50	600	450
L	300	300	60	60	650	500
XL	400	400	80	80	750	550

Alle mål i mm

ANKELBESPÆNDING

ANKELBESPÆNDING SIDEUDLØSNING

ARTIKELNUMMER: 8.70002.X

STØRRELSE: XS TIL L




ANKELBESPÆNDING VELCROLUKNING

ARTIKELNUMMER: 8.70001.X

STØRRELSE: XS TIL L




SKAL ALTID BENYTTES I
KOMBINATION MED HOFTESELE



OMKREDS MÅLT
VED ANKLERNE

O < 18cm = XS
< 22cm = S
< 26cm = M
> 26cm = L




	A	B	C	D	E	F	G
XS	80	65	55	45	80	210	210
S	110	75	60	55	110	210	210
M	140	95	65	60	140	260	260
L	170	110	65	60	170	260	260

Alle mål i mm

ABDUKTIONSSELE



ARTIKELNUMMER: 9.70001.X
STØRRELSE: XS TIL L



VORES PRODUCENT OPFYLDER KRAVENE I DENNE STANDARD.
DETTE SIKRER HØJ KVALITET FOR ALLE VORES PRODUKTER, SÅ VI
KAN TILDE DIG DE BEDSTE POSITIONERINGSPRODUKTER.

[illegible]

DIVERSE POSITIONERINGSPRODUKTER



BRYSTSELE NEOPREN

BRYSTSELEN I NEOPREN ER ET STORT FREMSKRIDT
INDEN FOR POSITIONERING OG TILBYDER EN BLØD OG
BEHAGELIG BRYSTPOSITIONERING

ARTIKELNUMMER:
4020X

STØRRELSE: XS TIL L

	A	B	C
XS	310	80	500
S	400	100	500
M	500	125	500
L	570	130	500

Alle mål i mm



NEOPRENBÆLTE

ARTIKELNUMMER: 500X

STØRRELSE: S-L



BADESELE

BADESELEN ER LAVET AF DE BEDST MULIGE MATERIALER FOR AT SIKRE KOMFORT OG PASFORM, NÅR DEN ER VÅD

ARTIKELNUMMER:
300X

STØRRELSE: S TIL L

	A	B	C
S	250	90	500
M	400	100	500
L	500	110	500

Alle mål i mm



PRODUKTOVERSIGT

BRYST

Sternumsele, Mand Art.nr.	Størrelse
5.71012.0	XS
5.71012.1	S
5.71011.0	Junior
5.71012.2	M
5.71012.3	L

Sternumsele, Dame Art.nr.	Størrelse
5.71014.1	S
5.71014.2	M

Sternumsele med Lynlås Art.nr.	Størrelse
Z5.71022.1	S
Z5.71022.2	M

Sternumsele, Flex-Control , Mand Art.nr.	Størrelse
5.71032.1	S
5.71032.2	M
5.71032.3	L
5.71032.4	XL

Sternumsele Flex-Control, Dame Art.nr.	Størrelse
5.71034.1	S
5.71034.2	M

H-Sele, Flex-Control Art.nr.	Størrelse
5.81001.1	S
5.81001.2	M
5.81001.3	L
5.81001.4	XL

Brystsele, Neopren Art.nr.	Størrelse
4020	XS
4021	S
4022	M
4023	L

SKRIDTSELE

Skridtsele Art.nr.	Størrelse
7.70001.1	S
7.70001.2	M
7.70001.3	L
7.70001.4	XL

Skridtsele, Neopren Art.nr.	Størrelse
7.70002.1	S
7.70002.2	M
7.70002.3	L
7.70002.4	XL

ABDUKTION

Abduktionssele Art.nr.	Størrelse
9.70001.0	XS
9.70001.1	S
9.70001.2	M
9.70001.3	L

ANKEL

Ankelbæspænding, Velcrolukning Art.nr.	Størrelse
8.70001.0	XS
8.70001.1	S
8.70001.2	M
8.70001.3	L

Ankelbæspænding, Sideudløsning Art.nr.	Størrelse
8.70002.0	XS
8.70002.1	S
8.70002.2	M
8.70002.3	L

MULTI

KB_Neoprenbælte Art.nr.	Størrelse
5001	S
5002	M
5003	L

HOFTE

2-Punkt Hoftesele, Sideudløsning, Enkelt træk	
Art.nr.	Størrelse
6.70002.0	XS
6.70002.1	S
6.70002.2	M
6.70002.3	L
6.70002.4	XL

2-Punkt Hoftesele, Sideudløsning, Dobbelt træk	
Art.nr.	Størrelse
6.70001.0	XS
6.70001.1	S
6.70001.2	M
6.70001.3	L
6.70001.4	XL

2-Punkt Hoftesele, Center lås, Enkelt træk	
Art.nr.	Størrelse
6.70003.0	XS
6.70003.1	S
6.70003.2	M
6.70003.3	L
6.70003.4	XL

2-Punkt Hoftesele, Center lås, Dobbelt træk	
Art.nr.	Størrelse
6.70004.0	XS
6.70004.1	S
6.70004.2	M
6.70004.3	L
6.70004.4	XL

2-Punkt Hoftesele, Med kappe, Dobbelt træk	
Art.nr.	Størrelse
6.70005.0	XS
6.70005.1	S
6.70005.2	M
6.70005.3	L
6.70005.4	XL

2-Punkt Hoftesele, Flyspænde, Enkelt træk	
Art.nr.	Størrelse
6.70006.1	S
6.70006.2	M
6.70006.3	L
6.70006.4	XL

4-Punkt Hoftesele, Sideudløsning, Enkelt træk	
Art.nr.	Størrelse
6.70042.0	XS
6.70042.1	S
6.70042.2	M
6.70042.3	L
6.70042.4	XL

4-Punkt Hoftesele, Center lås, Dobbelt træk	
Art.nr.	Størrelse
6.70043.0	XS
6.70043.1	S
6.70043.2	M
6.70043.3	L
6.70043.4	XL

4-Punkt Hoftesele, Center lås, Dobbelt træk m. børnesikring	
Art.nr.	Størrelse
6.70044.0	XS
6.70044.1	S
6.70044.2	M
6.70044.3	L
6.70044.4	XL

4-Punkt Hoftesele, center lås, Enkelt træk	
Art.nr.	Størrelse
6.70045.0	XS
6.70045.1	S
6.70045.2	M
6.70045.3	L
6.70045.4	XL

4-Punkt Hoftesele, Dobbelt træk, med Kappe	
Art.nr.	Størrelse
6.70047.0	XS
6.70047.1	S
6.70047.2	M
6.70047.3	L
6.70047.4	XL

BAD

Badesele	
Art.nr.	Størrelse
3001	S
3002	M
3003	L



KINETIC BALANCE





Sunrise Medical ApS
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
T: +45 70 22 43 49
E: info@sunrisemedical.dk
www.SunriseMedical.dk



Alle oplysninger kan ændres uden varsel. Sunrise Medical tager forbehold for eventuelle trykfejl, og at produkter og detaljer vist på billeder kan være udgået, ændret eller afvige i farve eller udseende. Kontakt Sunrise Medical, hvis du har spørgsmål. Hvis du er svagtseende, kan denne brochure ses i PDF-format på www.SunriseMedical.dk.



MERE END BARE PRODUKTER!

**Vores lokale
salgsrepræsentanter
hjælper dig gerne med at
vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.**

