

dan-rehab a/s var det første firma til at anvende **HMI-numre** som **bestillingsnumre**. Det letter registreringen og styringen af hjælpemidler i hjælpemiddeldepoterne og sikrer samtidigt, at både kunde og leverandør taler om **NØJAGTIGT** samme produkt.

Hvad angår produkter, som **IKKE** kan forsynes med et **HMI-nr.** (fx tilbehør), har vi hos **dan-rehab a/s** udviklet et system, som – **når** man får det forklaret – er ganske indlysende:

Specifikt tilbehør til fx **ERGOTip 4** (**HMI-nr. 26723**) begynder med stolens HMI-nummer efterfulgt af tilføjelse:
26723-SB betyder således en **sikkerhedsbøjle** (**:-sb**) til **HMI-nr. 26723 = ERGOTip 4**

Specifikt tilbehør til fx **ERGOTip 2** (**HMI-nr. 20811**) begynder med stolens HMI-nummer efterfulgt af en tilføjelse:
20811-SB betyder således en **sikkerhedsbøjle** (**:-sb**) til **HMI-nr. 20811 = ERGOTip 2**

Tilbehør, som kan anvendes på **FORSKELLIGE** modeller, har et bestillingsnummer **uden** tilknytning til HMI-numre, fx:

01055-S fodhviler, til lav tonus
eller
01112-SP spand, med håndtag.

A lbuestop, til armlæn		side 2
A mputationsstøtte		side 14
A nkelbespændinger		Side 15
A rlæn, skålførm		side 1/ 2
A rlæn, sideforskudt		side 2
A rlæn, sænket		side 1
A rlænslås		side 6
B enhviler, eleverbar		side 14
B ord, nedfældeligt, til ERGOTip-stole		side 18
B øjlearmlæn, opklappeligt		side 1
E leverbar enhviler		side 14
F od-, ben, lægstøtte, elektrisk indstillelig		side 16/ 17
F odhviler, standard		side 13
F odhviler, til lav tonus		side 15
F odplade, polstret og udel		side 14
H oftesele		side 8
H årvaskekar		side 10
L ægbånd, til fodhviler		side 13
N akkestøtte, dobbelt indstillelig		side 9
N akkestøtte, tredobbelt indstillelig		side 10
P ose til lader		side 16
R ygpu	side 7	
S idestøtte, polstret		side 12
S idestøtte, PUR		side 12
S ikkerhedsbøjle		side 11
S pand m. låg		side 8/ 9
S æde m. hul, lille toiletåbning		side 5
S æde m. hul, polstret		side 4
S æde m. hul, PUR		side 3
S æde u. hul, polstret		side 4
S ædelåg, til lukket sædefront		side 3
S ædelåg, til åben sædefront		side 3
S ædepude m. hul		side 5
S ædepude u. hul		side 5



BESKRIVELSE

BESTILLINGS-NR.

Skålarmlæn, med indstillelig PUR-pude, til højre arm
Skålarmlæn, med indstillelig PUR-pude, til venstre arm

01041-HH
01041-HV


Bredden på skålarmlænets PUR-støtte er 12 cm – længden 35 cm. Et almindeligt armlæns bredde er 6 cm - længden 36 cm.



Vi kan også levere:

Sænket skålarmlæn med indstillelig PUR-pude, højre (indstilleligt i dybden)
Sænket skålarmlæn med indstillelig PUR-pude, venstre (indstilleligt i dybden)
Sænket standard-armlæn, til højre arm (ca.5 cm - eller efter behov)
Sænket standard-armlæn, til venstre arm (ca.5 cm - eller efter behov)

01041-FHH
01041-FHV
01041-FH
01041-FV



Bøjlearmlæn med PUR-pude (5,5 x 26 cm), opklappeligt, højre, med op- og nedfældeligt håndtag
Bøjlearmlæn med PUR-pude (5,5 x 26 cm), opklappeligt, venstre, med op- og nedfældeligt håndtag


01041-HHA
01041-VHA

BESKRIVELSE

BESTILLINGS-NR.

Sideforskudt armlæn med PUR-pude, til højre arm (+ ca. 2.5 cm i forhold til et almindeligt armlæn)
 Sideforskudt armlæn med PUR-pude, til højre arm (+ ca. 5 cm i forhold til et almindeligt armlæn)
 Sideforskudt armlæn med PUR-pude, til venstre arm (+ ca. 2.5 cm i forhold til et almindeligt armlæn)
 Sideforskudt armlæn med PUR-pude, til venstre arm (+ ca. 5 cm i forhold til et almindeligt armlæn)

01041-XBH
 01041-XBH5
 01041-XBV
 01041-XBV5



Albuestop (kan KUN påsættes skålarmlæn) – til højre armlæn
 - til venstre armlæn

01041-ASH
 01041-ASV




Albuestoppet kan indstilles frem og tilbage uafhængigt af den skålformede PUR-pude.

BESKRIVELSE

BESTILLINGS-NR.


PUR-sædelåg, til sæde med hul og lukket forkant

til ERGOTip 4	26723-P
til ERGOTip 4 H	42137-P
til ERGOTip 4 EL	31427-P
til ERGOTip 4 ELH	42136-P
til ERGOTip X EL	89883-P
til ERGOTip 5 EL	35321-P
til SOLI 1	15511-P
til SOLI 7	44448-P
til BUZZ 2	27054-P
til BUZZ 5	49822-P



PUR-sædelåg, til sæde med hul og åben forkant

til ERGOTip 4	26723-PU
til ERGOTip 4 H	42137-PU
til ERGOTip 4 EL	31427-PU
til ERGOTip 4 ELH	42136-PU
til ERGOTip 5 EL	35321-PU
til ERGOTip X EL	89883-PU
til SOLI 1	15511-PU
til SOLI 7	44448-PU
til BUZZ 2	27054-PU
til BUZZ 5	49822-PU



BESKRIVELSE

BESTILLINGS-NR.

Polstret oversæde (uden rørclips) ca. 40,5 x 43 cm. Fås også i "skræddersyede" størrelser.
Kan leveres med rørclips, hvis oversædet skal erstatte den pågældende stols **originale** sæde.

01042



Polstret toiletsæde med åben forkant

Til de ikke-nævnte tipstole kan leveres et **PUR-sæde** med åben forkant (ELLER – hvis det foretrækkes – et tilsvarende polstret sæde).

til **ERGOTip 3** ————— **22566-SU**
til **ERGOTip 3 EL** ————— **64489-SU**



til **ERGOTip 7 EL** ————— **50833-SU**
til **ERGOTip 8 EL** ————— **72165-SU**
til **ERGOTip 9 EL** ————— **72166-SU**
til **SOLI 8** ————— **44467-SU**

OBS ! Man kan efter ønske naturligvis få polstrede toiletsæder til **ALLE** vore stole !

BESKRIVELSE

BESTILLINGS-NR.

PUR toiletsæde med *lille* toiletåbning

Bruges, hvor man ønsker at formindske det originale sædes toiletåbning:


01042-UP lægges simpelthen **oven på** det eksisterende sæde (og fjernes igen i et snuptag)!

01042-UP

Åbning, største bredde: **16,5 cm**
Fra sædets bagkant til åbning: **10,5 cm**

Åbning, største dybde: **18,5 cm**
Sædets største bredde: **42,5 cm**
Sædets største dybde: **44,0 cm**

Kan bruges på følgende modeller: **ERGOTip 3**, **ERGOTip 3 EL**, **ERGOTip 4**, **ERGOTip 4 H**, **ERGOTip 4 EL**, **ERGOTip 4 ELH**, **ERGOTip 5 EL**, **ERGOTip 8 EL**, **ERGOTip 9 EL** (hvis stolen har PUR-sæde), **ERGOTip X EL**, **SOLI 1**, **SOLI 7**, **BUZZ 2**, **BUZZ 5**, **PIL 1**, **PIL 2**, **ASK 1** og **ASK 2**.



Toiletstolspude med fastgørelsesbåndler (ca. 39 x 41 x 4 cm (b x d x h) – åbning ca. 22 x 32 cm) **01858**



Pude med fastgørelsesbåndler ca. 42 x 44 cm (b x d)

12370



BESKRIVELSE

BESTILLINGS-NR.

Armlænslås - kan anvendes til såvel højre som venstre armlæn.

Monteres (og afmonteres) i et snuptag og uden brug af værktøj på alle vore stole, som har opklappelige armlæn af den viste type.

01043



Armlænslås - kan anvendes til såvel højre som venstre armlæn.

Monteres (og afmonteres) i et snuptag og uden brug af værktøj på alle vore stole, som har opklappelige armlæn af den **viste** type.

01044

BESKRIVELSE


Rygpude med fastgørelsesbåndler med velcrolukning på bagsiden. Leveres i tre tykkelser:
Kan anvendes i forbindelse med alle **ERGOTip**-modeller.
Fremstillet i strækbart skai (:kunstlæder) med blød kerne af skumgummi.
Ca. 44,5 x 30 cm (bredde x højde).

BESTILLINGS-NR.



3 cm
6 cm
10 cm

ERGO-PU3
ERGO-PU6
ERGO-PU10



Pudens bagside.

Pudens fastgørelsesbåndler med velcrolukning.

Monteres på det eksisterende skai-ryglæn i en håndvending uden brug af værktøj – og fjernes igen lige så hurtigt.



Pudens forside.

Selve materialet bevirker, at puden kan tilpasse sig stolebrugens ryg.



Puden ses her monteret på en **ERGOTip** toilet-badestol.

BESKRIVELSE

BESTILLINGS-NR.

Hoftesele (bredde 4 cm) m. quick-release spænde, uden bugstøtte
Hoftesele m. quick-release spænd og bugstøtte (ca. 15 x 60 cm)

ERGO-SS
ERGO-SSB



Spand med håndtag (kan IKKE anvendes i forbindelse med de fritstående toiletforhøjere **MAJ** og **JULIE**)
 Ca. 29 x 40 x 15 cm (b x d x h)
 Læg til spand

01112-SP

01112-SPL



BESKRIVELSE

Spand (fortrinsvis til fritstående toiletforhøjere **JULIE** og **MAJ**)

ca. 29,5 x 35,5 x 12 cm (b x d x h)

Fås også som **skærm** (: spand uden bund)

Læg til **spand** (eller skærm)

BESTILLINGS-NR.

01111-SP

01111-SK

01111-SPL




Nakkestøtte til ALLE **ERGOTip**-stole (kan indstilles trinløst i højden og dybden)

ERGO-NI



set forfra



BESKRIVELSE


BESTILLINGS-NR.

Nakkestøtte til ALLE **ERGOTip**-stole (kan indstilles trinløst i højden, dybden og sideværts)

ERGO-NIS



set forfra



Hårvaskekar med afløbshul (til ALLE **ERGOTip**-stole - kan indstilles trinløst i højden og dybden)

ERGO-H



Set fra siden



BESKRIVELSE

BESTILLINGS-NR.

Sikkerhedsbøjle, indstillelig i dybden. Da stolens bredde er forskellig, varierer bredden på sikkerhedsbøjlerne også afhængigt af, hvilken stol, de skal monteres på. Derfor knytter bestillingsnummeret sig til stolens HMI-nr.(se forsiden i denne oversigt) – fx:

Til A **ERGOTip 2** med HMI-nr. **20811** er bestillingsnummeret således

20811-SB

Til A **ERGOTip 3** med HMI-nr. **22566** er bestillingsnummeret

22566-SB

og så fremdeles.



Sikkerhedsbøjlerne, der som nævnt er forskellige i bredden afhængigt af, hvilken stol, de skal monteres på, er fremstillet i rustfrit stål og kan indstilles i dybden. Såvel montering som indstilling sker uden brug af værktøj.



BESKRIVELSE


Polstret sidestøtte (ca. 20 x 16 cm eller efter ønske), indstillelig i bredde og dybde



BESTILLINGS-NR.

ERGO-SI

set forfra



PUR sidestøtte (ca. 8.5 x 13 cm), indstillelig i bredde og dybde



ERGO-SIP

set fra siden




BESKRIVELSE

Fodhvilere, svingbare og længdeindstillelige uden brug af værktøj:
Uden "knopper"
Med "knopper"

BESTILLINGS-NR.

01055
01051




Lægbånd, indstilleligt (anvendes i forbindelse med fodhvilere 01055 og 01051)

01052



BESKRIVELSE

Fodplade, polstret, til fodhvilere **01055** og **01051** med medfølgende velcro-tape for hurtig af- og påsætning.



BESTILLINGS-NR.

Uden "knopper" **01055-PL**
Med "knopper" **01051-PL**

Elevérbar benhviler. Indstillingerne foregår uden brug af værktøj.



Til højre ben **01058-H**
Til venstre ben **01058-V**

(Samme system som på de øvrige fod- og benstøtter - med eller uden "knopper" - gælder også for denne model.)

Amputationsstøtte, polstret, til højre/ venstre side (højdeindstillelig). Uden "knopper"
Med "knopper"

01055-AH/ 01055-AV
01051-AH/ 01051-AV



BESKRIVELSE

BESTILLINGS-NR.

Fodhvilere, par - til lav tonus. En polstret plade i hver side sørger for, at brugerens ben ikke glider ud til siden:
Uden "knopper"
Med "knopper"

01055-S
01051-S



Ankelbespænding med lægbånd

Består af to **ankelbespændinger** (med velcrolukning) fastgjort på et **lægbånd** (også med velcrolukning). Anvendes typisk i forbindelse med fodhvilere 01055 eller 01051.

01055-A



BESKRIVELSE

Pose til opladerstik (til alle toilet-badestole med elmotor(er))



Fremstillet i skai og forsynet med en strop med velcrolukning, så den kan hænges, hvor det er mest hensigtsmæssigt.

BESTILLINGS-NR.

ERGO-LP



Posen med opladerstikket kan hænges på fx stolens stel eller på skairygstøtten.

Højde ca. 11 cm. Diameter ca. 9 cm.

Fod-/ ben-/ lægstøtte, elektrisk

Til fabriksmontering på **ERGOTip**-toilet-badestole **efter aftale.**

ERGO-EB



Her i laveste position.

BESKRIVELSE

BESTILLINGS-NR.



Støtten er blødt polstret og betrukket med afvaskeligt skai-betræk.

Her er støtten i mellem-position.

Model **ERGO-EB** kan naturligvis indstilles **trinløst** til den ønskede position vha håndbetjeningen.



Her ses støtten i højeste position.

BESKRIVELSE

Bord, nedfældeligt

Med akrylbordplade (også kendt som plexiglas). Et materiale, som pga sin hårdførhed er velegnet til formålet. Det besidder stor stivhed, hårdhed og overfladeglans. Er resistent over for fortyndede syrer og basiske opløsninger samt upolære opløsningsmidler. Vejrbestandigt (UV lys). Må dog ikke bruges sammen med stærke opløsningsmidler og koncentrerede syrer, rensbenzin og alkohol.

BESTILLINGS-NR.

ERGO-B



Bordet kan indstilles i dybden for at passe til forskellige brugere.

Bordet kan nedfældes til den ene side uden brug af værktøj.

Bordet kan naturligvis også tages helt af, når det ikke er i brug. Og igen: Helt uden anvendelse af værktøj.

Ud over det viste tilbehør fremstiller vi specialprodukter efter Deres ønsker og behov.