



**E-DRIVE**



**decon**  
*Creating Freedom*

Oplev friheden og  
forenkl din hverdag





 **E-DRIVE**

## Frihed og kontrol

### HVAD FÅR JEG NÅR JEG BESTILLER EN E-Drive?

- 2 Hjul med nav-motor 16", 20", 22", 24", 25" eller 26"
- 2 stk. anodiserede aluminiums drivringe
- Antitippere
- Joystick, der nemt programmeres efter dit behov, enten via joystick eller via computer
  - Standard mode
  - Eco mode
  - Sport mode
  - Acceleration/deceleration
  - Hastighed
  - Følsomhed
- Batteri og lader
- Batteritaske til montering enten bag ryglæn eller under sædet afhængig af model.
- Dansk manual
- 2 års garanti



Du er velkommen til at kontakte os på telefon +45 22434270 eller [mft@decon.dk](mailto:mft@decon.dk)



E-Drive giver dig frihed og mulighed for at styre din manuelle kørestol med et joystick. E-Drive er enkel at montere/afmontere og baseret på den nyeste teknologi. Man har muligheden for at koble E-Drive fra og bruge hjulene manuelt.

E-Drive er designet til brug både ude og inde og er udstyret med 2 stærke motorer der tager dig derhen hvor du vil. Med en programmering der tilpasses dig, giver det mulighed for at færdes ubekymret. Joysticket er lavet så displayet også kan ses i sollys og svingbart, så man kan slå det til siden når man skal ind til et bord.

Kontakt os gerne for at høre om mulighederne med E-Drive og/eller for at få en gratis demo/afprøvning

### TEKNISKE DATA

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Motor                        | 24V 120Wx2                                                   |
| Batteri                      | NiMH, 24Vx6,7 Ah<br>Li-ion, 25Vx11,8Ah                       |
| Hjul                         | 7 kg pr. stk.                                                |
| Totalvægt                    | 16 kg (inkl NiMH batteri) ,<br>17,5 kg (inkl Li-ion batteri) |
| Øget bredde                  | Ca. 2 cm pr. side                                            |
| Hjultørrelse                 | 16", 20", 22", 24", 25", 26"                                 |
| Dæktryk                      | 6 Bar, 600 kPa                                               |
| Hastighed                    | 0-6 km/t                                                     |
| Maks. distance               | NiMH ca. 15 km, Li-ion ca. 35 km<br>testet efter ISO 7176-4  |
| Sikring                      | 30 A (flat)                                                  |
| Maks brugervægt              | 125 kg                                                       |
| Maks brugervægt "heavy duty" | 150 kg                                                       |
| Hældning                     | 6° grader                                                    |
| CE mærkning                  | Efter krav til EU-Direktive 93/42/EEG                        |
| Brugsvejledning              | Se brukanmanual                                              |

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Joystick              | Kontaktløs afkænnig af single-chip             |
| ændring af modstand   | Spakfjadrar med forskellige motstands niveauer |
| Mobiloplader          | Gennem integreret USB port (5V, 500 mA max.)   |
| Skærm                 | Tydelig LCD skærm også i sollys                |
| Programmere parametre | Joystick eller via computer (Smart Tune)       |

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Batteri lader   | 100 to 240V AC, 50/60Hz        |
| Beregnet effekt | 37V. 26A (under laddning)      |
| Ladetid         | Normal laddning ca. 2-3 timmar |

### ARTIKELNUMMER E-DRIVE

| NiMH |        | Li-ion |         |
|------|--------|--------|---------|
| 16"  | MED216 | 16"    | MEDL216 |
| 20"  | MED220 | 20"    | MEDL220 |
| 22"  | MED222 | 22"    | MEDL222 |
| 24"  | MED224 | 24"    | MEDL224 |
| 25"  | MED225 | 25"    | MEDL225 |
| 26"  | MED226 | 26"    | MEDL226 |

## DRIVRINGE



| Profiler | Materiale    | 16"     | 20"     | 22"     |
|----------|--------------|---------|---------|---------|
| *        | Aluminium    | X       | MED5000 | MED5010 |
|          | Rostfritt    | X       | MED5100 | MED5110 |
|          | Poly kompakt | X       | MED5200 | MED5210 |
|          | Poly gele    | X       | MED5300 | MED5310 |
|          | Max grepp    | X       | MED5400 | MED5410 |
|          | Materiale    | 24"     | 25"     | 26"     |
| *        | Aluminium    | MED5020 | MED5025 | MED5030 |
|          | Rostfritt    | MED5120 | MED5125 | MED5130 |
|          | Poly kompakt | MED5220 | MED5225 | MED5230 |
|          | Poly gele    | MED5320 | MED5325 | MED5330 |
|          | Max grepp    | MED5420 | MED5425 | MED5430 |

## DÆK



| Materiale            | 16"                 | 20"           | 22"           |
|----------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Finnmønstrer         | X                   | * DF2011      | * DF2212      |
| PU-dæk finnmønstrer  | X                   | DP2002        | DP2202        |
| Finnmønstrer/flex    | X                   | DF2011/MS2011 | DF2212/MS2210 |
| Grovnmønstrer 1"     | X                   | X             | DM2212        |
| Grovnmønstrer 1 3/8" | * DF1601/NMF16X1.75 | DM2013        | X             |
| Materiale            | 24"                 | 25"           | 26"           |
| Finnmønstrer         | * DF2411            | * DF2511      | * DF2611      |
| Pu-dæk finnmønstrer  | DP2401              | X             | DP2602        |
| Finnmønstrer/flex    | DF2411/MS2410       | DF2511/MS2510 | DF2611/MS2610 |
| Grovnmønstrer 1"     | DM2413              | X             | X             |
| Grovnmønstrer 1 3/8" | DM2412              | X             | DM2613        |

## TILBEHØR

### Heavy duty

MED-HD-150

Opgrader til brugervægt op til 150kg.

Fælg og eger har stærkere konstruktion

### Mountain

MED224-M

Off-road (MTB) hjul, kun tilgængelig i 24"

### Batteri

NiMH batteri, 24V x 6,7Ah

MEM2001

Li-ion batteri, 25V x 11,8Ah

XOC-82100-B00

### Batteri lader

Lader til NiMH, input 100-240V~, kapacitet 120W

XA4-82107-G2

Lader til Li-ion, input 100-240V~, kapacitet 100W

XOC-8210C-B0

### Joystick

Montering på venstre side

angiv mærke og model

Montering for hjælper (bagpå stol)

angiv mærke og model

Parallel arm

XOF-48160-D00



### Parallellarm

Parallel arm- kom tættere på bordet og behold joystick i køreretningen, når det svinges til siden

### Hjælperstyring

Hjælperstyring -Model enkel – (eksklusiv monterings sæt)

MED1200



# E-DRIVE

## TILBEHØR

### Egerbeskyttere

Beskytter for mulighed for at få fingre i klemme i egerne

|     |        |
|-----|--------|
| 16" | X      |
| 20" | SG2008 |
| 22" | SG2208 |
| 24" | SG2408 |
| 25" | SG2508 |
| 26" | SG2608 |

### Spänningsomvandlere

Ladda ditt batteri i bilen, båten, husvagnen eller husbilen. Output 230VAC 50Hz 150W.

MED12V



## SIMPLEX – intuitiv hjælperstyring

Intuitiv hjælperstyring

XOF-482520

Beslag til intuitiv hjælperstyring  
(angiv kørestolsmodel)

IN0020



Nemmere bliver det ikke for hjælper at køre stolen rundt. Nem og intuitiv/naturlig måde at manøvrere en kørestol på

## Antitipper med "Løft op" funktion

Antitip

TB2000S

Beslag til antitip (angiv kørestols model)



Giver mulighed for at "løfte" baghjul op, for endnu nemmere aftagning af motor.

## BATTERIPOSITIONER

Placeringen af batteri afhænger af kørestolsmodel. Altid muligt med batteritaske monteret på ryglæn. Aktive stole har ofte mulighed for at have batteriet under sædet. Enkelte stole har mulighed for at have batteriet monteret nede ved hjulet.

Se vores liste over standard position for batteri og hvilket beslag der passer til din kørestol på [www.decon.dk](http://www.decon.dk)



Bagom ryggen



Under sædet\*



Ved hjulet

\*Denne position er kun muligt med NiMH batteri

## JOYSTICK

Svingbarheden af joysticket gør det nemmere at komme ind og ud af stolen, samt giver dig mulighed for at komme lidt tættere på f.eks. et bord.



Den maksimale vinkel afhænger af stolen.

### Ekstra tilbehør

Parallelarm til joystick

Giver mulighed for at komme helt tæt på f.eks. et bord samtidig med at joysticket vender i kørselsretningen.



## ADAPTERSÆT

E-Drive kan monteres på næsten alle kørestole på markedet. Beslag/adapter kan findes på hjemmesiden [www.decon.dk](http://www.decon.dk) under fanen adaptere.

## BATTERIER



1 = NiMH batteri ca. 15km. kørestrækning  
2 = Li-ion batteri ca. 35km. kørestrækning

Begge batterier kommer med oplader. NiMH oplades i dockingstation, Li-ion kan oplades enten i/på stolen eller tages ud og lades.

- Normal opladning 2-3 timer, fuld kapacitet)
- Service opladning (gælder kun NiMH batteri) ( 3-13 timer, fuld kapacitet)

Laderen har et indbygget serviceprogram (3-13 timer). Servicelampen blinker (gul) når batteriet behøver en serviceopladning. (behovet opstår imellem hver 13-26. opladning).

Begge batterier kan vise kapacitet med et enkelt tryk. På batteriet kan du få simpel information om:

- Batterikapacitet
- Batteridiagnose
- Kapacitet ift. nyt batteri



### BATTERIER OG FLY

Det er ingen problem at tage dit NiMH batteri med i flyet. NiMH klassificeres ikke som farligt gods i henhold til IATA (farlig gods regler). Li-ion batteri kategoriseres som farligt gods, men er normalt ingen problem at få med, man skal blot kontakte flyselskabet inden man skal afsted og ved afgang kunne vise et battericertifikat. Battericertifikat på begge batterier findes og kan downloades via vores hjemmeside [www.decon.dk](http://www.decon.dk)



Har du spørgsmål eller vil du gerne bestille?

+45 22434270 – Vi hjælper dig gerne

## Checkliste för att beställa

- ☐ For standardudstyr – se "Hvad får jeg når jeg bestiller en E-Drive"
- ☐ Hvis du vil ændre standard drivring eller dæk til en anden model, så oplys gerne om det
- ☐ Opgiv hvilken kørestol mærke og model du bruger, så finder vi det rigtige beslag til dig.
- ☐ Hvor vil du gerne have batteriet placeret i forhold til din kørestol.
- ☐ Angiv om du skal have hjælperstyring og hvilken model af styring.

Er der noget du er i tvivl om eller har spørgsmål til, så kontakt os endelig.



**Decon mobility**

**[www.decon.dk](http://www.decon.dk)**

Gavnøvej 13 8930 Randers NØ

Telefon: +45 22434270

E-mail: [mft@decon.dk](mailto:mft@decon.dk)

Decon forbeholder sig retten til at lave ændringer på produktet efter brochuren er blevet trykt.  
Alle rettigheder tilfalder Decon. Med forbehold for tryk, skrivefejl, udgåede varer og forkerte billeder.