

TurnAid T4

Den bedste løsning til vending og forflytning



Optimal håndtering med TurnAid systemet



Har du brug for et ekstra sæt hænder?

TurnAid er udviklet med det formål at optimere situationen omkring pleje, forflytning og lejring af stærkt funktionsnedsatte mennesker på plejecentre, institutioner og i eget hjem.

TurnAid er et hjælpemiddel beregnet til montering på plejesenge. Det kombinerer to kendte grundfunktioner sengehest og elektrisk vendesystem.

TurnAid egner sig også godt til personer, der har risiko for tryksår, da systemets konstruktion tillader en forflytning i lagnet, der mindsker den gnidning der opstår mellem bruger og lagen.

Fleksible tilpassede løsninger:

TurnAid kan håndtere personer med en vægt op til 350 kg. og klarer opgaven med maksimal hensyntagen til bruger og personale.

TurnAid monteres let på de fleste type plejesenge, idet der er indbygget universalbeslag samt længde- og breddetilpasning, således den kombinerede løsning overholder det medicinske direktivs skrappe krav på området.



Varenr.: 1400
HMI nr.: 125678

Tekniske specifikationer:

Total vægt af systemet:	48,5 kg.
Længde på systemet:	190 cm.
Højde på systemet:	57 cm.
Brugervægt min/max:	40 - 350 kg.
Støj niveau:	<70db (A)
Tilslutningsspænding:	240 V / 50 Hz
Eftersyn:	Eftersyn anbefales en gang årligt
Klassifikation - regel:	Klasse 1, rule 1, i henhold til bilag VIII i MDR 2017/745
IP Klasse:	IPXO= ikke spulefast og uegnet til udendørsbrug.
CE Overensstemmelse:	2017/745 MDR, medicinsk udstyr, 2006/42/EF og 2004/30/EU
Godkendelses standarder:	EN 60601-1:2006 EN 60601-2-52:2010 IEC 60601-1-2:2015 IEC 60601-1:2021

TurnAid leveres med flg.:

- 1 sæt sengeheste med integreret elektrisk vendesystem (højre og venstre)
- 1 monteringsbelag med el-delene: 1 styreboks, 2 håndbetjener og div. motorkabler
- 2 stk. glidelagen
- 2 stk. træktagen



Tilbehør:

- Fodbetjening
- Håndbetjening
- Sengehestbeskyttere
- Glidelagner
- Trækklagner
- Transport- og monteringsvogn
- Transporttaske lille/ stor



NYHED: På hånd- og fodbetjeningen kan hastigheden på motorrullerne indstilles til hhv. 100%, 75% og 50% ved brug af Speed Control funktionen.



**For yderligere
information kontakt:**

TurnAid ApS
Vejlevej 15, Ølholm
7160 Tørring

Tlf. 4090 5060
info@turnaid.dk
www.turnaid.dk

TurnAid ønsker at levere de bedste behandlingsløsninger indenfor senge og vendesystemer. Med både borgeren og behandleren i fokus leverer vi services, som matcher de højeste standarder. Derfor er vores virksomhed ISO certificeret, og vi arbejder konstant med at gøre behandling og håndtering mere menneskelig og behagelig.

Vi arbejder for at blive den foretrukne partner i senge og vendesystemer med et stort fokus på kundetilfredshed.