




Zibo Active Turn serien

Forflytningssystem til borgere med funktionsnedsættelse

Zibo Active Turn er et system, der bruges til at forflytte og vendinger af de borgere, der har markant funktionsnedsættelse, og er i risiko for at udvikle tryksår. Systemet består af et vendecover og et træklagen med nylon på bagsiden.

Kombinationen nedsætter friktionen ved borgeren i sengen, og gør samtlige forflytninger og vendinger i alle retninger nemmere for personalet. Vendinger kan foretages manuelt eller med mobil- eller loftlift.

Vendecovers fås i forskellige længder og fås også med 1, 2 eller 3 glideflader, så den passer til den enkelte borgers funktionsnedsættelse.

Træklagnet findes i flere størrelser og med 2 forskellige toplag

Fordele

Zibo Active Turn

- Specielt udviklet til vekselstryksmadrasser
- Tynd polstring forebygger varme
- Kan anvendes med alle typer gulv- eller loftlift
- Håndtag for god håndtering evt. med støtte fra en hjælper
- Nedsætter risikoen for tryksår/shear
- Nemt at forflytte bruger op i seng
- Mindsker rækkeafstand og foroverbøjet ryg for hjælper

Zibo Active Turn Inco

- Specielt udviklet til inkontinent bruger og vekselstryks madrasser
- Tynd polstring forebygger varme
- Kan anvendes med alle typer gulv- eller loftlift
- Håndtag for god håndtering
- Nedsætter risikoen for tryksår/shear
- Nemt at forflytte bruger op i seng
- Mindsker rækkeafstand og foroverbøjet ryg for hjælper

Vaske- og tørrevejledning

Vasketemperatur: 40 - 85°C

Tørretumbling: max 60°C

Lufttørring: forlænger holdbarhed væsentligt

Anvend ikke skyllemiddel.

Anvend vaskemiddel uden blegemiddel og klorholdige forbindelser.

Se mere og bestil på ZiboCare.dk eller ring til os på 76 900 407