




Produkter og komponenter



| Time to care |

Guldmann™

Guldmann har specialiseret sig i at udvikle, producere og levere sikre, komfortable og effektive produkter og løsninger til løft, forflytning og positionering af mennesker i en lang række forskellige miljøer.

*Vores primære mål er at sikre et bedre arbejdsmiljø for hjælperne og skabe mere **tid til omsorg**. Samt øge borgerens mulighed for at være selvhjulpne.*

Det forsøger vi at opnå ved at gøre løft og forflytninger effektive og strømlinede gennem hele processen. Selvfølgelig på en måde så alle de involveredes specifikke behov opfyldes.

På dette område er erfaring altafgørende.

Guldmann har mere end 30 års erfaring med udvikling af tekniske hjælpemidler og velfærdsteknologi og har opnået et optimalt og komplet udvalg af modulære løsninger til løft og forflytning – designet til at forbedre menneskers livskvalitet og sikre et godt arbejdsmiljø.

Guldmann er med i hele processen

Vi udvikler og fremstiller et bredt udvalg af produkter og løsninger, der tager hensyn til både hjælpernes arbejdsmiljø og brugernes komfort og sikkerhed.

Vi hjælper alle parter med at vælge de løsninger, produkter og moduler, der bedst opfylder deres behov, og vi leverer analyseredskaber og rådgivning, som sikrer en velovervejet beslutningsproces.

Vi samarbejder med arkitekter, rådgivende ingeniører og bygherrer samt alle andre involverede parter for at sikre, at de valgte løsninger kan integreres effektivt i både nyt og eksisterende byggeri. Vi hjælper endvidere kunder med at sikre, at løsningerne installeres korrekt, så det optimale resultat opnås.

Vi tilbyder uddannelsesprogrammer, der sætter hjælpere i stand til at vælge den optimale løsning til deres specielle løftebehov, og lærer dem at arbejde sikkert og effektivt med de valgte produkter i processen.

Vi sørger for et komplet vedligeholdelsesprogram og teknisk support, der sikrer at både hjælpere og brugere får det fulde udbytte af de valgte Guldmannløsninger og Guldmann som samarbejdspartner.

Indhold

Løftliftsystemer GH3 løftemoduler

4



GH3 løftemoduler	5
GH3 løftemoduler med køremotor	6
CLM modul – basis	7
CLM modul – online	7
Integreret vejemodul	7
Service modul	7
Tekniske specifikationer	14

Løftliftsystemer GH1 løftemoduler

8



GH1 og GH1 Q løftemoduler	9
GH1 F løftemodul	11
Tekniske specifikationer	14

Løftliftsystemer GHZ løftemodul

12



GHZ løftemodul	13
Tekniske specifikationer	14

Løftliftsystemer Skinner og komponenter

15



Skinner	15
Komponenter til skinner	17
Fritstående skinner	27

Mobile personløftere

28



GL5 mobile personløftere	28
GLS5 aktiv personløfter	29
Oversigt over mobile personløftere	30

Sejl og løftetilbehør

31



ABC – Active	35
ABC – Basic	36
ABC – Custom	38
ABC – Kids	40
Bariatri	43
Engangssejl	46
Vending og håndtering	51
Løftebøjler	52
Planløftere	55
Løftetilbehør	57

LOFTLIFTSYSTEMER

GH3 løftemoduler





reddot design award
honourable mention 2009

1

GH3

Løftemodul. Brugervenligt og kraftfuldt.
Et stationært løftemodul med høj hastighed.
Max løftekapacitet 200 eller 250 kg.

2

GH3+

Løftemodul som GH3, men med mulighed
for integreret vægtmodul, CareLift Manage-
ment og Service modul samt hurtigere
løftehastighed.
Max løftekapacitet 200, 250, 275, 300, 350
eller 375 kg.

Se oversigt på side 14

3

GH3 Twin

Heavy duty løftemodul med to løfestropper.
Max løftekapacitet 250 eller 500 kg.



GH3 løftemoduler med køremotor




4

GH3/GH3+ med køremotor

For horisontal bevægelse i traversskinnen kan GH3 og GH3+ leveres med køremotor. Løftemodulerne kan betjenes med en standard håndbetjening eller med infrarød (IR) fjernbetjening.

Se oversigt på side 14





5

CareLift Management (CLM) modul – basis

Giver valide data om antal og type løft i en given periode. Disse data er tilgængelige som udtræk i Excel regneark, der kan downloades.

6

CareLift Management (CLM) modul – online

Giver et hurtigt og nemt overblik, og holder øje med hvor og hvornår løftemodulerne bruges. Dataene fra løftemodulerne præsenteres i CLM-vieweren.

7

Integreret vejemodul

Integreret vejemodul, der viser brugerens vægt på displayet i håndbetjeningen.

8

Service modul

Giver information om hvornår det næste lovpligtige serviceeftersyn bør finde sted. Service modulet arbejder ligeledes sammen med CLM online modulet.

LOFTLIFTSYSTEMER

GH1 løftemoduler



GH1 løftemoduler



9

GH1

Løftemodul. Brugervenligt og kraftfuldt. Et stationært løftemodul som også kan monteres i det mobile fritstående skinnesystem. Max løftekapacitet 175, 205 eller 255 kg. Se oversigt på side 14

10



GH1 Q

GH1 løftemodul med quick release-system, hvilket gør det nemt at klikke løftemodul af og på skinnerne, når det skal flyttes. Løftekapacitet 175, 205 eller 255 kg. *GH1 Q må ikke bruges i systemer med Combi-lås.* Se oversigt på side 14

11



GH1 covers

GH1 løftemodul leveres som standard med cover i 2 varianter.

12



Ladestation

GH1 løftemodul oplades ved placering af håndbetjeningen i ladestationen. Løftemodul er fuldt opladet i løbet af 2-3 timer.

LOFTLIFTSYSTEMER

GH1 F Løftemodul





13

14

15



GH1 F

Fleksibelt løftemodul, som kan flyttes fra ét skinneresystem til et andet. Det installerer og afmonterer automatisk sig selv i skinneresystemet. Løftekapacitet 175, 205 eller 255 kg. Se oversigt på side 14

Løbekat for GH1 F

..... 551165

Transportvogn for GH1 F

GH1 F transport- og opbevaringsvogn.

..... 554266

LOFTLIFTSYSTEMER

GHZ løftemodul





16

GHZ

Et diskret og næsten usynligt løftemodul. GHZ løftemodul er placeret inde i traversskinnen. Dette minimerer indbygningsdimensionerne og øger løftehøjden, hvilket ofte er en afgørende faktor i rum med lav lofthøjde. Monteret i GH vægskinnerne vil de fleksible GHZ traversløbekatte automatisk kompensere for skævheder i væggene på op til 80 mm. Løftekapacitet 255 kg.

Se oversigt på side 14

..... 556342



GH1 og GH3 løftemoduler – tekniske specifikationer

GH løftemoduler, konfigurationer										
Guldmann hejs type	Produkt linie	Løfte- kapacitet i kg	Antal løfte- stroppe	Antal løfte- motorer	Ekstra funk- tioner ^{x)}	WiFi modul	Integreret veje- modul	CLM modul	Service modul	Bruger interface
GH3	(x)	xxx	x	x	x		x	x	x	x
GH3		200	1	1	1	(1)	Uden : 0 Med : 1	Uden : 0 Med : 1	Uden : 0 Med : 1	Håndbe- tjening : 0 IR : 1
		250	1	1	1	(1)				
	+	200	1	1	1	(1)				
		250	1	1	1	(1)				
		275	1	1	1	(1)				
		300	1	2	2	(1)				
		350	1	2	2	(1)				
		375	1	2	2	(1)				
	Twin	250	2	2	0	(1)				
		500	2	4	0	(1)				
GH1		175	1	1						Håndbe- tjening : 0
		205	1	1						
		255								
GH1 F		175	1	1	4					Håndbe- tjening : 0
		205	1	1	4					
		255	1	1	4					
GH1 Q		175	1	1	5					Håndbe- tjening : 0
		205	1	1	5					
		255	1	1	5					
GHZ		255	1	1						Håndbe- tjening : 0 IR : 1

Eksempel: GH3+ 350 122 (1)1000

GH3	+	350	1	2	2	(1)	1	0	0	0
GH3	+	350	1	2	2	(1)	1	0	0	0
										Håndbetjening
										uden Service modul
										uden CLM modul
										Veje-modul
										WiFi modul
										2 horisontale køremotorer
										2 løftemotorer
										1 løftestrop
										Safe Working Load SWL: 350 kg
										+
										Løftemodul, type GH3

- x) 1: 1 horisontal køremotor
 2: 2 horisontale køremotorer
 4: Installations motor
 5: Quick release

LOFTLIFTSYSTEMER

Skinner



1

Skinner, A/B/C

Skinner A	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
med laderliner	550351	550352	550353	550354	550355	550356		
Udskæring for løbekat	552535	552536	552537	552538	552539	552540		
uden laderliner	550670	550671	550672	550673	550674	550675		
Udskæring for løbekat	557882	557883	557884	557885	557886	557887		
Skinner B	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
med laderliner			550359	550360	550361	550362	550363	550364
Udskæring for Combi-lås – kort			555620	555621	555622	555623	555624	555625
Udskæring for Combi-lås – lang			555614	555615	555616	555617	555618	555619
Udskæring for løbekat			552541	552542	552543	552544	552545	552546
uden laderliner			550677	550678	550679	550680	550681	550682
Udskæring for løbekat			557888	557889	557890	557891	557892	557893
Skinner C	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
med laderliner					550365	550366	550367	550368
Udskæring for Combi-lås – kort					555630	555631	555632	555633
Udskæring for Combi-lås – lang					555626	555627	555628	555629
Udskæring for løbekat					552547	552548	552549	552550
uden laderliner					550683	550684	550685	550686
Udskæring for løbekat					557894	557895	557896	557897

ABC skinnerne fås ligeledes hvidmalede (RAL 9016). Ønskes dette tilføjes WH til varenummeret (xxxxxx-WH).


Specielle skinneudskæringer

Udskæring for Combi-lås.
Se skema ovenfor



Udskæring for løbekat.
Se skema ovenfor





2



3



4


Skinnebuer (A skinner)

	Grå	Hvid
30°.....	550015.....	550015-WH
45°.....	550016.....	550016-WH
60°.....	550017.....	550017-WH
90°.....	550018.....	550018-WH
90° large.....	550025.....	550025-WH

Vægskinner

	Skinne	Hvidt cover
3 m.....	556003.....	556013
4 m.....	556004.....	556014
5 m.....	556005.....	556015
7 m.....	556007.....	556017

GHZ traverssskinner

	Hvid
3 m.....	557703
4 m.....	557704
5 m.....	557705






5

Combi-lås, 375 kg

..... 555237



6

Drejeskive, elektrisk

	Grå	Hvid
255 kg	550663.....	550663-WH
coated	551430.....	551430-WH
375 kg	552882.....	552882-WH
coated	552984.....	552984-WH

7

Skiftespor, elektrisk, 250 kg

	Grå	Hvid
60° højre	553991.....	553991-WH
coated	551058.....	551058-WH
60° venstre	553995.....	553995-WH
coated	551059.....	551059-WH
90° højre	553925.....	553925-WH
coated	554027.....	554027-WH
90° venstre	553926.....	553926-WH
coated	554028.....	554028-WH



Komponenter til skinneresystemer


8



Vægbeslag
endehængt

Grå..... 550451
Hvid..... 550471

9



Vægbeslag
sidehængt

Grå..... 550451
Hvid..... 550471

10



Vægbeslag
sidehængt

Grå..... 550450
Hvid..... 550472

11



Loftbeslag nedhængt
fri længde, vinkelindstillelig

Længde	Grå	Hvid
250 mm.....	550412.....	550476
500 mm.....	550413.....	550477
1000 mm.....	550414.....	550474
2000 mm.....	550415.....	550475

12



Vægbeslag
endehængt

Grå..... 550450
Hvid..... 550472

13



Beslag til skinneresamling, standard

Grå..... 550402
Hvid..... 550433

14



Loftbeslag til skinneresamling

..... 12448

15



Beslag til skinneresamling

..... 12336

Komponenter til skinneresystemer

16

**Loftbeslag standard
for lige skinne og for bue**

Grå	550402
Hvid	550433

17

**Gipspladebeslag**

Hvid	550452
----------------	--------

18

**Stabiliseringsbeslag**

Længde	Grå	Hvid
500 mm	550417	550440
1000 mm	550418	550441
2000 mm	550419	550442

19

**Loftbeslag nedhængt, standard
– for lige skinne og bue**

Grå	550403
Hvid	550434

20



21



22

**GH loftbeslag justerbart 5 mm
til Combi-lås**

Grå	555330
Hvid	555567

**Loftbeslag nedhængt
fri længde for lige skinne og bue**

Længde	Grå	Hvid
250 mm	550498	550499
500 mm	550436	550410
1000 mm	550437	550408
2000 mm	550438	550409

**Loftbeslag nedhængt
fri længde for lige skinne og bue**

Længde	Grå	Hvid
250 mm	550404	550494
500 mm	550405	550495
1000 mm	550406	550496
2000 mm	550407	550497

Komponenter til skinneresystemer

23

**Traversløbekat**

Til rumdækkende systemer monteret under loftet.

Max. SWL 375 kg.

Grå. 550076

Hvid. 550491

24

**Traversløbekat
Forlænget 25 mm**

Til rumdækkende systemer hvor parallel-skinne er indbygget i loftet.

Max. SWL 375 kg.

Grå. 554189

Hvid. 551327

25

**Traversløbekat
med kryds til Combi-lås**

Skal bruges i rumdækkende systemer i parallelskinne tættest på Combi-låsen eller i systemer, hvor der er udhæng på traversskinnen.

Max. SWL 375 kg.

Grå. 550779

Hvid. 555205

26

**Traversløbekat
Heavy Duty**

Til rumdækkende systemer monteret under loftet.

Max. SWL 500 kg.

Grå. 550078

Hvid. 550493

27

**Traversløbekat
Heavy Duty, forlænget 25 mm**

Til rumdækkende systemer, hvor parallel-skinne er indbygget i loftet.

Max. SWL 500 kg.

Grå. 554546

Hvid. 554548

28

**Traversløbekat
GH3 Twin**

Til rumdækkende systemer, hvor der er udhæng på traversskinnen.

Max. SWL 500 kg.

Grå. 552625

29

**Traversløbekat med kryds
til Combi-lås, forlænget 25 mm**

Skal bruges i rumdækkende systemer i parallelskinne der er integreret i loftet og tættest på Combi-låsen eller i systemer, hvor der er udhæng på traversskinnen.

Max. SWL 375 kg.

Grå. 554526

30

**Traversløbekat lang**

Til rumdækkende systemer, hvor traversskinnen er længere end 6 meter.

Max SWL 375 kg.

Grå. 556106

Hvid. 555802

Komponenter til skinneresystemer

31


**Traversløbekat til vægskinner
travers B skinne**

Kan kun bruges i kombination med vægskinner og B skinne som travers.
Hvid 556090

32


Traversløbekat til GHZ

Kan kun bruges i kombination med vægskinner og GHZ skinne som travers.
Hvid 556290

33


Ladekit for rumdækkende system

..... 550094

34


Køremotor

til traversskinne B og C 552674

35


**Løbekat GH2 F og GH1 F
– gardinløsning**

Løbekatten bruges i forbindelse med gardinløsninger, hvor løbekatten skal passere et mellemrum mellem to skinner.

..... 12776-8

36


**Løbekat GH3
– gardinløsning**

Løbekatten bruges i forbindelse med gardinløsninger, hvor løbekatten skal passere et mellemrum mellem to skinner.

..... 550581

37


**Løbekat GH3+ med vejemodul
– gardinløsning**

Løbekatten bruges i forbindelse med gardinløsninger, hvor løbekatten skal passere et mellemrum mellem to skinner.

..... 550582

38


Løbekat forlænget 25 mm GH3

..... 554081

39


Løbekat forlænget 50 mm GH3

..... 552503

Komponenter til skinneresystemer

40



Løbekat forlænget 25 mm GH1
 554082

41



Løbekat forlænget 25 mm, 1 køremotor
 554263

42



Løbekat GH1 Q
 552730

Løbekatte til andre forhandleres skinneresystemer

**Løbekat GH3**

BHM med køremotor 551274

GH3 Trolley kit

BHM (med 2 køremotorer) 552598
 BHM (med 2 køremotorer) 552599
 MD (64 x 70 mm skinne) 558104
 MD (78 x 70 mm skinne) 558105
 Amico 557064

Løbekat GH1

Liko, Arjo, Easy-Track, KSM 551130
 Voyager, Jøhl, Chiltern, Freeway,
 Waverley Glenn, Prism, Heywer 551131
 Scandinavian Mobility 551132
 BHM, NZ 551133
 ETAC 551144
 Human Care 557078
 Ergolet (103 mm skinne) 556718
 Ergolet (135 mm skinne) 556273

Løbekat GH1 Q

Human Care 552924
 MD (64 x 70 mm skinne) 558106
 MD (78 x 70 mm skinne) 558107
 Scandinavian Mobility 552925
 Easy Track justerbar 552926
 Lina, Handicare 552927
 KSM, Liko 556038
 Liko (drejet 90°) 557615
 Voyager (NZ), Freeway Prism 556039
 Arjo556075
 Ergolet (135 mm skinne) 556096

Løbekat GH1 Q forlænget 30 mm

Guldmann (Midi skinne), Human Care,
 Inalto 555809

Løbekat GH1 F

Liko, Arjo, Easy-Track, KSM, Molift . . . 552918
 Voyager, Human Care, Chiltern, Freeway
 Waverly Glen, Prism 552919
 Scandinavian Mobility 552920
 BHM (NZ) 552921
 Etac 552922
 Ergolet (103 mm skinne) 557065
 Ergolet (135 mm skinne) 557063
 Human Care 557079
 MD (64 x 70 mm skinne) 558108
 MD (78 x 70 mm skinne) 558109

Komponenter til skinneresystemer

43

**Loftprofil**

3 m, for lige skinner

Grå 550284

Hvid 550284-WH


For bue (sæt)

	Grå	Hvid
30°	550280	550280-WH
45°	550281	550281-WH
60°	550282	550282-WH
90°	550283	550283-WH

For drejeskive (sæt)

..... 550755

44

**Fjederlås til loftprofiler**

A skinne – 50 stk. 551399

B skinne – 50 stk. 550716


45

Gulvstolper*Hvid som standard, RAL 9016*

uden fod	124841
med lav fod (150 mm)	124801
med høj fod (250 mm)	124811
føringsliste for gulvstolpe	1248031

Grå som option, RAL 9006

uden fod	124844
med lav fod (150 mm)	124804
med høj fod (250 mm)	124814
føringsliste for gulvstolpe	1248034



46

Afstandsstykke, traversskinne

15 mm	551077
20 mm	551078
30 mm	551079
35 mm	551096
40 mm	551080
50 mm	551081
60 mm	551082
70 mm	551083
80 mm	551084
90 mm	551085
100 mm	551086

Inkl. bolte og spacere

Komponenter til skinneresystemer

47

**Ladeliner**

6 m skinne 550425
10 m skinne 550427

48

**Ladelinerlås**

. 551432

49

**Fjernbetjening, IR**

til skiftespor/drejeskive/GH3 935034
til Positionslås 935039

Håndbetjening med kabel

til skiftespor/drejeskive 9350151

50

**Håndbetjening til forlængerkabel**

GH3+ 552300
GH3+ med køremotor 552307
GH3 552302
GH3 med køremotor 552301
GH1 552619
GH1 F 555903

51

**Forlængerkabel til håndbetjening**

GH3+ 552303
GH3 552304
GH1 552620
GH1 F 555902

52

**Vægkontakt – indbygget**

til skiftespor/drejeskive 9350471

Vægkontakt – vægmonteret

til skiftespor/drejeskive 935049

53

**Strømforsyningskabel AC – hvid**

EU 554250
USA 554251
UK 554252
AU 554253
CAN 555878

54

**Strømforsyning**

Transformer AC, klasse I
for seismisk installation 552480
Transformer AC, klasse I 550200
Strømforsyning, GH1 551244

Komponenter til skinneresystemer



55

Side cover

		1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	100 m
A skinne side cover	Grå	550230	550231	550232	550233	550234	550235			550763
	Hvid	550238	550239	550240	550241	550242	550243			550766
B skinne side cover	Grå			550246	550247	550248	550249	550250	550251	550764
	Hvid			550252	550253	550254	550255	550256	550257	550767
C skinne side cover	Grå					550258	550259	550260	550261	550765
	Hvid					550262	550263	550264	550265	550768

56



Endedæksel

	Grå	Hvid
Skinne A	550447	550463
Skinne B	550448	550464
Skinne C	550449	550465

57



Cover til vægskinne

	Hvid
3 m	556013
4 m	556014
5 m	556015
7 m	556017
100 m	556078

58



Cover til løbekat

Grå	550570
Hvid	550584

Komponenter til skinneresystemer


59


Endestop

Grå..... 12330

Hvid..... 123301

60


Bremsesæt for aktivitetsskinne

..... 121664

61


Ophængsøje til aktivitetsskinne

..... 121662

62


Positionslås – rumdækkende
Må ikke bruges i systemer med Combi-lås

..... 557600

63


Positionslås – enkelt
Må ikke bruges i systemer med Combi-lås

..... 557650

64


**Vægtvogn, elektrisk
ekskl. vægtlodder, 77 kg
Max 525 kg**

..... 290870

65


Vægtlod 16,7 kg

..... 558468

66


**Vægtvogn, manuel
Max 455 kg**

inkl. 2 vægtlodder, 49,5 kg 290851

inkl. 17 vægtlodder, 300 kg 290850

Fritstående skinneresystemer



67

**Fritstående rumdækkende skinneresystem
– højde- og længdejusterbart**


Løftekapacitet max 255 kg

Højde min 2040 mm / max 2840 mm^{x)}

3 x 3 m (længde min 3200 mm / max 4200 mm^{x)})554729

4 x 4 m (længde min 4200 mm / max 5200 mm^{x)})557968

68



Swing lift II

Løftekapacitet max 205 kg

Længde 2,5 m

..... 17200

69



Fritstående enkeltskinneresystem

– højde- og længdejusterbart

Løftekapacitet max 255 kg

Højde min 2020 mm / max 2820 mm^{x)}

2.0 m (længde min 2220 mm / max 3390 mm^{x)})556000

2.5 m (længde min 2720 mm / max 3890 mm^{x)})553000

3.0 m (længde min 3220 mm / max 4390 mm^{x)})556297

x) Udvendige mål

MOBILE PERSONLØFTERE

GL5 Mobile personløftere



1

GL5

Mobil personløfter med elektrisk
breddeindstilling.
Max løftekapacitet 155 eller 205 kg.
Se skema side 30

MOBILE PERSONLØFTERE

GLS5 Aktiv personløfter



2



GLS5

Aktiv personløfter med elektrisk breddeindstilling.
Maks. løftekapacitet 155 eller 205 kg.
Se skema side 30

3



GLS5 Ståsejl

Funktion

Støtter den øverste del af ryggen under skuldrene ned til den nederste del af ryggen.

Brug

- til personer, som kan stå, men ikke rejse sig.

S/M 28336

L/XL 28337

4



Høftestøttesejl

Funktion

Støtter kroppens hofte-region.

Brug

- til personer, som kan stå, men som har tendens til at lade hoften glide tilbage.

..... 28338

Varianter – GL5 Mobile personløftere / GLS5 Aktive personløftere

Varenr.	Varenavn	Hjul 100 mm	Hjul 80 mm	Aktuator drejet 90°	Manuelt nødbr
555000	GL5 205 470 0000	x			
555001	GL5 155 470 0000	x			
555002	GL5 205 450 0000	x			x
555003	GL5 155 450 0000	x			x
555004	GL5 205 370 0000		x		
555005	GL5 155 370 0000		x		
555006	GL5 205 350 0000		x		x
555007	GL5 155 350 0000		x		x
555008	GL5 205 480 0000	x		x	
555009	GL5 155 480 0000	x		x	
555010	GL5 205 380 0000		x	x	
555011	GL5 155 380 0000		x	x	
555012	GL5 205 460 0000	x		x	x
555013	GL5 155 460 0000	x		x	x
555014	GL5 205 360 0000		x	x	x
555015	GL5 155 360 0000		x	x	x
556002	GLS5 205 560 0000				x
556001	GLS5 155 560 0000				x

5

**Batteripakke**

Nem at udskifte og mulighed for ekstern opladning.

..... 554571



SEJL OG LØFTETILBEHØR

ABC Sejl




ABC Sejl

Max løftekapacitet for alle Guldman ABC sejl: 255 kg

ABC Sejl		Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
		4 - 6	6 - 10	10 - 14							
ACTIVE											
Active Micro	polyester				284031	284041	284051	284061	284071	284081	
Active Micro Plus	polyester	281001	281011	281021	281531	281541	281551	281561	281571	281581	
Active Trainer	polyester		283011	283021	283031	283041	283051	283061	283071	283081	
BASIC											
Basic Basic	polyester	270001	270011	270021	270031	270041	270051	270061	270071	270081	270091 ^{x)}
Basic Basic	net	270103	270113	270123	270133	270143	270153	270163	270173	270183	
Basic Low	polyester				271031	271041	271051	271061	271071	271081	
Basic Low	net				271133	271143	271153	271163	271173	271183	
Basic High	polyester	272001	272011	272021	272031	272041	272051	272061	272071	272081	
Basic High	net	272103	272113	272123	272133	272143	272153	272163	272173	272183	
Basic Shell	net				275032	275042	275052	275062	275072		
Basic Hammock	polyester				274031	274041	274051	274061	274071		
Basic Comfort High	polyester				277031	277041	277051	277061	277071		
Basic Comfort High	net				277032	277042	277052	277062	277072	277082	
CUSTOM											
Sit-On	net	295001	295011		295031	295041	295051	295061	295071		
Sit-On High	net	296001	296011		296031	296041	296051	296061	296071		
Sit-On Comfort	spacer	293001	293011		293031	293041	293051	293061	293071		
Sit-On Comfort High	spacer	294001	294011		294031	294041	294051	294061	294071		
Custom Amputee	polyester				290031	290041	290051	290061	290071		
Sit-On Comfort High Hygiene	spacer				294131	294141	294151	294161	294171		
Active Vest Kids ^{xx)}	polyester		283111	283121 ^{xxx)}							
Vest for Standing Shell ^{xx)}	polyester		283511	283521 ^{xxx)}	283531						

Guideline for valg af sejlstørrelse

Alle mål i cm

ABC Sejl		Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
		4 - 6	6 - 10	10 - 14							
	H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
	B1	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58
	B2 ^{xxxx)}		60 - 95	65 - 100	70 - 105	75 - 110	80 - 120	90 - 130	100 - 140	110 - 150	
	B2 ^{xxxxx)}		28 - 35	33 - 38							

Materiale



Polyester

Net
PolyesterSpacer
(Comfort)Polyester
(Engangssejl)Polypropylene
(Engangssejl)Polyester/bomuld
(Engangssejl
Bariatri)TENCEL®
(Antibakteriel)

x) Max løftekapacitet for Basic Basic 3XL: 500 kg

xx) Max løftekapacitet for Active Vest Kids / Vest for standing Shell: 100 kg

xxx) Alder for Active Vest Kids / Vest for standing Shell: 10-16

B2 = Brystmål

xxxx) Guideline for valg af Active Trainer

xxxxx) Guideline for valg af Active Vest Kids

ABC Sejl



① **Markering af midtpunkt**

② **Informationslabel**

Alt det hjælperen har brug for at vide.

③ **Størrelseslabel**

Gør det nemt og overskueligt at finde den rigtige størrelse sejl.

④ **Polstring i ryg**

På modeller med lille rygflade for at øge komforten.

⑤ **Styrelomme**

Alle Basic-sejl er forsynet med en „styrelomme“, der gør det let at anbringe sejlet rigtigt.

⑥ **Farvede stropper**

De farvede stropper sikrer et symmetrisk løft.

⑦ **Materiale**

Fremstillet i smudsafvisende materiale, der har stor styrke og smidighed.

⑧ **Kobling til hjælpestrop**

Der er mulighed for at anvende hjælpestropper.

⑨ **Polstring på ben**

Alle sejl med delte benstropper har polstring på ben. Nemmere at lægge på – behageligt at have på. Forhindrer at benstrop snor sig.



Tåler normal maskinvask ved angiven temperatur



Tåler ikke blegemidler



Tåler tørring i tørretumbler ved lav temperatur, max 50°C



Tåler ikke strygning



ABC Sejl – Active

1



2



3



Active Trainer

Funktion

Støtter omkring brystkasse og øvre ryg ved skulder. Med benstøtter støtter den desuden omkring hofte. Hindrer, at brugeren "glider igennem" sejlet.

Brug

• til personer med nedsat balance, men med ståfunktion – brugeren skal have en ståfunktion i benene • støtte ved stå- og gangtræning • tidlig mobilisering.

.....2830xx



Active Micro

Funktion

Støtter overkroppen (fra bækkenet til under skuldrene) rundt om brystkassen og den øverste del af låret. Støttestropperne strammes automatisk til under selve løftet.

Brug

• til løft af personer med kontrol over hovedet, men med nedsat funktion i overkroppen og over hofteled og lårben • situationer, hvor sejlet skal være let at sætte på og tage af • situationer hvor brugeren har extension spasmer • løft til og fra siddende stilling • situationer, hvor en stor åbning i bunden er påkrævet såsom til toiletbesøg og hygiejne.

.....2840xx



Active Micro Plus

Funktion

Støtter overkroppen (fra bækkenet til under skuldrene) rundt om brystkassen og den øverste del af låret. Støttebælte kan justeres.

Brug

• løft af personer med kontrol over hovedet, men med nedsat funktion i overkroppen og over hofteled og lårben • situationer, hvor sejlet skal være let at sætte på og tage af • løft til og fra siddende stilling • situationer, hvor en stor åbning i bunden er påkrævet, såsom til toiletbesøg og hygiejne.

.....281xxx



ABC Sejl – Basic

4



5



6



Basic Basic

Funktion

Støtter hele kroppen, dog ikke hovedet.

Brug

- ved løft af personer med kontrol over hoved, men nedsat kontrol over overkrop
 - ved løft til og fra siddende og halvsiddende stilling – fra f.eks. seng og kørestol.
-270xxx



Basic Low

Funktion

Støtter omkring lænderyg og hofte.

Brug

- ved løft af personer, der har kontrol over hoved og overkrop
 - ved løft til og fra siddende stilling fra f.eks. stol og seng.
-271xxx



Basic High

Funktion

Støtter hele kroppen samt hoved.

Brug

- ved løft af personer, der ikke har kontrol over hoved og overkrop
 - ved løft til og fra liggende stilling – fra f.eks. seng og gulv
 - kan anvendes ved løft til og fra siddende stilling.
-272xxx



ABC Sejl – Basic

7



8



9



Basic Shell

Funktion

Støtter hele kroppen og hovedet, med mulighed for at have armene udenfor sejlet.

Brug

- løft af personer med nedsat kontrol over deres krop og hoved
- løft til og fra liggende stilling (seng, gulv m.v.)
- løft til og fra siddende stilling
- løftesejlet kan blive i kørestolen.

.....2750xx



Basic Hammock

Funktion

Støtter hele kroppen bortset fra hovedet. Hvis der er behov for hovedstøtte kan nakkestøtten med fordel anvendes sammen med sejlet. Sejlet giver ekstra støtte omkring hofte og lår. Kan anvendes med delte benstropper eller med benstropperne lagt over hinanden. Dette giver god støtte for den amputerede bruger.

Brug

- løft af personer med nedsat kontrol over deres krop
- løft til og fra en liggende stilling (seng og gulv osv.)
- løft til og fra en siddende stilling
- personer, som har brug for ekstra støtte omkring hofte og lår
- i situationer, hvor det er vigtigt, at lårbenet forbliver i en neutral position.

.....2740xx



Basic Comfort High

Funktion

Støtter hele kroppen og hovedet. Den justerbare hovedstøtte kan foldes ned, når brugeren sidder i sejlet. Sejlet giver ekstra støtte omkring hofte og lår. Kan anvendes med delte benstropper eller med benstropperne lagt over hinanden. Dette giver god støtte for den amputerede bruger.

Brug

- løft af personer med nedsat kontrol over deres krop
- løft til og fra liggende stilling (seng og gulv osv.)
- løft til og fra en siddende stilling
- personer som har brug for ekstra støtte omkring hofte og lår
- i situationer, hvor det er vigtigt at lårbenet forbliver i en neutral position.

.....2770xx



ABC Sejl – Custom

10



11



12



Sit-On

Funktion

Støtter lårben og ryg. Brugeren sidder i sejlet.

Brug

- til personer, som skal blive siddende i sejlet pga. overvægt eller specialtilpasset kørestol.

Øvrige funktioner

- materialet tillader brugerens krop at "ånde" – sejlet rulles på i liggende stilling, men anvendes ved løft til og fra siddende stilling i seng og kørestol.

.....2950xx



Sit-On High

Funktion

Støtter lårben, ryg og hoved. Brugeren sidder i sejlet.

Brug

- til personer, som skal blive siddende i sejlet pga. overvægt eller specialtilpasset kørestol.

Øvrige funktioner

- materialet tillader brugerens krop at "ånde" – sejlet rulles på i liggende stilling og anvendes, når man skal løfte til og fra liggende stilling.

.....2960xx



Custom Amputee

Funktion

Støtter hele kroppen op til og med skulderparti samt omkring bækken.

Brug

- til løft af personer, der har en ensidig eller dobbeltsidig amputation over knæled
- til løft af personer, hvor begge ben er helt bortamputeret • ved løft fra liggende stilling støttes hovedet med nakkestøtte.

.....2900xx



ABC Sejl – Custom

13



14



15



Sit-On Comfort

Funktion

Støtter lårben og ryg. Brugeren sidder i sejlet. Designet på sejlet forhindrer at lårbenene roterer indad under løftet. Øget komfort p.g.a. Spacer materialet.

Brug

- til personer, som skal blive siddende i sejlet pga. overvægt eller specialtilpasset kørestol.

Øvrige funktioner

- materialet tillader brugerens krop at "ånde" – sejlet rulles på i liggende stilling, men anvendes ved løft til og fra siddende stilling i seng og kørestol.

.....2930xx



Sit-On Comfort High

Funktion

Støtter lårben, ryg og hoved. Den justerbare hovedstøtte kan foldes ned når brugeren forbliver siddende i sejlet. Designet på sejlet forhindrer at lårbenene roterer indad under løftet. Øget komfort p.g.a. Spacer materialet.

Brug

- til personer, som skal blive siddende i sejlet pga. overvægt eller specialtilpasset kørestol.

Øvrige funktioner

- materialet tillader brugerens krop at "ånde" – sejlet rulles på i liggende stilling og anvendes, når man skal løfte til og fra liggende stilling – hovedstøtten kan rulles sammen efter behov.

.....2940xx



Sit-On Comfort High Hygiejne

Funktion

Designet med en åbning i bunden af sejlet. Støtter lårben, ryg og hoved. Den justerbare hovedstøtte kan foldes ned. Sejlets design forhindrer lårbenet i at rotere indad under løftet. Øger komfort grundet spacer materialet.

Brug

- forflytning fra seng til toilet eller toiletstol. Det anbefales ikke at bruge Sit-On Comfort High Hygiejne på samme måde som et traditionelt Sit-On sejl i en kørestol eller lignende, på grund af risikoen for tryk ved sejlets hygiejne åbning.

Øvrige funktioner (se Sit-On Comfort High)

.....2941xx



ABC Sejl – Kids

16



17



18



Basic Basic – Kids

Funktion

Støtter hele kroppen, dog ikke hoved. Det indvendige bælte giver kroppen ekstra støtte.

Brug

- til børn med kontrol over hovedet med fuld eller nedsat kontrol over kroppen • ved løft til og fra siddende og halvsiddende stilling (seng og kørestol mm.)

.....270xxx



Basic High – Kids

Funktion

Støtter hele kroppen samt hoved. Det indvendige bælte giver kroppen ekstra støtte.

Brug

- til børn med nedsat kontrol over hoved og krop • ved løft til og fra liggende stilling (seng, omklædningsbænk og gulv mm.) • ved løft til og fra siddende stilling.

.....272xxx



Active Vest – Kids

Funktion

Støtter krop og bækken. Vidden er justerbar.

Brug

- til børn med nedsat balance, men med ståfunktion • barnet skal have en ståfunktion i benene • støtte ved stå- og gangtræning samt leg.

.....2831xx



ABC Sejl – Kids

19



20



21



Sit-On Comfort – Kids

Funktion

Støtter lårben og ryg. Brugeren sidder i sejlet. Designet på sejlet forhindrer at lårbenene roterer indad under løftet. Øget komfort p.g.a. Spacer materialet.

Brug

- til børn som skal blive siddende i sejlet p.g.a. specialtilpasset kørestol, eller som jævnligt har behov for at blive løftet.

Øvrige funktioner

- materialet tillader kroppen at ånde
- sejlet lægges på i liggende stilling, men bruges til løft og forflytning til og fra siddende stilling i seng eller kørestol.

..... .2930xx

Sit-On Comfort High – Kids

Funktion

Støtter lårben, ryg og hoved. Den justerbare hovedstøtte kan foldes ned når brugeren forbliver siddende i sejlet. Designet på sejlet forhindrer at lårbenene roterer indad under løftet. Øget komfort p.g.a. Spacer materialet.

Brug

- til børn som skal blive siddende i sejlet p.g.a. overvægt eller specialtilpasset kørestol.

Øvrige funktioner

- materialet tillader kroppen at ånde
- sejlet lægges på i liggende stilling, men bruges til løft og forflytning til og fra liggende stilling.

..... .2940xx

Vest for Standing Shell – Kids

Funktion

Støtter hoved og ryg.

Brug

- til løft af barnet fra liggende til stående position
- bruges sammen med Standing Shell som støtte til en oprejst stilling

..... .2835xx

SEJL OG LØFTETILBEHØR

Bariatri



Bariatri

22



Gait Trainer Bariatric, 500 kg

Funktion

Giver støtte til bækken og maveregion.

Brug

- til bariatriske brugere. Støtter brugeren i stående position, maksimal komfort og støtte.

One size 283100



23



Basic High Bariatric, 500 kg

Funktion

Støtter hele kroppen samt hoved.

Brug

- ved løft af personer, der ikke har kontrol over hoved og overkrop
- ved løft til og fra liggende stilling – fra f.eks. seng og gulv
- kan anvendes ved løft til og fra siddende stilling.

3XL standard 2720913

4XL standard 2720914

5XL standard 2720916



Bariatri



24

Pannus Support**Funktion**

Anvendes til at støtte og holde en bariatrisk persons panniculus / mave i forbindelse med eksempelvis hygiejne eller hudpleje opgaver. Afhjælper at skulle løfte / holde personens panniculus / mave manuelt.

Brug

• Til bariatriske personer med en stor panniculus / mave – hygiejne / hudpleje opgaver liggende i sengen.

..... 28660



25

26



27

**Twin Turner Bariatric**

Bruges til at placere og fastholde en liggende person i sideleje i forbindelse med f.eks. personlig hygiejne. Muligt at vende brugeren fra side til side uden at flytte sejlet. Muliggør placering af sejl under patienten uden at skulle rulle eller flytte patienten. Sejlets lille overflade muliggør undersøgelse, behandling og pleje af patientens hud.

..... 28760

**Bensejl**

Bruges i forbindelse med pålægning af et sejl eller når der ydes personlig hygiejne til meget tunge personer.

Leveres i kasse á 10 stk.

..... 28650

**Repositioneringssejl Bariatric, 500 kg**

Et sejl til brug i forbindelse med skiftning af sengetøj, efterlades under patienten klar til brug ved plejeopgaver. **Brug** • placering i sidelejer • repositionering af bruger i seng • ved løft af hoved og krop til halvt siddende stilling • rygliggende forflytninger til andre flader såsom seng eller bære • og fuldt løft for vejning eller skift af lagen.

Leveres i kasse á 5 stk.

..... 284656



SEJL OG LØFTETILBEHØR

Engangssejl



Engangssejl



28



29

**Engangssejl High II, 205 kg****Funktion**

Støtter hele kroppen inklusiv hoved. Samme design som Guldmann Basic High sejl.

Brug

• ved løft af personer, der ikke har kontrol over hoved og overkrop • ved løft til og fra liggende stilling – f.eks. seng og gulv • kan anvendes ved løft til og fra siddende stilling – løft og forflytning af bruger fra alle typer møbler samt gulv.

Leveres i kasse á 10 stk.

Materiale

Polypropylene

XS	283631
S	283641
M	283651
L	283661
XL	283671
2XL	283681

**Engangssejl High Bariatric, 350 kg****Funktion**

Støtter hele kroppen inklusiv hoved. Samme design som Guldmann Basic High sejl.

Brug

• ved løft af personer, der ikke har kontrol over hoved og overkrop • ved løft til og fra liggende stilling – f.eks. seng og gulv • kan anvendes ved løft til og fra siddende stilling – løft og forflytning af bruger fra alle typer møbler samt gulv.

Leveres i kasse á 10 stk.

Materiale

Polyester/bomuld

L/XL	283672
XL/2XL	283682
2XL/3XL	283692

Engangssejl

30



31

**Engangssejl High II – Kids, 205 kg****Funktion**

Støtter hele kroppen inklusiv hoved. Samme design som Guldmann Basic High – Kids sejl.

Brug

• ved løft af børn uden kontrol af hoved og krop • ved løft til og fra liggende stilling – f.eks. seng og gulv • kan anvendes ved løft til og fra siddende stilling – løft og forflytning af bruger fra alle typer møbler samt gulv. Leveres i kasse á 10 stk.

Materiale

Polypropylene
Kids 6-10 283611

Engangssejl Comfort High, 255 kg**Funktion**

Støtter hele kroppen. Giver ekstra støtte omkring hofte og lår. Kan bruges med delte benstropper eller med benstropperne lagt over hinanden, hvilket giver god støtte for den amputerede bruger. Samme design som Guldmann Basic Comfort High sejl.

Brug

• løfter personer med begrænset kontrol over kroppen • løfter til og fra siddende position • personer som har behov for ekstra støtte omkring hofte og lår + i situationer, hvor det er vigtigt, at lårbenet forbliver i en neutral position. Leveres i kasse á 5 stk.

Engangssejl

Engangssejlet er beregnet til én enkelt patient og kan ikke vaskes. Kasseres efter brug hvis nødvendigt – ellers efter patientudskrivning.

Er velegnet, hvor der kræves høj hygiejnestandard til infektionskontrol

**Materiale**

Polyester
XS 277035
S 277045
M 277055
L 277065
XL 277075
2XL 277085

Engangssejl

32



Engangs Repositioneringssejl, 500 kg

Funktion

Bruges som en del af sengelinnedet i patientsengen. Efterlades under patienten; klar til brug ved plejeopgaver. Samme design som Guldman Repositioning sejl.

Brug

- til brug ved sidelejring, repositionering af patient i sengen
- løft af hoved og krop til halvt siddende stilling
- rygliggende forflytning til andre flader som seng eller bære
- fuldt løft fra seng for f. eks. vejning eller skift af sengetøj.

Leveres i kasse á 10 stk.

Materiale

Polyester

Standard (foto) 284655

33



Engangs Horizontalt løftesejl, 350 kg

Funktion

Støtter hele kroppen.

Brug

- Løft af brugere i horisontal position.

Leveres i kasse á 10 stk.

Materiale

Polyester

. 284631

Engangssejl

34

**Engangs Bensejl II****Brug**

Anvendes, hvor tunge ben skal løftes f.eks. i forbindelse med pålægning af et sejl eller når der ydes personlig hygiejne til meget tunge personer. Samme design som Guldmann Ben sejl.
Leveres i kasse á 10 stk.

Materiale

Polypropylene

..... 286501

35

**Engangssejl med multistøtte****Funktion**

Støtter den løftende del af kroppen, overkroppen, bækken, ben eller arme.

Brug

- situationer, hvor dele af kroppen er nødt til at blive løftet eller støttet, f.eks. til placering af røntgenapparat.

Materiale

Polyester

..... 284223

36

**Engangs Twin Turner II****Funktion**

Bruges til at placere og fastholde en liggende person i sideleje i forbindelse med f.eks. personlig hygiejne. Muliggør placering af sejl under patienten uden at skulle rulle eller flytte patienten. Sejlets lille overflade muliggør undersøgelse, behandling og pleje af patientens hud. Samme design som Guldmann Twin Turner.
Leveres i kasse á 10 stk.

Materiale

Polypropylene

Regular 287501

Large 287511



SEJL OG LØFTETILBEHØR

Vending og håndtering



37

Positioneringssejl

Positionerings sejlsystemet letter processen med at vende en patient i sideleje eller bugleje, f.eks. ved forberedelse til operation eller i forbindelse med undersøgelser. Anvendelse af sejlet i kombination med loftliften forebygger friktion og forskydning af patientens hud og væv, samtidig med at det forbedrer arbejdsmiljøet for plejepersonalet. Side positioneringssejl 284226

Pakke for bugleje:

2 x sejl

2 x Multi Support sejl

1 x sikkerhedsrem

. 284225

Vending og håndtering



38

Repositioneringssejl, 500 kg

Et sejl til brug i forbindelse med skiftning af sengetøj, efterlades under patienten klar til brug ved plejeopgaver.

Brug

• i forbindelse med placering af patient i sideleje, repositionering af patienten i sengen, ved løft af hoved og krop til halvsiddende stilling, ryg-liggende forflytninger til andre flader såsom seng eller bære, eller i forbindelse med skift af lagen.

Leveres i kasse á 10 stk.

Standard polyester (foto), 1830 mm

..... 28465

Kort polyester, 1350 mm 284653

Lang net, 2130 mm 284658

39

**Repositioningsejl, TENCEL® 375 kg**

Bruges som en del af sengelinnedet i en patientseng; efterlades under patienten klar til brug for plejeopgaver.

Brug

• sidelejring, repositionering af patient i sengen • løft af hoved og krop til halvt siddende stilling • rygliggende forflytning til andre flader såsom seng eller bære • fuldt rygliggende løft i forbindelse med f. eks. skift af sengelinned.

TENCEL® er et organisk materiale med antibakteriel og temperaturregulerende egenskaber. De specielle TENCEL® fibre er ekstremt bløde og skånsomme mod sensitiv hud.

..... 284657

40

**Sejl med multistøtte****Funktion**

Støtter den løftende del af kroppen, overkroppen, bækken, ben eller arme.

Brug

• situationer, hvor dele af kroppen er nødt til at blive løftet eller støttet, f.eks. til placering af røntgenapparat.

..... 28467

41

**Turner**

Bruges til at placere og fastholde en liggende person i sideleje i forbindelse med f.eks. personlig hygiejne. Muliggør placering af sejl under patienten uden at skulle rulle eller flytte patienten. Sejlets lille overflade muliggør undersøgelse, behandling og pleje af patientens hud.

..... 28700

42

**Twin Turner**

Bruges til at placere og fastholde en liggende person i sideleje i forbindelse med f.eks. personlig hygiejne. Muligt at vende brugeren fra side til side uden at flytte sejlet. Muliggør placering af sejl under patienten uden at skulle rulle eller flytte patienten. Sejlets lille overflade muliggør undersøgelse, behandling og pleje af patientens hud.

Regular 28750

Large 28751

43

**Bensejl**

Anvendes, hvor tunge ben skal løftes f.eks. i forbindelse med pålægning af et sejl eller når der ydes personlig hygiejne til meget tunge personer.

Leveres i kasse á 10 stk.

..... 28650

SEJL OG LØFTETILBEHØR

Løftebøjler



44



Løftebøjle medium, 375 kg

Anvendes til personer, der bruger løftesejl i str. M-3XL.

Brug

Anvendes til nemme løft og brug af standard løftesejl.

..... 556890
Med justerbar drejemodstand 556930

45



Løftebøjle, small, 375 kg

Anvendes til personer der bruger løftesejl i str. XS og S.

Brug

Bruges ved ukomplicerede løft med standard sejl. Løftebøjlen anbefales til brugere der anvender sejl i størrelsen S eller mindre.

..... 556880
Med justerbar drejemodstand 556920

46



Løftebøjle, x-small, 375 kg

Anvendes til personer der bruger løftesejl i str. XS og Kids.

Brug

Anvendes til nemme løft og brug af standard løftesejl. Løftebøjlen anbefales til brug af løftesejlene "kids".

..... 556870
Med justerbar drejemodstand 556910

47



Krydsbøjle, 500 kg

Anvendes, når der ønskes en større afstand mellem løftesejlets ryg- og benstropper. Bruges sammen med GH3+ og GH3 Twin løftemodul.

..... 550800

48



Krydsbøjle, 250 kg

Anvendes, når der ønskes en større afstand mellem løftesejlets ryg- og benstropper. Bruges ved løft med GH1, GH3, GH3+, GH3 Twin løftemodul og GL5 Mobile personløfter.

..... 554904

Løftebøjler



49

H-Bøjle, 375 kg

Anvendes hvor man ved løft af en person ønsker en større afstand mellem løfteseljets ryg- og benstropper – f.eks. ved personer med en stor mave. H-Bøjlen fås med 3 forskellige størrelser sidebøjler.

H-Bøjle – midterbøjle 556950

Note: Ydermere skal der bestilles 2 løftebøjler i enten str. x-small (556870), small (556880) eller standard (556890)

50



Swing adapter

. 554903

51



Tilkoblingsbøjle

Tilbehør til GH3 Twin så diverse løftebøjler kan anvendes.

. 550544

52



Karabinhage

. 21160



SEJL OG LØFTETILBEHØR

Planløftebårer



Planløftebærer



53

Planløftebære, sammenklappelig, 255 kg

Anvendes, hvor man ønsker et stabilt og plant løft af patienten. Kan anvendes sammen med et helt løftestykke eller løftestropper.

Planløftebære incl. et løftestykke 28445

Løftestykke 284485

Sæt med løftestropper incl. stivere . . . 28448

54

Planløftebære, sammenklappelig 2 strops-version, 255 kg

Anvendes, hvor man ønsker et stabilt og plant løft af patienten. Kan anvendes sammen med helt løftestykke eller løftestropper.

Planløftebære incl. et løftestykke 28444

Løftestykke 284485

Sæt med løftestropper incl. stivere . . . 28448



55

Opbevarings- og transportvogn til planløftebære

. 28443



Planløftebårer

56

Planløftebøjle, 375 kg

Planløftebøjle med trinløs tyngderegulering. Kan bruges med GH3 løftejs moduler eller Guldmann mobile løfter.

..... 28456

Horisontalt løftesejl, standard 28463



57



58


Planløftebøjle, 375 kg

Planløftebøjle med punktvis tyngderegulering. Kan bruges med GH3 løftejs moduler eller Guldmann mobile løfter.

..... 28466

Horisontalt løftesejl, standard 28463

Løftestropper til Kapel

Nemt løft i kappelet. Kan anvendes til større kroppe. De individuelle stropper gør det lettilgængeligt.

Standard incl. stivere. 284640

59



60



61


Planløftebøjle BS, 150 kg

En planløftebøjle designet og udviklet til at imødekomme de mange løft- og forflytningsopgaver som kapelpersonale står overfor hver dag.

..... 28425

Badestol – rustfri, 150 kg

Anvendes, hvor man ønsker et stabilt løft ned i et svømmebassin.

..... 14600

Badeleje – rustfrit, 150 kg

Anvendes, hvor man ønsker et stabilt, plant løft ned i et svømmebassin.

..... 14610

SEJL OG LØFTETILBEHØR

Løftetilbehør




62

Nakkestøtte

Støtter hovedet uden at stimulere nakke-reflekserne. Bruges til personer, der ikke selv kan holde hovedet.

..... 28325

63



Løftemarkeringsstrop, 4 stk.

Rød 28477
Blå 28478
Grøn 28479

64



Lammeskindsovertræk

Anvendes, hvor der er behov for særlig skånsom støtte af lårbenet 28315

65

Forlængerstropper

Anvendes i situationer, hvor man ønsker en bestemt siddestilling eller løftehøjde.

Sæt med to stk.

20 cm 28470
30 cm 28472



Løftetilbehør



66



Digitalvægt til lofthejs eller mobil personløfter
Batteridrevet digitalvægt.

67



- (A) Løftekapacitet max. 320 kg
Godkendt til medicinsk brug. . . . 11346
- (B) Løftekapacitet max. 250 kg. . . . 113461

67



Forlængerstrop
0,5 m550459-500
1,0 m550459-1000
1,5 m550459-1500
2,0 m550459-2000

68



Drejeled
Til planløftebårer og planløftebøjler. . 284520

69



Holder til løftebøjle
. 556940

70



Holder til planløftebøjle
. 556968

Løftetilbehør



71

Træningspakke til Positionslås

En komplet træningspakke til Guldmann Positionslås
indeholdende forskelligt træningstilbehør 293560


Pakken indeholder:

A)	30 m træningselastik: Orange (let)	558136
B)	30 m træningselastik: Limegrøn (medium)	558137
C)	30 m træningselastik: Lilla (hård)	558138
D)	2 håndtag til træningselastik	558139
E)	Karabinhage	21160
F)	2 tilkoblingsstropper, blå	29356
G)	2 elastikliner til træning, blå (let) og sort (hård)	558140
H)	Multistøtte sejl	28467

A-H kan bestilles separat



| Time to care |



DK



V. Guldmann A/S
 Graham Bells Vej 21-23A
 DK-8200 Aarhus N
 Tel. +45 8741 3100
 Fax +45 8741 3131
 info@guldmann.com
 www.guldmann.com

© Guldmann DK-2476/01/2018

Guldmann™