

VEDLIGEHOELDESEINFO: Produktets vedligeholdelse består af rengøring og sanitære procedurer. For at sikre en sikker brug og tilstrækkelig hygiejnestandard skal brugeren udføre disse procedurer før hver brug. Brugeren skal sikre sig, at enhedens strukturelle integritet og dens komponenter samt skruernes tæthed er kontrolleret. Følg nedenstående trin for rengørings- og sanitetsprocedurer:

1. Handsker skal bæres.
2. Fjern synligt snavs før desinfektion.
3. Brug vand eller rengøringsmiddel til rengøring.
4. Tør enheden med en ren klud.

Alternativt kan produktet rengøres i almindelige opvaskemaskiner ved maksimale temperaturer.