


ESWELL

Lejringspuder



ESWELL

By Simonsen & Weel established in 1817

ESWELL lejringspuder

Kort fortalt

ESWELL madrasserien består af et stort udvalg af trykfordelende OP-madrasser og lejringspuder. Alle puder og madrasser er udviklet i tæt samarbejde med specialister indenfor sundhedssektoren i Danmark og i samarbejde med vores kunders ønsker og behov. Vi har i udviklingsprocessen tilmed haft stort fokus på design, komfort og funktionalitet i henhold til, hvad hvert enkelt produkt skal anvendes til, f.eks. type af operation og lejrning.

ESWELL's lejringspuder fremmer og sikrer en optimal lejrning af patienterne under en operation. Vores bredde sortiment af lejringspuder giver plejepersonalet utallige muligheder for at opnå den mest hensigtsmæssige lejrning af patienten.

Lejringspuderne afhjælper tryk, sikrer bedst mulig blodcirkulation og øger trykfordelingen samt giver patienten mulighed for at ligge komfortabelt selv i akavede positioner. Puderne er desuden en stor hjælp ved forflytning og pleje af patienten og er nemme at benytte og arbejde med.

ESWELLs produkter anvendes i dag på hospitaler verden over.

Skum

Beskrivelse

ESWELL madrasser og puder er opbygget af 2 eller 3 lag, typisk bestående af viskoelastisk skum og HR skum, for at opnå den optimale trykfordeling.

Viskoelastisk skum er et højteknologisk materiale udviklet af NASA. Det absorberer kropsvarme og former sig blidt efter kroppens konturer og giver således kroppen optimal støtte under en operation. Skummets trykfordelende egenskaber giver unik komfort og støtter kroppen til at få en korrekt anatomisk position. Skummet minimerer preszoner uanset brugerens størrelse og vægt og forebygger således tryk, som kan føre til smerter og ubehag samt længerevarende indlæggelser.

Egenskaber

- Mere miljøvenligt end andre skumtyper
- Opfylder krav til brandsikkerhed
- Forbedret luftgennemstrømning
- Intelligent skum - reagerer på kroppens temperatur

Skumtyper

Der findes mange typer af skum, som alle har forskellige egenskaber og kvaliteter.

Kvaliteten af skum måles i vægtfylde og angives i vægt pr. m³. Hårdhedsgraden måles i Newton og det er muligt at ændre på hårdhedsgraden i de forskellige skumkvaliteter efter ønsker og behov. Kvalitet er en vigtig parameter og derfor vælger vi skumtyper og sammensætninger af skum specifikt til hvert enkelt produkt.

HR skum / Koldskum:

HR skum er højelastisk og brandhæmmende. Det har en høj levetid og stor bæreevne og benyttes bl.a. i madrasser og siddepuder, da skummet giver en god sidde- og liggekomfort.

Cellerne i koldskum er mere uensartede end i polyethenerskum, hvilket giver en god elasticitet og øger ventilationen mellem cellerne.

Viskoelastisk skum:

Er et temperaturfølsomt polyurethanskum, som har trykfordelende egenskaber og kan anvendes til både puder og madrasser. Skummet former sig efter kroppen, fordeler trykket og støtter derved blandt andet nakke, skuldre, ryg og ben. Da skummet giver en optimal trykfordeling og aflaster kroppen, reduceres antallet af gange, hvor det er nødvendigt for kroppen at blive vendt. Skummet har en forebyggende effekt mod tryksår hos sengeliggende brugere, personer i kørestol eller ved patienter under en længerevarende operation.

Setex skum:

Er produceret af restprodukter som genanvendes til Setex skummet. Skummet er ikke elastisk men har en god stødabsorberingsevne og anvendes i de produkter, hvor et hårdt underlag er nødvendigt. F.eks. anvender vi det som bund i nogle af vores bariatriske produkter.

Betræk

Beskrivelse

DecuTex© betrækket fås i flere forskellige farvenuancer og består hovedsageligt af polyurethaner. Betrækket er vandtæt og åndbart, hvilket optimerer mikroklimaet. For at opnå optimal hygiejne er alle betræk fuldsvejsset og forsynet med en lynlås, så dette kan tages af produkterne og rengøres separat. Betrækket er foldet ned over lynlåsen så lynlåsen ikke kan forårsage skader på patienten eller andres hud under og efter operationen, samt som en ekstra beskyttelse mod væskers indtrængning.

Egenskaber

- Let at rengøre (kan vaskes ved 95°C)
- Kan centrifugeres og tørretumbles
- Fuldsvejsede betræk med skridsikker bund
- Latexfri
- Kan rengøres i henhold til Statens Serums Instituts retningslinjer for MRSA
- Kan Autoklaveres ved 85 °C i 60 min., 105 °C i 30 min., 121 °C i 15 min. & 134 °C i 8 min. (134 °C anbefales ikke ved farvet stof pga. risiko for at de anvendte farvestoffer migrerer.)

Puder til differentierede behov

Vi har et stort fokus på funktionaliteten og kvaliteten af lejringspuderne og har udviklet højkvalitets puder til henholdsvis pædiatri, standard og bariatriske patienter.

Vi tilbyder puderne i følgende farver

Farverne kan bruges til at klassificere og kategorisere puderne efter lejringsposition eller eksempelvis afdelinger på hospitalet. Mod et mindre tillæg kan puderne rekvireres i en anden farve end den, som fremgår af produktlisten.



CE mærkning

Alle vores lejringspuder og madrasser er CE mærket som medicinsk udstyr, klasse 1, og opfylder kravene i direktiv 93/42/EØF samt efterfølgende Bekendtgørelse nr. 409 af 27. maj 2003, Bekendtgørelse nr. 1268 af 12. december 2005 og Bekendtgørelse nr. 1263 af 15. december 2008 om medicinsk udstyr.

Miljø & allergivenlig

Skummet i puderne og madrasserne er 100 % genanvendelige. Skummet granuleres og genbruges i andre produkter. Betrækket kan ikke genanvendes, men kan bortskaffes ved dagrenovation.

Ingen af produkterne er allergifremkaldende eller sundhedsskadelige og indeholder ikke PVC eller Cadmium.

Produceres hos Bramming Plast Industry

Vores puder og madrasser produceres ved BPI, som i dag har mere end 400 specialister ansat. BPI anvender de nyeste teknikker og fremstillingsmetoder på deres produktionsanlæg i Danmark og udlandet, hvor der dagligt løber mere end 1.500m³ skum igennem på en af Europas største maskiner til produktion af skum. BPI har produceret avancerede og teknologiske løsninger i skum i over 40 år. De producerer selv setex- og viscoelastisk skum på fabrikken i Bramming og køber HR skummet ved en hollandsk leverandør.


Efter skummet er produceret i Danmark, sendes det i blokke til fabrikken i Lipiany. Her skæres skumblokkene først horisontalt i en skive svarende til højden, derefter vertikalt i forhold til den form som skummet skal have. Denne avancerede proces foregår på en stor tysk produceret skæremaskine med stor nøjagtighed. Alle skumtyperne som indgår i det færdige produkt gennemgår denne proces. Til sidst limes de forskellige skumtyper sammen.

Parallelt med skærings- og limeprocessen produceres betrækket, som leveres fra en leverandør i Holland. De enkelte bestanddele af betrækket skæres/klippes i den rette form og strygemærket til det specifikke varenummer sættes på betrækket. Herefter svejses de enkelte dele af betrækket sammen. Udover svejsningen sys samlingen ved den vandtætte lynlås for at sikre maksimal belastningsevne. Svejsningen sikrer at der ikke trænger væsker igennem det vandtætte betræk og giver tilmed en flot finish uden revner hvor bakterier kan sætte sig. Til sidst samles skum og betræk til det færdige produkt og gennemgår et kvalitetstjek af to forskellige specialiserede personer.

Hos BPI vægtes kvalitet og miljø højt, hvorfor de konstant arbejder med at højne niveauet for kvalitet og reducerer de negative miljøpåvirkninger der måtte være.

Hovedpude lejrings

Hovedkrans

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål Ø x H	
248753	Hovedkrans, pædiatri*	Sort	90 x 20 mm	
249090	Hovedkrans, pædiatri	Pink	90 x 20 mm	
248754	Hovedkrans, pædiatri*	Sort	130 x 30 mm	
249091	Hovedkrans, pædiatri	Pink	130 x 30 mm	
249096	Hovedkrans	Sort	220 x 60 mm	
248676	Hovedkrans*	Sort	220 x 60 mm	


*248753 udgår af standardsortiment, erstattes af varenr.: 249090

*248754 udgår af standardsortiment, erstattes af varenr.: 249091

*248676 udgår af standardsortiment, erstattes af varenr.: 249096


Anvendelsesmuligheder: kan både benyttes til hoved og knæ


Hovedpude


Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
248975	Støttende nakkepude*	Rød	290 x 319 x 108/84 mm	
249089	Nakkepude, pædiatri	Pink	300 x 200 x 70/40 mm	
248246	Nakkepude, bred	Sort	319 x 290 x 108/84 mm	
248097	Nakkepude*	Sort	319 x 240 x 108/84 mm	

*248975 udgår af standardsortiment, erstattes af varenr.: 248246


*248097 udgår af standardsortiment


Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
248832	Hovedpude, lab galle	Sort	382 x 355 x 110/92 mm	

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
248906	Hovedpude, konkav	Blå	260 x 260 x 110 mm	

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
249095	Støttende nakkepude	Sort	250 x 300 x 110/70 mm	

Ansigtspude


Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål Ø x H	
248978	Ansigtspude rund med udkæring til tube, lav	Sort	320 x 120 mm	
249099	Ansigtspude rund med udkæring til tube, høj	Sort	320 x 170 mm	

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
249097	Ansigtspude m. T-udskæring	Sort	250 x 230 x 70 mm	
248125	Ansigtspude m. T-udskæring*	Sort	250 x 230 x 70 mm	
248279	Ansigtspude m. T-udskæring*	Sort	280 x 250 x 150 mm	
249098	Ansigtspude m. T-udskæring	Sort	280 x 250 x 150 mm	

*248279 udgår af standardsortiment, erstattes af varenr.: 249098


*248125 udgår af standardsortiment, erstattes af varenr.: 249097

Granulat pude/multi lejringspude


Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
248839	Lejringspude, granulat	Sort	350 x 300 x 70 mm	
248599	Lejringspude, granulat	Sort	460 x 400 x 50 mm	
248302	Lejringspude, granulat	Sort	480 x 480 x 90 mm	
248592	Lejringspude, granulat	Sort	500 x 300 x 90 mm	
248305	Lejringspude, granulat	Sort	750 x 400 x 100 mm	

Benpude lejring

Benpude


Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
249081	Venepude, kort	Grøn	650 x 500 x 140/109 mm	
249151	Venepude, bariatrisk	Grå	650 x 500 x 140/109 mm	
248969	Venepude, mellem	Sort	700 x 500 x 130/100 mm	
248049	Venepude, lang	Sort	750 x 500 x 140/109 mm	

Anvendes til ryg og buglejring

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
248982	Braunskinne/pude	Blå	750 x 310 x 240 mm	


Sælges stykvis

Hælaflaster/pude


Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
248307	Hælaflaster, enkelt med hul	Sort	470 x 240 x 280/170 mm	

Sælges stykvis

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
248673	Hælaflaster, dobbelt med hul	Sort	470 x 480 x 130 mm	

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
248461	Enkelt hælaflaster, kort	Sort	270 x 190 x 90/40 mm	


Sælges stykvis

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
249078	Hælaflaster, pædiatri	Pink	380 x 180 x 110/70 mm	
249077	Hælaflaster	Grøn	500 x 220 x 150/100 mm	
248060	Hælaflaster*	Sort	500 x 220 x 150/100 mm	
249149	Hælaflaster, bariatrisk	Grå	500 x 260 x 150/100 mm	
248601	Hælaflaster*	Sort	590 x 145 x 125/45 mm	


*248060 udgår af standardsortiment, erstattes af varenr.: 249077

*248601 udgår af standardsortiment


Sælges stykvis

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
248109	Hælaflaster, Dobbelt	Sort	500 x 440 x 150/100 mm	


Halvpølle

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
249074	Halvpølle	Grøn	250 x 200 x 100 mm	
249153	Halvpølle, bariatrisk	Grå	250 x 200 x 110 mm	
249092	Halvpølle, pædiatri	Pink	300 x 50 x 50 mm	
249073	Halvpølle	Grøn	500 x 200 x 100 mm	
249148	Halvpølle, bariatrisk	Grå	500 x 200 x 110 mm	


Helpølle


Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål Ø x B	
249076	Helpølle	Gul	100 x 350 mm	
248730	Helpølle	Sort	120 x 500 mm	
249075	Helpølle	Gul	150 x 500 mm	
248252	Helpølle	Sort	200 x 500 mm	

Tunnelpude


Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
249084	Tunnel pude	Blå	650 x 400 x 220 mm	


Lårremme/velcrobånd

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B	
248851	Velcrobånd, krog	Sort	50 mm bredt	
248852	Velcrobånd, loop	Sort	50 mm bredt	
213160	Nylonrem	Sort	800 x 100 mm	
248144	Benrem, nylon/velcro	Sort	850 x 50 mm (300 mm velcro i enderne)	
248156	Lårrem, nylon	Sort	2.200 x 100 mm	

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
249100	Bælte bariatrisk	Grå	1520 x 425 x 5 mm	

Thorax/buglejringspuder


Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
249086	Jack Knife pude	Gul	330 x 620/540 x 380 mm	
248610	Jack Knife pude	Sort	330 x 620/540 x 380 mm	

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
249087	Knæpude, rund	Gul	220 x 60 mm	


Sælges stykvis, anvendes i par

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
248963	Knæpude, firkantet	Sort	200 x 200 x 50 mm	

Sælges stykvis, anvendes i par


Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
249093	Thorax H-pude	Gul	300 x 500 x 160 mm	
248021	Thorax H-pude	Sort	300 x 500 x 160 mm	

Sælges stykvis, anvendes i par

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
249088	Thorax pude, pædiatri	Pink	250 x 90 x 60 mm	
248157	Thorax pude, kort	Sort	350 x 170 x 120 mm	
249094	Thorax pude, lang	Gul	550 x 170 x 120 mm	
248091	Thorax pude, lang*	Sort	550 x 170 x 120 mm	

*248091 udgår af standardsortiment, erstattes af varenr.: 249094


Sælges stykvis, anvendes i par

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål Ø x B	
248129	Thorax pude, pædiatri*	Sort	60 x 250 mm	


*248129 udgår af standardsortiment, erstattes af varenr.: 249088

Sælges stykvis, anvendes i par


Sidelejrings madras


Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
248352	Sidelejemadras, 2-delt flad	Sort	1933 x 520 x 120 mm	

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
248598	Sidelejemadras, 2-delt	Sort	2000 x 520 x 170/100	


Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
249085	Sidelejrings pude, 3-delt	Blå	550 x 500 x 200/100 mm	

Intubationspuder


Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
249083	Intubationspude, kort	Grøn	650 x 550 x 210/30 mm	
249154	Intubationspude, kort bariatrisk	Grå	650 x 550 x 210/30 mm	
249082	Intubationspude, lang	Grøn	750 x 550 x 250/30 mm	
249152	Intubationspude, lang bariatrisk	Grå	750 x 550 x 250/30 mm	

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
248159	Snifpude, 2-delt kort	Sort	650 x 520 x 150 mm	
248158	Snifpude, 2-delt lang	Sort	800 x 520 x 250 mm	

Lændepude



Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
249072	Lændepude	Grøn	230 x 320 x 55 mm	
249147	Lændepude, bariatrisk	Grå	230 x 450 x 55 mm	

Kiler

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
249079	Kile, pædiatri	Pink	280 x 150 x 60 mm	
248025	Kile, pædiatri*	Sort	280 x 150 x 60 mm	
249080	Kile	Grøn	350 x 150 x 100 mm	
249150	Kile, bariatrisk	Grå	400 x 170 x 130 mm	


*248025 udgår af standardsortiment, erstattes af varenr.: 249079

Planpuder


Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
249108	Planpude 22	Sort	220 x 170 x 20 mm	
249106	Planpude 35	Sort	350 x 300 x 20 mm	
248366	Planpude 35*	Sort	350 x 300 x 20 mm	
249104	Planpude 40	Sort	400 x 250 x 20 mm	
249105	Planpude 50	Sort	500 x 300 x 20 mm	
249107	Planpude, 50 høj	Sort	500 x 300 x 50 mm	

*248366 udgår af standardsortiment, erstattes af varenr.: 249106


Topmadrasser


Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
249139	Topmadras 50	Sort	500 x 520 x 50 mm	
249140	Topmadras 100	Sort	1000 x 520 x 50 mm	
249141	Topmadras 150	Sort	1500 x 520 x 50 mm	
249142	Topmadras 200	Sort	2000 x 520 x 50 mm	

Diverse puder


Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
249101	Skulderpude, L-formet	Sort	165 x 180 x 150 mm	

Sælges stykvis

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
249103	Perineum-støtte	Sort	220 x 280 mm	


Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
249102	GU benholder	Sort	770 x 550 x 20 mm	

Sælges stykvis


Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
248108	GU benholder, Geopel	Sort	400 x 210 x 100/20 mm	

Sælges stykvis

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
248457	GU Bøjleforing	Sort	770 x 420 x 20 mm	

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
248765	Støvleforing Til blå støvle fra Maquet	Pink		

Sælges som par

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål L x B x H	
248019	Armpude til Stockholm armbord, buet	Sort	625 x 160 x 80 mm	
250015	Armpude til Stockholm armbord, buet	Blå	625 x 160 x 80 mm	
248059	Armpude til Stockholm armbord, flad bund	Sort	625 x 180 x 70 mm	

Dokumenteret

Vores madras- og pude serie er kvalificeret som trykafastende produkter ved at have gennemgået en række undersøgelser. Undersøgelserne omfatter sikkerheden, kvaliteten og funktionaliteten, som er udført og dokumenteret af uvildige institutter:


- Microtest vedr. betrækkets kontinent overfor blodbårne patogener



- Mikroklima (varme og fugtudvikling)



- Antændelighed: EN 597-1 og EN 597-2



- Biocompatibilitet vedr. allergologiske reaktioner: EN 10993

- Alle vores produkter er CE-mærket klasse 1.



Simonsen & Weel er Danmarks ældste leverandør af udstyr til den danske sundhedssektor med en historie tilbage til 1817. Vi forhandler produkter fra nogle af verdens førende producenter inden for områder som operationsudstyr, hospitals- og klinik-inventar, medicinsk teknik, kompressionsstrømper og ernæringsprodukter.

Vi er i dag omkring 50 ansatte, hvoraf de fleste arbejder ud fra hovedkontoret ved København. Heraf er størstedelen produktspecialister, som dækker hele Danmark inklusive Færøerne og Grønland. Desuden har vi en

kompetent kundeserviceafdeling samt en teknisk serviceafdeling med specialiserede medarbejdere inden for de enkelte fagområder.

Lau Messmann
Produktspecialist
+45 2171 0070
lam@sw.dk

Lars Frank
Produktspecialist
+45 2171 0065
laf@sw.dk

Simonsen & Weel
A/S
Vejlegårdsvej 59
2665 Vallensbæk
Strand